

Sängbord



Sonnet Combi





Invacare **Sonnet Combi**

► **Invacare Sonnet Combi** har en matskiva som kan anpassas i höjd mellan 31-93 cm samt flyttas från höger till vänster sida av bordet. Sängbordet har en låda, ett skåp och två hyllor. Två låsbara hjul. Maxbelastning 4 kg. Finns i ljus bok, bok, ljus ek, ek, umbra och körsbär.

Tekniska data ▼

Ytterligare information om våra sängbord finns på vår hemsida, www.invacare.se



Total höjd ▼



Överdel ▼



Höjdställning ▼



Vikt ▼

Sonnet Combi

870 mm

400 x 400 mm
Innermått: 360 mm
Yttermått: 510 mm

310 - 930 mm
Storlek på
mätbordsskiva:
650 x 380 mm

27 kg
28 kg

Färger ▼



Ljus bok



Bok



Ljus ek



Ek




Umbra



Körsbär

Ramfärg ▼



Aluminiumgrå

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®