

INVACARE ACTION3 Monocomando

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.039 + 12.24.03.112 (solo per Monocomando) + 12.24.03.121 + 12.24.06.190 + 12.24.21.106 + 12.24.21.108 + 12.24.21.112

Nr Repertorio DM: 77448/R

□ CEH0026 INVACARE ACTION3 Monocomando

€ 995

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

□ CEHSPEC INVACARE ACTION3 costruzione speciale

Quotazione su richiesta



Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

□ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

TIPO DI PROPULSIONE

□ CEH0140 Monocomando DX ad estrazione rapida ○

□ CEH0150 Monocomando SX ad estrazione rapida ○

SCEGLI MISURA SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

□ CEH0180 380 mm ○

□ CEH0190 405 mm ○

□ CEH0200 430 mm ◆

□ CEH0210 455 mm ○

□ CEH0220 480 mm € 55

□ CEH0230 505 mm € 55

PROFONDITA' SEDUTA

□ CEH0240 400 mm ◆

□ CEH0250 450 mm ○

□ CEH0252 Regolabile in profondità da 450 a 400 mm (NC:0320,0330,0350,0351) € 55

ALTEZZA SEDUTA

□ CEH0260 510 mm ○

□ CEH0270 485 mm ○

□ CEH0280 460 mm ◆

□ CEH0290 435 mm (NC:1010,1030) ○

TELA SEDUTA

□ CEH0340 Nylon, nera con 2 strisce in Velcro per fissaggio cuscino ◆

□ CEH0345 Telino seduta tensionabile € 80

□ CEH0350 Nylon, nera, imbottita € 25

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

TIPO DI SCHIENALE

□ CEH0410 Fisso 7° - 2 altezze 400 o 430 mm (settata a 430 mm) ◆

□ CEH0420 Fisso 7° - altezza 510 mm € 55

□ CEH0425 Fisso 7° - altezza 430 mm e manopole regolabile in altezza (150 mm) € 100

□ CEH0431 Inclinabile ed abbattibile 7° - altezza 350 mm € 150

□ CEH0432 Inclinabile ed abbattibile 7° - altezza 425 mm € 150

□ CEH0435 Reclinabile a cremagliera 0°- 30°, H 390/410/430 mm (NC:1190) € 70

□ CEH0445 Reclinabile pneumaticamente 0°- 30°, H 390/410/430 mm (NC:1190) € 120

□ CEH0450 Reclinabile pneumaticamente 0°- 30°, H 470/490/510 mm (NC:1190) € 140

□ CEH0455 Schienale pieghevole a metà altezza 430 mm (NC:0471,0490,0491,0881,1346) € 20

□ CEH0460 Schienale pieghevole a metà altezza 510 mm (NC:0471,0490,0491,0490,0491,0881,1346) € 50

SCHIENALE POSTURALE MATRIX

□ CEH0451 Matr Elite E2 altezza 160 mm € 809

□ CEH0452 Matr Elite E2 altezza 210 mm € 809

□ CEH0453 Matr Elite E2 altezza 260 mm € 809

□ CEH0454 Matr Elite E2 altezza 310 mm € 809

□ CEH0456 Matr Elite E2 altezza 360 mm € 809

□ CEH0461 Matr Elite E2 altezza 410 mm € 809

□ CEH0462 Matr Elite E2 altezza 460 mm € 809

□ CEH0457 Matr Elite E2 altezza 510 mm € 809

□ CEH0458 Matr Elite Deep E2 altezza 160 mm € 850

□ CEH0459 Matr Elite Deep E2 altezza 210 mm € 850

□ CEH0466 Matr Elite Deep E2 altezza 260 mm € 850

□ CEH0467 Matr Elite Deep E2 altezza 310 mm € 850

□ CEH0468 Matr Elite Deep E2 altezza 360 mm € 850

□ CEH0463 Matr Elite Deep E2 altezza 410 mm € 850

□ CEH0464 Matr Elite Deep E2 altezza 460 mm € 850

□ CEH0469 Matr Elite Deep E2 altezza 510 mm € 850

INVACARE ACTION3 Monocomando

LARGHEZZA SCHIENALE MATRX			
<input type="checkbox"/>	CEH0482	360 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH0483	380 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH0484	410 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH0485	430 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH0486	460 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH0487	480 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH0488	510 mm	○
TELA SCHIENALE			
<input type="checkbox"/>	CEH0465	Solo tubi schienale	○
<input type="checkbox"/>	CEH0474	1 fascia tens, bi-colore con tasca portaoggetti	(NC:0881) € 30
<input type="checkbox"/>	CEH0475	1 fascia tensionabile, nera	(NC:0881) ◆
<input type="checkbox"/>	CEH0477	3 fasce tensionabili , bi-colore con tasca portaoggetti	(NC:0881) € 55
<input type="checkbox"/>	CEH0480	Nylon, nero, imbottita e tensionabile a 7 fasce con tubo tensore	€ 55
<input type="checkbox"/>	CEH0481	Nylon, bicolore, imbottita e tensionabile a 7 fasce, tasca portaoggetti e tubo tensore	€ 75
SCEGLI PEDANE E POGGIPIEDI			
PEDANA DESTRA			
<input type="checkbox"/>	CEH0510	Fissa a 80°	◆
<input type="checkbox"/>	CEH0520	Elevabile 0° - 80° con poggiaolpaccio imbottito regolabile	(NC:0611,0930,0936) € 80
<input type="checkbox"/>	CEH0545	Per amputato regolabile in altezza, inclinazione e profondità	(NC:0600,0610,0611,0930,0936) € 125
PEDANA SINISTRA			
<input type="checkbox"/>	CEH0560	Fissa a 80°	◆
<input type="checkbox"/>	CEH0570	Elevabile 0° - 80° con poggiaolpaccio imbottito regolabile	(NC:0611,0930,0936) € 80
<input type="checkbox"/>	CEH0595	Per amputato regolabile in altezza, inclinazione e profondità	(NC:0600,0610,0611,0930,0936) € 125
POGGIPIEDI DESTRO			
<input type="checkbox"/>	CEH0600	Ribaltabile, poggiatallone incluso	◆
<input type="checkbox"/>	CEH0610	Ribaltabile e articolato (fino a 50 mm), poggiatallone incluso	(NC:0936) € 35
<input type="checkbox"/>	CEH0611	Poggiapiede unico, ribaltabile a sx, articolato (fino a 50 mm)	(NC:0620,0630,0920,0936) € 160
POGGIPIEDI SINISTRO			
<input type="checkbox"/>	CEH0620	Ribaltabile, poggiatallone incluso	◆
<input type="checkbox"/>	CEH0630	Ribaltabile e articolato (fino a 50 mm), poggiatallone incluso	(NC:0936) € 35
SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI			
LATO DESTRO			
<input type="checkbox"/>	CEH0640	T ridotto per tavolo, reg. in H da 200 a 280 mm e spondina diritta	◆ (NC:0760,0770,0780,0790,0795,0796,1480)
<input type="checkbox"/>	CEH0650	T imbottitura lunga, reg. in H da 200 a 280 mm e spondina diritta	€ 20 (NC:0760,0770,0780,0790,0795,0796)
<input type="checkbox"/>	CEH0657	T rotativo (360°), imbot. concava, supp. per palmare reg. H da 200 a 280 mm	€ 200
<input type="checkbox"/>	CEH0660	Ridotto per tavolo, ribaltabile, H fissa a 240 mm	(NC:0740,0750,0760,0770,0780,0790,0795,0796,1480) ○
<input type="checkbox"/>	CEH0670	Imbottitura lunga, ribaltabile H fissa a 240 mm	(NC:0740,0750,0760,0770,0780,0790,0795,0796,0951) € 25
<input type="checkbox"/>	CEH0675	Ribaltabile con imbottitura concava, reg. in H da 170 a 295 mm	€ 85
<input type="checkbox"/>	CEH0677	Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	CEH0680	Ridotto per tavolo, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	(NC:0740,0750,0760,0770,0790,0795,0796,0832,0951,1480) € 55
<input type="checkbox"/>	CEH0690	Imbottitura lunga, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	(NC:0740,0750,0760,0770,0780,0790,0795,0796,0832,0951) € 65
<input type="checkbox"/>	CEH0695	Ridotto per tavolo, reg.le in H da 210 a 345 mm	(NC:0740,0750,0760,0770,0780,0790,1480) € 50
<input type="checkbox"/>	CEH0696	Imbottitura lunga, reg.le in H da 210 a 345 mm	(NC:0740,0750,0760,0770,0780,0790) € 60
<input type="checkbox"/>	CEH0697	Imbottitura concava, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato	€ 90
<input type="checkbox"/>	CEH0732	Emiplegico, reg.le in H con intra-rotazione (4 posizioni)	(NC:1480) € 110
SCEGLI IL TIPO DI SUPPORTO PALMARE, solo con supporto rotativo			
<input type="checkbox"/>	CEH0662	Supporto palmare piatto	€ 85
<input type="checkbox"/>	CEH0664	Supporto palmare concavo	€ 120
<input type="checkbox"/>	CEH0666	Supporto palmare con impugnatura verticale	€ 95
LATO SINISTRO			
<input type="checkbox"/>	CEH0740	T ridotto per tavolo, reg. in H da 200 a 280 mm e spondina diritta	(NC:1480) ◆
<input type="checkbox"/>	CEH0750	T imbottitura lunga, reg. in H da 200 a 280 mm e spondina diritta	€ 20
<input type="checkbox"/>	CEH0757	T rotativo (360°), imbot. concava, supp. per palmare reg. H da 200 a 280 mm	€ 200
<input type="checkbox"/>	CEH0760	Ridotto per tavolo, ribaltabile, H fissa a 240 mm	(NC:1480) ○
<input type="checkbox"/>	CEH0770	Imbottitura lunga, ribaltabile H fissa a 240 mm	€ 25
<input type="checkbox"/>	CEH0775	Ribaltabile con imbottitura concava, reg. in H da 170 a 295 mm	€ 85
<input type="checkbox"/>	CEH0777	Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	CEH0780	Ridotto per tavolo, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	(NC:0951,1480) € 55
<input type="checkbox"/>	CEH0790	Imbottitura lunga, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	(NC:0951) € 65
<input type="checkbox"/>	CEH0795	Ridotto per tavolo, reg.le in H da 210 a 345 mm	(NC:1480) € 50
<input type="checkbox"/>	CEH0796	Imbottitura lunga, reg.le in H da 210 a 345 mm	€ 60
<input type="checkbox"/>	CEH0797	Imbottitura concava, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato	€ 90
<input type="checkbox"/>	CEH0832	Emiplegico, reg.le in H con intra-rotazione (4 posizioni)	(NC:1480) € 110
SCEGLI IL TIPO DI SUPPORTO PALMARE, solo con supporto rotativo			
<input type="checkbox"/>	CEH0762	Supporto palmare piatto	€ 85
<input type="checkbox"/>	CEH0764	Supporto palmare concavo	€ 120
<input type="checkbox"/>	CEH0766	Supporto palmare con impugnatura verticale	€ 95
CUSCINO DELLA SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	CEH0849	Cuscino in schiuma base 50 mm	€ 65
PROFONDITA' CUSCINO DELLA SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	CEH0878	Cuscino profondità seduta 400 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH0879	Cuscino profondità seduta 450 mm	○

La tela schienale a 3 fasce CEH0477 è disponibile solo con con lo schienale reclinabile ed abbattibile CEH0431 e CEH0432

Pedana Elevabile prescrivibile Cod. N.T. 12.24.03.109 (al paio)

Pedana Elevabile prescrivibile Cod. N.T. 12.24.03.109 (al paio)

(NC:0760,0770,0780,0790,0795,0796,1480)

(NC:0760,0770,0780,0790,0795,0796)

INVACARE ACTION3 Monocomando

SCEGLI ALTRE OPZIONI SEDUTA			
ALTRE OPZIONI			
<input type="checkbox"/>	CEH0882	Pelotte toracali	€ 160
<input type="checkbox"/>	CEH0905	Poggianuca reg.le in H, profondità, inclinazione + tubo tensore	(NC:0945) € 110
<input type="checkbox"/>	CEH0906	Poggiatesta con alette parietali regolabili singolarmente	(NC:0945) € 160
<input type="checkbox"/>	CEH0907	Poggiatesta con supporti mandibolari regolabili singolarmente	(NC:0945) € 200
<input type="checkbox"/>	CEH0908	Poggiatesta Matrix soft pad con agganci	€ 360
<input type="checkbox"/>	CEH0930	Cinturino fermapolpacci regolabile	€ 25
<input type="checkbox"/>	CEH0935	Tubi poggiapiedi allungato per UL da 450 a 530 mm	(NC:0936) € 45
<input type="checkbox"/>	CEH0936	Portapedane montate in alto (da 230 mm a 430 mm con poggiapiedi ribaltabile)	€ 45
<input type="checkbox"/>	CEH0940	Tubo tensore dello schienale standard	€ 35
<input type="checkbox"/>	CEH0945	Tubo tensore dello schienale pieghevole	(NC:1451) € 80
<input type="checkbox"/>	CEH0955	Senza blocco del bracciolo	○
SCEGLI IL TUO COLORE PREFERITO			
<input type="checkbox"/>	CEH0961	Grigio Grafite	
<input type="checkbox"/>	CEH0964	Bianco Perlato	
<input type="checkbox"/>	CEH0965	Verde Elettrico	
<input type="checkbox"/>	CEH0966	Nero Opaco	
<input type="checkbox"/>	CEH0967	Blu Navy	
<input type="checkbox"/>	CEH0968	Viola scuro	
<input type="checkbox"/>	CEH0969	Rosso Ruvido	
<input type="checkbox"/>	CEH0972	Blu Acqua	
<input type="checkbox"/>	CEH0980	Nero Antracite	
<input type="checkbox"/>	CEH0991	Colore speciale	quotazione su richiesta
SUPPORTO FORCELLA			
<input type="checkbox"/>	CEH0995	Standard	◆
SCEGLI RUOTE ANTERIORI			
<input type="checkbox"/>	CEH1005	200 x 32 mm (8" x 1 1/4") pneumatiche NERE	€ 30
<input type="checkbox"/>	CEH1010	200 x 30 mm (8" x 1 1/4") piene NERE	○
<input type="checkbox"/>	CEH1030	200 x 45 mm (8" x 2") piene NERE	(NC:1125) € 30
<input type="checkbox"/>	CEH1035	150 x 30 mm (6" x 1 1/4") piene medie NERE	○
<input type="checkbox"/>	CEH1050	150 x 30 mm (6" x 1 1/4") piene NERE	◆
<input type="checkbox"/>	CEH1054	125 x 30 mm (5" x 1") piene NERE	○
<input type="checkbox"/>	CEH1056	140 x 40 mm (5'1/2 x 1" 3/4) piene medie NERE	○
SCEGLI LE RUOTE POSTERIORI			
<input type="checkbox"/>	CEH1066	22" / 560 mm	○
<input type="checkbox"/>	CEH1068	24" / 600 mm	◆
TIPO RUOTE POSTERIORI			
<input type="checkbox"/>	CEH1075	Monocomando (mozzo nero, raggi zincati)	◆
TIPO DI COPERTONE			
<input type="checkbox"/>	CEH1082	piene nere 35 mm (1"3/8)	○
<input type="checkbox"/>	CEH1084	pneumatiche nere 35 mm (1"3/8)	◆
<input type="checkbox"/>	CEH1088	pneumatiche Low profile nero 25 mm	€ 50
ASSE RUOTE POSTERIORI			
<input type="checkbox"/>	CEH1180	Assi ad estrazione rapida (solo per versione ad autospinta)	◆
POSIZIONE ASSE POSTERIORE			
<input type="checkbox"/>	CEH1190	Standard, boccola ruote post.ri 25 mm davanti tubo schienale	(NC:1252) ◆
<input type="checkbox"/>	CEH1200	Passiva, boccola ruote post.ri 25 mm dietro tubo schienale	○
<input type="checkbox"/>	CEH1201	Bi-amputato, boccola 75 mm (transit) o 60 mm (autospinta) dietro tubo schienale	€ 50 (NC:1125)
POMPA			
<input type="checkbox"/>	CEH1220	Senza Pompa	◆
SCEGLI IL TIPO DI FRENI			
<input type="checkbox"/>	CEH1270	Freni a spinta con impugnatura snodabile	◆
<input type="checkbox"/>	CEH1275	Freni a trazione con impugnatura snodabile	○
<input type="checkbox"/>	CEH1320	Monofreno con leva a dx	€ 90
<input type="checkbox"/>	CEH1330	Monofreno con leva a sx	€ 90
SCEGLI ALTRI OPTIONAL ED ACCESSORI			
<input type="checkbox"/>	CEH1345	Kit di aggancio carrozzina x trasporto in auto	(NC:1360) € 65
<input type="checkbox"/>	CEH1346	Kit di trasporto con cintura e tubo tensore	€ 150
<input type="checkbox"/>	CEH1360	Cintura posturale con chiusura a scatto	€ 50
<input type="checkbox"/>	CEH1361	Cintura Bodypoint a trazione centrale con pulsante, M 460 mm, Flat-mount	€ 100
<input type="checkbox"/>	CEH1362	Cintura Bodypoint a trazione centrale con pulsante, L 620 mm, Flat-mount	€ 100
<input type="checkbox"/>	CEH1363	Cintura Bodypoint a 4 punti con trazione centrale con pulsante, M 460 mm, Flat-mount	€ 130
<input type="checkbox"/>	CEH1364	Cintura Bodypoint a 4 punti con trazione centrale con pulsante, M 620 mm, Flat-mount	€ 130
<input type="checkbox"/>	CEH1370	Ruotine antiribaltamento (al paio)	(NC:1375, 1440, 1441) € 50
<input type="checkbox"/>	CEH1375	Ruotine antiribaltamento e aiuto-ribaltamento (al paio)	(NC:1440, 1441) € 70
<input type="checkbox"/>	CEH1390	Prolunga leva freno dx e sx	€ 10
<input type="checkbox"/>	CEH1430	Porta bastone	€ 25
<input type="checkbox"/>	CEH1440	Aiuto-ribaltamento a dx	€ 30
<input type="checkbox"/>	CEH1441	Aiuto-ribaltamento a sx	€ 30
<input type="checkbox"/>	CEH1451	Asta portaflebo con morsetto (obbligatorio tubo tensore CEH0940)	€ 100
<input type="checkbox"/>	CEH1480	Vassoio trasparente (infilabile sui braccioli) - Solo con braccioli con imbottitura "lunga"	€ 110
<input type="checkbox"/>	CEH1483	Mezzo vassoio ribaltabile trasparente DX cod. N.T. 12.24.15.112	€ 100
<input type="checkbox"/>	CEH1484	Mezzo vassoio ribaltabile trasparente SX cod. N.T. 12.24.15.112	€ 100
<input type="checkbox"/>	CEH1485	Imbottitura morbida per vassoio ribaltabile	€ 60

Spazio per le vostre annotazioni ed informazioni aggiuntive

Rimani sempre aggiornato scaricando schede d'ordine, brochures & ad altro materiale dal nostro sito www.invacare.it

Seguici su Facebook e sul canale ufficiale Youtube [Invacare Italia](https://www.youtube.com/user/InvacareItalia)

