

INVACARE ACTION3 Rocking Chair

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



- CET0018 INVACARE ACTION3 NG RC
La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆
- CETSPEC INVACARE ACTION3 NG RC costruzione speciale
Quotazione su richiesta

€ 1.295



PACCHETTO COMFORT

Codifica consigliata in configurazione standard

- CET0050 **PACCHETTO COMFORT**: reclinazione con pistone 0/30° + schienale rigido COMFORT con cuscino imbottito Laguna + coppia portapedane elevabili con poggia polpaccio + coppia poggiatesta articolate + poggianuca in dartex

€ 600

18.09.39.006
18.09.39.103
18.09.39.136
18.09.39.133
+ aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 1881966/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

TIPO DI PROPULSIONE

- CET0100 Autospinta ◆

Leggere sempre le note a fianco

SCEGLI MISURA SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

- CET0180 380 mm (no con schienale comfort) ○
- CET0190 405 mm ○
- CET0200 430 mm ◆
- CET0210 455 mm ○
- CET0220 480 mm € 55
- CET0230 505 mm € 55

PROFONDITA' SEDUTA

- CET0240 400 mm ○
- CET0250 450 mm ○
- CET0252 Regolabile in profondità da 450 a 400 mm NC:0320,0330,0350,0351 ◆

ALTEZZA SEDUTA

- CET0270 485 mm NC:1051 ○ Altezza seduta da terra da 485 solo con ruote da 24"
- CET0280 460 mm ◆ Altezza seduta da terra da 460 solo con ruote da 22"

TELA SEDUTA

- CET0330 Nylon, nera senza Velcro ○
- CET0340 Nylon, nera con 2 strisce in Velcro per fissaggio cuscino ◆
- CET0345 Telino seduta tensionabile € 80
- CET0350 Nylon, nera, imbottita € 25
- CET0367 Sedile rigido € 120

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

TIPO DI SCHIENALE

- CET0380 Fisso 0° - 2 altezze 400 o 430 mm (settata a 430 mm) ○
- CET0390 Fisso 0° - altezza 510 mm ○ Poggiatesta NON compatibile con schienale fisso CET0395, CET0396 e inclinabile CET0431
- CET0395 Fisso 7° - 2 altezze da 380 a 460 mm (settata a 380 mm) tubi fissi € 100
- CET0396 Fisso 7° - 2 altezze da 380 a 460 mm (settata a 380 mm) tubi telescopici € 150
- CET0410 Fisso 7° - 2 altezze 400 o 430 mm (settata a 430 mm) ◆
- CET0420 Fisso 7° - altezza 510 mm ○
- CET0425 Fisso 7° - altezza 430 mm e manopole regolabile in altezza (150 mm) € 100
- CET0431 Inclinabile ed abbattibile 7° - altezza 350 mm € 150
- CET0432 Inclinabile ed abbattibile 7° - altezza 425 mm € 150
- CET0442 Recl. pneum 0°- 30° per schienale COMFORT alto 510 mm € 120
- CET0445 Recl. pneum 0°- 30° per schienale tensio H 390/410/430 NC:1190 € 120
- CET0450 Recl. pneum 0°- 30° per schienale tensio H 470/490/510 NC:1190 € 120
- CET0455 Schienale pieghevole a metà altezza 430 mm NC:0471,0480,0491,0881,1346 € 25
- CET0460 Schienale pieghevole a metà altezza 510 mm NC:0471,0480,0481,0490,0491,0881,1346 € 50

TELA SCHIENALE

- CET0465 Solo tubi schienale ○
- CET0471 Standard in Nylon Jemina ○
- CET0474 1 fascia tens, bi-colore con tasca portaoggetti NC:0881 € 25
- CET0475 1 fascia tensionabile, nera NC:0881 ◆
- CET0477 3 fasce tensionabili, bi-colore con tasca portaoggetti € 55
- CET0478 3 fasce tensionabili, bi-colore con tasca portaoggetti e tubo tensore € 80
- CET0479 3 fasce tensionabili, telo in nylon nero imbottito e tubo tensore € 80
- CET0480 7 fasce tensionabili, telo in nylon nero imbottito con tubo tensore € 55
- CET0481 7 fasce tensionabili, bi-colore con tasca portaoggetti e tubo tensore € 80
- CET0490 Schienale COMFORT con cuscino LAGUNA in dartex da 51 cm € 150
- CET0491 Schienale COMFORT con cuscino PASSAD 2 in dartex da 51 cm € 150
- DE225974 Prolunga dello schienale € 150

Schienale COMFORT solo per cuscino LAGUNA o PASSAD 2

La tela schienale a 3 fasce CET0477 è disponibile solo con con lo schienale reclinabile ed abbattibile CET0431 e CET0432

La tela schienale a 7 fasce è disponibile con schienali fissi e con schienale reclinabile a cremagliera CET0435

Cuscino LAGUNA o PASSAD 2 solo con schienale recl. Pneum COMFORT

SCEGLI PEDANE E POGGIAPIEDI


PEDANA DESTRA

- CET0500 Senza portapedana ○
- CET0510 Fissa a 80° ◆
- CET0511 Fissa a 90° ○
- CET0520 Elevabile 0°-80°, con poggia polpaccio imbottito regolabile NC:0611,0930,0936 € 80
- CET0545 Per amputato regolabile in H, inclinazione e profondità NC:0600,0610,0611,0930,0936 € 120

PEDANA SINISTRA

- CET0550 Senza portapedana ○
- CET0560 Fissa a 80° ◆
- CET0561 Fissa a 90° ○

INVACARE ACTION3 Rocking Chair

<input type="checkbox"/>	CET0570	Elevabile 0°-80°, con poggia polpaccio imbottito regolabile	NC:0611,0930,0936	€ 80	
<input type="checkbox"/>	CET0595	Per amputato regolabile in H, inclinazione e profondità	NC:0600,0610,0611,0930,0936	€ 120	
POGGIAPIEDI DESTRO					
<input type="checkbox"/>	CET0600	Ribaltabile, poggiatallone incluso		◆	
<input type="checkbox"/>	CET0610	Ribaltabile, articolato (fino a 50 mm), poggiatallone incluso	NC:0936	€ 35	
<input type="checkbox"/>	CET0611	Poggiatesta unico ribaltabile a sx ed articolato (fino a 50 mm)	NC:0620,0630,0920,0936	€ 160	
POGGIAPIEDI SINISTRO					
<input type="checkbox"/>	CET0620	Ribaltabile, poggiatallone incluso		◆	
<input type="checkbox"/>	CET0630	Ribaltabile, articolato (fino a 50 mm), poggiatallone incluso	NC:0936	€ 35	
SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI					
LATO DESTRO					
<input type="checkbox"/>	CET0660	Ridotto per tavolo, ribaltabile, H fissa a 240 mm	NC: 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 1480	◆	
<input type="checkbox"/>	CET0670	Imbottitura lunga, ribaltabile H fissa a 240 mm	NC: 0740, 0750, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0951	€ 20	
<input type="checkbox"/>	CET0675	Ribaltabile con imbottitura concava, reg. in H da 170 a 295 mm		€ 85	
<input type="checkbox"/>	CET0677	Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm		€ 180	
<input type="checkbox"/>	CET0680	Ridotto per tavolo, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	NC: 0740, 0750, 0780, 0770, 0790, 0795, 0796, 0832, 0951, 1480	€ 55	
<input type="checkbox"/>	CET0690	Imbottitura lunga, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0832, 0951	€ 65	
SUPPORTO PALMARE DESTRO					
<input type="checkbox"/>	CET0662	Supporto palmare piatto		€ 65	
<input type="checkbox"/>	CET0664	Supporto palmare concavo		€ 100	
<input type="checkbox"/>	CET0666	Supporto palmare con impugnatura verticale		€ 75	
LATO SINISTRO					
<input type="checkbox"/>	CET0760	Ridotto per tavolo, ribaltabile, H fissa a 240 mm	NC: 1480	◆	
<input type="checkbox"/>	CET0770	Imbottitura lunga, ribaltabile H fissa a 240 mm		€ 20	
<input type="checkbox"/>	CET0775	Ribaltabile con imbottitura concava, reg. in H da 170 a 295 mm		€ 85	
<input type="checkbox"/>	CET0777	Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm		€ 180	
<input type="checkbox"/>	CET0780	Ridotto per tavolo, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	NC: 0951, 1480	€ 55	
<input type="checkbox"/>	CET0790	Imbottitura lunga, ribaltabile e reg.le in H da 170 a 295 mm	NC: 0951	€ 65	
SUPPORTO PALMARE SINISTRO					
<input type="checkbox"/>	CET0762	Supporto piatto per palmare SX		€ 65	
<input type="checkbox"/>	CET0764	Supporto curvo per palmare SX		€ 100	
<input type="checkbox"/>	CET0766	Supporto a corno per palmare SX		€ 75	
SCEGLI IL TIPO DI CUSCINO SEDUTA					
<input type="checkbox"/>	CET0849	Basic alto 50 mm		○	
<input type="checkbox"/>	CET0869	Matrx Flo-Tech Lite		€ 130	
<input type="checkbox"/>	CET0871	Matrx Flo-Tech Contour		€ 140	
<input type="checkbox"/>	CET0873	Matrx Flo-Tech Image		€ 270	
<input type="checkbox"/>	CET0874	Matrx Flo-tech solution XTRA		€ 629	
<input type="checkbox"/>	CET0875	Matrx VI		€ 629	
<input type="checkbox"/>	CET0876	Matrx Libra		€ 629	
PROFONDITA' CUSCINO SEDUTA					
<input type="checkbox"/>	CET0878	Cuscino profondità seduta 400 mm		○	
<input type="checkbox"/>	CET0879	Cuscino profondità seduta 500 mm		○	
SCEGLI ALTRE OPZIONI SEDUTA					
ALTRE OPZIONI					
<input type="checkbox"/>	CET0852	Seduta rigida		€ 80	
<input type="checkbox"/>	CET0905	Poggianuca reg.le in H, prof. e incl.+ tubo tensore	NC: 0945	€ 110	Poggiatesta NON compatibile con schienale fisso CET0395, CET0396 e inclinabile CET0431
<input type="checkbox"/>	CET0906	Poggiatesta con alette parietali reg.li singolarmente	NC: 0945	€ 160	
<input type="checkbox"/>	CET0907	Poggiatesta con supporti mandibolari reg.li singolarmente	NC: 0945	€ 200	
<input type="checkbox"/>	CET0908	Poggiatesta Matrx soft pad con agganci		€ 360	
<input type="checkbox"/>	CET0930	Cinturino fermapolpacci regolabile		€ 25	
<input type="checkbox"/>	CET0935	Tubi poggiatesta allungato per UL da 450 a 530 mm	NC:0936	€ 40	
<input type="checkbox"/>	CET0936	Portapedane montate in alto (da 230 mm a 430 mm con poggiatesta ribaltabile)		€ 40	
<input type="checkbox"/>	CET0937	Cavigliera Bodypoint (paio) taglia M		€ 250	
<input type="checkbox"/>	CET0938	Cavigliera Bodypoint (paio) taglia L		€ 250	
<input type="checkbox"/>	CET0940	Tubo tensore dello schienale standard		€ 30	
<input type="checkbox"/>	CET0945	Tubo tensore dello schienale pieghevole	NC:1451	€ 80	
SCEGLI IL TUO COLORE PREFERITO					
<input type="checkbox"/>	CET0961	Grigio Grafite	<input type="checkbox"/>	CET0967	Blu Pop
<input type="checkbox"/>	CET0966	Nero Opaco	<input type="checkbox"/>	CET0969	Rosso Ruvido
<input type="checkbox"/>	CET0974	Blue Navy	<input type="checkbox"/>	CET0991	Colore speciale  quotazione su richiesta
SCEGLI IL TIPO DI FORCELLE ANTERIORI					
<input type="checkbox"/>	CET0995	Standard		◆	
<input type="checkbox"/>	CET0996	Super leggere		€ 60	
SCEGLI RUOTE ANTERIORI					
<input type="checkbox"/>	CET1035	150 x 30 mm (6" x 1 1/4") piene morbide		○	
<input type="checkbox"/>	CET1050	150 x 30 mm (6" x 1 1/4") piene NERE		◆	
<input type="checkbox"/>	CET1056	140 x 40 mm (5" 1/2 X 1" 3/4) piene morbide		○	
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI					
<input type="checkbox"/>	CET1066	22" / 560 MM		○	
<input type="checkbox"/>	CET1068	24" / 600 MM		◆	
SCEGLI LE RUOTE POSTERIORI					
<input type="checkbox"/>	CET1071	Standard (mozzo nero, cerchione e raggi zincati)	NC:1261	○	
<input type="checkbox"/>	CET1072	Rinforzate (mozzo grigio, cerchione e raggi in acciaio)	NC: 1261, 1320, 1330, 1331, 1332	○	
<input type="checkbox"/>	CET1076	Ruote lightweight (mozzo e cerchione nero, 24 raggi neri radiali)	NC: 1261, 1320, 1330, 1331, 1332	€ 100	
TIPO DI PNEUMATICO					
<input type="checkbox"/>	CET1082	Ruote piene nere 35 mm (1.3/8)		○	
<input type="checkbox"/>	CET1084	Copertone pneumatico nero (1.3/8)		◆	
<input type="checkbox"/>	CET1088	Copertone pneum. Low Profile nero 25 mm(1)		€ 40	
<input type="checkbox"/>	CET1092	Copertone Marathon Plus 25mm (1)		€ 70	
TIPO CORRIMANO					
<input type="checkbox"/>	CET1140	Corrimano in alluminio anodizzato		◆	
<input type="checkbox"/>	CET1150	Ricoperto in gomma antiscivolo nera		€ 50	
ASSE RUOTE POSTERIORI					
<input type="checkbox"/>	CET1170	Assi fissi (solo per versione transit)		○	
<input type="checkbox"/>	CET1180	Assi ad estrazione rapida (solo per versione ad autospinta)		◆	
POMPA					
<input type="checkbox"/>	CET1220	Senza pompa		◆	
POSIZIONE ASSE POSTERIORE					

INVACARE ACTION3 Rocking Chair

<input type="checkbox"/>	CET1195	Attiva "Rocking Chair" con boccola +62,5mm e ruote a +90mm vs tubo schienale	◆	
<input type="checkbox"/>	CET1241	Prolunga ruota anteriore + 50mm	€ 50	NC: 1252
COPRIRAGGI				
<input type="checkbox"/>	CET1260	Copriraggi neri (al paio) per le ruote da 600 mm (24")	€ 120	
<input type="checkbox"/>	CET1261	Copriraggi trasparenti (al paio) per le ruote da 560 & 515 mm (22" - 20")	€ 120	
SCEGLI IL TIPO DI FRENI				
<input type="checkbox"/>	CET1272	Freni a spinta "Rocking Chair"	◆	
SCEGLI ALTRI OPTIONAL ED ACCESSORI				
<input type="checkbox"/>	CET1345	Kit di trasporto	€ 60	
<input type="checkbox"/>	CET1360	Cintura posturale con chiusura a scatto	€ 50	
<input type="checkbox"/>	CET1380	Catarifrangenti per ruote posteriori	€ 25	
<input type="checkbox"/>	CET1451	Asta portaflebo con morsetto (obbligatorio tubo tensore CET0940)	€ 100	
<input type="checkbox"/>	CET1480	Vassoio trasparente (infilabile sui braccioli) - Solo con braccioli con imbottitura "lunga"	€ 110	
<input type="checkbox"/>	CET1483	Mezzo vassoio ribaltabile trasparente DX	€ 100	Mezzo vassoio prescrivibile
<input type="checkbox"/>	CET1484	Mezzo vassoio ribaltabile trasparente SX	€ 100	
<input type="checkbox"/>	CET1485	Imbottitura morbida per vassoio ribaltabile	€ 60	

Spazio per le vostre annotazioni ed informazioni aggiuntive



Rimani sempre aggiornato scaricando schede d'ordine, brochures & ad altro materiale dal nostro sito www.invacare.it
 Seguici su Facebook e sul canale ufficiale Youtube Invacare Italia

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com
 © 2017 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.