

INVACARE ACTION4 HD

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono


Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.039 o 12.21.06.045
(da transito) + 12.24.06.160 +/- 172 +/- 175 (solo per versione HD)
+ 12.24.21.106 +/- 109 +/- 112 + codici ISO aggiuntivi
Nr Repertorio DM: 78768/R

CKG0026 INVACARE ACTION4 HD 160 Kg

€ 1.050

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

CKGSPEC INVACARE ACTION4 HD costruzione speciale

Quotazione su richiesta



Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard Opzioni senza sovrapprezzo

TIPO DI PROPULSIONE

Leggere sempre le note a fianco

CKG0100 Autospinta (NC:1000,1005,1040) ◆

CKG0110 Transit (con ruote posteriori ad asse fisso) (NC:0930,0950,0980,1020,1030,1050,1060,1125,1111,1220) € 55

SCEGLI MISURA SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

CKG0170 505 mm doppia crociera e tensore schienale (NC: 0292) ○

CKG0171 555 mm doppia crociera rinforzata e tensore schienale (NC: [0180/0190+ 0290], 1270) ○

CKG0172 605 mm doppia crociera rinforzata e tensore schienale (NC: [0180/0190+ 0290], 1270) ○

PROFONDITA' SEDUTA

CKG0180 400 mm ◆

CKG0190 450 mm ○

CKG0195 500 mm (NC: 0295) € 55

CKG0200 Reg.le in prof. da 450 a 400 mm con spostamento della tela sedile € 60 (NC: 0292, 0295)

CKG0201 Reg.le in prof. da 500 a 450 mm con spostamento della tela sedile € 60 (NC: 0295)

ALTEZZA SEDUTA

CKG0210 510 mm (NC:0890,0901,0920,0980,0990) ○

CKG0220 485 mm (NC:0920) ◆

CKG0230 460 mm (NC:0920) ○

TIPO FODERA SEDUTA

CKG0290 Nylon, nera con 2 strisce in Velcro per fissaggio cuscino ○

CKG0292 Nylon, nera, rinforzata, tensionabile e reg.le in profondità € 100

CKG0293 Piatto seduta rigido € 180

CKG0295 Nylon, nera, imbottita ◆

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

TIPO DI SCHIENALE

CKG0330 Angolo fisso 7° reg.le in H 380-460 mm, settato a 38 (NC:0364,0365,0375,0716,0717,0718) ◆

CKG0318 Inclinabile (+/-15°) ed abbattibile 7° - altezza 425 mm. € 170

CKG0319 Inclinabile (+/-15°) ed abbattibile 7° - altezza 475 mm. € 170

CKG0333 Recl. pneum 0° - 30° + tensore. Solo posizione passi (NC:0780,1055,1060) € 120

TELA SCHIENALE

CKG0350 Solo tubi schienale x montaggio MatrX ○

CKG0367 Fodera con 3 fasce tensionabili, bi-colore ○

CKG0369 4 fasce tensionabili nera imbottita con tubo tensore (NC: 0780, 0782) ○

CKG0370 7 fasce tensionabili nera imbottita con tubo tensore (NC: 0780, 0782) ◆

CKG0375 Fodera con 7 fasce tens.li e fodera bicolore € 50

SCEGLI PEDANE E POGGIPIEDI

PEDANA DESTRA

CKG0390 Fissa a 80° ◆

CKG0400 Elevabile 0°- 80°, con poggia polpaccio imbottito reg (NC:0491,0760,0771) € 80

CKG0420 Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profc (NC:0480,0485,0490,0491,0760,0771) € 120

PEDANA SINISTRA

CKG0440 Fissa a 80° ◆

CKG0450 Elevabile 0°- 80°, con poggia polpaccio imbottito reg (NC:0491,0760,0771) € 80

CKG0470 Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profc (NC:0500,0505,0510,0491,0760,0771) € 120

POGGIPIEDE DX

CKG0480 Ribaltabile ◆

CKG0490 Ribaltabile e articolato (reg.le in inclinazione e in profondità fino a 50 mm) € 35

CKG0491 Poggiatesta unico, ribaltabile a sx ed articolato (fino a 50 mm) € 165 (NC:0500,0505,0510,0760,0771)

POGGIPIEDE SX

CKG0500 Ribaltabile ◆

CKG0510 Ribaltabile e articolato (reg.le in inclinazione e in profondità fino a 50 mm) € 35

INVACARE ACTION4 HD

SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI

LATO DESTRO

<input type="checkbox"/>	CKG0520	Ridotto per tavolo e reg.le in H a 200-220-250-280 mm "Rio"	◆	(NC:0593,0596,0597,0598,0599,0600,1270)
<input type="checkbox"/>	CKG0532	T rotativo (360°), imbot. concava, supp. per palmare reg. H da 200 a 280 mm	€ 210	
<input type="checkbox"/>	CKG0533	Ridotto per tavolo, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato	€ 60	(NC:0580,0590,0597,0598,0599,0600,1270)
<input type="checkbox"/>	CKG0534	Estraibile con imbottitura concava lunga, reg. in H da 170 a 295 mm	€ 90	
<input type="checkbox"/>	CKG0536	Imbottitura lunga, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato	€ 70	(NC:0580,0590,0597,0598,0599,0600)
<input type="checkbox"/>	CKG0542	Imbottitura concava, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato	€ 90	
<input type="checkbox"/>	CKG0544	Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm	€ 210	

SCEGLI IL TIPO DI SUPPORTO PALMARE, solo con supporto rotativo

<input type="checkbox"/>	CKG0562	Supporto palmare piatto	€ 85
<input type="checkbox"/>	CKG0564	Supporto palmare concavo	€ 120
<input type="checkbox"/>	CKG0566	Supporto palmare con impugnatura verticale	€ 95

LATO SINISTRO

<input type="checkbox"/>	CKG0580	Ridotto per tavolo e reg.le in H a 200-220-250-280 mm	(NC:1270) ◆
<input type="checkbox"/>	CKG0592	T rotativo (360°), imbot. concava, supp. per palmare reg. H da 200 a 280 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	CKG0593	Ridotto per tavolo reg.le in H da 210 a 345 mm con f	(NC:1270) € 60
<input type="checkbox"/>	CKG0594	Estraibile con imbottitura concava lunga, reg. in H da 170 a 295 mm	€ 90
<input type="checkbox"/>	CKG0596	Imbottitura lunga, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato	€ 70
<input type="checkbox"/>	CKG0602	Imbottitura concava, ribaltabile in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato	€ 90
<input type="checkbox"/>	CKG0604	Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm	€ 210

SCEGLI IL TIPO DI SUPPORTO PALMARE, solo con supporto rotativo

<input type="checkbox"/>	CKG0622	Supporto palmare piatto	€ 85
<input type="checkbox"/>	CKG0624	Supporto palmare concavo	€ 120
<input type="checkbox"/>	CKG0626	Supporto palmare con impugnatura verticale	€ 95

CUSCINO

<input type="checkbox"/>	CKG0654	Cuscino altezza 50 mm	€ 50
--------------------------	---------	-----------------------	------











PROFONDITA' DEL CUSCINO

<input type="checkbox"/>	CKG0701	Profondità seduta 400 mm	○
<input type="checkbox"/>	CKG0702	Profondità seduta 450 mm	○

SCEGLI ALTRE OPZIONI SEDUTA

<input type="checkbox"/>	CKG0716	Poggianuca reg.le in H, profondità e inclinazione + tubo tensore	€ 110	(NC:0717,0718,0780)
<input type="checkbox"/>	CKG0717	Poggiatesta con alette parietali	(NC:0718,0780) € 160	
<input type="checkbox"/>	CKG0718	Poggiatesta supporti mandibolari	(NC:780) € 200	
<input type="checkbox"/>	CKG0721	Pelotte toracali	€ 160	
<input type="checkbox"/>	CKG0760	Cinturino fermapolpacci regolabile	€ 25	
<input type="checkbox"/>	CKG0770	Tubo poggipiedi lungo per UL 450 a 530 mm	€ 45	
<input type="checkbox"/>	CKG0785	Senza blocco del bracciolo	○	

SCEGLI IL TUO COLORE PREFERITO

<input type="checkbox"/>	CKG0801	Grigio grafite		<input type="checkbox"/>	CKG0811	Rosso Ruvido	
<input type="checkbox"/>	CKG0804	Bianco perlato		<input type="checkbox"/>	CKG0815	Blu Acqua	
<input type="checkbox"/>	CKG0806	Verde Elettrico		<input type="checkbox"/>	CKG0820	Nero Antracite	
<input type="checkbox"/>	CKG0807	Nero Opaco		<input type="checkbox"/>	CKG0821	Colore speciale  quotazione su richiesta	
<input type="checkbox"/>	CKG0816	Blue Navy					
<input type="checkbox"/>	CKG0817	Viola scuro					

SCEGLI RUOTE ANTERIORI

<input type="checkbox"/>	CKG0845	200 x 32 mm (8" x 1 ¼") pneumatiche NERE	€ 25
<input type="checkbox"/>	CKG0850	200 x 30 mm (8" x 1 ¼") piene NERE	◆
<input type="checkbox"/>	CKG0870	200 x 45 mm (8" x 2") piene NERE	(NC:1125) € 25

SCEGLI RUOTE POSTERIORI

DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	CKG0942	12" / 305 mm con cerchio e raggi in plastica	○
<input type="checkbox"/>	CKG0946	22" / 560 mm	○
<input type="checkbox"/>	CKG0948	24" / 600 mm	◆

TIPO RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	CKG0962	Rinforzate (mozzo grigio, cerchione e raggi in acciaio)	◆
<input type="checkbox"/>	CKG0964	Ruote con raggi in plastica	○

TIPO DI COPERTONE

<input type="checkbox"/>	CKG0972	piene nere 35 mm (1"3/4)	○
<input type="checkbox"/>	CKG0974	pneumatiche nere 35 mm (1"3/4)	◆
<input type="checkbox"/>	CKG0978	pneumatiche nere low profile 25 mm (1")	€ 40
<input type="checkbox"/>	CKG0982	Pneumatiche MAXXIS ALPHA protect	€ 70

TIPO CORRIMANO

<input type="checkbox"/>	CKG1020	Corrimano in alluminio anodizzato	◆
<input type="checkbox"/>	CKG1030	Ricoperto in gomma antiscivolo nera	€ 50

ASSE RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	CKG1040	Assi fissi (solo per versione transit)	○
<input type="checkbox"/>	CKG1050	Assi ad estrazione rapida (solo per versione ad autospinta)	◆

POSIZIONE ASSE POSTERIORE

<input type="checkbox"/>	CKG1060	Posizione standard - Boccola 35 mm davanti al tubo schienale	◆
<input type="checkbox"/>	CKG1070	Posizione passiva - Boccola 35 mm dietro il tubo schienale	○

