

INVACARE ACTION4 HD

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono


Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



CKG0026 INVACARE ACTION4 HD 160 Kg

€ 1.050

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

CKGSPEC INVACARE ACTION4 HD costruzione speciale

Quotazione su richiesta



Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

TIPO DI PROPULSIONE

Leggere sempre le note a fianco

- CKG0100 Autospinta (NC:1000,1005,1040) ◆
- CKG0110 Transit (con ruote posteriori ad asse fisso) (NC:0930,0950,0980,1020,1030,1050,1060,1125,1111,1220) € 55

SCEGLI MISURA SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA

- CKG0170 505 mm doppia crociera e tensore schienale (NC: 0292) ○
- CKG0171 555 mm doppia crociera rinforzata e tensore schienale (NC: [0180/0190+ 0290], 1270) ○
- CKG0172 605 mm doppia crociera rinforzata e tensore schienale (NC: [0180/0190+ 0290], 1270) ○

PROFONDITA' SEDUTA

- CKG0180 400 mm ◆
- CKG0190 450 mm ○
- CKG0195 500 mm (NC: 0295) € 55
- CKG0200 Reg.le in prof. da 450 a 400 mm con spostamento della tela sedile € 60 (NC: 0292, 0295)
- CKG0201 Reg.le in prof. da 500 a 450 mm con spostamento della tela sedile € 60 (NC: 0295)

ALTEZZA SEDUTA

- CKG0210 510 mm (NC:0890,0901,0920,0980,0990) ○
- CKG0220 485 mm (NC:0920) ◆
- CKG0230 460 mm (NC:0920) ○
- CKG0240 435 mm ○

TIPO FODERA SEDUTA

- CKG0290 Nylon, nera con 2 strisce in Velcro per fissaggio cuscino ○
- CKG0292 Nylon, nera, rinforzata, tensionabile e reg.le in profondità € 100
- CKG0293 Piatto seduta rigido € 180
- CKG0295 Nylon, nera, imbottita ◆

SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE

TIPO DI SCHIENALE

- CKG0300 Angolo fisso 7° reg.le in H 380-460 mm, settato a 38' (NC:0364,0365,0375,0716,0717,0718) ◆
- CKG0318 Inclinabile (+/-15°) ed abbattibile 7° - altezza 425 mm. Solo senza telo. € 170
- CKG0333 Recl. pneum 0° - 30° + tensore. Solo posizione passi' (NC:0780,1055,1060) € 120

TELA SCHIENALE



- CKG0350 Solo tubi schienale x montaggio MatrX ○
- CKG0367 Fodera con 3 fasce tensionabili,bi-colore ○
- CKG0369 4 fasce tensionabili nera imbottita con tubo tensore (NC: 0780, 0782) ○
- CKG0370 7 fasce tensionabili nera imbottita con tubo tensore (NC: 0780, 0782) ◆
- CKG0375 Fodera con 7 fasce tens.li e fodera bicolore € 50

SCEGLI PEDANE E POGGIPIEDI

PEDANA DESTRA

- CKG0390 Fissa a 80° ◆

INVACARE ACTION4 HD

| | | | | | |
|---|---------|--|------------------------------------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | CKG0400 | Elevabile 0°- 80°, con poggiapolpaccio imbottito reg. | (NC:0491,0760,0771) | € 80 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0420 | Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profo: | (NC:0480,0485,0490,0491,0760,0771) | € 120 | |
| PEDANA SINISTRA | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0440 | Fissa a 80° | | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0450 | Elevabile 0°- 80°, con poggiapolpaccio imbottito reg. | (NC:0491,0760,0771) | € 80 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0470 | Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profo: | (NC:0500,0505,0510,0491,0760,0771) | € 120 | |
| POGGIAPIEDE DX | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0480 | Ribaltabile | | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0490 | Ribaltabile e articolato (reg.le in inclinazione e in profondità fino a 50 mm) | | € 35 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0491 | Poggiapiede unico, ribaltabile a sx ed articolato (fino a 50 mm) | | € 165 | (NC:0500,0505,0510,0750,0770,0771) |
| POGGIAPIEDE SX | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0500 | Ribaltabile | | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0510 | Ribaltabile e articolato (reg.le in inclinazione e in profondità fino a 50 mm) | | € 35 | |
| SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI | | | | | |
| LATO DESTRO | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0520 | Ridotto per tavolo e reg.le in H a 200-220-250-280 mm "Rio" | | ◆ | (NC:0593,0596,0597,0598,0599,0600,1270) |
| <input type="checkbox"/> | CKG0532 | T rotativo (360°), imbot. concava, supp. per palmare reg. H da 200 a 280 mm | | € 210 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0533 | Ridotto per tavolo, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato | | € 60 | (NC:0580,0590,0597,0598,0599,0600,1270) |
| <input type="checkbox"/> | CKG0534 | Estraibile con imbottitura concava lunga, reg. in H da 170 a 295 mm | | € 90 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0536 | Imbottitura lunga, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato | | € 70 | (NC:0580,0590,0597,0598,0599,0600) |
| <input type="checkbox"/> | CKG0542 | Imbottitura concava, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato | | € 90 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0544 | Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm | | € 210 | |
| SCEGLI IL TIPO DI SUPPORTO PALMARE, solo con supporto rotativo | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0562 | Supporto palmare piatto | | € 85 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0564 | Supporto palmare concavo | | € 120 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0566 | Supporto palmare con impugnatura verticale | | € 95 | |
| LATO SINISTRO | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0580 | Ridotto per tavolo e reg.le in H a 200-220-250-280 mm | (NC:1270) | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0592 | T rotativo (360°), imbot. concava, supp. per palmare reg. H da 200 a 280 mm | | € 210 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0593 | Ridotto per tavolo reg.le in H da 210 a 345 mm con f. | (NC:1270) | € 60 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0594 | Estraibile con imbottitura concava lunga, reg. in H da 170 a 295 mm | | € 90 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0596 | Imbottitura lunga, reg.le in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato | | € 70 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0602 | Imbottitura concava, ribaltabile in H da 210 a 345 mm con fianchetto sagomato | | € 90 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0604 | Ribalt.rotativo (360°) con supporto palmare, reg. H da 170 a 295 mm | | € 210 | |
| SCEGLI IL TIPO DI SUPPORTO PALMARE, solo con supporto rotativo | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0622 | Supporto palmare piatto | | € 85 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0624 | Supporto palmare concavo | | € 120 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0626 | Supporto palmare con impugnatura verticale | | € 95 | |
| CUSCINO | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0654 | Cuscino altezza 50 mm | | € 50 | |
| PROFONDITA' DEL CUSCINO | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0701 | Profondità seduta 400 mm | | ○ | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0702 | Profondità seduta 450 mm | | ○ | |
| SCEGLI ALTRE OPZIONI SEDUTA | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0716 | Poggianuca reg.le in H, profondità e inclinazione + tubo tensore | | € 110 | (NC:0717,0718,0780) |
| <input type="checkbox"/> | CKG0717 | Poggiatesta con alette parietali | (NC:0718,0780) | € 160 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0718 | Poggiatesta supporti mandibolari | (NC:780) | € 200 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0721 | Pelotte toracali | | € 160 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0760 | Cinturino fermapolpacci regolabile | | € 25 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0770 | Tubo poggapiedi lungo per UL 450 a 530 mm | | € 45 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0785 | Senza blocco del bracciolo | | ○ | |
| SCEGLI IL TUO COLORE PREFERITO | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0801 | Grigio grafite | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0804 | Bianco perlato | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0806 | Verde Elettico | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0807 | Nero Opaco | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0816 | Blue Navy | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0817 | Viola scuro | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0811 | Rosso Ruvido | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0815 | Blu Acqua | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0820 | Nero Antracite | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0821 | Colore speciale   quotazione su richiesta | | | |
| SCEGLI RUOTE ANTERIORI | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0845 | 200 x 32 mm (8" x 1 1/4") pneumatiche NERE | | € 25 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0850 | 200 x 30 mm (8" x 1 1/4") piene NERE | | ◆ | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0870 | 200 x 45 mm (8" x 2") piene NERE | NC:1125 | € 25 | |
| <input type="checkbox"/> | CKG0905 | 140 x 40 mm (5.1/2" x 1.3/4") | | ○ | |

