



Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

**UNITA' POSTURALE
MODULARE con base x espansi
Schienale FLEX3 e nuovi accessori**



rea **Azalea (Autospinta - Assist - Tall - Minor)**

Unità posturale modulare con base per esterni a telaio rigido con basculamento della seduta ed inclinazione dello schienale tramite pistoni a gas. Disponibile in versione ad autospinta o transit e con seduta Standard, Tall e Minor. **Sistema DSS** (Dual Stability System), seduta regolabile in larghezza e profondità, cuscini anatomici con fodera in Dartex. Schienale **Flex3** con scocca rigida o tensionabile multiregolabili, braccioli estraibili, regolabili in altezza e profondità. Portapedana allargabile, ad inclinazione fissa o variabile con poggipiedi multiregolabili. Peso max utente: **135 kg** - Azalea Minor: **75 kg**. Certificazione: CE, ISO, TUV
Codici NT (configurazione standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.021 + 18.09.39.036 + /.103 + /.133 + /.136 + /.169 + aggiuntivi
Codici NT 2025 (configurazione standard): 12.27.04.003 + 12.27.91.021 + 12.27.91.024 + 12.27.91.036 + 12.27.91.039 + 18.09.39.012

(*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

Nr. Rep. DM: 87798/R - 87749/R (Minor)

☐ PREVENTIVO
☐ ORDINE




Timbro Rivenditore




Riferimento Assistito: _____

☐ Indicare la vostra scelta barrando la casella ☒ Configurazione standard ☐ Optional non a pagamento (NC 9999) : non compatibile con l'opzione 9999

Rea® Azalea (Autospinta - Assist - Tall - Minor)		Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)
BNA0010	Azalea	<input type="checkbox"/>	
TIPO DI PROPULSIONE			
BNA0020	Transito (= Azalea Assist) - Ruote da 16" con freni a tamburo	1070; 1100 <input type="checkbox"/>	◆
BNA0025	Autospinta - Ruote da 24" o 22" con freni di stazionamento	0075; 0605; 0635 <input type="checkbox"/>	○
BNA0030	Autospinta - Ruote da 24" o 22" con freni a tamburo	0075; 0605; 0635 <input type="checkbox"/>	250,00
SEDUTA			
BNA0036	Versione Tall (per utenti alti). Telaio allungato di 50 mm Seduta più alta di 50 mm e più profonda di 50 mm	0038; 0095; 0100; 0110; 0120; 0140; 0340; 1305 <input type="checkbox"/>	200,00
BNA0037	Versione Minor (per utenti bassi o corporatura minuta/bambino) Seduta meno profonda di 50 mm e telaio più corto di 30 mm	0040; 0050; 0060; 0100; 0105; 0125; 0140; 0205; 0206; 0230; 0270; 0280; 0305; 0330; 0335; 0360; 0370; 0400; 0450; 1000; 1010; 1035; 1230; 1250; <input type="checkbox"/>	○
Larghezza seduta (regolabile tramite allargamento dei braccioli)			
BNA0038	340 mm (XS) reg.le in larghezza - Telaio Minor	0205; 0206; 0305 <input type="checkbox"/>	○
BNA0040	390 mm (S) reg.le in larghezza	1205 <input type="checkbox"/>	○
BNA0050	440 mm (M) reg.le in larghezza	1205 <input type="checkbox"/>	◆
BNA0060	490 mm (L) reg.le in larghezza	0206; 1205 <input type="checkbox"/>	○
Seduta allargata di ... (= braccioli già spostati lateralmente e cuscino sedile più largo)			
BNA0065	+ 50 mm	<input type="checkbox"/>	○
BNA0075	+100 mm (solo per versione Transit - ruote da 16")	0110 <input type="checkbox"/>	○
BNA0085	Seduta non allargata	0206 <input type="checkbox"/>	◆
Profondità seduta (regolabile manualmente di 70 mm)			
BNA0095	Regolabile da 380 a 450 mm (solo per versione Azalea Minor)	<input type="checkbox"/>	○
BNA0100	Regolabile da 430 a 500 mm	0125 <input type="checkbox"/>	◆
BNA0105	Regolabile da 480 a 550 mm (solo per versione Tall incluso prolunga telaio anteriore)	<input type="checkbox"/>	○
Altezza seduta (da terra - cuscino escluso)			
BNA0110	400 mm	0370; 0520; 0580; 1000; 1010; 1035; 1060 <input type="checkbox"/>	○
BNA0120	450 mm	1050 <input type="checkbox"/>	◆
BNA0125	500 mm (solo per versione Azalea Tall)	0990; 1050 <input type="checkbox"/>	○
Basculamento della seduta - di serie basculamento seduta da +1° a 25°			
BNA0127	Basculamento seduta da -1° a + 24°	0360 <input type="checkbox"/>	○
Tipo di seduta (base del sedile)			
BNA0130	Base della seduta regolabile manualmente in profondità (70 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0140	Base della seduta scorrevole (facilita i trasferimenti frontali)	0720 <input type="checkbox"/>	180,00
Cuscino sedile			
BNA0165	Cuscino Flo-Shape XTRA con ULTRA FRESH Cuscino posturale modulare predisposto per l'aggiunta di elementi posturali con fodera regolabile a doppia zip e risvolto	<input type="checkbox"/>	◆
Rivestimento del cuscino sedile			
BNA0191	Ciniglia nera TR35	<input type="checkbox"/>	○
BNA0201	Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26	<input type="checkbox"/>	◆
BNA0202	Fodera cuscino in Black Spacer, colore nero TR36	<input type="checkbox"/>	○
SCHIENALE			
Schienale allargato di (pre regolazioni eseguite dalla casa madre)			
BNA0205	+ 50 mm	<input type="checkbox"/>	○
BNA0206	+100 mm	0220 <input type="checkbox"/>	○
BNA0207	Schienale non allargato	<input type="checkbox"/>	◆
TIPO DI SCHIENALE			
BNA0210	Scocca rigida Flex3 reg.le in H, allargabile e allungabile	0240 <input type="checkbox"/>	◆
BNA0217	Schienale tensionabile Flex2 reg.le in H, allargabile e allungabile	Azalea Minor <input type="checkbox"/>	○
BNA0218	Scocca rigida Flex2	Azalea Minor <input type="checkbox"/>	○
BNA0219	Tensionabile Flex 3+ reg.le in H, allargabile e reversibile	<input type="checkbox"/>	200,00
BNA0220	Scocca tensionabile Flex3 reg.le in H, allargabile e reversibile	5, 0820, 0830, 0840; 0850; 0860, 0870 <input type="checkbox"/>	○



BNA0127



BNA0140





























BNA0165





























BNA0210



BNA0220

Rea® Azalea (Autospinta - Assist - Tall - Minor)			Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)			
Cuscino dello schienale							
BNA0240	Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	 BNA0240		
BNA0250	Laguna, sagomato con contenimento ergonomico laterale		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		 BNA0250	
BNA0260	Mistral2, sagomato con contenimento ergonomico laterale sui fianchi	0840; 0850; 0860; 0870	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
BNA0270	Passad2, sagomato con contenimento delle spalle		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
Fodera taglia XL per schienale tensionabile							
BNA0305	Fodera "Lateral" taglia XL (con rimborsature laterali)		<input type="checkbox"/>	50,00	 BNA0260		
Rivestimento del cuscino schienale						 BNA0270	
BNA0311	Fodera cuscino in Ciniglia		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
BNA0321	Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>			
BNA0322	Fodera cuscino in Black Spacer, colore nero TR36	Con cuscino Laguna e Passad 2	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
Maniglione/manopole di spinta							
BNA0335	Manopole di spinta collegate, regolabili in altezza per poggiatesta		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	 BNA0335		
BNA0340	Manopole di spinta (solo per Azalea Minor)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		 BNA0340	
BNA0343	Manopole di spinta collegate, regolabili in altezza		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
BNA0345	Maniglione di spinta articolato, regolabile in altezza ed inclinazione		<input type="checkbox"/>	100,00			
REGOLAZIONI SEDUTA							
BNA0350	Schienale reclinabile 30° e seduta basculante 20° pneumaticamente		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>			
BNA1263	Sistema di blocco del basculamento seduta/reclinazione schienale		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>			
PORTA PEDANE E POGGIPIEDI							
Porta pedana unico							
BNA0370	Centrale con poggiaimpaccio sagomato a contenimento laterale e poggipiedi divisi articolati	0380; 0390; 0400; 0410; 0430; 0440; 0450; 0460; 0475; 0476; 0490; 0520; 0550; 0580; 0720; 0930; 0940; 0945; 0941, 0942	<input type="checkbox"/>	350,00	 BNA0370		
Attacco per portapedana							
BNA0375	Posizione bassa, standard		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>			
BNA0376	Posizione alta, per gambe lunghe		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
BNA0378	Attacco portapedana 90°		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
Porta pedana sx - Estraibile e girevole							
BNA0380	Elevabile 0°-80° con proteggi ginocchia e poggiaimpaccio imbottito	0945	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	 BNA0380		
BNA0390	Ad angolo fisso 80° con rotazione antero-posteriore		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		 BNA0400	
BNA0400	Ad angolo fisso 90° con rotazione antero-posteriore	0520; 0930; 0950; 1000; 1010; 1035	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
BNA0410	Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità	0475; 0490; 0520; 0930; 0945; 0941, 0945	<input type="checkbox"/>	120,00			
BNA0420	Senza portapedana sx		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
Porta pedana dx - Estraibile e girevole							
BNA0430	Elevabile 0°-80° con proteggi ginocchia e poggiaimpaccio imbottito	0945	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	 BNA0430		
BNA0440	Ad angolo fisso 80° con rotazione antero-posteriore		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		 BNA0400	
BNA0450	Ad angolo fisso 90° con rotazione antero-posteriore	0580; 0940; 0950; 1000; 1010; 1035	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
BNA0460	Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità	0475; 0550; 0580; 0940; 0941; 0945; 0945	<input type="checkbox"/>	120,00			
BNA0470	Senza portapedana dx		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			
Poggipiedi unico regolabile in altezza							
BNA0475	Articolato, reg.le in inclinazione, profondità con tubo corto	0490; 0520; 0550; 0580; 0930; 0940	<input type="checkbox"/>	180,00	 BNA0410		
BNA0476	Articolato, reg.le in inclinazione, profondità con tubo lungo	0490; 0520; 0550; 0580; 0930; 0940	<input type="checkbox"/>	180,00		 BNA0475	
Poggipiede scatolato							
BNA0477	Poggipiede scatolato imbottito, tubo corto	0480; 0490; 0510; 0520; 0540; 0550; 0570; 0580; 0930; 0940; 0941; 0942; 0945	<input type="checkbox"/>	470,00			 BNA0477
Poggipiede sx regolabile in altezza con cinturino fermatallone							
BNA0490	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (H reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile)	0945	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	 BNA0490		
BNA0520	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (H reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>		 BNA0520	
Poggipiede dx regolabile in altezza con cinturino fermatallone							
BNA0550	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (H reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile)	0945	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>			 BNA0550
BNA0580	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (H reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	 BNA0605		
BRACCIOLE							
Bracciolo sx con sistema anti estrazione involontaria (secondo norme ISO)							
BNA0600	Bracciolo sx regolabile in altezza (240-360 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>		 BNA0600	
BNA0602	Imbottitura bracciolo stretta, sx		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	 BNA0605		
BNA0605	Bracciolo sx regolabile in altezza (240-360 mm) imbottitura larga (solo per Transit)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>			 BNA0600
BNA0606	Bracciolo concavo, sx		<input type="checkbox"/>	35,00			
BNA0607	Bracciolo sx rinforzato, reg.le in altezza (240-360 mm), imbottitura larga	1230; 1250	<input type="checkbox"/>	35,00		 BNA0611/0641	
BNA0610	Fianchetto sx imbottito lateralmente, reg.le in altezza	0680; 0690; 1230; 1250	<input type="checkbox"/>	35,00	 BNA0611/0641		
BNA0611	Bracciolo sx ribassato, estraibile e regolabile in altezza - Imbottitura bassa	1230	<input type="checkbox"/>	35,00			 BNA0611/0641
BNA0612	Bracciolo sx regolabile in profondità		<input type="checkbox"/>	35,00			
BNA0615	Bracciolo sx per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)	0695; 1230; 1240; 1250	<input type="checkbox"/>	120,00		 BNA0611/0641	
BNA0620	Senza bracciolo, sx		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	 BNA0611/0641		

Rea® Azalea (Autospinta - Assist - Tall - Minor)		Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)	
Bracciolo dx con sistema anti estrazione involontaria (secondo norme ISO)				
BNA0630	Bracciolo dx regolabile in altezza (240-360 mm)	□	○	 BNA0610 BNA0615
BNA0632	Imbottitura bracciolo stretta, dx	□	○	
BNA0635	Bracciolo dx regolabile in altezza (240-360 mm) imbottitura larga (solo per Transit)	□	◆	
BNA0636	Bracciolo concavo, dx	□	35,00	
BNA0637	Bracciolo dx rinforzato, reg.le in altezza (240-360 mm), imbottitura larga	1230; 1250 □	35,00	
BNA0640	Fianchetto dx imbottito lateralmente, reg.le in altezza	0680; 0690; 1230; 1250 □	35,00	
BNA0641	Bracciolo dx ribassato, estraibile e regolabile in altezza - Imbottitura bassa	1230 □	35,00	
BNA0642	Bracciolo dx regolabile in profondità	□	35,00	
BNA0645	Bracciolo dx per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)	1230; 1240; 1250; □	120,00	
BNA0650	Senza bracciolo, dx	□	○	
OPTIONAL DELLA SEDUTA				
Optional dei braccioli				
BNA0680	Fodera per fianchetto laterale del bracciolo	0695 □	25,00	 BNA0720 Cuneo Divacatore Cod. NT 2025 18.09.91.003
BNA0690	Cuscino del fianchetto laterale del bracciolo (paio) - obbligatorio BNA0680	0695 □	25,00	
BNA0695	Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex	□	45,00	
Optional della seduta				
BNA0720	Cuneo divaricatore imbottito e reg.le in altezza - Cod. N.T. 18.09.18.223	□	110,00	 BNA0730 BNA0750
BNA0722	Spessore piatto seduta 2 cm	□	55,00	
BNA0725	Livella indicazione basculamento seduta applicata sul fiancata telaio	□	35,00	
Optional dello schienale				
BNA0730	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette parietali reg.li singolarmente Cod. N.T. 18.09.39.027	0770 □	170,00	 BNA0730 Poggiatesta regolabili della linea Rea e Matrx Cod. N.T. 18.09.39.030 Cod. N.T. 2025 18.09.39.003
BNA0740	Fodera per poggiatesta articolato (BNA0730)	0750 □	30,00	
BNA0750	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti mandibolari reg.li singolarmente Cod. N.T. 18.09.39.027	0770 □	210,00	
BNA0731	Solo imbottitura Matrx Elan Standard (254 mm / 10")	□	170,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0732	Solo imbottitura Matrx Elan Standard (355 mm / 14")	□	170,00	
BNA0733	Solo imbottitura Matrx Elan Occipitale (229 mm / 9")	□	180,00	
BNA0734	Solo imbottitura Matrx Elan Occipitale (305 mm / 12")	□	180,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0735	Solo imbottitura Matrx Elan 4 punti (229 x 177 mm 9" x 7")	□	270,00	
BNA0736	Solo imbottitura Matrx Elan 4 punti (280 x 254 11" x 10")	□	270,00	
Supporto poggiatesta				
BNA0742	Supporto standard per imbottitura Matrx Elan	□	250,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0744	Supporto esteso per imbottitura Matrx Elan	□	280,00	
BNA0746	Supporto Matrx Loxx per imbottitura Matrx Elan	□	250,00	
BNA0770	Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione	□	115,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0782	Supporto universale per poggiatesta	□	50,00	
BNA0790	Kit di 2 leve per regolazione poggiatesta/poggianuca (anziché viti)	□	20,00	
BNA0800	Pelotta toracale sx multiregolabile con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148	□	115,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0810	Pelotta toracale dx multiregolabile con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148	□	115,00	
BNA0820	Pelotta toracale sx multiregolabile con supporto piegato in alto - Cod. N.T. 18.09.39.148	□	135,00	
BNA0830	Pelotta toracale dx multiregolabile con supporto piegato in alto - Cod. N.T. 18.09.39.148	□	135,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0840	Pelotta toracale sx con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148	□	70,00	
BNA0850	Pelotta toracale dx con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148	□	70,00	
BNA0880	Pelotta toracale SX multiregolabile, girevole ed estraibile	□	165,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0890	Pelotta toracale DX, multiregolabile girevole ed estraibile	□	165,00	
BNA0900	Predisposizione per montaggio pelotte toracali (se ordinate a parte)	□	35,00	
BNA0905	Cuscinetti di posionamento laterali	□	15,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0915	Livella di riferimento reclinazione schienale	□	30,00	
BNA0920	Cunei per sagomatura schienale (paio)	□	20,00	
Optional dei poggiapiedi				
BNA0930	Prolunga poggiapiede sx	□	20,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0940	Prolunga poggiapiede dx	□	20,00	
BNA0941	Copri pedana poggiapiedi (in Dartex o ciniglia a seconda della scelta della cuscineria)	□	25,00	
BNA0942	Striscia ferma polpacci imbottita	□	55,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0945	Striscia ferma polpacci (per poggiapiedi unico)	□	○	
BNA0952	Bodypoint Cavigliera Large	□	230,00	
BNA0954	Bodypoint Cavigliera Media	□	230,00	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0956	Bodypoint Cavigliera Piccola	□	230,00	
COLORE TELAIO				
BNA0944	Grigio perla	□	◆	 BNA0800/0810 BNA0820/0830
BNA0946	Blu ottanio	□	○	
BNA0947	Sabbia (solo come speciale)	□	50,00	
BNA0948	Verde elettrico (solo come speciale)	□	50,00	
BNA0949	Rosso (solo come speciale)	□	50,00	

Rea® Azalea (Autospinta - Assist - Tall - Minor)		Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)	
RUOTE				
Stabilizzatore del telaio				<div>BNA0950</div> <div></div> <div>BNA0980</div> <div>BNA1000</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>  </div>
BNA0950	Estensione del telaio, ruote anteriori portate in avanti di 50 mm	□	70,00	
Assi delle ruote anteriori				
BNA0960	Assi fissi	□	◆	
Ruote anteriori				
BNA0982	140x45 NERE medie	□	○	
BNA0992	150x30 NERE medie	□	○	
BNA1015	200x32 NERE piene	□	◆	
BNA1022	200 x 32 pneumatiche NERE	□	○	
BNA1025	200x45 NERE piene	□	○	
Ruote posteriori con perni ad estrazione rapida (solo per autospinta), altrimenti perni avvitati				
BNA1047	16"	Solo ruote piene □	◆	
BNA1055	22"	□	○	
BNA1062	24"	1305 □	○	
Tipo ruota postriore				
BNA1072	Standard (mozzo nero, cerchione grigio, raggi zincati)	Solo ruote piene □	◆	
BNA1074	Rinforzati (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)	□	50,00	
Tipo di copertone				
BNA1082	Nero pneumatico 1"3/8	□	○	
BNA1086	Pneumatico Low Pfofile nero 1"	□	○	
BNA1092	Pieno NERO 1"3/8	□	◆	
Corrimano				
BNA1100	Alluminio (solo per versione ad autospinta)	□	◆	
SICUREZZA				
Freni				
BNA1170	Freno a spinta comandato dall'utente	□	◆	
BNA1180	Freno per emiplegico montato a SX	NO con seduta allargata + 10cm □	190,00	
BNA1185	Freno per emiplegico montato a DX	NO con seduta allargata + 10cm □	190,00	
Optional di sicurezza				
BNA1200	Cintura pelvica	□	40,00	Cinghia pettorale Cod. NT 2025 12.27.91.027
BNA1201	Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione media	□	160,00	
BNA1202	Bodypoint 2 punti pulsante centrale a estrazione large	□	160,00	Cinghia pelvica Cod. NT 2025 12.27.91.030
BNA1203	Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione media	□	190,00	
BNA1204	Bodypoint 4 punti pulsante centrale a estrazione large	□	190,00	Cinghia con bretellaggio Cod. NT 2025 12.27.91.033
BNA1225	Staffe di trasporto anteriori	□	50,00	
Accessori				
BNA1230	Tavolino trasparente regolabile con incavo avvolgente e bordi - Cod. N.T. 18.09.39.172	□	200,00	 BNA1230
BNA1231	Tavolino trasparente regolabile con incavo avvolgente e protezioni per gomiti - Cod. N.T. 18.09.39.172	□	210,00	
BNA1232	Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato incluso) SX	□	170,00	
BNA1233	Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato incluso) DX	□	170,00	
BNA1235	Imbottitura per vassoio asportabile e foderata in Dartex	□	90,00	Vassoio con imbottitura Cod. N.T. 18.09.39.172
BNA1237	Imbottitura e cuneo per tavolino emiplegico	□	60,00	
BNA1240	Tavolino trasparente con incavo avvolgente e bordi, ribaltabile lateralmente - Cod. N.T. 18.09.39.172	1250 □	210,00	Tavolino Cod. NT 2025 12.27.91.051
BNA1245	Tavolino trasparente con incavo avvolgente e bordi, ribaltabile lateralmente e protezioni dei gomiti - Cod. N.T. 18.09.39.172	1250,00 □	230,00	
BNA1250	Sistema di blocco del vassoio	□	15,00	 BNA1310
BNA1295	Kit di manopole per il fissaggio dei braccioli e poggiamambe	□	75,00	
BNA1300	Attacco superiore per cintura a bretellaggio (obbligatoria la scelta di un poggianuca/poggiatesta)	□	50,00	
BNA1305	Blocco direzionale ruote anteriori (paio)	□	180,00	
BNA1310	Attacco per sistemi di bretellaggio (fissaggio su fiancate)	□	50,00	
BNA1320	Asta porta flebo	□	90,00	