

KÜSCHALL CHAMPION CARBON

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

numero di telefono

Küschall®
CHAMPION



-430g*

□ DHB0040

KÜSCHALL CHAMPION

CARBON

Prezzo al pubblico

€ 3.700

Configurazione Std comprensiva di:

Telaio in fibra di carbonio Carbonio

Spondina parafango fissa in carbonio

Ruote FrogLegs battistrada maggiorato cerchio nero

Ruote posteriori Starec raggi crociati neri



UNIQUE

□ Designed by you. Built by us.


Costruzione speciale

quotazione su richiesta

Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. **Nr. Repertorio DM 1902860/R**. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV.

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

□ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo



SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

Leggere sempre le note a fianco

TIPO DI TELAIO

□ DHB1185 75° in carbonio ◆

□ DHB1190 90° in carbonio ○

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

□ DHB1320 360 mm ○

□ DHB1325 380 mm ○

□ DHB1330 400 mm ◆

□ DHB1335 420 mm ○

□ DHB1340 440 mm ○

□ DHB1345 460 mm € 50

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

□ DHB1405 340 mm ○

□ DHB1415 360 mm ○

□ DHB1425 380 mm ○

□ DHB1435 400 mm ◆

□ DHB1445 420 mm ○

□ DHB1460 440 mm ○

□ DHB1470 460 mm ○

□ DHB1480 480 mm ○

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

□ DHB1600 Selezionare in caso di Schienale Matrx

□ DHB1615 300 mm ○

□ DHB1620 315 mm ○

□ DHB1625 330 mm ○

□ DHB1630 345 mm ○

□ DHB1635 360 mm ○

□ DHB1640 375 mm ○

□ DHB1645 390 mm ○

□ DHB1650 405 mm ○

□ DHB1655 420 mm ◆

□ DHB1660 435 mm ○

□ DHB1665 450 mm ○

□ DHB1670 465 mm ○

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

□ DHB1740 450 mm ○

□ DHB1745 460 mm ○

□ DHB1750 470 mm ○

□ DHB1755 480 mm ○

□ DHB1760 490 mm ○

□ DHB1765 500 mm ◆

□ DHB1770 510 mm ○

□ DHB1775 520 mm ○

□ DHB1780 530 mm ○

□ DHB1785 540 mm (solo ruote 5") ○

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

□ DHB1815 390 mm ○

□ DHB1820 400 mm ○

□ DHB1825 410 mm ○

□ DHB1830 420 mm ○

□ DHB1835 430 mm ○

□ DHB1840 440 mm ◆

□ DHB1845 450 mm ○

□ DHB1850 460 mm ○

□ DHB1855 470 mm, solo con ruote da 25" e 26" ○

□ DHB1860 480 mm, solo con ruote da 25" e 26" ○

Le misure della nuova **Champion 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.



FSTF e ruote posteriori

22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm

Angolo telaio da 75° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 0 a 70mm

Angolo telaio da 90° compatibile con differenza tra FSTF - RSTF che va da 30a 100 mm

KÜSCHALL CHAMPION CARBON

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

☐ DHB1924	320 mm	☐	☐ DHB1944	420 mm	☐
☐ DHB1926	330 mm	☐	☐ DHB1946	430 mm	☒
☐ DHB1928	340 mm	☐	☐ DHB1948	440 mm	☐
☐ DHB1930	350 mm	☐	☐ DHB1950	450 mm	☐
☐ DHB1932	360 mm	☐	☐ DHB1952	460 mm	☐
☐ DHB1934	370 mm	☐	☐ DHB1954	470 mm	☐
☐ DHB1936	380 mm	☐	☐ DHB1956	480 mm	☐
☐ DHB1938	390 mm	☐	☐ DHB1958	490 mm	☐
☐ DHB1940	400 mm	☐	☐ DHB1960	500 mm	☐
☐ DHB1942	410 mm	☐			

A seconda della configurazione il poggiatesta può essere montato alto quando:

FSTF > 500 mm e LLL < 400 mm

FSTF ≤ 500 mm e LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponibile solo attraverso MYKüschall

SCHIENALE

SCHIENALE REGOLABILE IN INCLINAZIONE E RIBALTABILE

☐ DHB2140	Schienale regolabile in inclinazione, ribaltabile con bloccaggio	☒
----------------------------------	--	----------------------------------

TELA SCHIENALE

☐ DHB2200	Standard, fissa imbottita	☒
☐ DHB2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	☐
☐ DHB2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 170
☐ DHB2240	Senza tela schienale	☐

SCHIENALI MATRIX

☐ DHB2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHB1350)	€ 809
☐ DHB2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHB1350)	€ 809
☐ DHB2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHB1350)	€ 809
☐ DHB2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW 480mm (DHB1350)	€ 809
☐ DHB2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET		€ 850
☐ DHB2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET		€ 850
☐ DHB2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET		€ 850
☐ DHB2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET		€ 850
☐ DHB2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET		€ 850
☐ DHB2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET		€ 850
☐ DHB2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set		€ 850
☐ DHB2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set		€ 850
☐ DHB2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET		€ 809
☐ DHB2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET		€ 809
☐ DHB2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET		€ 809
☐ DHB2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET		€ 809
☐ DHB2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW 480mm (DHB1350)	€ 809
☐ DHB2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET		€ 809
☐ DHB2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set		€ 809
☐ DHB2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set		€ 809

LARGHEZZA SCHIENALI MATRIX

☐ DHB2360	360 MM	☐
☐ DHB2362	380 MM	☐
☐ DHB2364	410 MM	☐
☐ DHB2366	430 MM	☐
☐ DHB2368	460 MM	☐
☐ DHB2370	480 MM	☐
☐ DHB2372	510 MM	☐

MANOPOLE DI SPINTA

☐ DHB2400	Senza manopole di spinta	☒
☐ DHB2410	Fisse, corte	€ 40
☐ DHB2420	Fisse, lunghe	€ 40
☐ DHB2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 160
☐ DHB2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 165
☐ DHB2450	Pieghevoli	€ 165

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

☐ DHB2510	76°	☐	☐ DHB2570	89,5°	☐
☐ DHB2530	80,5°	☐	☐ DHB2590	94°	☐
☐ DHB2550	85°	☒			

Se RH < 300 mm non possibile tela schienale standard, non possibile tubo tensore schienale o scegliere senza manopole. La barra stabilizzatrice non può essere montata con le manopole di spinta pieghevoli.
Obbligatorio senza tela schienale nel caso di schienali Matrix.

matrix
SEATING SYSTEM



Senza manopole non possibile con RH < 300 mm.

Tela schienale standard non possibile con manopole lunghe.

KÜSCHALL CHAMPION CARBON

SEDUTA

TELA SEDUTA

☐	DHB2600	Standard, fissa in Nylon nero	○
☐	DHB2601	Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio)	◆
☐	DHB2610	Telino con strisce tensionabili e strap centrale	€ 80

OPTIONAL SEDUTA

☐	DHB2700	Cuscino seduta standard, 60 mm con visco	€ 50
☐	DHB2710	Cuscino Matrx Flo-Tech Lite	€ 135
☐	DHB2720	Cuscino LIBRA	€ 629
☐	DHB2740	CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM	€ 80
☐	DHB2742	CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM	€ 80
☐	DHB2744	CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM	€ 80
☐	DHB2746	CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM	€ 80
☐	DHB2800	Marsupio completo di cinturino con clip di fissaggio	€ 85

POGGIAPIEDI

☐	DHB3240	Ribaltabile lateralmente, montato in avanti con inserti antiscivolo	○
☐	DHB3250	Ribaltabile lateralmente, montato indietro con inserti antiscivolo	◆

STRISCIA FERMA POLPACCIO

☐	DHB3320	Montata sul supporto delle forcelle	◆
☐	DHB3330	Montata sul telaio	○

matrx
SEATING SYSTEM



Cuscino LIBRA non disponibile con profondità seduta < 400 mm; larghezza seduta da 360 mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420 mm

Telaio diritto: Poggiatesta montato alto non possibile con SW 360 mm
Telaio addotto: Poggiatesta montato alto non possibile con SW 360 - 400 mm

SPONDINE

☐	DHB3420	Spondine Paraabiti dritte in carbonio, ribaltabili indietro	○
☐	DHB3430	Spondine Parafango fisse in carbonio	◆
☐	DHB3440	Spondine Parafango estraibili e reg.li in H in Carbonio	€ 110

Le spondine paraabiti aumentano da 0 a 10 mm la larghezza della seduta, le parafango da 5 a 10 mm.

BRACCIOLI

☐	DHB3480	Braccioli Tubolari Regolabili in altezza, estraibili	€ 250
☐	DHB3490	Braccioli a T Regolabili in altezza, estraibili, ridotti, senza fianchetto, solo con spondine dritte	€ 220

STILE

☐	DHB4195	Etichetta	◆
☐	DHB4310	Rossa	◆

RUOTE

RUOTE ANTERIORI


☐	DHB5000	3" Supersport	○
☐	DHB5050	4" Everyday, gomma nera	○
☐	DHB5100	4" Comfort, gomma nera	○
☐	DHB5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	○
☐	DHB5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	○
☐	DHB5300	5" Everyday, gomma nera	○
☐	DHB5350	5" Comfort, gomma nera	○
☐	DHB5400	5" Starec cerchio nero	○
☐	DHB5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	◆
☐	DHB5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	○

Ruote da 3" con FSTF < 530 mm
Ruote da 4" solo con FSTF < 540 mm.

CENTRO DI GRAVITA'

☐	DHB6100	1a posizione <i>Più Attiva!</i>	○
☐	DHB6110	2a posizione	○
☐	DHB6120	3a posizione	○
☐	DHB6130	4a posizione	○
☐	DHB6140	5a posizione	◆
☐	DHB6150	6a posizione	○
☐	DHB6160	7a posizione	○
☐	DHB6170	8a posizione	○
☐	DHB6180	9a posizione <i>Più stabile!</i>	○

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG



Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinergy

PERNO TETRA CLIP

☐	DHB6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip	€ 125
--------------------------	---------	---	-------

DIAMETRO RUOTE POSTERIORI

☐	DHB6410	24"	◆
☐	DHB6420	25"	○
☐	DHB6430	26"	€ 170

TIPO RUOTA POSTERIORE

☐	DHB6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero	○
☐	DHB6510	24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero	◆
☐	DHB6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero	€ 290
☐	DHB6550	24" - 25" Spinergy LXX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero	€ 650

Ruote Active non compatibili con copriraggi

COPERTONI

☐	DHB6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆
☐	DHB6625	24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato	€ 85
☐	DHB6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 95
☐	DHB6660	24" scolpito, pieno, nero	€ 60

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinergy LXX.

KÜSCHALL CHAMPION CARBON

CORRIMANO

□ DHB6700	24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm	€ 150
□ DHB6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm	€ 100
□ DHB6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 220
□ DHB6740	24" Carbolife Gekko montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340
□ DHB6750	24" Carbolife Gekko S , a 30 mm	€ 340
□ DHB6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
□ DHB6770	24" Carbolife Quadro , a 30 mm regolabile a 40 mm	€ 340
□ DHB6780	24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆
□ DHB6790	24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120



CAMPANATURA

□ DHB6820	Campanatura 0°	◆
□ DHB6830	Campanatura 1°	○
□ DHB6840	Campanatura 3°	○

Campanatura 3° no con freni performance.

COPRIRAGGI

□ DHB6900	24" - 26" Trasparenti	€ 100
□ DHB6910	24" - 26" Neri	€ 100

CINTURINO DI CHIUSURA

□ DHB7000	Cinturino di fissaggio chiusura con Strapp	€ 30
□ DHB7010	Cinturino di fissaggio chiusura con Clip	€ 30

CORDONCINO DI APERTURA

□ DHB7100	Cordoncino di apertura (per aprire anteriormente la carrozzina)	◆
-----------	---	---

SICUREZZA & ACCESSORI

FRENI

□ DHB7200	Freno a trazione	○
□ DHB7210	Freno a spinta, leva piegata	◆
□ DHB7220	Freno a spinta, leva dritta	○
□ DHB7230	Freno Performance	€ 90
□ DHB7240	Freno Active	€ 90
□ DHB7250	Freno Light Active	€ 210

PROLUNGA FRENO

□ DHB7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
-----------	-------------------------------------	------

ANTIRIBALTAMENTO

□ DHB7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120
□ DHB7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
□ DHB7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200

CINTURE

□ DHB7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
□ DHB7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
□ DHB7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
□ DHB7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145

ACCESSORI

□ DHB7900	Catarifrangenti montati sui raggi	€ 110
□ DHB7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
□ DHB8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 60
□ DHB8100	Aiuto ribaltamento, lato dx	€ 65
□ DHB8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
□ DHB8300	Ruote da 3" antibarriera solo in combinazione con doppio antiribaltamento	€ 200
□ DHB8550	Set utensili	€ 25
□ DHB8650	Borsa per ruote	€ 95
□ DHB8680	Ruote complete Mountain Bike da 24" con corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 480
□ DHB8700	Borsa morbida per trasporto Kuschall Champion con ruote	€ 280
□ DHB8750	Borsa rigida per trasporto Kuschall Champion SK	€ 330
□ DHB8800	Cinturino poggiapollaccio body point	€ 95
□ DHB8850	Borsa bodypoint	€ 100



Possibili solo 2 accessori per lato: antiribaltamento, aiutoribaltamento, ruote passaggi stretti, porta bastone.

Attenzione: la borsa rigida per Champion SK non è compatibile quando la carrozzina monta:
- spondine parafrangente fisse
- manopole fisse
- manopole regolabili in altezza
- schienali matrix

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

CUCITURE COLORATE per tela schienale AERO BACK (DHB2230)

□ UHA2241	Giallo NEON	€ 170	□ UHA2244	Bianco	€ 170
□ UHA2242	Rosa NEON	€ 170	□ UHA2245	Rosso	€ 170
□ UHA2243	Blu	€ 170	□ UHA0002	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

KÜSCHALL CHAMPION CARBON

RICAMO per tela schienale AERO BACK (DHB2230)

□ UHA2246	Faccina Emoticon Smile	€ 260
□ UHA2248	Viaggiatore	€ 260
□ UHA2249	Fiori di ciliegio	€ 260

□ UHA2250	Cactus	€ 260
□ UHA2251	Logo Kuschall colorato	€ 260
□ UHA0003	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

Per il Logo Kuschall ricamato, specificare il RAL

RICAMO con effetto vellutato per AERO BACK (DHB2230)

□ UHA2253	Faccina Emoticon Smile	€ 120
□ UHA2255	Viaggiatore	€ 120
□ UHA2256	Fiori di ciliegio	€ 120

□ UHA2257	Cactus	€ 120
□ UHA2259	Tavolozza colori	€ 120
□ UHA0004	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

CUCITURE COLORATE per tela seduta standard (DH2600)

□ UHA2602	Giallo NEON	€ 170
□ UHA2603	Rosa NEON	€ 170
□ UHA2604	Blu	€ 170

□ UHA2605	Bianco	€ 170
□ UHA2606	Rosso	€ 170
□ UHA0005	Colore speciale inserie RAL	quotazione su richiesta

SPONDINE TRASPARENTI DIRITTE (DHB3405)

□ UHA3422	Trasparente	€ 700
□ UHA3423	Blu trasparente	€ 700
□ UHA3424	Giallo NEON	€ 700
□ UHA3425	Arancione NEON	€ 700

□ UHA3426	Rosso NEON	€ 700
□ UHA0006	Colore speciale inserie RAL	quotazione su richiesta
□ UHA0007	Design personalizzato	quotazione su richiesta

NUOVI COLORI TELAIO

□ UHA4101	Lucido a Specchio	€ 1.050
□ UHA4102	Verde pastello	€ 750
□ UHA4103	Blu cielo	€ 750
□ UHA4066	Finitura effetto SMALTO per i nuovi colori	

□ UHA4104	Viola prugna	€ 750
□ UHA4105	Salmone	€ 750
□ UHA0008	Colore speciale inserie RAL	quotazione su richiesta
		€ 590

COLORE DECALCOMANIA

□ UHA4252	Giallo NEON	€ 215
□ UHA4253	Verde NEON	€ 215
□ UHA4254	Arancione NEON	€ 215

□ UHA4255	Rosa NEON	€ 215
□ UHA4256	Rosso NEON	€ 215
□ UHA0009	Colore speciale inserie RAL	quotazione su richiesta

COLORE MOZZO per ruote anteriori FROGLEGS

□ UHA5502	Rosa	€ 250
□ UHA5504	Arancione	€ 250
□ UHA5506	Blu	€ 250

□ UHA5507	Viola	€ 250
□ UHA5508	Rosso	€ 250
□ UHA5509	Oro	€ 250

TIPO DI CUSCINETTO per forcelle anteriori da 4" e 5"

□ UHA5510	Cuscinetti ceramici per le ruote anteriori 4" e 5"	€ 390
-----------	--	-------

TIPO RUOTA POSTERIORE

□ UHA6551	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME LX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.510
□ UHA6552	24" - 25" Spinergy LITE EXTREME X-LACED XLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.580
□ UHA6553	24" - 25" Spinergy X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.680
□ UHA6554	24" - 25" Spinergy CARBON FIBER CLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.915

COLORE CERCHIONE ANODIZZATO solo per Spinergy

□ UHA6557	Blu	€ 135
□ UHA6558	Oro	€ 135
□ UHA6559	Verde	€ 135

□ UHA6560	Arancione	€ 135
□ UHA6561	Rosso	€ 135
□ UHA6562	Viola	€ 135

COLORE MOZZO ANODIZZATO solo per Spinergy

□ UHA6563	Blu	€ 135
□ UHA6564	Oro	€ 135
□ UHA6565	Argento	€ 135
□ UHA6566	Verde	€ 135

□ UHA6567	Arancione	€ 135
□ UHA6568	Rosso	€ 135
□ UHA6569	Viola	€ 135

COLORE RAGGI solo per Spinergy

□ UHA6570	Blu	€ 135
□ UHA6571	Verde	€ 135
□ UHA6572	Arancione	€ 135
□ UHA6573	Rosa	€ 135

□ UHA6574	Rosso	€ 135
□ UHA6575	Viola	€ 135
□ UHA6576	Bianco	€ 135
□ UHA6577	Giallo	€ 135

TIPO DI CUSCINETTO solo per Spinergy

□ UHA6579	Cuscinetti ceramici per le ruote posteriori	€ 300
-----------	---	-------

PERSONALIZZAZIONE KIT UNIQUE

□ UHA6960	KIT UNIQUE 1 - Colore forcelle	€ 310
□ UHA6579	KIT UNIQUE 2 - Colore forcelle, supporto schienale e corrimano	€ 450

COLORI PREMIUM ANODIZZATI PER IL KIT UNIQUE

□ UHA6963	Rosso	○
□ UHA6964	Viola	○
□ UHA6965	Rame	○
□ UHA6966	Verde	○
□ UHA6967	Arancione	○

□ UHA6968	Oro	○
□ UHA6969	Chamagne	○
□ UHA6970	Rosa	○
□ UHA6971	Blu	○
□ UHA6972	Finitura a specchio	○



UNIQUE
Designed by you. Built by us.

onesolution.
one order. one delivery. onesolution

Kuschall®
CHAMPION

