

KÜSCHALL COMPACT CARBON

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale

indirizzo

email

numero di telefono

☐ DCA0012 **KÜSCHALL COMPACT**

CARBON

Prezzo al pubblico

€ 2.050

Configurazione Std comprensiva di:

Ruote Active

Telaio in lega di alluminio colore Nero spaziale

Portapedana estraibili in FIBRA DI CARBONIO




☐ DCA0001 *costruzione speciale extra scheda ordine*

quotazione su richiesta

Carrozzina ad autopinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole, superleggera. Rispondente integralmente ai requisiti stabiliti dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di Assistenza 2017. Codice NT (configurazione Standard) 12.22.03.012 + aggiuntivi / Codice NT (configurazione Standard) 12.21.06.060 + aggiuntivi. Certificazioni: CE, ISO, MDA, TÜV. Nr. Repertorio DM 1940556/R

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco.

☐ Casella da barrare ☒ Configurazione Standard ☐ Opzioni senza sovrapprezzo



SCEGLI TELAIO E MISURA SEDUTA

Leggere sempre le note a fianco

COMPACT CON PORTAPEDANE ESTRAIBILI IN CARBONIO

☐ DCA1100	Portapedane estraibili	◆
☐ DCA3005	Portapedane in CARBONIO 70° angolo aperto DX	○
☐ DCA3015	Portapedane in CARBONIO 80° angolo semi-aperto DX	◆
☐ DCA3105	Portapedane in CARBONIO 70° angolo aperto SX	○
☐ DCA3115	Portapedane in CARBONIO 80° angolo semi-aperto SX	◆

LARGHEZZA SEDUTA (SW)

☐ DCA1300	280 mm	○	☐ DCA1330	400 mm	◆
☐ DCA1305	300 mm	○	☐ DCA1335	420 mm	○
☐ DCA1310	320 mm	○	☐ DCA1340	440 mm	doppia crociera ○
☐ DCA1315	340 mm	○	☐ DCA1345	460 mm	doppia crociera ○
☐ DCA1320	360 mm	○	☐ DCA1350	480 mm	doppia crociera € 50
☐ DCA1325	380 mm	○	☐ DCA1355	500 mm	doppia crociera € 50

PROFONDITA' SEDUTA (SD)

☐ DCA1400	320 mm	○	☐ DCA1445	420 mm	○
☐ DCA1405	340 mm	○	☐ DCA1460	440 mm	○
☐ DCA1415	360 mm	○	☐ DCA1470	460 mm	○
☐ DCA1425	380 mm	○	☐ DCA1480	480 mm	○
☐ DCA1435	400 mm	◆	☐ DCA1490	500 mm	○

ALTEZZA SCHIENALE (BH)

☐ DCA1615	300 mm	○	☐ DCA1655	420 mm	◆
☐ DCA1620	315 mm	○	☐ DCA1660	435 mm	○
☐ DCA1625	330 mm	○	☐ DCA1665	450 mm	○
☐ DCA1630	345 mm	○	☐ DCA1670	465 mm	○
☐ DCA1635	360 mm	○	☐ DCA1675	480 mm	○
☐ DCA1640	375 mm	○	☐ DCA1680	495 mm	○
☐ DCA1645	390 mm	○	☐ DCA1685	510 mm	○
☐ DCA1650	405 mm	○			

ALTEZZA Seduta anteriore (FSTF)

☐ DCA1700	370 mm - solo pedane estraibili	○	☐ DCA1745	460 mm	○
☐ DCA1705	380 mm - solo pedane estraibili	○	☐ DCA1750	470 mm	○
☐ DCA1710	390 mm - solo pedane estraibili	○	☐ DCA1755	480 mm	○
☐ DCA1715	400 mm - solo pedane estraibili	○	☐ DCA1760	490 mm	○
☐ DCA1720	410 mm - solo pedane estraibili	○	☐ DCA1765	500 mm	◆
☐ DCA1725	420 mm - solo pedane estraibili	○	☐ DCA1770	510 mm	○
☐ DCA1730	430 mm - solo pedane estraibili	○	☐ DCA1775	520 mm	○
☐ DCA1735	440 mm	○	☐ DCA1780	530 mm	○
☐ DCA1740	450 mm	○			

ALTEZZA Seduta posteriore (RSTF)

☐ DCA1805	370 mm	○	☐ DCA1840	440 mm	◆
☐ DCA1810	380 mm	○	☐ DCA1845	450 mm	○
☐ DCA1815	390 mm	○	☐ DCA1850	460 mm	○
☐ DCA1820	400 mm	○	☐ DCA1855	470 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
☐ DCA1825	410 mm	○	☐ DCA1860	480 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
☐ DCA1830	420 mm	○	☐ DCA1865	490 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○
☐ DCA1835	430 mm	○	☐ DCA1870	500 mm, solo con ruote da 25" e 26"	○


Le misure della nuova **COMPACT 2.0** sono cambiate rispetto ai modelli precedenti. Assicurarsi di prendere sempre le nuove misure.

Con telaio 80°, la differenza tra altezza anteriore e altezza posteriore deve essere di almeno 30 mm

Angolo chiuso da 80° non possibile con ruote da 6" e 7"



Telaio "Hemi" per altezza seduta anteriore da 370 a 430 mm per Compact con portapedane estraibili.



HEMI FRAME CONDITIONS :					
Front wheel	4"	5"	6"	7"	
FSTF 380	Hemi				
FSTF 390	Hemi				
FSTF 400	Hemi				
FSTF 410	Hemi	Hemi			
FSTF 420	Hemi	Hemi			
FSTF 430	Hemi	Hemi	Hemi		
FSTF 440	Std	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 450	Std	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 460	Std	Hemi	Hemi	Hemi	
FSTF 470	Std	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 480	Std	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 490	Std	Std	Std	Hemi	
FSTF 500	Std	Std	Std	Hemi	
FSTF 510	Std	Std	Std	Hemi	
FSTF 520	Std	Std	Std	Std	
FSTF 530	Std	Std	Std	Std	
FSTF 540					
FSTF 550					

RSTF da 360 e 370mm solo con pedane estraibili e ruote da 22"

RSTF / Dimensioni ruote posteriori

22": 360-470 mm
24": 390-490 mm
25": 420-500 mm
26": 420-500 mm

KÜSCHALL COMPACT CARBON

LUNGHEZZA GAMBE (LLL)

□ DCA1900	200mm	€ 65	□ DCA1932	360 mm	○
□ DCA1902	210 mm	€ 65	□ DCA1934	370 mm	○
□ DCA1904	220 mm	€ 65	□ DCA1936	380 mm	○
□ DCA1906	230 mm	€ 65	□ DCA1938	390 mm	○
□ DCA1908	240 mm	€ 65	□ DCA1940	400 mm	○
□ DCA1910	250 mm	€ 65	□ DCA1942	410 mm	○
□ DCA1912	260 mm	€ 65	□ DCA1944	420 mm	○
□ DCA1914	270 mm	€ 65	□ DCA1946	430 mm	◆
□ DCA1916	280 mm	€ 65	□ DCA1948	440 mm	○
□ DCA1918	290 mm	€ 65	□ DCA1950	450 mm	○
□ DCA1920	300 mm	€ 65	□ DCA1952	460 mm	○
□ DCA1922	310 mm	€ 65	□ DCA1954	470 mm	○
□ DCA1924	320 mm	€ 65	□ DCA1956	480 mm	○
□ DCA1926	330 mm	€ 65	□ DCA1958	490 mm	○
□ DCA1928	340 mm	○	□ DCA1960	500 mm	○
□ DCA1930	350 mm	○	□ DCA1962	510 mm	○

ATTENZIONE: a seconda della configurazione il poggiatesta potrebbe essere montato alto

LLL / FSTF : Portapedane estraibili

70° :
LLL max. = "FSTF - 20 mm"
80° :
LLL max. = "FSTF - 30 mm"

LLL / FSTF : Portapedane fisse

70° :
LLL max. = "FSTF - 20 mm"
80° :
LLL max. = "FSTF - 30 mm"

SCHIENALE

TIPO SCHIENALE

□ DCA2110	Saldato con tubi diritti	◆
□ DCA2120	Saldato con tubi piegati Lumbal 7°	○
□ DCA2130	Regolabile in inclinazione (selezionare angolo) con altezza schienale >330mm	€ 190
□ DCA2140	Abbattibile e regolabile in inclinazione (selezionare angolo)	€ 270

SCHIENALE INCLINABILE (RW)

□ DCA2155	82°	○	□ DCA2170	94°	○
□ DCA2160	86°	○	□ DCA2175	98°	○
□ DCA2165	90°	◆	□ DCA2180	102°	○

TELA SCHIENALE

□ DCA2200	Standard	◆
□ DCA2210	Fissa Light Back, traspirante ed imbottita sui lati	€ 135
□ DCA2220	Tensionabile con Velcro, fodera regolabile nera PREMIUM	○
□ DCA2230	Tensionabile con Velcro, imbottita e fodera traspirante Aero Back	€ 170
□ DCA2240	Senza tela schienale	○

SCHIENALI MATRIX

□ DCA2300	MX2 altezza 150mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
□ DCA2305	MX2 altezza 230mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
□ DCA2310	MX2 altezza 305mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
□ DCA2315	MX2 altezza 405mm con sgancio rapido	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
□ DCA2316	Elite deep E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2317	Elite deep E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2318	Elite deep E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2320	Elite deep E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2322	Elite deep E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2325	Elite deep E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2330	Elite deep E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2331	Elite deep E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 850
□ DCA2332	Elite E2 altezza 160mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
□ DCA2334	Elite E2 altezza 210mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
□ DCA2335	Elite E2 altezza 260mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
□ DCA2340	Elite E2 altezza 310mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
□ DCA2345	Elite E2 altezza 360mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW > 460 mm & SW < 360mm	€ 809
□ DCA2350	Elite E2 altezza 410mm con aggancio MINI-SET	non possibile con SW < 360mm	€ 809
□ DCA2355	Elite E2 altezza 460mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 809
□ DCA2357	Elite E2 altezza 510mm con aggancio easy-set	non possibile con SW < 360mm	€ 809

LARGHEZZA SCHIENALI MATRIX

□ DCA2360	360 MM	○
□ DCA2362	380 MM	○
□ DCA2364	410 MM	○
□ DCA2366	430 MM	○
□ DCA2368	460 MM	○
□ DCA2370	480 MM	○
□ DCA2372	510 MM	○

MANOPOLE DI SPINTA

□ DCA2400	Senza manopole di spinta	○
□ DCA2410	Fisse, corte	○
□ DCA2420	Fisse, lunghe	◆
□ DCA2430	Regolabili in altezza, con tubi telescopici montati dietro	€ 160
□ DCA2440	Regolabili in altezza, con tubi telescopici integrati su tubo schienale	€ 165
□ DCA2450	Pieghevoli	€ 165

POGGIANUCA

□ DCA2490	Poggiatesta con alette laterali	€ 190
-----------	---------------------------------	-------


BARRA STABILIZZATRICE

□ DCA2595	Tubo sensore estraibile e ribaltabile	€ 110
-----------	---------------------------------------	-------

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura **Bodypoint** e **Invacare Matrix**
Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.

Tela Light Back non possibile con larghezza seduta <320 mm, > di 500 mm e altezza schienale < di 360mm

matrix
light back | elite deep



Tubi telescopici montati dietro non compatibili con altezza schienale da 285 a 330 e braccioli tubolari

Manopole pieghevoli non compatibili con altezza schienale da 315 a 330 e braccioli tubolari

KÜSCHALL COMPACT CARBON

SEDUTA

TELA SEDUTA

☐	DCA2610	Telino seduta con strap centrale (femmina)	○
☐	DCA2620	Telino seduta con strap centrale (femmina) e 2 laterali (maschio)	◆
☐	DCA2630	Tela seduta con fasce tensionabili e strap centrale	€ 80

OPTIONAL SEDUTA

☐	DCA2700	Cuscino seduta standard, 60 mm in materiale visco	€ 50
☐	DCA2710	Cuscino Matrix Flo-Tech Lite	€ 135
☐	DCA2720	Cuscino LIBRA	€ 629
☐	DCA2730	Cuscino Matrix VI	€ 629
☐	DCA2740	CLASSIC VISCO CUSHION 375 X 400 MM	€ 80
☐	DCA2742	CLASSIC VISCO CUSHION 405 X 400 MM	€ 80
☐	DCA2744	CLASSIC VISCO CUSHION 430 X 430 MM	€ 80
☐	DCA2746	CLASSIC VISCO CUSHION 455 X 400 MM	€ 80
☐	DCA2800	Marsupio anteriore rimuovibile completo di cinturino con clip di fissaggio	€ 85
☐	DCA2910	Astuccio grande sotto la seduta	€ 40

PORTAPEDANA DESTRA

☐	DCA3020	Per amputato	○
☐	DCA3030	Elevabili	€ 75
☐	DCA3040	Senza portapedana (solo telaio fisso)	○

PORTAPEDANA SINISTRA

☐	DCA3120	Per amputato	○
☐	DCA3130	Elevabili	€ 75
☐	DCA3140	Senza portapedana (solo telaio fisso)	○

POGGIAPIEDI

☐	DCA3260	Doppio in plastica	◆
☐	DCA3270	Doppio in CARBONIO regolabile in inclinazione e profondità	€ 225
☐	DCA3280	Unico in CARBONIO, ribaltabile lateralmente e regolabile in inclinazione e profondità	€ 225

POGGIAPOLPACCI

☐	DCA3300	Striscia poggiapolpaccio sul telaio	€ 25
☐	DCA3305	Striscia poggiapolpaccio sui supporti	€ 25
☐	DCA3310	Poggiatallone	○



Cuscino LIBRA non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm
Cuscino Matrix VI non disponibile con larghezza seduta ≤ 340mm & profondità seduta ≤ 380mm
Con larghezza seduta da 360mm disponibile SOLO con profondità seduta da 400/420mm
Astuccio grande non disponibile con larghezza seduta < di 340 mm

LLL / FSTF : Portapedana elevabile :

Posizione iniziale a 75°
LLL max = FSTF - 40 mm
LLL min = 380 mm
Seconda posizione a 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm

Poggiapiede doppio in plastica non possibile con larghezza seduta < 340mm, lunghezza gambe < 260mm, telaio addotto con larghezza seduta < 380 mm.
Poggiapiedi unico in carbonio non possibile con larghezza seduta < 380 mm.

SPONDINE

☐	DCA3400	Spondine Paraabiti fisse in plastica	○
☐	DCA3410	Spondine Paraabiti fisse in CARBONIO	€ 55
☐	DCA3425	Spondine Parafango fisse in plastica	○
☐	DCA3430	Spondine Parafango fisse in CARBONIO	€ 160
☐	DCA3440	Spondine Parafango estraibile reg. in H in CARBONIO	€ 215
☐	DCA3450	Spondine Parafango estraibile reg. in H in plastica	◆

Parafango fisse in carbonio non possibili con altezza seduta anteriore < 410 mm

BRACCIOLO

DESTRO

☐	DCA3500	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, ridotto per tavolo con fianchetto in CARBONIO	€ 95
☐	DCA3510	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, imbottitura lunga con fianchetto in CARBONIO	€ 95
☐	DCA3520	Bracciolo Tubolare, non bloccato, regolabile in altezza, estraibile, ruotabili con imbottitura morbida	€ 100
☐	DCA3530	Bracciolo Rehab	€ 105
☐	DCA3540	Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole internamente (tipo Rea)	€ 115

SINISTRO

☐	DCA3600	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, ridotto per tavolo con fianchetto in CARBONIO	€ 95
☐	DCA3610	Bracciolo Regolabile in altezza, estraibile, imbottitura lunga con fianchetto in CARBONIO	€ 95
☐	DCA3620	Bracciolo Tubolare, non bloccato, regolabile in altezza, estraibile, ruotabili con imbottitura morbida	€ 100
☐	DCA3630	Bracciolo Rehab	€ 105
☐	DCA3640	Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole internamente (tipo Rea)	€ 105

COLORE TELAIO DI SERIE

☐	DCA4000	Nero spaziale	◆	☐	DCA4030	Rosso Carminio	○
☐	DCA4010	Grigio antracite	○	☐	DCA4040	Azzurro	○
☐	DCA4020	Bianco candido	○				

Braccioli tubolari non possibili con schienale abbattibile

ATTENZIONE:
la parte posteriore del telaio è sempre di colore nero, solo la parte anteriore sarà del colore selezionato.
Le portapedane sono esclusivamente in carbonio finitura liscia



STILE

☐	DCA4195	Etichetta	◆	☐	DCA4310	Rossa	◆
--------------------------	---------	-----------	---	--------------------------	---------	-------	---

RUOTE

RUOTE ANTERIORI

☐	DCA5050	4" Everyday, gomma nera	○	☐	DCA5400	5" Starec cerchio nero	€ 110
☐	DCA5100	4" Comfort, gomma nera	○	☐	DCA5450	5" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110
☐	DCA5150	4" Starec cerchio nero	€ 110	☐	DCA5500	5" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110
☐	DCA5200	4" FrogLegs Cerchio Nero	€ 110	☐	DCA5550	6" Comfort, gomma nera	○
☐	DCA5250	4" FrogLegs Cerchio Argento	€ 110	☐	DCA5600	6" Pneumatica	€ 60
☐	DCA5300	5" Everyday, gomma nera	○	☐	DCA5650	7" Comfort, gomma nera	€ 60
☐	DCA5350	5" Comfort, gomma nera	◆				

RUOTE POSTERIORI

☐	DCA6000	Monocomando DX (solo con ruote light 7 bar e corrimano min alluminio)	€ 400
☐	DCA6010	Monocomando SX (solo con ruote light 7 bar e corrimano min alluminio)	€ 400

FISSAGGIO RUOTE

☐	DCA6020	Fissaggio standard	◆
☐	DCA6040	Prolunga per amputato ruote posteriori	€ 80

Angolo chiuso da 80° non possibile con ruote da 6" e 7"

KÜSCHALL COMPACT CARBON

POSIZIONE RUOTA POSTERIORE			
☐	DCA6100	1a posizione	○
☐	DCA6110	2a posizione	○
☐	DCA6120	3a posizione	◆
☐	DCA6130	4a posizione	○
☐	DCA6140	5a posizione solo con prolunga	○
☐	DCA6150	6a posizione solo con prolunga	○
PERNO TETRA CLIP			
☐	DCA6300	Asse ad estrazione rapida per ruote posteriori Tetra clip	€ 125
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI			
☐	DCA6400	22"	○
☐	DCA6410	24"	◆
☐	DCA6420	25"	€ 50
☐	DCA6430	26"	€ 170
TIPO RUOTA POSTERIORE			
☐	DCA6500	24" Ruote Active (solo con corrimano in alluminio), raggi radiali neri, cerchio nero	◆
☐	DCA6510	22" - 24" - 26" küschall Starec raggi crociati neri (solo per 24"), mozzo starec grigio, cerchio nero	€ 110
☐	DCA6520	24" - 25" High Performance con mozzo Starec nero, raggi crociati neri e cerchio nero	€ 290
☐	DCA6550	24" - 25" Spinerger LKX - 18 raggi diametro 3 mm, tutto nero	€ 650
☐	DCA6580	22" - 24" - 26" Con freni a tamburo	€ 250
COPERTONI			
☐	DCA6600	24" Maxxis Lite Guard, pneumatiche	◆
☐	DCA6625	22"-24"-25"-26" Maxxis Alpha Protect - Antiforatura con doppio strato	€ 85
☐	DCA6630	24" - MBL Speedlite - Copertone superleggero antiforatura con rete in acciaio	€ 95
☐	DCA6660	24" scolpito, pieno, nero	€ 60
CORRIMANO			
☐	DCA6700	22" - 24" - 26" SUPERGRIPP, 30 mm regolabile anche 40 mm	€ 150
☐	DCA6710	24" - 26" Acciaio, solo a 30 mm	€ 100
☐	DCA6720	24" Titanio, solo a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 220
☐	DCA6740	24" - 25" Carbolife Gekko montato 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340
☐	DCA6750	24" - 25" Carbolife Gekko S , a 30 mm	€ 340
☐	DCA6760	24" Carbolife CurveL a 30 mm regolabile anche a 40 mm	€ 340
☐	DCA6770	24" Carbolife Quadro , a 30 mm	€ 340
☐	DCA6780	22" - 24" - 25" - 26" Light Alu, grigio 30 mm, regolabile anche a 40 cm	◆
☐	DCA6790	22" - 24" - 25" - 26" Light Alu, NERO, 30 mm	€ 120
CAMPANATURA RUOTE POSTERIORI			
☐	DCA6820	Campanatura 0°	◆
☐	DCA6840	Campanatura 3°	○
COPRIRAGGI			
☐	DCA6900	22" - 24" - 26" Trasparenti	€ 100
☐	DCA6910	22" - 24" - 26" Neri	€ 100
SICUREZZA & ACCESSORI			
FRENI			
☐	DCA7200	Freno a trazione, leva piegata	◆
☐	DCA7210	Freno a spinta, leva piegata	○
☐	DCA7220	Freno a spinta, leva dritta	○
☐	DCA7230	Freno Performance	€ 80
☐	DCA7240	Freno Active	€ 80
☐	DCA7250	Freno Light Active	€ 210
PROLUNGA FRENO			
☐	DCA7300	Prolunga leva freno per leva dritta	€ 55
ANTIRIBALTAMENTO			
☐	DCA7500	Antiribaltamento Lato destro	€ 120
☐	DCA7510	Antiribaltamento Lato sinistro	€ 120
☐	DCA7520	Antiribaltamento ambo i lati	€ 200
KIT DI TRASPORTO			
☐	DCA7600	Kit per il trasporto della persona in auto - etichette	€ 90
CINTURE			
☐	DCA7800	Cintura pelvica con chiusura a scatto	€ 60
☐	DCA7810	Bodypoint Evoflex 2 punti, S	€ 145
☐	DCA7820	Bodypoint Evoflex 2 punti, M	€ 145
☐	DCA7830	Bodypoint Evoflex 2 punti, L	€ 145
ACCESSORI			
☐	DCA7910	Catarifrangenti (forniti a parte)	€ 60
☐	DCA8000	Protezioni posteriori del telaio (2 pezzi)	€ 55
☐	DCA8010	Protezioni anteriori del telaio (2 pezzi) in Nylon imbottito nero	€ 55
☐	DCA8100	Aiutoribaltamento, DX	€ 85
☐	DCA8110	Aiutoribaltamento, SX	€ 85
☐	DCA8120	Aiutoribaltamento doppio	€ 120
☐	DCA8200	Porta bastone, lato dx	€ 75
☐	DCA8210	Porta bastone, lato sx	€ 75
☐	DCA8300	Ruote da 3" per passaggi stretti (dispositivo antibarriera)	€ 210
☐	DCA8450	Tavolino	€ 200
☐	DCA8650	Borsa per ruote	€ 90
☐	DCA8680	Ruote Mountain Bike da 24" complete di corrimano in alluminio, perni e borsa	€ 460
☐	DCA8800	Poggiapolspaccio Bodypoint	€ 60
☐	DCA8850	Borsa da viaggio Bodypoint	€ 105

Regolazioni & posizioni Centro di gravità COG

Asse Tetra clip non compatibile con le ruote Spinerger

Ruote Active SOLO con corrimano in alluminio a 6 punti e non compatibili con copriraggi. Vari tipi di copertoni disponibili

Copertone pieno non possibile con Ruote High Performance o Spinerger LKX.



KÜSCHALL COMPACT CARBON

UNIQUE

Designed by you. Built by us.

CUCITURE COLORATE per tela schienale AERO BACK (DCA2230)

□ UCA2241	Giallo NEON	€ 135
□ UCA2242	Rosa NEON	€ 135
□ UCA2243	Blu	€ 135

□ UCA2244	Bianco	€ 135
□ UCA2245	Rosso	€ 135
□ UCA0002	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

RICAMO per tela schienale AERO BACK (DHA2230)

□ UCA2246	Faccina Emoticon Smile	€ 200
□ UCA2248	Viaggiatore	€ 200
□ UCA2249	Fiori di ciliegio	€ 200

□ UCA2250	Cactus	€ 200
□ UCA2251	Logo Kuschall colorato	€ 200
□ UCA0003	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

RICAMO con effetto vellutato per AERO BACK (DHA2230)

□ UCA2253	Faccina Emoticon Smile	€ 95
□ UCA2255	Viaggiatore	€ 95
□ UCA2256	Fiori di ciliegio	€ 95

□ UCA2257	Cactus	€ 95
□ UCA2259	Tavolozza colori	€ 95
□ UCA0004	Ricamo personalizzato	quotazione su richiesta

CUCITURE COLORATE per tela seduta standard (DH2600)

□ UCA2602	Giallo NEON	€ 135
□ UCA2603	Rosa NEON	€ 135
□ UCA2604	Blu	€ 135

□ UCA2605	Bianco	€ 135
□ UCA2606	Rosso	€ 135
□ UCA0005	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

SPONDINE TRASPARENTI DIRITTE (DHA3405)

□ UCA3422	Trasparente	€ 520
□ UCA3423	Blu trasparente	€ 560
□ UCA3424	Giallo NEON	€ 560
□ UCA3425	Arancione NEON	€ 560

□ UCA3426	Rosso NEON	€ 560
□ UCA0006	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta
□ UCA0007	Design personalizzato	quotazione su richiesta

NUOVI COLORI TELAIO

□ UCA4101	Lucido a specchio	€ 820
□ UCA4102	Verde pastello	€ 590
□ UCA4103	Blu cielo	€ 590
□ UCA4066	Finitura effetto SMALTO per i nuovi colori	€ 460

□ UCA4104	Viola prugna	€ 590
□ UCA4105	Salmone	€ 590
□ UCA0008	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

COLORE DECALCOMANIA

□ UCA4252	Giallo NEON	€ 170
□ UCA4253	Verde NEON	€ 170
□ UCA4254	Arancione NEON	€ 170

□ UCA4255	Rosa NEON	€ 170
□ UCA4256	Rosso NEON	€ 170
□ UCA0009	Colore speciale inserire RAL	quotazione su richiesta

COLORE MOZZO per ruote anteriori FROGLEGS cod. 5200 e 5450

□ UCA5502	Rosa	€ 195
□ UCA5504	Arancione	€ 195
□ UCA5506	Blu	€ 195

□ UCA5507	Viola	€ 195
□ UCA5508	Rosso	€ 195
□ UCA5509	Oro	€ 195

TIPO DI CUSCINETTO per forcelle anteriori da 4" e 5"

□ UCA5510	Cuscinetti ceramici per le ruote anteriori 4" e 5"	€ 310
-----------	--	-------

TIPO RUOTA POSTERIORE

□ UCA6551	24" - 25" Spinerdy LITE EXTREME LX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.200
□ UCA6552	24" - 25" Spinerdy LITE EXTREME X-LACED XLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.250
□ UCA6553	24" - 25" Spinerdy X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.320
□ UCA6554	24" - 25" Spinerdy CARBON FIBER CLX - Colori UNIQUE disponibili	€ 1.500

COLORE CERCHIONE ANODIZZATO solo per Spinerdy

□ UCA6557	Blu	€ 105
□ UCA6558	Oro	€ 105
□ UCA6559	Verde	€ 105
□ UCA6560	Arancione	€ 105
□ UCA6561	Rosso	€ 105
□ UCA6562	Viola	€ 105

COLORE MOZZO ANODIZZATO solo per Spinerdy

□ UCA6563	Blu	€ 105
□ UCA6564	Oro	€ 105
□ UCA6565	Argento	€ 105
□ UCA6566	Verde	€ 105
□ UCA6567	Arancione	€ 105
□ UCA6568	Rosso	€ 105
□ UCA6569	Viola	€ 105

COLORE RAGGI solo per Spinerdy

□ UCA6570	Blu	€ 105
□ UCA6571	Verde	€ 105
□ UCA6572	Arancione	€ 105
□ UCA6573	Rosa	€ 105
□ UCA6574	Rosso	€ 105
□ UCA6575	Viola	€ 105
□ UCA6576	Bianco	€ 105
□ UCA6577	Giallo	€ 105

TIPO DI CUSCINETTO solo per Spinerdy

□ UCA6579	Cuscinetti ceramici per le ruote posteriori	€ 250
-----------	---	-------

PERSONALIZZAZIONE KIT UNIQUE

□ UCA6960	KIT UNIQUE 1 - Colore forcelle	€ 260
□ UCA6961	KIT UNIQUE 2 - Colore forcelle, supporto forcelle, piastra ruote post., morsetti freno, sgancio pedane	€ 400

COLORI PREMIUM ANODIZZATI PER IL KIT UNIQUE

□ UCA6963	Rosso	○
□ UCA6964	Viola	○
□ UCA6965	Rame	○
□ UCA6966	Verde	○
□ UCA6967	Arancione	○
□ UCA6968	Oro	○
□ UCA6969	Chamagne	○
□ UCA6970	Rosa	○
□ UCA6971	Blu	○
□ UCA6972	Finitura a specchio	○

Per il Logo Kuschall ricamato, specificare il RAL



UNIQUE

Designed by you. Built by us.

onesolution.

one order. one delivery. onesolution

KÜSCHALL®

COMPACT

