

INVACARE

ESPRIT Action

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale

Indirizzo

Email

Telefono

Dati Utente

Nome & Cognome

Indirizzo

Email

Telefono



SPB0010 **ESPRIT Action** € 4.730

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

Carrozzina elettronica pieghevole con telaio smontabile, motori nei mozzi delle ruote made in Alber
Comando remoto tipo e-fix con tecnologia Alber e sistema GYROSCOPICO integrato
Batterie AGM da 36V, 7,65 Ah, 6 Km/h, range fino a 15 km
Peso totale della carrozzina 40,3 kg - smontata 13,8 Kg il componente più pesante

Codifica suggerita per omogeneità funzionale

12.21.27.009

12.24.03.163

Nr DM: 2142591/R



Gyro



Dimensioni contenute



Dimensioni



Design



3 Driving mode

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

MODELLO

- SPB0050 Esprit Action Junior (crociera singola) ○
- SPB0060 Esprit Action Adulto (crociera doppia) ◆

TELAIO

- SPB0200 Crociera singola (larghezza seduta da 305 a 380 mm e profondità da 325 a 375 mm) ○
- SPB0060 Doppia Crociera (larghezza seduta da 380 a 605 mm e profondità da 400 a 500 mm) ◆

Leggere sempre le note a fianco

Portata Massima 80 Kg

Portata Massima 125 Kg

SUPPORTO COMANDO REMOTO

- SPB0300 Supporto standard ◆
- SPB0310 Supporto swing away interno ed esterno tipo Alber e-fix € 250
- SPB0400 Comando a DX ○
- SPB0410 Comando a SX ○

VELOCITA' MASSIMA

- SPB0500 6 Km/h ◆
- SPB0510 8 Km/h € 150

BATTERIE

- SPB0600 Pacco batteria da 7,65 Ah/36V ◆

POTENZIAMENTI

- SPB0610 Batteria addizionale da 7,65 Ah/36V € 450
- SPB0630 Protezione comando € 70



SPB0310



SPB0630

Seat depth in mm	(MM)	Seat width in mm														
		305	330	355	380	405	430	455	480	505	555	605				
325->375		◆	◆	◆	◆											
400					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
400->450					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
450					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
450->500					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
500					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

◆ Max user weight 80kg (Single Crossbar)

◆ Max user weight 125kg (Double Crossbar)

SCEGLI MISURE SEDUTA

LARGHEZZA SEDUTA JUNIOR

- SPB1000 305 mm ○
- SPB1010 330 mm ○
- SPB1020 355 mm ◆
- SPB1030 380 mm ○

LARGHEZZA SEDUTA ADULTO

- SPB1040 380 mm ○
- SPB1050 405 mm ○
- SPB1060 430 mm ◆
- SPB1070 455 mm ○
- SPB1080 480 mm ○
- SPB1090 505 mm ○
- SPB1100 555 mm - tela seduta rinforzata € 50
- SPB1100 605 mm - tela seduta rinforzata € 50

PROFONDITA' SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	SPB1200	Reg.le da 325 a 375 mm regolabile in profondità - settata a 350 mm	○
<input type="checkbox"/>	SPB1210	400 mm	○
<input type="checkbox"/>	SPB1220	Reg.le da 400 a 450 mm regolabile in profondità - settata a 430 mm	◆
<input type="checkbox"/>	SPB1230	450 mm	○
<input type="checkbox"/>	SPB1240	Reg.le da 450 a 500 mm regolabile in profondità	○
<input type="checkbox"/>	SPB1250	500 mm	○
ALTEZZA SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	SPB1300	460 mm	◆
<input type="checkbox"/>	SPB1310	485 mm	○
TIPO FODERA SEDUTA			
<input type="checkbox"/>	SPB1400	Nylon, nera con 2 strisce in Velcro (Reg.le in largh. e prof.)	○
<input type="checkbox"/>	SPB1410	Nylon, nera, imbottita	◆
SCEGLI IL TIPO DI SCHIENALE			
TIPO DI SCHIENALE			
<input type="checkbox"/>	SPB2000	Angolo fisso 7° reg.le in 2 Altezze 400/430 settato a 430 mm	◆
<input type="checkbox"/>	SPB2010	Angolo fisso 7° altezza 510 mm	○
<input type="checkbox"/>	SPB2020	Ribaltabile altezza 430 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	SPB2030	Ribaltabile altezza 510 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	SPB2040	Regolabile in inclinazione (da -15° a +15°) e abbattibile	€ 150
<input type="checkbox"/>	SPB2050	Recl. pneu (0° - 30°) e abbattibile, H 390/410/430 - consegnato a 430 mm	€ 150
<input type="checkbox"/>	SPB2060	Recl. a crem. (0° - 30°), H 390/410/430 mm - consegnato a 430 mm	€ 80
<input type="checkbox"/>	SPB2070	Recl. a crem. (0° - 30°), H 470/490/510 mm - consegnato a 510 mm	€ 80
<input type="checkbox"/>	SPB2080	Recl. pneu (0° - 30°), H 390/410/430 - consegnato a 430 mm	€ 100
<input type="checkbox"/>	SPB2090	Recl. pneu (0° - 30°), H 470/490/510 - consegnato a 510 mm	€ 100
<input type="checkbox"/>	SPB2100	Recl. pneu (0° - 30°), con schienale Laguna H 510 mm	€ 150
SCHIENALE MATRIX (con schienale reclinabile, si perdono circa 20 mm in profondità) + 5 giorni per la consegna			
<input type="checkbox"/>	SPB2200	Matrx Elite E2 con agganci - 405 mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	SPB2210	Matrx Elite E2 con agganci - 455 mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	SPB2220	Matrx Elite Deep E2 con agganci - 405 mm	€ 800
<input type="checkbox"/>	SPB2230	Matrx Elite Deep E2 con agganci - 455 mm	€ 800
TELA SCHIENALE			
<input type="checkbox"/>	SPB2300	1 fascia tens con supporto lombare, bi-materiale imbottita	○
<input type="checkbox"/>	SPB2310	4 fasce tens, bi-materiale contour	€ 20
<input type="checkbox"/>	SPB2320	8-10 fasce tensionabili, bi-materiale contour	◆
<input type="checkbox"/>	SPB2330	Schienale Passad 2 nero TR26. H 510 mm	€ 40
SCEGLI PEDANE E POGGIPIEDI			
PEDANA DESTRA			
<input type="checkbox"/>	SPB3000	Fissa a 80° tubo corto - UL da 200 a 330	○
<input type="checkbox"/>	SPB3010	Fissa a 80° tubo lungo - UL da 340 a 470 mm	◆
<input type="checkbox"/>	SPB3020	Elevabile da 0° a 75°, con poggia polpaccio - UL Da 340 a 500mm	€ 75
<input type="checkbox"/>	SPB3030	Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profondità	€ 120
PEDANA SINISTRA			
<input type="checkbox"/>	SPB3100	Fissa a 80° tubo corto - UL da 200 a 330	○
<input type="checkbox"/>	SPB3110	Fissa a 80° tubo lungo - UL da 340 a 470 mm	◆
<input type="checkbox"/>	SPB3120	Elevabile da 0° a 75°, con poggia polpaccio - UL Da 340 a 500mm	€ 75
<input type="checkbox"/>	SPB3130	Per amputato reg.le in altezza, inclinazione e profondità	€ 120
POGGIPIEDE DESTRO			
<input type="checkbox"/>	SPB3200	Ribaltabile	◆
<input type="checkbox"/>	SPB3210	Ribaltabile e articolato	€ 30
<input type="checkbox"/>	SPB3220	Unico, ribaltabile a sx	€ 160
POGGIPIEDE SINISTRO			
<input type="checkbox"/>	SPB3300	Ribaltabile	◆
<input type="checkbox"/>	SPB3310	Ribaltabile e articolato	€ 30
SCEGLI IL TIPO DI BRACCIOLI			
LATO DESTRO			
<input type="checkbox"/>	SPB4000	T estraibile corto (reg. H 235-280 per altezza 460 / 210-280 per altezza 485, +35mm prof. +25mm largh.)	◆
<input type="checkbox"/>	SPB4010	T estraibile lungo (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm larghezza)	€ 20
<input type="checkbox"/>	SPB4020	Bracciolo empiegico multiregolabile (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm	€ 110
LATO SINISTRO			
<input type="checkbox"/>	SPB4100	T estraibile corto (reg. H 235-280 per altezza 460 / 210-280 per altezza 485, +35mm prof. +25mm largh.)	◆
<input type="checkbox"/>	SPB4110	T estraibile lungo (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm larghezza)	€ 20
<input type="checkbox"/>	SPB4120	Bracciolo empiegico multiregolabile (reg. H 210-280 +35 mm profondità/+25 mm	€ 110



SPB2300

No con schienali Matrix

No con schienali Matrix

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

SCEGLI ALTRE OPZIONI SEDUTA
CUSCINO SEDUTA

<input type="checkbox"/>	SPB5000	ESSENTIAL 375 mm di profondità	
<input type="checkbox"/>	SPB5010	BASIC in schiuma con copertura in nylon - alto 50 mm	◆
<input type="checkbox"/>	SPB5020	MatrX Flo-Tech Lite - alto 78 mm	€ 135
<input type="checkbox"/>	SPB5030	MatrX Flo-Tech Image - alto 60 mm	€ 200
<input type="checkbox"/>	SPB5040	MatrX Contour Visco - alto 100 mm - portata 100 Kg	€ 110
<input type="checkbox"/>	SPB5042	Classic Visco 375x400 - Alto 75 mm	€ 76
<input type="checkbox"/>	SPB5044	Classic Visco 405x400 - Alto 75 mm	€ 76
<input type="checkbox"/>	SPB5046	Classic Visco 430x430 - Alto 75 mm	€ 76
<input type="checkbox"/>	SPB5048	Classic Visco 455x400 - Alto 75 mm	€ 76
<input type="checkbox"/>	SPB5050	MatrX Flo-Tech Solution Extra - alto 60 mm	€ 629
<input type="checkbox"/>	SPB5060	MatrX VI - alto 82 mm	€ 629
<input type="checkbox"/>	SPB5070	MatrX Libra - alto 70 mm	€ 629
PROFONDITA' CUSCINO			
<input type="checkbox"/>	SPB5080	400 MM	○
<input type="checkbox"/>	SPB5085	450 MM	○
<input type="checkbox"/>	SPB5090	500 MM (NC.0656)	○

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

ALTRE OPZIONI
POGGIATESTA

<input type="checkbox"/>	SPB5100	Poggianuca reg.le in H, profondità e inclinazione	€ 100
<input type="checkbox"/>	SPB5110	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette parietali reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205	€ 150
<input type="checkbox"/>	SPB5120	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti mandibolari reg.li singolarmente - Cod. N.T. 18.09.18.205	€ 200
<input type="checkbox"/>	SPB5130	Poggiatesta MatrX imbottitura 250mm per schienale MatrX	€ 150

Solo Versione per adulto

Solo Versione per adulto

Solo versione per adulto

Solo per schienale MatrX

ACCESSORI PER LA SEDUTA

<input type="checkbox"/>	SPB5140	Pelotte toracali (paio)	€ 150
<input type="checkbox"/>	SPB5150	Cinturino fermapalpacci regolabile	€ 20

TUBO TENSORE

<input type="checkbox"/>	SPB5160	Tubo tensore telescopico	◆
<input type="checkbox"/>	SPB5170	Tubo tensore fisso	◆

Solo per Junior

Solo Versione per adulto

COLORI

<input type="checkbox"/>	SPB6040	Grigio grafite		<input type="checkbox"/>	SPB6030	Blu Pop	
<input type="checkbox"/>	SPB6020	Blu acqua		<input type="checkbox"/>	SPB6000	Nero Antracite	
<input type="checkbox"/>	SPB6010	Porpora		<input type="checkbox"/>		Colore speciale	quotazione su richiesta

		80kg	125kg
SPA6000	ANT. BLACK	ES	ES
SPA6010	HYP. PURPLE	ES	ES
SPA6020	W. BLUE	ES	ES
SPA6030	POP BLUE	ES	ES
SPA6040	SLATE GREY	ES	ES
SPA6050	SPEC. COLOR	ES	ES

COLORE FORCELLE

<input type="checkbox"/>	SPB6100	Forcelle colore nero	◆
<input type="checkbox"/>	SPB6120	Forcelle colore Lime	○



SPB6120

SCEGLI RUOTE ANTERIORI

<input type="checkbox"/>	SPB7000	200 x 50 mm (8"x2") Nere piene	◆
<input type="checkbox"/>	SPB7010	200 x 50 mm (8"x2") Nere pneumatiche	€ 20

SCEGLI LE RUOTE POSTERIORI

<input type="checkbox"/>	SPB7100	Alber e-fix 355 x 70 mm (14"x27") antiferatura nere - estrazione rapida	€ 175
<input type="checkbox"/>	SPB7110	Alber e-fix 355 x 70 mm (14"x27") pneumatiche nere - estrazione rapida	◆

ANTIRIBALTAMENTO - OBBLIGATORIO

<input type="checkbox"/>	SPB8000	Antiribaltamento fisso (paio)	◆
<input type="checkbox"/>	SPB8010	Antiribaltamento Alber con Jack Function (paio)	€ 450



SPB8010

ACCESSORI

<input type="checkbox"/>	SPB8020	Cintura posturale	€ 30
<input type="checkbox"/>	SPB8030	Ganci per il trasporto	€ 50
<input type="checkbox"/>	SPB8100	Porta bastone	€ 20
<input type="checkbox"/>	SPB8200	Tavolino ribaltabile	€ 100



SPB8030

Spazio per le vostre annotazioni ed informazioni aggiuntive



* le batterie devono essere rimosse per l'utilizzo della carrozzina come sedile d'auto

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: Italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.