

Scheda d'ordine 2025

Sistema posturale Matrx

Sistema posturale composto da una scocca multiregolabile per schienale corredata con sistema di aggancio/regolazione e blocco. Se abbinato ad una unità posturale per il bacino, lo schienale compone una unità posturale per il tronco/bacino

Codici ISO:

-Unità posturale tronco Schienale Matrx MX2 /Elite2/PB/Min/MAC/MAC HUG: 18.09.39.009

-Unità posturale per tronco/bacino = Schienale Matrx + unità per bacino Flo-tech/Matrx: 18.09.39.012

-Unità posturale per il capo Matrx Loxx/Elan/Flipp: 18.09.39.003 - con fascia supporto capo: 18.09.91.039

Codice Repertorio DM:

Matrx MX22542625/R

Matrx Elite 22542645/R

Matrx Elite E22542661/R

Matrx Posture back/Deep2542688/R

Matrx MAC (anche con avvolgenze).....2646921/R

Matrx Loxx.....2542458/R

Matrx Elan.....2542416/R

Range schienali posturali Matrx

Matrx MX2 schienale in fibra di carbonio c/aggancio FISSO o RIMOVIBILE - prof. 80 mm - peso max utente : 114 kg	☐
Matrx Elite E2 c/agganci inclusi - prof. 80 mm - peso max dell'utente : 136 kg	☐
Matrx Elite E2 Deep - c/agganci inclusi - prof. 160 mm - peso max dell'utente : 136 kg	☐
Matrx Posture Back - c/agganci STANDARD o SPLIT - prof. 130 mm - peso max dell'utente : 136 kg	☐
Matrx Posture Back Deep - c/agganci STANDARD o SPLIT - prof. 180 mm - peso max dell'utente : 136 kg	☐
Matrx Posture Back Max - c/agganci inclusi HD - prof. 130 mm - peso max utente : 227 kg	☐
Matrx Posture Back Deep Max - c/agganci inclusi HD - prof. 180 mm - peso max utente : 227 kg	☐
Matrx Mini c/agganci inclusi	☐
Matrx MAC c/agganci inclusi	☐
Matrx MAC c/agganci inclusi - da misura 48 cm compreso	☐
Matrx MAC con imbottitura HUG c/agganci inclusi	☐
Matrx MAC con imbottitura HUG c/agganci inclusi - da misura 48 cm compreso	☐

novità

Matrx MX2 - Scocca in carbonio

Larghezza schienale (1)	Altezza dello schienale				Compatibile con larghezza schienale
	150 mm	230 mm	310 mm	410 mm	
360mm	1629002 ☐	1629003 ☐	1629004 ☐	1629005 ☐	360mm - 380mm
380mm	1629006 ☐	1629007 ☐	1629008 ☐	1629009 ☐	380mm - 410mm
410mm	1629010 ☐	1629011 ☐	1629012 ☐	1629013 ☐	410mm - 430mm
430mm	1629014 ☐	1629015 ☐	1629016 ☐	1629017 ☐	430mm - 460mm
460mm	1629018 ☐	1629019 ☐	1629020 ☐	1629021 ☐	460mm - 480mm

Seleziona gli agganci MX2

1629027	Attacco fisso in carbonio per schienale in carbonio MX2	☐
1629028	Attacco rimovibile per schienale in carbonio MX2	☐

(1) Larghezza comprensiva di imbottitura

Matrx Elite E2 COMPLETO (agganci inclusi)

Larghezza schienale (1)	Altezza dello schienale								Compatibile con larghezza schienale
	150 mm	200 mm	260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	460 mm	510 mm	
360 mm	1632513 ☐	1632514 ☐	1632515 ☐	1632516 ☐	1632517 ☐	1632518 ☐	1632519 ☐	1632520 ☐	360mm - 380mm
380 mm	1632521 ☐	1632522 ☐	1632523 ☐	1632524 ☐	1632525 ☐	1632526 ☐	1632527 ☐	1632528 ☐	380mm - 410mm
410 mm	1632529 ☐	1632530 ☐	1632531 ☐	1632532 ☐	1632533 ☐	1632534 ☐	1632535 ☐	1632536 ☐	410mm - 430mm
430 mm	1632537 ☐	1632538 ☐	1632539 ☐	1632540 ☐	1632541 ☐	1632542 ☐	1632543 ☐	1632544 ☐	430mm - 460mm
460 mm	1632545 ☐	1632546 ☐	1632547 ☐	1632548 ☐	1632549 ☐	1632550 ☐	1632551 ☐	1632552 ☐	460mm - 480mm
480 mm	1632553 ☐	1632554 ☐	1632555 ☐	1632556 ☐	1632557 ☐	1632558 ☐	1632559 ☐	1632560 ☐	480mm - 510mm
510 mm	1632561 ☐	1632562 ☐	1632563 ☐	1632564 ☐	1632565 ☐	1632566 ☐	1632567 ☐	1632568 ☐	510mm - 530mm

(1) Larghezza comprensiva di imbottitura

MatrX Elite E2 Deep COMPLETO (agganci inclusi)

Larghezza schienale <i>(1)</i>	Altezza dello schienale														Compatibile con larghezza schienale		
	150 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm			510 mm	
360	1632634	☐	1632635	☐	1632636	☐	1632637	☐	1632638	☐	1632639	☐	1632640	☐	1632641	☐	360mm - 380mm
380	1632642	☐	1632643	☐	1632644	☐	1632645	☐	1632646	☐	1632647	☐	1632648	☐	1632649	☐	380mm - 410mm
410	1632650	☐	1632651	☐	1632652	☐	1632653	☐	1632654	☐	1632655	☐	1632656	☐	1632657	☐	410mm - 430mm
430	1632658	☐	1632659	☐	1632660	☐	1632661	☐	1632662	☐	1632663	☐	1632664	☐	1632665	☐	430mm - 460mm
460	1632666	☐	1632667	☐	1632668	☐	1632669	☐	1632670	☐	1632671	☐	1632672	☐	1632673	☐	460mm - 480mm
480	1632674	☐	1632675	☐	1632676	☐	1632677	☐	1632678	☐	1632679	☐	1632769	☐	1632770	☐	480mm - 510mm
510	1632771	☐	1632772	☐	1632773	☐	1632774	☐	1632775	☐	1632776	☐	1632777	☐	1632778	☐	510mm - 530mm

(1) Larghezza comprensiva di imbottitura

MatrX Posture Back (agganci NON inclusi)

	Larghezza schienale ⁽¹⁾	Altezza dello schienale						Compatibile con larghezza schienale
			310 mm		410 mm		510 mm	
	360	1544783 ☐		1544784 ☐				330mm - 380mm
	410	1544785 ☐		1515727 ☐		1515728 ☐	380mm - 430mm	
	430	1544786 ☐		1515729 ☐		1515730 ☐	410mm - 460mm	
	460	1544787 ☐		1515731 ☐		1515732 ☐	430mm - 480mm	
	510	1544788 ☐		1518131 ☐		1518132 ☐	480mm - 530mm	

MatrX Posture Back Deep (agganci NON inclusi)

	Larghezza schienale ⁽¹⁾	Altezza dello schienale						Compatibile con larghezza schienale	
			310 mm		410 mm		510 mm		
	360		1545001		1545002				330mm - 380mm
	410		1545003		1545058		1545059		380mm - 430mm
	430		1545060		1545061		1545062		410mm - 460mm
	460		1545063		1545064		1545065		430mm - 480mm
	510		1545066		1545067		1545068		480mm - 530mm

Agganci per POSTURE BACK/POSTURE BACK DEEP

1545275	Aggancio Standard per Posture Back, paio completo	
1545278	Aggancio Split Posture Back, paio	
1545277	Aggancio Standard per schienale fisso space saver (non rimovibile) completo	
1544776	Aggancio standard rinforzato HD per versione Max, paio completo	



Aggancio Standard



Aggancio fisso
space saver

MatrX Posture Back Max (agganci inclusi)

	Larghezza schienale ⁽¹⁾	Altezza dello schienale				Compatibile con
		410 mm		510 mm		larghezza schienale
	510	1544538	☐	1544657	☐	510mm - 530mm
	560	1544658	☐	1544659	☐	560mm - 590mm
	610	1544660	☐	1544661	☐	610mm - 640mm

MatrX Posture Back Deep Max (agganci inclusi)

	Larghezza schienale ⁽¹⁾	Altezza dello schienale				Compatibile con larghezza schienale
		410 mm		510 mm		
	510	1543486	☐	1543487	☐	510mm - 530mm
	560	1543488	☐	1543489	☐	560mm - 590mm
	610	1543490	☐	1543491	☐	610mm - 640mm

MatrX Mini schienale pediatrico (agganci inclusi)

	Larghezza schienale ⁽¹⁾	Altezza dello schienale						Compatibile con larghezza schienale		
		180 mm		260 mm		310 mm			360 mm	
	260 mm	1626804	☐	1626805	☐	1626806	☐			250 mm - 270 mm
	280 mm	1626807	☐	1626808	☐	1626809	☐			280 mm -300 mm
	310 mm	1626810	☐	1626811	☐	1626812	☐	1626813	☐	300 mm - 320 mm
	330 mm	1626814		1626815		1626816	☐	1626817	☐	330 mm - 360 mm
	360 mm	1626818	☐	1626819	☐	1626820	☐	1626821	☐	360 mm - 380 mm

Matrx MAC con imbottitura standard (agganci inclusi)

novità



Larghezza schienale ⁽⁷⁾	Altezza dello schienale								Compatibile con larghezza schienale
	410 mm		460 mm		510 mm		560 mm		
410	1634608	☐	1634609	☐	1634610	☐	1634611	☐	380 mm - 460 mm
440	1634612	☐	1634613	☐	1634614	☐	1634615	☐	410 mm - 480 mm
460	1634616	☐	1634617	☐	1634618	☐	1634619	☐	430 mm - 510 mm
480	1634620	☐	1634621	☐	1634622	☐	1634623	☐	460 mm - 530 mm
510	1634624	☐	1634625	☐	1634626	☐	1634627	☐	480 mm - 560 mm

Matrx MAC con imbottitura HUG (agganci inclusi)

novità

	Larghezza schienale ⁽⁷⁾	Altezza dello schienale								Compatibile con larghezza schienale
		410 mm		460 mm		510 mm		560 mm		
	410	1634678	☐	1634679	☐	1634680	☐	1634681	☐	380 mm - 460 mm
	440	1634682	☐	1634683	☐	1634684	☐	1634685	☐	410 mm - 480 mm
	460	1634686	☐	1634687	☐	1634688	☐	1634689	☐	430 mm - 510 mm
	480	1634690	☐	1634691	☐	1634692	☐	1634693	☐	460 mm - 530 mm
	510	1634694	☐	1634695	☐	1634696	☐	1634697	☐	480 mm - 560 mm

Scegli l'aletta laterale e/o l'inserto Matrx Shape

1634628	Aletta di contenimento piccola prof 7,5 cm - indicare quantità
1634629	Aletta di contenimento media prof 15 cm - indicare quantità
1634630	Aletta di contenimento grande prof 23 cm - indicare quantità
1634816	Inserto Matrx Shape (solo per imbottitura HUG)

novità

Scegli l'hardware - se non compreso

AGGANCI OPTIONAL - per ELITE E2 / ELITE E2 DEEP'

1632764	Aggancio di fissaggio Mini FISSO , paio, completo
1632765	Aggancio di fissaggio Mini rinforzato RIMOVIBILE , paio, completo
1632766	Aggancio di fissaggio EASYSET FISSO , paio, completo (altezza >=46 cm)
1632762	Solo Interfaccia di fissaggio tipo Mini per Elite/Elite Deep E2 , altezza fino a 41
1632763	Solo Interfaccia di fissaggio per Elite / Elite Deep E2 , altezza 46 e 51 cm (paio)
1663901	Mini set kit aggancio CPL (interfaccia e supporto) paio - fino a 41 cm
1663902	Easy set kit aggancio CPL (interfaccia e supporto)paio - altezza scocca



Accessori

Supporti laterali - Tipo fisso - Elite E2 - (PAIO)

1632755	Easy Lat supporti lat. fissi (codice a paio) - reversibili e regolabili in altezza
---------	--

Supporto laterale -SWING-AWAY per ELITE E2

1551913	Solo aggancio girevole destro o sinistro (1 pezzo)
1544798	Solo aggancio girevole Offset (alto o basso) sinistro (1 pezzo)
1544799	Solo aggancio girevole Offset (alto o basso) destro (1 pezzo)
1544238	Imbottitura misura L (1 pezzo) vedi tabella a fianco
1544239	Imbottitura misura M (1 pezzo) vedi tabella a fianco
1544291	Imbottitura misura S (1 pezzo) vedi tabella a fianco
1544292	Imbottitura misura XS (1 pezzo) vedi tabella a fianco



Dimensioni delle imbottiture dei supporto (L x h)	
Misura XS	108 x 82,5 mm
Misura S	133 x 89 mm
Misura M	146 x 95 mm
Misura L	165 x 108 mm

Supporto laterale per MX2

1630141	Aletta contenimento laterale MX2 (1 pezzo)
---------	--

Altri accessori (compatibili con tutta la gamma Matrx X)

1544237	Kit di 4 perni di fissaggio più lunghi (+50 mm) - con utensili
1551799	Telino posteriore copri schienale - Misura XS (260 x 410 mm)
1551800	Telino posteriore copri schienale - Misura S (330 x 410 mm)
1551903	Telino posteriore copri schienale - Misura M (380 x 410 mm)
1551904	Telino posteriore copri schienale - Misura L (430 x 410 mm)



Appoggiatesta LOXX

1634173	Appoggiatesta Loxx completo di imbottitura ellittica 26 x 13	
1634150	Solo braccetto Loxx (solo staffa)	

Braccetto MatrX Elan

1603250	Braccetto MatrX Elan multiregolabile cm 38	
1603251	Braccetto MatrX Elan multiregolabile Mini cm 28	
1603252	Adattatore Elan Flex3 SCHIENALE SCOCCA RIGIDA Dahlia - Azalea	
1629412	Adattatore Elan Flex3 SCHIENALE TENSIONABILE Dahlia - Azalea - Actic	

Braccetto MatrX Elan e Loxx con Flipp

1634632	Braccetto MatrX Loxx con sistema Flipp	
1634641	Braccetto MatrX Elan con sistema Flipp	

Imbottiture MatrX Loxx Elan e MAC

1603253	Imbottitura ellittica 36 x 13 cm fodera standard	
1603254	Imbottitura ellittica 26 x 13 cm fodera standard	
1603255	Imbottitura ellittica 16 x 9 cm fodera standard	
1603292	Imbottitura ellittica 36 x 13 cm fodera antibatterica	
1603293	Imbottitura ellittica 26 x 13 cm fodera antibatterica	
1603294	Imbottitura ellittica 16 x 9 cm fodera antibatterica	
1603290	Imbottitura occipitale 31 x 20 cm fodera standard	
1603291	Imbottitura occipitale 23 x 18 cm fodera standard	
1603295	Imbottitura occipitale 31 x 20 cm fodera antibatterica	
1603296	Imbottitura occipitale 23 x 18 cm fodera antibatterica	
1626823	Imbottitura a 4 punti fodera standard grande	
1629822	Imbottitura a 4 punti fodera standard piccola	
1626824	Imbottitura a 4 punti fodera antibatterica grande	
1629823	Imbottitura a 4 punti fodera antibatterica piccola	
1631865	Imbottitura 4 punti c/fascia supporto capo, fodera c/zip standard grande	
1631863	Imbottitura 4 punti c/fascia supporto capo, fodera c/zip standard piccola	
1631866	Imbottitura 4 punti c/fascia supporto capo fodera c/zip antibatterica grande	
1631864	Imbottitura 4 punti c/fascia supporto capo fodera c/zip antibatterica piccola	
1634648	Imbottitura poggiatesta HUG 15cm fodera startex	
1634650	Imbottitura poggiatesta HUG 15cm fodera igienica	
1634652	Imbottitura poggiatesta HUG 25,5 fodera startex	
1634654	Imbottitura poggiatesta HUG 25,5 fodera igienica	
1634656	Imbottitura poggiatesta HUG 35,5 fodera startex	
1634658	Imbottitura poggiatesta HUG 35,5 fodera igienica	

Accessori Elan

1631849	Elemento aggiuntivo braccetto Elan (+2,5 cm di regolazione in profondità)	
1631850	Solo fascia supporto capo Elan	
1632756	Piastra di aggancio Elan per Elite E2	
1632795	Piastra di aggancio rinforzata Elan per Elite E2	

Nuovi accessori Elite E2

1632760	Fascia addominale 4,5" per Elite E2	
1632761	Fascia addominale 6" per Elite E2	
1632796	Velcro per fissaggio fascia addominale per tetraplegici	
1632759	Supporto lombare Elite Elite Deep E2	
1632757	Piastra di aggancio bretellaggio per il tronco Elite e E2 larghezza da 36 a 38	
1632758	Piastra di aggancio bretellaggio per il tronco Elite e E2 larghezza 41 e 51	
vedi tabella	Fodera protezione elastica lavabile e2 e E2 DEEP (codici in tabella sotto)	

Elite E2			
Larghezza (cm)	Altezza (cm)		
	41	46	51
41	1632625	1632626	1632627
46	1632628	1632629	1632630
51	1632631	1632632	1632633



Elan

Loxx



Imbottitura ellittica

Imbottitura occipitale



fascia addominale



piastra bretellaggio



supporto lombare

Elite E2 Deep			
Larghezza (cm)	Altezza (cm)		
	41	46	51
41	1632746	1632747	1632748
46	1632749	1632750	1632751
51	1632752	1632753	1632754

