

INVACARE TDX SP2 narrow base

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

ragione sociale _____

indirizzo _____

email _____

num telefono _____



IMPORTANTE:
SPECIFICARE PESO UTENTE

ARL0000 INVACARE TDX SP2 Narrow Base

La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

ARV0000 INVACARE TDX SP2 Narrow Base Costruzione Speciale

Quotazione su richiesta

Prezzo al pubblico

€ 6.600



Completare la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

□ Casella da barrare ◆ Configurazione Standard ○ Opzioni senza sovrapprezzo

Configurazione di serie

Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità.

Seduta Innovativa **Modulite Telescopica Rigida**

Schienale Posturale **Flex3 tensionabile**

Cuscino posturale **Invacare Matrix Libra**

Comando con **elettronica di ultima generazione Invacare LiNX** programmabile in bluetooth

Luci a LED, fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse

Nuovi motori **Durawatt 10 km/h a 4 poli 340W doppia coppia** & sistema ammortizzazione **Sure Step & Stability Lock**

Batterie da 50 Ah sigillate al GEL

Nuovo caricabatterie OptiCharge 8A

(1) Completa la seduta della carrozzina

<input type="checkbox"/>	ARL2100	Seduta Innovativa Modulite Telescopica	<input type="checkbox"/>	ARL2111	versione Modulite Rigida	◆
(1a) Scegli la lunghezza del profilo per la profondità della seduta						
<input type="checkbox"/>	ARL2129	Profili standard				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2130	Profili allungati per profondità seduta 560 mm				€ 60
(1b) Scegli la larghezza seduta (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)						
<input type="checkbox"/>	ARL2121	380 mm. Fino a 330 con braccioli rientranti internamente				○
<input type="checkbox"/>	ARL2122	430 mm				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2123	480 mm				○
<input type="checkbox"/>	ARL2124	530 mm				○
(1c) Scegli l'altezza da terra (dalla seduta al pavimento senza cuscino)						
<input type="checkbox"/>	ARL0354	450 mm solo basculamento 20°	<input type="checkbox"/>	ARL0364	475 mm	◆
(1d) Scegli la profondità seduta						
<input type="checkbox"/>	ARL2132	410 mm				○
<input type="checkbox"/>	ARL2134	460 mm				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2136	510 mm				○
<input type="checkbox"/>	ARL2138	560 mm (solo con cuscino Matrix Flo-tech contour 560mm x 535mm)				○
(1e) Scegliere cuscino seduta (misure in base alla scelta della larghezza del telaio)						
<input type="checkbox"/>	ARL2147	Cuscino posturale Invacare Matrix Libra				◆
<input type="checkbox"/>	ARL2142	Matrix Flo-tech Lite				€ 130
<input type="checkbox"/>	ARL2143	Matrix Flo-tech Contour Visco				○

(2) Movimentazioni e accessori posturali delle sedute

<input type="checkbox"/>	ARL1095	Basculamento elettrico da 0° a 20° versione HD				€ 350
<input type="checkbox"/>	ARL1093	Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità.				◆
<input type="checkbox"/>	ARL1094	Elevazione & Basculamento elettrico da 0° a 30°				€ 1.700
<input type="checkbox"/>	ARL2052	Basculamento elettrico da 0° a 50° (peso max utente 136 kg)			NEW	€ 400
<input type="checkbox"/>	ARL2053	Elevazione 300mm e basculamento elettrico da 0° a 45° (peso max utente 136 Kg)			NEW	€ 1.950
<input type="checkbox"/>	ARL2054	Basculamento attivo di 5°. Anteriorizza l'angolo di 5° per facilitare il trasferimento				€ 200
(2a) Scegli gli accessori posturali per la seduta						
<input type="checkbox"/>	ARL1350	Poggianuca sagomato copertura in Dartex				€ 170
<input type="checkbox"/>	ARL1432	Poggiatesta con supporti parietali in Dartex				€ 240
<input type="checkbox"/>	ARL1427	Poggiatesta con supporti mandibolari in Dartex				€ 240
<input type="checkbox"/>	ARL2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo				€ 360
<input type="checkbox"/>	ARL2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo				€ 360
<input type="checkbox"/>	ARL2327	Poggiatesta Elan a 4 punti 280x255 completo				€ 460
<input type="checkbox"/>	ARL1445	Pelotte toracali (paio) multiregolabili con supporto prolungato				€ 210



Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.009
12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.06.175
18.09.39.021

Nr. Rep. DM: 95419/R

Leggere sempre le note a fianco



Invacare LiNX è la prima ed unica elettronica interamente integrata, espandibile e costantemente aggiornabile senza modifiche all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC.

Profili da 410 a 510 mm per la versione std e da 510 a 560 mm per la versione allungata



Invacare Matrix Libra grazie alla combinazione tra la base in schiuma e la sacca in fluido a doppio strato permette di ottenere un cuscino che offra ancora più supporto e ancora più comfort.

E' possibile completare seduta e schienale della carrozzina con i sistemi di postura Bodypoint e Invacare Matrix. Scarica su www.invacare.it o fatti inviare gratuitamente i cataloghi dedicati.




Con perno fisso, per peso utente oltre i 136 Kg, altezza minima da terra 450mm. Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione in lunghezza - Altezza min da terra 475 mm

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione. Poggiatesta posturale Cod. N.T. 18.09.39.027 Supporti per anca multiregolabili Cod N.T. 18.09.39.139 al paio

INVACARE TDX SP2 narrow base

(2b) Supporto per anca multiregolabile		
<input type="checkbox"/>	ARL2184 Sinistra 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2186 Sinistra 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2188 Sinistra 330 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2185 Destra 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2187 Destra 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2189 Destra 330 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	ARL2164 Supporto maggiorato per anca alto 155mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2165 Supporto maggiorato per anca alto 206mm	○



Poggiatesta posturale
Cod. N.T. 18.09.39.027
Supporti per anca multiregolabili
Cod N.T. 18.09.39.139 al paio

(3) Scegli il tipo di schienale		
<input type="checkbox"/>	ARL2163 480 mm, solo per schienale posturale MatrX	○
<input type="checkbox"/>	ARL2162 540 mm, per schienale posturale Flex 3 e MatrX	◆
<input type="checkbox"/>	ARL1495 Barra tensore per seduta telescopica diam. 22 mm (senza aggancio per poggiatesta)	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARL2107 Tubi schienale con manopole	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2179 Schienale posturale Flex 3 tensionabile	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2173 Flex3 con scocca rigida con cuscino schienale Laguna	○
<input type="checkbox"/>	ARL2174 MatrX Posture Back, altezza 400 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2175 MatrX Posture Back, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2176 MatrX Elite E2 Back, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2177 MatrX Elite TR, altezza 500 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2178 MatrX Elite E2 Deep, altezza 500 mm	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARL2170 Solo tubi schienale x montaggio di schienali posturali	○


Tubi predisposti con compensazione in lunghezza in reclinazione.
Schienale posturale MatrX TR ideale in abbinamento con reclinazione e basculamento elettrici.

(3a) Altre movimentazioni dello schienale		
<input type="checkbox"/>	ARL0975 Meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°)	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0977 Reclinazione Elettrica 0° - 30°	€ 450

(3b) Scegli il tipo di fodera/rivestimento (non per schienale MatrX)		
<input type="checkbox"/>	ARL2151 Tessuto nero Nylon con cuscino in gommapiuma, Bielastico con cuscino ARL2142 e ARL2143	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2152 Dartex nero	○

(3c) Scegli il tipo di bracciolo		
<input type="checkbox"/>	ARL2191 Braccioli a "T" estraibili e allargabili +25 mm per lato e in altezza da 290 a 360 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL2181 Braccioli a "T" estraibili e allargabili +50 mm in altezza	○
<input type="checkbox"/>	ARL2183 Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato	○
<input type="checkbox"/>	ARL2198 Braccioli totalmente imbottiti	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARL2193 Braccioli ribaltabile, regolabile in altezza e angolazione	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARL2192 Braccioli a compensazione regolabili in altezza 230-300 mm	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARL2194 Braccioli a compensazione regolabili in altezza 300-360 mm	€ 230

Dettaglio bracciolo a compensazione ed imbottito



La profondità seduta da 410 mm non è disponibile per le imbottiture da 325 mm, 375 mm ed ergonomica

(3d) Scegli l'imbottitura		
<input type="checkbox"/>	ARL2195 Imbottitura 325 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARL2196 Imbottitura 375 mm. Regolabile in profondità 50 mm	€ 80
<input type="checkbox"/>	ARL2197 Imbottitura ergonomica 397 mm. Regolabile in profondità 50 mm	€ 80
<input type="checkbox"/>	ARL2199 Imbottitura morbida	€ 80


(4) Scegli il tipo di pedane e poggipiedi		
--	--	--

(4a) Doppie pedane		
<input type="checkbox"/>	ARL0526 Portapedane fisse 80°	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0503 Elevabili meccanicamente da 0° a 65° Vari F senza poggipolpacci	€ 180
<input type="checkbox"/>	ARL0533 Elevabili meccanicamente da 0° a 65° Vari A con poggipolpacci articolati	€ 260
<input type="checkbox"/>	ARL0531 Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggipolpacci articolati	€ 910
<input type="checkbox"/>	ARL0512 Poggipiedi ribaltabili	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0504 Poggipiedi ribaltabili regolabili in inclinazione (flesso-estensione)	€ 60
<input type="checkbox"/>	ARL0513 Poggipiedi ribaltabili regolabili in inclinazione e profondità (articolati)	€ 90

Pedana centrale
Cod. N.T. 18.09.39.033

Poggipiedi ribaltabili non compatibili con pedane elevabili meccanicamente Vari A

Dettaglio pedane centrali



(4b) Pedana centrale		
<input type="checkbox"/>	ARL0556 Regolabile manualmente	€ 150
<input type="checkbox"/>	ARL0589 LNX Regolabile elettricamente con compensazione in lunghezza	€ 1.700
<input type="checkbox"/>	ARL0583 Poggipolpacci inclusi	◆

(4c) Poggipiedi per pedana centrale		
<input type="checkbox"/>	ARL2365 Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 127 x 190 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL0559 Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 140 x 240 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARL0516 Poggipiedi reg. in inclinazione e larghezza 150 x 290 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARL0517 Poggipiedi unico regolabile in inclinazione 305 x 275 mm	€ 110

(5) Scegli i dettagli, le ruote e gli accessori della tua carrozzina		
---	--	--

(5a) Carenature colorate			
<input type="checkbox"/>	ARL2640 Nero ossidiana	<input type="checkbox"/>	ARL2643 Azzurro pavone
<input type="checkbox"/>	ARL2641 Rosso rubino	<input type="checkbox"/>	ARL2644 Blu artico
<input type="checkbox"/>	ARL2642 Viola passione	<input type="checkbox"/>	



Azzurro
Pavone



INVACARE TDX SP2 narrow base

(5b) Inserti cerchi colorati

- ARL2650 Nero ossidiana
- ARL2651 Rosso rubino
- ARL2652 Viola passione

NEW

- ARL2653 Azzurro pavone
- ARL2654 Blu artico

NEW

(5c) Ruote e forcelle

- | | | | |
|----------------------------------|--|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> ARL2631 | Monoforcella con ruote anteriori nere | | ○ |
| <input type="checkbox"/> ARL2632 | Doppia forcella | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL0704 | DW 14" (355 mm) x 3" (75 mm), Pneumatiche nere (Aviva range) | NEW | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL0705 | DW 14" (355 mm) x 3" (75 mm), piene doppia densità (Aviva range) | NEW | € 115 |
| <input type="checkbox"/> ARL0706 | DW 14" (355 mm) x 3" (75 mm), antiforatura con Gel (Aviva range) | NEW | € 115 |

(5d) Accessori

- | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------|
| <input type="checkbox"/> ARL1493 | Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto la carrozzina senza occupante) | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL1494 | Ganci per ancoraggio. Obbligatorio Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001 | | € 200 |
| <input type="checkbox"/> ARL1329 | Cintura di contenimento c/ chiusura a scatto | | € 60 |
| <input type="checkbox"/> ARL2113 | Cintura di contenimento c/ chiusura a scatto montata sui binari seduta Modulite | | € 80 |
| <input type="checkbox"/> ARL1332 | Cintura ad "H" | | € 150 |
| <input type="checkbox"/> ARL2701 | Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch | | € 140 |
| <input type="checkbox"/> ARL2702 | Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch | | € 140 |
| <input type="checkbox"/> ARL2703 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch | | € 120 |
| <input type="checkbox"/> ARL2704 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch | | € 120 |
| <input type="checkbox"/> ARL2705 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch | | € 120 |
| <input type="checkbox"/> ARL2706 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch | | € 120 |
| <input type="checkbox"/> ARL2128 | Ganci portaborse per seduta modulite | | € 60 |
| <input type="checkbox"/> ARL1312 | Portabastone montato a destra | | € 55 |
| <input type="checkbox"/> ARL1363 | Portabastone montato a sinistra | | € 55 |
| <input type="checkbox"/> ARL1450 | Predisposizione telaio per sistema DAHL per guida aiuto con carrozzina elettronica | | € 200 |
| <input type="checkbox"/> ARL1404 | Vassoio ribaltabile a destra | | € 340 |
| <input type="checkbox"/> ARL1405 | Vassoio ribaltabile a sinistra | | € 340 |

(6) Scegli Comandi, Elettronica e Motori

(6a) Elettronica di ultima generazione

- | | | | |
|----------------------------------|---|------|---------|
| <input type="checkbox"/> ARL2204 | Comando REM216 Invacare LINX programmabile in bluetooth | LINX | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL2205 | Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth | LINX | € 900 |
| <input type="checkbox"/> ARL2270 | Selettori laterali per REM400 | | € 250 |
| <input type="checkbox"/> ARL1707 | Supporto snodabile a destra | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL1708 | Supporto snodabile a sinistra | | ○ |
| <input type="checkbox"/> ARL1709 | Supporto MatrX Resolve in/out a DX | NEW | € 300 |
| <input type="checkbox"/> ARL1710 | Supporto MatrX Resolve in/out a SX | NEW | € 300 |
| <input type="checkbox"/> ARL2227 | Montato dietro per accompagnatore a DX | | € 100 |
| <input type="checkbox"/> ARL2228 | Montato dietro per accompagnatore a SX | | € 100 |
| <input type="checkbox"/> ARL2206 | Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth | | € 1.500 |
| <input type="checkbox"/> ARL2209 | Montato sul bracciolo DX multiregolabile | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL2210 | Montato sul bracciolo SX multiregolabile | | ○ |
| <input type="checkbox"/> ARL2213 | Montato centralmente, ribaltabile a DX | | € 500 |
| <input type="checkbox"/> ARL2214 | Montato centralmente, ribaltabile a SX | | € 500 |
| <input type="checkbox"/> ARL2219 | Comando accompagnatore ACU200 montato dietro | | € 500 |
| <input type="checkbox"/> ARL1207 | Supporto snodabile a destra | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL1208 | Supporto snodabile a sinistra | | ○ |
| <input type="checkbox"/> ARL2245 | Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX | | € 950 |
| <input type="checkbox"/> ARL1221 | Supporto montato a DX, sganciabile | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL1222 | Supporto montato a SX, sganciabile | | ○ |
| <input type="checkbox"/> ARL2231 | Doppio comando compatto CR400 | | € 500 |
| <input type="checkbox"/> ARL2232 | Doppio comando compatto Low Force CR400 | | € 500 |
| <input type="checkbox"/> ARL2207 | Montato sul bracciolo DX multiregolabile | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL2208 | Montato sul bracciolo SX multiregolabile | | ○ |
| <input type="checkbox"/> ARL2213 | Montato centralmente, ribaltabile a DX | | € 500 |
| <input type="checkbox"/> ARL2214 | Montato centralmente, ribaltabile a SX | | € 500 |

(6b) Comandi alternativi WAVE 2 ASL

Comando a MENTO

- | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------|
| <input type="checkbox"/> ARL2229 | Comando a mento proporzionale (ASL 138) | | € 3.400 |
| <input type="checkbox"/> ARL1289 | Supporto apribile lateralmente a DX, solo con Elan | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL1288 | Supporto apribile lateralmente a SX, solo con Elan | | ○ |
| <input type="checkbox"/> ARL1287 | Supporto elettrico DX | | € 900 |
| <input type="checkbox"/> ARL1286 | Supporto elettrico SX | | € 900 |

Comando OCCIPITALE

- | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------|
| <input type="checkbox"/> ARL2230 | Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard | | € 5.000 |
| <input type="checkbox"/> ARL2247 | Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton | | € 5.000 |

TAVOLINO a 4 sensori di prossimità

- | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------|
| <input type="checkbox"/> ARL2257 | Tavolino centrale con sensori di prossimità (ASL 106) dim. 360x180 | | € 4.100 |
| <input type="checkbox"/> ARL2275 | Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a DX | | ◆ |
| <input type="checkbox"/> ARL2276 | Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a SX | | ○ |



Telaio predisposto per sistema di ancoraggio e trasporto in auto DAHL. Peso max utente 136 Kg!
Attenzione: non è compreso il sistema DAHL composto da 2 piastre (1 da fissare sotto la carrozzina, l'altra da fissare sul pianale dell'auto). Tale sistema **deve essere acquistato e montato presso l'autofornitura autorizzata all'installazione di allestimenti per auto.**

Il sistema DAHL è compatibile con i modelli di auto omologate a questo scopo secondo le direttive Europea CEE-2007-46.

per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet <http://www.dahlengineering.dk>


Dettaglio sistema DAHL



Dettaglio REM400 touch screen con selettori



Comando a mento disponibile solo in combinazione con poggiatesta Elan



Comando Occipitale ATOM



Comando Occipitale PROTON

INVACARE TDX SP2 narrow base

MINI JOYSTICK

□ ARL2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	€ 3.400
□ ARL2235	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	◆
□ ARL2236	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
□ ARL2213	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 500
□ ARL2214	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 500
□ ARL2241	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 550
□ ARL2242	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 550

Comando HD

□ ARL2240	Comando proporzionale HD (ASL 133) con pulsante mode	€ 2.000
□ ARL2235	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	◆
□ ARL2236	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
□ ARL2213	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 500
□ ARL2214	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 500
□ ARL2241	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 550
□ ARL2242	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 550
□ ARL2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	€ 500
□ ARL2217	Pulsantiera montata a destra dopo comando	○
□ ARL2218	Pulsantiera montata a sinistra dopo comando	○
□ ARL2227	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a destra	€ 150
□ ARL2228	Pulsantiera montata dietro per accompagnatore a sinistra	€ 150
□ ARL2252	Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni	€ 70
□ ARL2253	Presse USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	€ 100
□ ARL2207	Montato a destra	○
□ ARL2208	Montato a sinistra	○
□ ARL1685	Pulsante rotondo rosso	€ 110
□ ARH1686	Pulsante rotondo giallo	€ 110
□ ARL1687	Pulsante rotondo verde	€ 110
□ ARL1690	Pulsante rotondo blu	€ 110
□ ARL2254	Pulsante a uovo nero	€ 110
□ ARL1711	Pulsante Piko rosso	€ 110
□ ARL1712	Pulsante Piko giallo	€ 110
□ ARL1713	Pulsante Piko verde	€ 110
□ ARL1714	Pulsante Piko arancione	€ 110
□ ARL1715	Pulsante Piko blu	€ 110
□ ARL1716	Pulsante Piko nero	€ 110
□ ARL2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75
□ ARL2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75
□ ARL2723	Pomello a cupola, PC107A	€ 75
□ ARL2724	Pomello a fungo, PC110A	€ 75

(6e) Motori e Batterie

□ ARL1257	Batterie al Gel da 50Ah	◆
□ ARL1215	G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	€ 850
□ ARL1282	Nuovi motori Durawatt 6 km/h a 4 poli 340W doppia coppia	○
□ ARL1283	Nuovi motori Durawatt 10 km/h a 4 poli 340W doppia coppia	◆
□ ARL1343	Nuovo caricabatterie OptiCharge 8A	◆
□ ARL1313	Nuovo caricabatterie OptiCharge 10A (Riduce il tempo di carica del 20%)	€ 150
□ ARL1367	Luci al bulbo	○
□ ARL1437	Luci al led	◆



Comando HD (ASL 133)



Comando Mini joystick MEC (ASL 130)



Dettaglio pulsantiera 10 canali



Caricatore USB



Pulsanti esterni




Per scoprire di più sul G-Trac e vederlo in funzione collegati alla nostra pagina ufficiale youtube o al microsite dedicato
<http://linx.invacareproducts.com/italia-it>



video dedicati

Ampia playlist dedicata alla nuova elettronica Invacare LiNX con tutti i video training



microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo programmabile wireless, sul microsite dedicato



Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Sarl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.