

COMPATIBILE



Yes, you can.

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

**Base da esterni
configurabile
per sistemi di postura**



rea Azalea Base

Base di sostegno da esterni per unità posturali con basculamento pneumatico della seduta e spostamento del baricentro, inclinazione meccanica dello schienale. Disponibile in versione transit o autospinta. **Sistema DSS (Dual Stability System)**, seduta regolabile in larghezza (tramite braccioli, se montati) e profondità. Schienale con tubi tondi per aggancio sistemi posturali modulari o su misura. Optional: base piatta, interfacci ad H, poggiatesta, poggianuca, braccioli reg. in H, per emiplegico, portapedana ad inclinazione fissa o variabile, poggipiedi inclinabili o multiregolabili, vassoio, cintura - Portata massima: **135 kg**. Certificazione: CE, TUV, ISO Codici NT (configurazione standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.103 + 18.09.39.133 + codici aggiuntivi (se previsti/montati) Codici NT 2025 (configurazione standard): 12.27.04.003 + codici aggiuntivi (se previsti/montati)

(*) verificare la rimborsabilità dell'ausilio ai sensi del Tariffario vigente nella regione di competenza.

Nr. Rep DM: 87834/R




Timbro Rivenditore

PREVENTIVO
 ORDINE


Riferimento Assistito: _____

Indicare la vostra scelta barrando la casella Configurazione standard Optional non a pagamento (NC 9999) : non compatibile con l'opzione 9999

Rea® Azalea Base		Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)
BQA0010	rea Azalea Base Inclinazione meccanica dello schienale (30°) e basculamento pneumatico della seduta (-1° / + 23°)	<input type="checkbox"/>	
TIPO DI PROPULSIONE			
BQA0020	Transito - Ruote posteriori da 16" e freni a tamburo	0740; 0780; 0790 <input type="checkbox"/>	◆
BQA0030	Autospinta - Ruote da 24" o 22" con freni di stazionamento	0100; 0430; 0480 <input type="checkbox"/>	○
BQA0040	Autospinta - Ruote da 24" o 22" con freni a tamburo per assistente	0100; 0430; 0480; 0780 <input type="checkbox"/>	215,00
SEDUTA			
Larghezza seduta, regolabile tramite spostamento laterale dei braccioli			
BQA0050	340 mm (XS) Reg.le in larghezza - Telaio Minor	0120; 0180, 0210; 0260; 0600; 0650; 0660; 0670; 0680 <input type="checkbox"/>	○
BQA0060	390 mm (S) reg.le in larghezza	0110 <input type="checkbox"/>	○
BQA0070	440 mm (M) reg.le in larghezza	0110 <input type="checkbox"/>	○
BQA0080	490 mm (L) reg.le in larghezza	0110 <input type="checkbox"/>	○
Seduta allargata di ... (= braccioli già spostati lateralmente e cuscino sedile più largo)			
BQA0090	+ 50 mm	<input type="checkbox"/>	○
BQA0100	+100 mm (solo per versione Transit, ruote da 16")	<input type="checkbox"/>	○
BQA0105	Seduta non allargata	<input type="checkbox"/>	◆
Profondità seduta (regolabile manualmente di 70 mm)			
BQA0110	Regolabile da 380 a 450 mm - SOLO per Telaio Minor	<input type="checkbox"/>	○
BQA0120	Regolabile da 430 a 500 mm	<input type="checkbox"/>	○
Altezza seduta da terra (senza cuscino)			
BQA0130	400 mm	0180; 0340; ; 0400; ; 0650; 0660; 0670; 0680; 0720 <input type="checkbox"/>	○
BQA0140	450 mm (non possibile con ruote da 22")	0710 <input type="checkbox"/>	○
Basculamento della seduta - di serie basculamento seduta da -1° a 23°			
BQA0145	Basculamento seduta da + 1° a + 25°	<input type="checkbox"/>	○
Interfaccia seduta			
BQA0150	Base piatta (regolabile in profondità)	<input type="checkbox"/>	75,00
BQA0155	Base seduta inclinata +/- 5°	<input type="checkbox"/>	165,00
BQA0157	Interfaccia ad H per aggancio sistemi di postura. Contattare ufficio Marketing per compatibilità'	<input type="checkbox"/>	60,00
BQA0170	Senza interfaccia - solo staffe forate sulla base del sedile per l'aggancio di basi posturali su misura	<input type="checkbox"/>	◆
Cuscino seduta			
BQA0159	Floshape, sagomato altezza circa 70 mm	<input type="checkbox"/>	120,00
BQA0162	Fodera cuscino felpata, colore nero TR35	<input type="checkbox"/>	○
BQA0163	Fodera cuscino in Dartex, colore grigio scuro TR26	<input type="checkbox"/>	◆
Regolazioni schienale			
BQA0160	Inclinazione schienale (0°-30°) tramite pistone pneumatico	<input type="checkbox"/>	75,00
BQA0161	Inclinazione schienale (0°-30°) tramite madrevite (posta sotto seduta)	<input type="checkbox"/>	◆
BQA0932	Sistema di blocco del basculamento seduta/inclinazione schienale	<input type="checkbox"/>	◆







BQA0155



BQA0145 - BQA0160



Rea® Azalea Base		Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)		
Tipo di schienale				BQA0161	
BQA0167	Senza schienale	□	○		
Manopole di spinta					
BQA0174	Manopole di spinta regolabili in altezza	□	◆		
PORTA PEDANE E POGGIPIEDI					
Porta pedana unico					
BQA0180	Centrale con poggiapolpaccio sagomato a contenimento laterale e poggiapiedi divisi articolati	0190; 0200; 0210; 0220; 0230; 0240; 0250; 0260; 0270; 0280; 0290; 0310; 0340; 0370; 0400; 0580; 0590	□	400,00	 BQA0180
Attacco per portapedana					
BQA0185	Posizione bassa, standard		□	◆	
BQA0186	Posizione alta, per gambe lunghe		□	○	
BQA0188	Attacco portapedana 90°		□	○	
Porta pedana sx					
BQA0190	Elevabile 0°-80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito		□	155,00	
BQA0200	Ad angolo fisso 80° con rotazione antero-posteriore		□	75,00	
BQA0210	Ad angolo fisso 90° con rotazione antero-posteriore	0340; 0580; 0600; 0650; 0660; 0670; 0680	□	80,00	
BQA0220	Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità	0290; 0310; 0340; ; 0580	□	160,00	
BQA0230	Senza portapedana sx	0290; 0310; 0340; 0580	□	◆	
Porta pedana dx					
BQA0240	Elevabile 0°-80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito		□	155,00	
BQA0250	Ad angolo fisso 80° con rotazione antero-posteriore		□	75,00	
BQA0260	Ad angolo fisso 90° con rotazione antero-posteriore	0400; 0590; 0600; 0650; 0660; 0670; 0680;	□	80,00	
BQA0270	Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità	0290; 0370; 0400; 0590	□	160,00	
BQA0280	Senza portapedana dx	0290; 0370; 0400; 0590	□	◆	
Poggiapiedi unico					
BQA0290	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità	0310; 0340; 0370; 0400; 0580; 0590	□	220,00	
Poggiapiede imbottito					
BQA0295	Poggiapiede scatolato imbottito, tubo corto		□	350,00	
Poggiapiede sx regolabile in altezza con cinturino fermatallone					
BQA0300	Poggiapiede sx tubo corto+ fermatallone		□	60,00	
BQA0310	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (H reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile)		□	90,00	
BQA0330	Poggiapiede sx tubo lungo+ fermatallone		□	60,00	
BQA0340	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (H reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile)		□	90,00	 Cinturino ferma piedi Cod. NT 2025 18.09.91.042
Poggiapiede dx regolabile in altezza con cinturino fermatallone					
BQA0360	Poggiapiede dx tubo corto+ fermatallone		□	60,00	
BQA0370	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (H reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile)		□	90,00	
BQA0390	Poggiapiede dx tubo lungo+ fermatallone		□	60,00	
BQA0400	Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (H reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile)		□	90,00	
BRACCIOLI					
Bracciolo sx					
BQA0420	Bracciolo regolabile in altezza (240-360 mm) - Imbottitura bassa	0880; 0910	□	70,00	
BQA0425	Bracciolo concavo, sx		□	40,00	
BQA0430	Bracciolo regolabile in altezza (240-360 mm) imbottitura alta (solo per Transit)		□	110,00	
BQA0435	Bracciolo rinforzato, reg.le in altezza (240-360 mm), imbottitura larga	0900; 0920; 0930	□	120,00	
BQA0440	Fianchetto imbottito lateralmente, reg.le in altezza	0520; 0530; 0900; 0920; 0930	□	120,00	
BQA0450	Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)	0900; 0910; 0920; 0930	□	140,00	
BQA0460	Senza bracciolo	0520; 0530; 0900; 0910; 0920; 0930	□	◆	
Bracciolo dx					
BQA0470	Bracciolo regolabile in altezza (240-360 mm) - Imbottitura bassa	0880; 0910	□	70,00	
BQA0475	Bracciolo concavo dx		□	40,00	
BQA0480	Bracciolo regolabile in altezza (240-360 mm) imbottitura alta (solo per Transit)		□	110,00	
BQA0485	Bracciolo rinforzato, reg.le in altezza (240-360 mm), imbottitura larga	0900; 0920; 0930	□	120,00	
BQA0490	Fianchetto imbottito lateralmente, reg.le in altezza	0520; 0530; 0900; 0920; 0930	□	120,00	
BQA0500	Bracciolo per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni)	0900; 0910; 0920; 0930	□	140,00	
BQA0510	Senza bracciolo	0520; 0530; 0900; 0910; 0920; 0930	□	◆	


Rea® Azalea Base		Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)
OPTIONAL DELLA SEDUTA			
<i>Optional per braccioli</i>			
BQA0520	Fodera per fianchetto laterale del bracciolo	<input type="checkbox"/>	20,00
BQA0530	Cuscino per fianchetto laterale del bracciolo (paio)	<input type="checkbox"/>	20,00
<i>Optional per schienale</i>			
BQA0540	Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette parietali reg.li singolarmente Cod. N.T. 18.09.39.027	<input type="checkbox"/>	175,00
BQA0545	Fodera per poggiatesta articolato (BQA0540)	<input type="checkbox"/>	30,00
BQA0550	Poggiatesta multiregolabile con supp mandibolare	<input type="checkbox"/>	210,00
BQA0560	Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione	<input type="checkbox"/>	125,00
BQA0567	Poggiatesta MatrX, 250 mm imbottitura morbida	<input type="checkbox"/>	360,00
BQA0570	Kit di 2 levette per regolazione poggiatesta/poggianuca (anziché viti)	<input type="checkbox"/>	25,00
<i>Optional poggiapiedi</i>			
BQA0572	Imbottitura poggiapiedi	<input type="checkbox"/>	50,00
BQA0580	Prolunga poggiapiede sx	<input type="checkbox"/>	20,00
BQA0590	Prolunga poggiapiede dx	<input type="checkbox"/>	20,00
BQA0595	Striscia poggia polpaccio per poggiapiede unico (BQA0290)	<input type="checkbox"/>	○
COLORE TELAIO			
BQA0591	Grigio perla	<input type="checkbox"/>	◆
BQA0592	Blu ottanio	<input type="checkbox"/>	○
BQA0593	Sabbia (solo come speciale - tempi di produzione allungati di 10 giorni)	<input type="checkbox"/>	50,00
BQA0594	Verde elettrico (solo come speciale - tempi di produzione più lunghi)	<input type="checkbox"/>	50,00
BQA0596	Rosso (solo come speciale - tempi di produzione più lunghi)	<input type="checkbox"/>	50,00
RUOTE			
<i>Estensione lunghezza telaio x ulteriore stabilità dell'ausilio</i>			
BQA0600	Estensione del telaio, ruote anteriori portate in avanti di 50 mm	<input type="checkbox"/>	100,00
<i>Assi delle ruote anteriori</i>			
BQA0610	Assi fissi	<input type="checkbox"/>	◆
<i>Ruote anteriori</i>			
BQA0638	140x45 NERE medie	<input type="checkbox"/>	○
BQA0645	150x30 NERE medie	<input type="checkbox"/>	○
BQA0665	200x32 NERE morbide	<input type="checkbox"/>	○
BQA0672	200x32 NERE pneumatiche	<input type="checkbox"/>	○
BQA0675	200x45 NERE piene	<input type="checkbox"/>	◆
<i>Ruote posteriori con perni ad estrazione rapida (solo per autospinta), altrimenti perni avvitati</i>			
BQA0702	16"	Solo ruote piene <input type="checkbox"/>	◆
BQA0705	22"	<input type="checkbox"/>	○
BQA0715	24"	<input type="checkbox"/>	○
<i>Tipo ruota posteriore</i>			
BQA0722	Standard (mozzo nero, cerchione grigio, raggi zincati)	<input type="checkbox"/>	◆
BQA0724	Rinforzati (mozzo grigio, cerchione anodizzato e raggi in acciaio)	<input type="checkbox"/>	50,00
<i>Tipo di copertone</i>			
BQA0745	Nero pneumatico 1"3/8	<input type="checkbox"/>	○
BQA0775	Nero pieno	<input type="checkbox"/>	◆
BQA0785	Pneumatico Low Pfile nero 1"	<input type="checkbox"/>	○
<i>Corrimano</i>			
BQA0790	Alluminio (solo per versione ad autospinta)	<input type="checkbox"/>	◆
SICUREZZA			
<i>Optional per il freno</i>			
BQA0860	Freno a spinta comandato dall'utente	<input type="checkbox"/>	◆
BQA0863	Freno per emiplegico montato a SX	NO con seduta allargata <input type="checkbox"/>	190,00
BQA0867	Freno per emiplegico montato a DX	NO con seduta allargata <input type="checkbox"/>	190,00

Poggiatesta regolabili della linea Rea e MatrX
Cod. N.T. 18.09.39.030

Cod. N.T. 2025
18.09.39.003



BQA0540 BQA0550




BQA0560 BQA0580

BQA0600



BQA0740 BQA0750 BQA0770

Rea® Azalea Base		Non compatibilità	Listino al pubblico (IVA esclusa)	
Optional di sicurezza				
BQA0870	Cintura pelvica	□	30,00	BQA0870 
BQA0875	Etichette ancoraggio carrozzina x trasporto auto	□	0	
BQA0895	Ganci per il trasporto	□	50,00	
Accessori				
BQA0900	Tavolino trasparente con incavo avvolgente e bordi - Cod. N.T. 12.24.15.112	0930 □	200,00	BQA0900 
BQA0902	Tavolino trasparente regolabile con incavo avvolgente e protezioni per gomiti - Cod. N.T. 18.09.39.172	0930 □	210,00	
BQA0903	Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato incluso) SX	□	170,00	Vassoio con imbottitura Cod. N.T. 18.09.39.172
BQA0904	Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato incluso) DX	□	170,00	
BQA0905	Imbottitura per vassoio asportabile e foderata in Dartex	□	105,00	Tavolino Cod. NT 2025 12.27.91.051
BQA0907	Imbottitura e cuneo per vassoio emiplegico	□	75,00	
BQA0910	Tavolino trasparente con incavo avvolgente e bordi, ribaltabile lateralmente - Cod. N.T. 18.09.39.172	0930 □	210,00	BQA0970 
BQA0915	Vassoio ribaltabile con imbottitura per gomito	□	230,00	
BQA0920	Sistema di blocco del vassoio	□	30,00	
BQA0695	Kit di manopole per il fissaggio dei braccioli e poggiatesta	□	75,00	
BQA0970	Barra di fissaggio cintura a bretellaggio	□	45,00	
BQA0980	Asta porta flebo	□	105,00	