



Yes, you can.


Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

Indicate la vostra scelta barrando la casella Configurazione standard Optional non a pagamento (NC 9999) : non compatibile con l'opzione 9999


| Invacare® Storm ⁴ | Prezzo al pubblico (IVA esclusa) |
|--|----------------------------------|
| ATA0000 Invacare® Storm⁴ | 6700 |
| ATA0017 Invacare® Storm4 X-Plore - Sospensioni su 4 ruote, regolabili individualmente | 8050 |
| 1 Seduta Modulite 2 Seduta Recaro | |

| TIPO SEDUTA | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| ATA2100 | MODULITE | <input type="checkbox"/> | |
| Base seduta | | | |
| ATA2111 | Base telescopica, rigida con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm | NC: 2141, 2161 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATA2112 | Base telescopica, tensionabile con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm | NC: 2141, 2161 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Larghezza seduta pre-impastata di fabbrica a.... (solo per base telescopica ATA2111 e ATA2112) | | | |
| ATA2121 | 380 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm). Con braccioli rientranti (ATA2183) può essere ridotto fino a un minimo di 330 mm | NC 2110, 2143 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATA2122 | 430 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATA2123 | 480 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) | NC: 2110 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATA2124 | 530 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm) | NC: 2110 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Profondità seduta pre-impastata di fabbrica a(regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta) | | | |
| ATA2132 | 410 mm | NC: 2144, 2196 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATA2134 | 460 mm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATA2136 | 510 mm | NC: 2144, 2143 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cuscino seduta (misure in base alla scelta della larghezza del telaio) | | | |
| ATA2142 | Matrx Flo-tech Lite (H 75 mm fino a 100 kg peso utente) / Contour (H 100 mm da 100 kg a 191 peso utente) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATA2143 | Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg) | NC: 2136 <input type="checkbox"/> | 100 |
| ATA2147 | Matrx Libra | <input type="checkbox"/> | 629 |
| ATA2144 | Matrx Vi profondità seduta da 460mm (tessuto Mesh) | <input type="checkbox"/> | 629 |
| ATA2140 | Senza cuscino sedile | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tubi schienale per schienale tensionabile e schienale Matrx | | | |
| ATA2163 | Corti (480 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione | NC: 2110, 2172, 2173 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tubi schienale per FLEX3, schienale tensionabile e schienale Matrx | | | |
| ATA2162 | Lunghi (540 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione | NC: 2110 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Manopole per tubi schienale | | | |
| ATA2107 | Tubi schienale con manopole | NC 2161 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATA2108 | tubi schienale senza manopole | NC 2161, 1495, 1720, 1644, 1618, 1645 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di schienale | | | |
| ATA2171 | Tensionabile (tubo lungo = 540 mm / corto = 480 mm) | NC: 2152, 2153, 1496, 1445, 1446 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATA2179 | Flex3 tensionabile - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta | NC: 2110, 2151, 2153, 2154 <input type="checkbox"/> | 250 |
| ATA2172 | Solo scocca Flex3 (senza cuscino) - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta | NC: 2110, 2161, 2163 <input type="checkbox"/> | 200 |
| ATA2173 | Flex3 con cuscino Laguna - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta | NC: 2110, 2161, 2163 <input type="checkbox"/> | 250 |
| ATA2174 | Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh | <input type="checkbox"/> | 807 |
| ATA2175 | Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh | <input type="checkbox"/> | 807 |
| ATA2176 | Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh | <input type="checkbox"/> | 807 |
| ATA2177 | Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh | <input type="checkbox"/> | 807 |
| ATA2178 | Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh | <input type="checkbox"/> | 807 |
| ATA2170 | Solo tubi schienale x montaggio di schienali posturali | NC 1445, 1446, 1496 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di fodera/rivestimento (No per schienali Matrx) | | | |
| ATA2151 | Tessuto nero (Nylon con cuscino in gommapiuma, bielastico con cuscino 2142 e 2143) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATA2152 | Dartex nero | NC: 2141, 2171 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Invacare® Storm ⁴ | | Prezzo al pubblico (IVA esclusa) |
|--|--|--|
| Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in maiera indipendente sulle guide laterali | | |
| ATA2191 | Bracciolo a "T" estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm (misura dalla base della seduta, senza cuscino) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 <input type="checkbox"/> ◆ |
| ATA2181 | Bracciolo a "T" estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 340 a 400 mm (misura dalla base della seduta, senza cuscino) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 <input type="checkbox"/> ○ |
| ATA2198 | Bracciolo totalmente imbottito | NC 2132, 2195, 2196, 2197 <input type="checkbox"/> 110 |
| ATA2183 | Bracciolo a "T" rientranti internamente di 25mm per parte | NC 2199 <input type="checkbox"/> ○ |
| ATA2193 | Bracciolo ribaltabile, reg. altezza e angolazione | NC 2110, 1445, 1446 <input type="checkbox"/> 100 |
| ATA2192 | Bracciolo a compensazione reg. altezza 230-300 mm | NC 2110, 2176, 1445, 1446, 2199 <input type="checkbox"/> 230 |
| ATA2194 | Bracciolo a compensazione reg. altezza 300-360 mm | NC 2110, 2176, 1445, 1446, 2199 <input type="checkbox"/> 230 |
| Imbottitura dei braccioli | | |
| ATA2195 | Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm | NC 2198 <input type="checkbox"/> ◆ |
| ATA2196 | Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm | NC 2132, 2198 <input type="checkbox"/> 60 |
| ATA2197 | Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm | NC 2132, 2198 <input type="checkbox"/> 60 |
| ATA2199 | Imbottitura morbida | NC 2198, 2193, 2192, 2194 <input type="checkbox"/> 70 |
| Supporto per anca Sinistro, solo per braccioli ribaltabile o a compensazione Cod N.T. consigliato 18.09.39.139 al paio | | |
| ATA2184 | Dimensione 140 x 100 mm | NC 2191, 2198, 2183 <input type="checkbox"/> 210 |
| ATA2186 | Dimensione 230 x 100 mm | NC 2191, 2198, 2183 <input type="checkbox"/> 210 |
| ATA2188 | Dimensione 330 x 100 mm | NC 2191, 2198, 2183 <input type="checkbox"/> 210 |
| Supporto per anca Destro, solo per braccioli ribaltabile o a compensazione | | |
| ATA2185 | Dimensione 140 x 100 mm | NC 2191, 2198, 2183 <input type="checkbox"/> 210 |
| ATA2187 | Dimensione 230 x 100 mm | NC 2191, 2198, 2183 <input type="checkbox"/> 210 |
| ATA2189 | Dimensione 330 x 100 mm | NC 2191, 2198, 2183 <input type="checkbox"/> 210 |
| Supporto per anca Destro, solo per braccioli ribaltabile o a compensazione | | |
| ATA2164 | Altezza supporto di montaggio per anca 155 mm | <input type="checkbox"/> ○ |
| ATA2165 | Altezza supporto di montaggio per anca 206 mm | <input type="checkbox"/> ○ |
| ACCESSORI DELLA SEDUTA | | |
| Poggianuca/poggiatesta | | |
| ATA1350 | Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione - Dartex | <input type="checkbox"/> 170 |
| ATA1432 | Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex | <input type="checkbox"/> 240 |
| ATA1427 | Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex | <input type="checkbox"/> 240 |
| ATA2324 | Poggiatesta Elan 255 mm completo | <input type="checkbox"/> 360 |
| ATA2325 | Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo | <input type="checkbox"/> 360 |
| ATA1496 | Profilo per il montaggio del poggiatesta su schienale FLEX 3 | <input type="checkbox"/> 30 |
| ATA1495 | Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diam. 22 (no aggancio per poggiatesta) | <input type="checkbox"/> 30 |
| Altri accessori | | |
| ATA1445 | Pelotte toracali multiregolabili (profondità, altezza, inclinazione) (paio) - Dartex | NC: 2170, 2171 <input type="checkbox"/> 210 |
| TIPO SEDUTA | | |
| ATA1152 | 2 Seduta Recaro | NC: 0590, 1332 e Reclinazione schienale <input type="checkbox"/> |
| Seduta | | |
| ATA0926 | Seduta Mobility, schienale reclin.le elettricamente, fodera in tessuto (altezza cuscino 130 mm davanti e 70 mm dietro) | <input type="checkbox"/> 2100 |
| Larghezza seduta | | |
| ATA0370 | 490 - 530 mm (360 mm larghezza minima e larghezza totale 520 mm) | <input type="checkbox"/> ◆ |
| Profondità sedile | | |
| ATA0329 | 460 - 510 mm | <input type="checkbox"/> ◆ |
| Altezza schienale | | |
| ATA0486 | 770 - 830 mm (poggiatesta regolabile in altezza) | <input type="checkbox"/> ◆ |
| ATA1355 | Poggiatesta regolabile in altezza | <input type="checkbox"/> ◆ |
| Braccioli | | |
| ATA0636 | Estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm (misura dalla base della seduta, senza cuscino) | <input type="checkbox"/> ◆ |
| Imbottitura dei braccioli | | |
| ATA0647 | Imbottitura lunga 325 mm, regolabile in profondità 50 mm | <input type="checkbox"/> ◆ |
| ATA0649 | Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm | <input type="checkbox"/> 60 |
| ACCESSORI DEL SEDILE | | |
| ATA1306 | Manopole di spinta | <input type="checkbox"/> 150 |
| Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa alle REGOLAZIONI DELLA SEDUTA | | |

| Invacare® Storm ⁴ | | Prezzo al pubblico (IVA esclusa) |
|---|--|---|
| REGOLAZIONI DELLA SEDUTA | | |
| Altezza seduta da terra/Elevazione seduta = Lifter | | |
| ATA1023 | Fissa a 450 mm (cuscino sedile escluso) | ◆ |
| ATA1025 | Fissa a 480 mm (cuscino sedile escluso) | ○ |
| ATA1030 | Elevabile elettricamente da 400 a 650 mm | NC: 1639; 0017 ◆ 1150 |
| ATA1040 | Elevabile elettricamente da 440 a 690 mm per X-Plore | NC: 1639 ◆ 1250 |
| Basculamento della seduta | | |
| ATA1002 | Basculamento manuale da 0° a 25° tramite madrevite posta sotto seduta | ◆ |
| ATA1014 | Basculamento elettrico da 0° a 25° tramite comando elettronico | ◆ 750 |
| Inclinazione dello schienale solo per seduta MODULITE | | |
| ATA0975 | Meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 7,5°) | NC: 1152 NC: 1180 ◆ |
| ATA0977 | Elettrica da 0° a 30° | NC: 2161, 1180 ◆ 450 |
| PORTAPEDANA | | |
| ATA0590 | Posizione di aggancio per cuscino fino a 70 mm | ○ |
| ATA0591 | Posizione di aggancio per cuscino superiore a 70 mm | ○ |
| Porta pedane separate (al paio) - Estraibili, elevabili e con rotazione antero/posteriore | | |
| ATA0503 | Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggiaolpacci | ◆ |
| ATA0533 | Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari A con poggiaolpacci articolati | NC: 0512, 0522 ◆ 260 |
| ATA0531 | Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggiaolpacci ergonomici articolati | NC: 0512, 0522 ◆ 910 |
| ATA0501 | Senza poggiaolpacci | NC: 0512, 0522 ◆ |
| Poggiapiedi (sx e dx) - Regolabili in altezza | | |
| ATA0512 | Poggiapiedi ribaltabili | NC: 0533, 0532, 0531 ◆ |
| ATA0504 | Poggiapiedi ribaltabili e regolabili in inclinazione (flesso estensione) | ◆ 60 |
| ATA0513 | Poggiapiedi ribaltabili e regolabili in inclinazione e profondità (articolati) | ◆ 90 |
| Portapedana unico centrale | | |
| ATA0557 | Portapedana unico centrale Elettrico | ◆ 910 |
| ATA0556 | Portapedana unico centrale regolabile in inclinazione | ◆ 150 |
| Poggiapiedi per pedana unico centrale | | |
| ATA0534 | Tubo da 380 a 440 mm | ◆ |
| Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa ai COMANDI ELETTRONICI | | |
| COMANDI ELETTRONICI | | |
| ELETTRONICA LiNX | | |
| ATA2204 | Comando REM 216 con elettronica di ultima generazione Invacare LiNX programmabile in bluetooth |  ◆ |
| ATA2205 | Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth | ◆ 900 |
| ATA2270 | Selettori Laterali per REM400 | ◆ 250 |
| ATA1707 | Supporto snodabile a destra | ◆ |
| ATA1708 | Supporto snodabile a sinistra | ○ |
| ATA2213 | Montato centralmente, ribaltabile a DX | ◆ 500 |
| ATA2214 | Montato centralmente, ribaltabile a SX | ◆ 500 |
| ATA2227 | Montato dietro per accompagnatore a DX | ◆ 100 |
| ATA2228 | Montato dietro per accompagnatore a SX | ◆ 100 |
| ATA2206 | Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth | ◆ 1300 |
| ATA2209 | Montato sul bracciolo DX multiregolabile | ◆ |
| ATA2210 | Montato sul bracciolo SX multiregolabile | ○ |
| ATA2213 | Montato centralmente, ribaltabile a DX | ◆ 500 |
| ATA2214 | Montato centralmente, ribaltabile a SX | ◆ 500 |

| Invacare® Storm ⁴ | | Prezzo al pubblico (IVA esclusa) |
|---|--|-------------------------------------|
| COMANDI ALTERNATIVI E PULSANTI PER REM400 O REM500 | | |
| ATA2219 | Comando accompagnatore ACU200 montato dietro, compatibile con tutti i comandi LiNX | □ 430 |
| ATA1207 | Supporto snodabile a destra | □ ◆ |
| ATA1208 | Supporto snodabile a sinistra | □ ○ |
| ATA2245 | Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX | □ 950 |
| ATA1221 | Supporto montato a DX, sganciabile | □ ◆ |
| ATA1222 | Supporto montato a SX, sganciabile | □ ○ |
| ATA2231 | Doppio comando compatto CR400 | □ 430 |
| ATA2232 | Doppio comando compatto Low Force CR400 | □ 500 |
| ATA2207 | Montato sul bracciolo DX multiregolabile | □ ◆ |
| ATA2208 | Montato sul bracciolo SX multiregolabile | □ ○ |
| ATA2213 | Montato centralmente, ribaltabile a DX | □ 500 |
| ATA2214 | Montato centralmente, ribaltabile a SX | □ 500 |
| ATA2229 | Comando a mento proporzionale (ASL 138) | □ 2900 |
| ATA1289 | Supporto apribile lateralmente a DX | □ ◆ |
| ATA1288 | Supporto apribile lateralmente a SX | □ ○ |
| ATA1287 | Supporto elettrico DX | □ 900 |
| ATA1286 | Supporto elettrico SX | □ 900 |
| ATA2230 | Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard | □ 5000 |
| ATA2247 | Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton | □ 5000 |
| ATA2233 | Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile | □ 2900 |
| ATA2285 | Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603) | □ ○ |
| ATA2286 | Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603) | □ ○ |
| ATA2283 | Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX | □ 500 |
| ATA2284 | Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX | □ 500 |
| ATA2287 | Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX | □ 550 |
| ATA2288 | Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX | □ 550 |
| ATA2251 | Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni | □ 400 |
| ATA2217 | A DX vicino il comando | □ ○ |
| ATA2218 | A DX vicino il comando | □ ○ |
| ATA2227 | Dietro per accompagnatore DX | □ 150 |
| ATA2228 | Dietro per accompagnatore SX | □ 150 |
| ATA2225 | senza montaggio | □ ○ |
| ATA2252 | Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni | □ 200 |
| ATA2253 | Presa USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulte Telescopica) | □ 110 |
| ATA2207 | Montata a destra | □ ◆ |
| ATA2208 | Montata a sinistra | □ ○ |
| ATA1685 | Pulsante rotondo rosso | □ 110 |
| ATA1686 | Pulsante rotondo giallo | □ 110 |
| ATA1687 | Pulsante rotondo verde | □ 110 |
| ATA1690 | Pulsante rotondo blu | □ 110 |
| ATA2254 | Pulsante a uovo nero | □ 110 |
| ATA1711 | Pulsante Piko rosso | □ 110 |
| ATA1712 | Pulsante Piko giallo | □ 110 |
| ATA1713 | Pulsante Piko verde | □ 110 |
| ATA1714 | Pulsante Piko arancione | □ 110 |
| ATA1715 | Pulsante Piko blu | □ 110 |
| ATA1716 | Pulsante Piko nero | □ 110 |
| ATA2721 | Pomello sagomato a U da 3", PC101A | □ 75 |
| ATA2722 | Pomello sagomato a U da 4", PC102A | □ 75 |
| ATA2723 | Pomello a cupola, PC107A | □ 75 |
| ATA2724 | Pomello a fungo, PC110A | □ 75 |

| Invacare® Storm ⁴ | | Prezzo al pubblico (IVA esclusa) |
|--|---|---|
| OPTIONAL DELLA BASE MOTRICE | | |
| Colori della carenatura | | |
| ATA0202 | Blu | □ ○ |
| ATA0228 | Nero | □ ○ |
| ATA0220 | Champagne | □ ○ |
| ATA0204 | Rosso ciliegia trasparente | □ ○ |
| Ruote anteriori | | |
| ATA0851 | 3.00 - 6 Grigie pneumatiche | □ ◆ |
| ATA0853 | 3.00 - 6 Grigie antiforatura (sigillate) | □ 100 |
| ATA0855 | 3.00 - 6 Grigie antiforatura (anello pieno interno) | □ 115 |
| Ruote posteriori | | |
| ATA0771 | 3.00 - 8 Grigie pneumatiche | □ ◆ |
| ATA0773 | 3.00 - 8 Grigie antiforatura (sigillate) | □ 100 |
| ATA0799 | Trelleborg 8x30 scolpite, grigie pneumatiche - Peso max utente 100 kg | □ 115 |
| ATA0798 | Trelleborg 8x30 scolpite, grigie antiforatura (sigillate) - Peso max utente 100 kg | □ 115 |
| ATA0750 | 3.00 - 8 Grigie antiforatura (anello pieno interno) | □ 100 |
| MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE | | |
| Motore (velocità max) | | |
| ATA1277 | 6 km/h SSD (Single Stage Drive) | □ ○ |
| ATA1285 | 10 km/h SSD (Single Stage Drive) | □ ◆ |
| ATA1224 | 12 Km/h High Speed DuraWatt | □ 185 |
| Batterie | | |
| ATA1364 | Batterie da 73,5 Ah sigillate al Gel | □ ◆ |
| ATA1389 | Caricabatteria da 10 A (200-250 V) | □ ◆ |
| ATA1343 | OptiCharge Charger 8A | □ ○ |
| ATA1313 | OptiCharge Charger 10A (tempo di ricarica ridotto del 20%) | □ 120 |
| Sospensioni posteriori - NON compatibili con modello X-plore | | |
| ATA1240 | Morbide (peso utente fino a 80 kg) | □ ○ |
| ATA1241 | Medie (peso utente da 70 a 100 kg) | □ ○ |
| ATA1242 | Dure (peso utente da 90 a 150 kg) | □ ○ |
| Sospensioni posteriori X-Plore - SOLO per modello X-plore NC: 0000 | | |
| ATA1233 | Sospensioni Hi-tech X-Plore | □ ◆ |
| Sospensioni anteriori X-Plore - SOLO per modello X-plore NC: 0000 | | |
| ATA1238 | Sospensioni per utente con peso fino a 100 kg | □ ◆ |
| ATA1239 | Sospensioni per utente con peso oltre i 100 kg | □ ○ |
| Sistema giroscopico G-track | | |
| ATA1215 | G-track - Sistema brevettato giroscopico per il controllo della traiettoria e stabilità in marcia |  □ 850 |
| OPTIONAL DI SICUREZZA | | |
| Fanaleria e Luci | | |
| ATA1367 | Sistema luci a bulbo con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse | □ ◆ |
| ATA1437 | Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse | □ 200 |
| Ruote antiribaltamento | | |
| ATA1205 | Ruote antiribaltamento | □ ◆ |
| ATA1204 | Ruote antiribaltamento con sistema crick | □ 100 |
| Salicordoli | | |
| ATA1244 | Salicordoli | NC: 0522, 1450 □ 190 |
| Predisposizione della carrozzina per trasporto in auto con utente seduto sul posto di guida | | |
| ATA1450 | Telaio predisposto per sistema di ancoraggio e trasporto in auto DAHL ATTENZIONE: NON è compreso il sistema DAHL composto da 2 piastre (1 da fissare sotto la carrozzina, l'altra da fissare sul pianale dell'auto). Tale sistema deve essere acquistato e montato presso l'autofficina autorizzata all'installazione di allestimenti per auto. Il sistema DAHL è compatibile con i modelli di auto omologate a questo scopo secondo la direttiva Europea CEE-2007-46. 1 modelli attualmente omologati sono: VW Crafter/Transporter/Caravelle T5/Caddy, Mercedes Vito/Vivaro 639/Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro, Renault Traffic, Citroen Jumpy/Berlingo, Peugeot Expert/Partner, Fiat Scudo. | NC: 0017, 1244 □ 250 |
| ATA1493 | Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per bloccare in auto la carrozzina senza occupante. Di serie per versione X-Plore | NC: 1385, 1394 □ 100 |
| ATA1494 | Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile passeggero secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001 | NC: 0017 □ 200 |

| Invacare® Storm ⁴ | | | Prezzo al pubblico (IVA esclusa) |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------------|
| Cinture di contenimento | | | |
| ATA1329 | Cintura di contenimento con chiusura a scatto | □ | 60 |
| ATA2113 | Cintura di contenimento con chiusura a scatto (montata sui binari laterali - Seduta Modulite) | NC: 2110 □ | 80 |
| ATA1332 | Cintura ad "H" | NC: 1152 □ | 150 |
| ATA2701 | Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch | □ | 140 |
| ATA2702 | Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch | □ | 140 |
| ATA2703 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch | □ | 120 |
| ATA2704 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch | □ | 120 |
| ATA2705 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch | □ | 120 |
| ATA2706 | Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch | □ | 120 |
| Specchietto retrovisore | | | |
| ATA1415 | Specchietto retrovisore montato a dx | □ | 50 |
| ATA1339 | Specchietto retrovisore montato a sx | □ | 50 |
| ACCESSORI | | | |
| Portabagagli posteriore | | | |
| ATA2128 | Ganci portatutto per seduta Modulite | NC: 1367 □ | 50 |
| Portabastone | | | |
| ATA1315 | DX | □ | 50 |
| ATA1363 | SX | □ | 50 |
| ATA1404 | Vassoio ribaltabile a DX | □ | 340 |
| ATA1405 | Vassoio ribaltabile a SX | □ | 340 |
| Parafanghi | | | |
| ATA1416 | Parafanghi per ruote anteriori | □ | 60 |
| ATA1417 | Parafanghi per ruote posteriori | □ | 90 |
| Conta chilometri digitale | | | |
| ATA1379 | Conta ore digitale | □ | 120 |

Invacare® LINX® Powerchair Range

Speed Demand: 100.00% Turn Demand: 20.31%
 Left Motor: 15.35V Right Motor: 13.37V
 Motor Resistance: 7.07A 7.01A
 Battery Voltage: 25.98V
 Speed: 100.00%

INVACARE DYNAMIC
LINX®
 SETTEMBRE 2016