

**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE:**

Invacare Kompas combina la libertà di un dispositivo per la mobilità elettrica con il design compatto di una carrozzina manuale, rendendolo ideale per le persone che desiderano mantenere uno stile di vita attivo e indipendente, senza compromettere lo spazio e la comodità. Essendo una delle carrozzine elettriche pieghevoli più leggere e compatte sul mercato, Invacare Kompas è altamente versatile e grazie ad una motorizzazione di ultima generazione è la soluzione perfetta per chi vuole il massimo dalla propria carrozzina e dalla vita!

SPECIFICHE TECNICHE - Dimensioni

- Codice RDM: 2142707/R
- Codice prodotto: KOMPAS V1 con braccioli, imbottiture e schienale regolabile cod. 1662630
- Codice prodotto: KOMPAS VO con braccioli, imbottiture e schienale FISSI cod. 1662629
- Colore: Grigio
- Lunghezza totale: 970 mm
- Larghezza totale: 590 mm
- Larghezza seduta: 460 mm
- Profondità seduta: 420 mm
- Altezza totale: 950 - 1000 mm
- Altezza da terra: 520 mm
- Pendenza massima: 6°
- Ruote pneumatiche Anteriori: 8"
- Ruote pneumatiche Posteriori: 8"
- Velocità massima: 6 Km/h

SPECIFICHE TECNICHE - Alimentazione Elettrica

- Capacità motore: DC24V 70 WATT
- Batteria: 24 volt/11.4 Ah batterie al litio
- Display: P&G

SPECIFICHE TECNICHE - Peso

- Peso Max. Utente: 115 Kg
- Peso senza batterie: 20.9 Kg
- Peso della batteria: 2.4 Kg

* MDR (Medical Device Regulation) è la nuova normativa Europea sui dispositivi medici.

Richiudibile in meno di 5 secondi!



Per maggiori informazioni visita il sito www.invacare.it