

# INVACARE ACTION 1 R

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Dati Utente

Nome & Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_



## INVACARE ACTION 1 R

Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante in acciaio verniciato di colore grigio perla.

Disponibile in tre versioni:

- Versione ad autospinta (ruote posteriori 24" ad estrazione rapida e regolabili in 2 posizioni).
- Versione autospinta piene
- Versione Transit con ruote 12" x 2" fisse

Altezza da terra 500 mm. Tela sedile e schienale imbottite foderate in Nylon nero.

Schiena ad angolo fisso alto 430 mm, braccioli corti ribaltabili, porta pedane fisse 80° girevoli ed estraibili.

Poggiatesta regolabili in altezza e ribaltabili con cinturino fermatallone.

Versione ruote piene

Versione da transito con ruote da 12" x 2"

Peso carrozzina: da 17,5 Kg - Portata massima: 125 Kg

Certificazione: CE, ISO 9001 e ISO 13485, conforme alla norma EN 12183 (EN 1021-2 o ISO 8191-2) infiammabilità

Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.039 (autospinta) o 12.21.06.045 (transito) + 12.24.03.115 +

12.24.06.172 + 12.24.21.109 + codici ISO per aggluntivi

Nr. Rep. DM: 368989/R (autospinta) ruote da 24", Nr. Rep. DM: 368992/R (transito) ruote da 12"



### VERSIONE AUTOSPINTA ruote pneumatiche 24" x 1,3/8"

DK1640965	Seduta 380 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida pneumatiche	€ 430
DK1640966	Seduta 405 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida pneumatiche	€ 430
DK1640967	Seduta 430 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida pneumatiche	€ 430
DK1640968	Seduta 455 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida pneumatiche	€ 430
DK1640969	Seduta 480 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida pneumatiche	€ 430
DK1640970	Seduta 505 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida pneumatiche	€ 430

### VERSIONE AUTOSPINTA RUOTE PIENE

DK1640977	Seduta 380 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida piene	€ 430
DK1640978	Seduta 405 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida piene	€ 430
DK1640979	Seduta 430 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida piene	€ 430
DK1640980	Seduta 455 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida piene	€ 430
DK1640981	Seduta 480 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida piene	€ 430
DK1640982	Seduta 505 x 425 mm - Ruote posteriori ad estrazione rapida piene	€ 430

### VERSIONE DA TRANSITO ruote 12" x 2"

DK1640989	Seduta 380 x 425 mm - Ruote transit	€ 430
DK1640990	Seduta 405 x 425 mm - Ruote transit	€ 430
DK1640991	Seduta 430 x 425 mm - Ruote transit	€ 430
DK1640992	Seduta 455 x 425 mm - Ruote transit	€ 430
DK1640993	Seduta 480 x 425 mm - Ruote transit	€ 430
DK1640994	Seduta 505 x 425 mm - Ruote transit	€ 430

Invacare Meccanica s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Leggere sempre le note sottostanti

#### Dotazione di serie:

Telaio in acciaio verniciato di colore grigio perla. Schienale con inclinazione fissa a 0°, con tela schienale imbottito e foderato in Nylon nero. Braccioli ridotti per tavolo, ribaltabili e completi di spondine laterali. Portapedane ad angolo fisso 80°, estraibili e girevoli. Poggiatesta ribaltabili e regolabili in altezza. Cinturino fermatallone con piolo elastico. Ruote posteriori pneumatiche o piene 24"x1.3/8", regolabili in 2 posizioni ad estrazione rapida. Ruote anteriori 8"x1.1/4" piene, regolabili in 2 posizioni. Freni di stazionamento con leva a scomparsa.

Versione da transito: ruote posteriori da 12"x2", freni di stazionamento montati dietro per accompagnatore

