

Colibri®

jusqu'à
16km
d'autonomie

KG

poids max.
utilisateur
136 kg

vitesse
8
km/h





Principales caractéristiques

- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur
- Système breveté *Invacare® LiteLock™* pour un démontage simple et rapide et un transport aisé dans le coffre d'une voiture
- Version **Indoor** avec petites roues (200 x 50 mm) et petites batteries (12 Ah - jusqu'à 11 km d'autonomie)
- Version **Outdoor** avec grandes roues (210 x 65 mm) et grandes batteries (18 Ah - jusqu'à 16 km d'autonomie)

Qualité

★★★★★

Confort

↑↑↑

Sécurité

✓

Leo®


jusqu'à
38km
d'autonomie

KG

poids max.
utilisateur
136 kg

vitesse
8
km/h





Principales caractéristiques

- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
- Démontable en 6 parties
- Guidon ergonomique
- Equipelement route avec phares et clignotants
- Allumage automatique des feux stop

Qualité

★★★★★

Confort

↑↑↑

Sécurité

✓

Orion® Metro

jusqu'à
42km
d'autonomie

KG

poids max.
utilisateur
136 kg

vitesse
10-12
km/h





Principales caractéristiques

- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
- 4 suspensions
- Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
- Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour
- Allumage automatique des feux stop
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages

Qualité

★★★★★

Confort

↑↑↑

Sécurité

✓

Orion® Pro

jusqu'à
54km
d'autonomie

KG

poids max.
utilisateur
160 kg

vitesse
15
km/h





Principales caractéristiques

- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
- 4 suspensions
- Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
- Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour
- Allumage automatique des feux stop
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages

Qualité

★★★★★

Confort

↑↑↑

Sécurité

✓

Comet® Pro

jusqu'à
55km
d'autonomie

KG

poids max.
utilisateur
160 kg

vitesse
15
km/h





Principales caractéristiques

- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
- 2 suspensions à l'avant et 1 suspension centrale à l'arrière
- Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
- Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour
- Allumage automatique des feux stop
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages

Qualité

★★★★★

Confort

↑↑↑

Sécurité

✓

Guide de choix

	Colibri®	Leo®	Orion® Metro	Orion® Pro	Comet® Pro
Priorité d'utilisation ?					
Domicile ou centre commercial aménagé	●	●	-	-	-
Promenades urbaines	●	●	●	●	-
Campagne	-	-	●	●	●
Type d'environnement ?					
Montagne/Sortie de parking ou garage à fort dénivelé	-	-	-	-	-
Colline	-	-	-	-	●
Plaine	●	●	●	●	●
Obstacle ¹	-	-	●	●	●
Autonomie souhaitée ?					
1 - 15 km	●	●	●	●	●
15-25 km	●	●	●	●	●
25-35 km	-	●	●	●	●
35-50 km	-	-	●	●	●
Mon poids ?					
Inférieur à 115kg	●	●	●	●	●
Inférieur à 136kg	●	●	●	●	●
Inférieur à 160kg	-	-	-	●	●
Inférieur à 220kg	-	-	-	-	-
Vitesse souhaitée ?					
Jusqu'à 6km/h	●	●	●	●	●
Jusqu'à 8km/h	●	●	●	●	●
Jusqu'à 10km/h	-	-	●	●	●
Jusqu'à 15km/h	-	-	-	●	●
Transport dans le coffre d'une voiture ?	●	● ²	-	-	-
1) Trottoirs, sol inégal, rues pavées, sentiers de randonnées					
2) Nécessite une grande voiture (transport occasionnel)					

Contactez-nous
pour plus d'informations
et demandez un essai

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'un de nos scooters ?
C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Cachet du distributeur



Vous souhaitez en savoir plus sur nos scooters ?
Rendez-vous sur notre site :
www.invacarescooter.com



Papier recyclé



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem, Belgique
Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

1640225 - 04/2024 - © Invacare International Sarl 2024 - Tous droits réservés



Foire aux questions

A qui s'adressent les scooters électriques Invacare ?
Tout le monde peut utiliser un scooter électrique : les enfants, les adolescents et les adultes. Ils permettent aux personnes qui perdent de leur mobilité de retrouver de l'autonomie. Toutefois, l'usage du scooter électrique est déconseillé aux personnes ayant des difficultés à conduire ou souffrant de troubles du sommeil ou d'épilepsie.

Ai-je le droit de rouler sans permis ?
Oui ! Tous nos scooters sont utilisables sans détention de permis.

Dois-je avoir obligatoirement une assurance ?
Tout utilisateur a pour obligation d'assurer son scooter à cause des dégâts physiques ou matériels qu'il pourrait faire subir à un tiers. Contactez votre assureur pour savoir quel contrat souscrire. L'assurance de votre scooter doit être couverte par la garantie "Responsabilité Civile" de l'assurance multirisque habitation.

Quelle est la réglementation pour les scooters électriques ?
Un utilisateur de scooter électrique est assimilé à un piéton. Il peut rouler sur un trottoir, mais au maximum à 6km/h. Une utilisation sur route est possible, mais l'utilisateur doit dans ce cas respecter le code de la route. Le port du casque et du gilet de sécurité n'est pas obligatoire. Toutefois, le casque vous protège en cas de chute et le gilet vous permet d'être vu de loin pour éviter les accidents.

Où puis-je stationner mon scooter ?
Partout où vous trouverez des garages à vélos.

Puis-je essayer un scooter électrique avant de l'acheter ?
L'utilisateur doit contacter les revendeurs de scooters afin de prendre connaissance de leurs modalités pour un essai.

Existe-t-il des aides pour financer l'achat d'un scooter électrique ?
Selon votre pathologie et votre projet de vie, des aides peuvent vous être attribuées. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur www.invacare.be/fr.

Combien de temps sont garantis les scooters électriques Invacare ?
Tous nos scooters sont garantis 2 ans. Les batteries sont quant à elles garanties 1 an.

Que dois-je faire pour entretenir mon scooter électrique ?
Il est important d'entretenir régulièrement votre scooter afin de prolonger au maximum sa durée de vie et d'éviter certaines pannes. Les gestes à effectuer sont de vérifier la charge des batteries, de vérifier la pression des pneus, de nettoyer le scooter avec un chiffon humide. Vous devez également faire réviser votre scooter une fois par an par votre distributeur. Les consignes d'entretien sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

Equipements et accessoires



○ Emplacement des accessoires

Photos non contractuelles. Dans le but d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Invacare® se réserve le droit de modifier l'aspect technique et esthétique des produits présentés, sans préavis.

Performances	Colibri*	Leo*	Orion* Metro	Orion* Pro	Comet* Pro
Poids maximum utilisateur	136 kg	136 kg	136 kg	160 kg	160 kg
Autonomie	11 / 16 km	38 km	42 km	54 km	55 km
Vitesse	8 km/h	8 km/h	10-12 km/h	15 km/h	15 km/h
Poids du scooter	49 kg	83 kg	110 kg	136 kg	136 kg
Largeur hors tout	50,5 cm	59 cm	66 cm	65 cm	66,5 à 68,5 cm
Garde au sol (hors roulette anti-bascule)	4,5 cm	7 cm	7,8 cm	10 cm	10 cm
Equipements					
Système d'éclairage	-	●	●	●	●
Feux Stop Automatique	-	●	●	●	●
Clignotants	-	●	●	●	●
Indicateur de charge	●	●	●	●	●
Frein tambour	-	-	●	●	●
Réduction automatique de la vitesse dans les virages	-	-	●	●	●
Assise Deluxe	-	-	●	●	●
Transportable facilement dans un coffre de voiture	●	●	-	-	-
Appui-tête	-	-	●	●	●
Suspensions	-	-	●	●	●
Accroche-taxi	-	-	●	●	●
Accessoires (liste non exhaustive)					
Kit de charge externe	○	○	-	-	-
Panier avant ①	●	●	●	●	●
Panier arrière ②	○	○	○	○	○
Coffre avant avec verrou ③	-	○	○	○	○
Sac à dos ④	-	-	○	○	○
Rétroviseur gauche/droite ⑤	-	○	○	○	○
Rétroviseur deluxe ⑥	-	○	○	○	○
Porte-cadre de marche ⑦	○	○	○	○	○
Porte-canne ⑧	-	○	○	○	○
Porte-bouteille à oxygène ⑨	-	○	○	○	○
Porte-téléphone ⑩	-	-	○	○	○
Porte-boisson ⑪	-	○	○	○	○
Ceinture à boucle type automobile ⑫	-	○	○	○	○
Pare-chocs avant ⑬	-	-	○	○	○
Pare-chocs arrière ⑭	-	-	○	○	○
Gilet de sécurité	○	○	○	○	○
Pare-brise ⑮	-	○	○	○	○
Suspension d'assise ⑯	-	○	-	-	○
Lift (système d'élévation électrique) ⑰	-	-	-	-	○
Couverture de protection	-	○	○	○	○
Protection d'assise ⑱	-	-	○	○	○

● De série ○ En option

INVACARE

SCOOTERS

Profitez d'un essai gratuit !

INVACARE

Yes, you can.

