



Veelgestelde vragen

Voor wie zijn de elektrische scooters van Invacare bedoeld?

Iedereen kan een elektrische scootmobiel gebruiken: kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze zorgen ervoor dat mensen die hun mobiliteit verliezen, hun onafhankelijkheid kunnen herwinnen. Echter wordt het gebruik van een elektrische scooter niet aanbevolen voor mensen die moeite hebben met autorijden of last hebben van slaapstoornissen of epilepsie.

Mag ik rijden zonder rijbewijs?

Ja! Al onze scooters zijn te gebruiken zonder rijbewijs.

Heb ik een verzekering nodig?

Alle gebruikers zijn verplicht hun scooter te verzekeren vanwege fysieke of materiële schade die zij aan een derde zouden kunnen veroorzaken. Neem contact op met uw verzekeraar om te weten welk contract u moet afsluiten. De verzekering voor uw scooter moet gedekt zijn door de garantie “Burgerlijke Aansprakelijkheid” van de uitgebreide woningverzekering.

Wat zijn de regels omtrent elektrische scootmobielen?

Een gebruiker van een elektrische scooter wordt behandeld als voetganger. Hij kan op de stoep rijden, maar met een maximum van 6 km/h. Gebruik op de weg is mogelijk, maar in dit geval dient de gebruiker de wegcode te respecteren. Het dragen van een helm en veiligheidsvest is niet verplicht. De helm beschermt u echter bij een val en dankzij het veiligheidsvest bent u vanaf een afstand zichtbaar om ongelukken te voorkomen.

Waar kan ik mijn scooter parkeren?

Overal waar u fietsenstallingen vindt.

Kan ik een elektrische scooter testen voordat ik hem koop?

Neem hiervoor contact op met een scooterverdeler om meer te weten te komen over de algemene voorwaarden voor een testrit.

Is er enige hulp om de aankoop van een scooter te financieren?

Afhankelijk van uw pathologie en uw leefproject, kunt u hulp krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verdeler.

Hoe lang heb ik garantie op elektrische scooters van Invacare?

Op al onze scootmobielen zit 2 jaar garantie. De batterijen hebben een garantie van 1 jaar.

Wat moet ik doen om mijn elektrische scooter te onderhouden?

Het is belangrijk om uw scootmobiel regelmatig te onderhouden om de levensduur ervan te maximaliseren en bepaalde defecten te voorkomen. De stappen die u moet nemen zijn het controleren van de acculading en de bandenspanning en het schoonmaken van de scooter met een vochtige doek. Bovendien moet u uw scooter één keer per jaar laten onderhouden door uw verdeler. Onderhoudsinstructies vindt u in de gebruikershandleiding.

Uitrusting en accessoires



○ Positie van de accessoires

Niet-contractuele foto. Om de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren, behoudt Invacare zich het recht voor om het technische en esthetische uiterlijk van de gepresenteerde producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prestaties	Colibri*	Leo*	Orion* Metro	Orion* Pro	Comet* Pro
Max. gebruikersgewicht	136 kg	136 kg	136 kg	160 kg	160 kg
Bereik	11 / 16 km	38 km	42 km	54 km	55 km
Snelheid	8 km/h	8 km/h	10-12 km/h	15 km/h	15 km/h
Gewicht van de scooter	49 kg	83 kg	110 kg	136 kg	136 kg
Totale breedte	50,5 cm	59 cm	66 cm	65 cm	66,5 tot 68,5 cm
Bodemvrijheid (exclusief anti-tipwielen)	4,5 cm	7 cm	7,8 cm	10 cm	10 cm
Uitrusting					
Verlichtingssysteem	-	●	●	●	●
Automatische remlichten	-	●	●	●	●
Richtingaanwijzers	-	●	●	●	●
Oplaadindicator	●	●	●	●	●
Trommelrem	-	-	●	●	●
Automatische snelheidsreductie in bochten	-	-	●	●	●
Deluxe zitting	-	-	●	●	●
Gemakkelijk te vervoeren in de kofferbak van een auto	●	●	-	-	-
Hoofdsteun	-	-	●	●	●
Veringen	-	-	●	●	●
Taxihaak	-	-	●	●	●
Accessoires (niet-uitputtende lijst)					
Externe oplaadkit	○	○	-	-	-
Mand voor ①	●	●	●	●	●
Mand achter ②	○	○	○	○	○
Kofferbak voor met slot ③	-	○	○	○	○
Rugzak ④	-	-	○	○	○
Achteruitkijkspiegel L/R ⑤	-	○	○	○	○
Achteruitkijkspiegel Deluxe ⑥	-	○	○	○	○
Looprekhouder ⑦	○	○	○	○	○
Stokhouder ⑧	-	○	○	○	○
Zuurstoffleshouder ⑨	-	○	○	○	○
Telefoonhouder ⑩	-	-	○	○	○
Bekerhouder ⑪	-	○	○	○	○
Gespriem type auto ⑫	-	○	○	○	○
Bumper voor ⑬	-	-	○	○	○
Bumper achter ⑭	-	-	○	○	○
Veiligheidsvest	○	○	○	○	○
Windscherm ⑮	-	○	○	○	○
Zitvering ⑯	-	○	-	-	○
Lift (elektrisch tilsysteem) ⑰	-	-	-	-	○
Beschermhoes	-	○	○	○	○
Stoelbescherming ⑱	-	-	○	○	○

● Standaard ○ Optioneel

INVACARE

SCOOTERS

Profiteer van een gratis proefrit!

INVACARE

Yes, you can.

