

Colibri®



Körsträcka
upp till
16km



Brukarvikt
upp till
136 kg

Hastighet
upp till
8 km/h



Funktioner & egenskaper

- Tack vare det patenterade *Invacare® LiteLock™*-systemet kan denna scooter enkelt tas isär utan användning av verktyg och den får enkelt plats i de flesta bilar bagageutrymmen.
- 360° vridbar sits, höjdställbar
- Grundutförande med små hjul (200 x 50 mm) och små batterier (12 Ah – körsträcka upp till 11 km)
- Alternativt utförande med stora hjul (210 x 65 mm) och stora batterier (18Ah – körsträcka upp till 25 km)
- Färgkåpor i 5 olika färger

Kvalitet



Komfort



Säkerhet



Leo®




Körsträcka
upp till
38km



Brukarvikt
upp till
136 kg

Hastighet
upp till
8 km/h



Funktioner & egenskaper

- Smidig och lättmanövrerad
- 360° vridbar sits, djup- & höjdställbar
- Kan demonteras i 6 delar utan verktyg
- Ergonomisk styre, justerbar styrpelare
- Utrustad med belysning och körriktningsvisare
- Automatiskt bromsljus

Kvalitet



Komfort



Säkerhet



Orion® Metro



Körsträcka
upp till
43km



Brukarvikt
upp till
136 kg

Hastighet
upp till
12 km/h



Funktioner & egenskaper

- 360° vridbar sits inklusive huvudstöd, djup- & höjdställbar
- Stötdämpare
- Ergonomisk styre, justerbar styrpelare
- Automatiskt bromsljus
- Automatisk hastighetsreducering då man svänger
- 3- alternativt 4-hjulig


Kvalitet



Komfort



Säkerhet



Orion® Pro




Körsträcka
upp till
54km



Brukarvikt
upp till
160 kg

Hastighet
upp till
15 km/h



Funktioner & egenskaper

- 360° vridbar sits inklusive huvudstöd, djup- & höjdställbar
- Stötdämpare
- Styrpanel med intuitiv LCD skärm som visar hastighet, tid, temperatur och odometer (distans/körtid)
- Ergonomisk styre, justerbar styrpelare
- Automatiskt bromsljus
- Automatisk hastighetsreducering då man svänger
- 3- alternativt 4-hjulig


Kvalitet



Komfort



Säkerhet



Comet® Pro



Körsträcka
upp till
55km



Brukarvikt
upp till
160 kg

Hastighet
upp till
15 km/h



Funktioner & egenskaper

- 360° vridbar sits inklusive huvudstöd, djup- & höjdställbar
- Dynamisk trepunkts stötdämpning
- Styrpanel med intuitiv LCD skärm som visar hastighet, tid, temperatur och odometer (distans/körtid)
- Ergonomisk styre, justerbar styrpelare
- Automatiskt bromsljus
- Automatisk hastighetsreducering då man svänger


Kvalitet



Komfort



Säkerhet



Comet® Ultra




Körsträcka
upp till
58km



Brukarvikt
upp till
220 kg

Hastighet
upp till
10 km/h



Funktioner & egenskaper

- Brukarvikt upp till 220kg
- 26" Ultra sits, 360° vridbar sits inklusive huvudstöd, djup- & höjdställbar
- Dynamisk stötdämpning
- Styrpanel med intuitiv LCD skärm som visar hastighet, tid, temperatur och odometer (distans/körtid)
- Automatiskt bromsljus
- Förstärkta armstöd och sittstolpe
- Automatisk hastighetsreducering då man svänger


Kvalitet



Komfort



Säkerhet



Comet® Alpine+



Körsträcka
upp till
49km



Brukarvikt
upp till
160 kg

Hastighet
upp till
10 km/h



Funktioner & egenskaper

- Motoreffekt: 650 Watt
- 360° vridbar sits inklusive huvudstöd, djup- & höjdställbar
- Dynamisk trepunkts stötdämpning
- Styrpanel med intuitiv LCD skärm som visar hastighet, tid, temperatur och odometer (distans/körtid)
- Automatiskt bromsljus
- Förstärkta armstöd och sittstolpe
- Automatisk hastighetsreducering då man svänger


Kvalitet



Komfort



Säkerhet



Riktlinjer vid val av produkt

Mina prioriteringar	Colibri	Leo	Orion Metro	Orion Pro	Comet Pro	Comet Alpine+	Comet Ultra
Hemmiljö eller köpcentrum	●	●	-	-	-	-	-
Stadsmiljö	●	●	●	●	-	-	-
Landsbygd	-	-	●	●	●	●	●
Möjlig att transportera i bagageutrymmet på en bil?	●	●	-	-	-	-	-

Min önskade körsträcka

1 - 15 km	●	●	●	●	●	●	●
15-25 km	●	●	●	●	●	●	●
25-35 km	-	●	●	●	●	●	●
35-50 km	-	-	●	●	●	●	●

Min vikt

Lägre än 115kg	●	●	●	●	●	●	●
Lägre än 136kg	●	●	●	●	●	●	●
Lägre än 160kg	-	-	-	●	●	●	●
Lägre än 220kg	-	-	-	-	-	-	●

Hastighet

Upp till 6km/h	●	●	●	●	●	●	●
Upp till 8km/h	●	●	●	●	●	●	●
Upp till 10km/h	-	-	●	●	●	●	●
Upp till 15km/h	-	-	-	●	●	-	-

Observera att denna urvalsguide endast är för referens. För ytterligare frågor, kontakta din Hjälpmedelscentral eller Invacare för råd.

Kontakta oss
för mer information



Upptäck mer om vårt
scootersortiment.
www.invacare.se



Tillbehör



○ Placering av tillbehör

Funktion och valmöjligheter	Colibri ¹	Leo ²	Orion ³ Metro	Orion ⁴ Pro	Comet ⁵ Pro	Comet ⁶ Alpine+	Comet ⁷ Ultra
Körsträcka	11/25 km	38 km	43 km	54 km	55 km	49 km	58 km
Hastighet	6km/h, 8km/h	6km/h,8km/h	6,10,12km/h	10,12,15km/h	12, 15km/h	10km/h	10km/h
Belysning		●	●	●	●	●	●
Bromsljus		●	●	●	●	●	●
Körriktningvisare		●	●	●	●	●	●
Batteriindikator	●	●	●	●	●	●	●
Hastighetsreducering			●	●	●	●	●
Sits Deluxe			● 3W, 4W 10Km	● 4W 10,12,15K	●		●
Sits Deluxe Låg				● 4W 10K	● 15km/h	●	
Sits Premium					● 12km/h		
Sits Comfort			● 4W, 6K, 10Km/h				
Sits Ultra							●
Sits Deluxe HD							●
Enkelt isärtagbar	●	●					
Huvudstöd		●	●	●	●	●	●
Stötdämpning			●	●	●	●	●
Tillbehör							
Korg fram ①	●	●	●	●	●	●	●
Korg bak ②	○	○	○	○	○	○	○
Väska rygg ③			○	○	○	○	○
Backspegel Hö/Vå ④			○	○	○	○	○
Backspegel Deluxe ⑤		○	○	○	○	●	○
Hållare gåram ⑥		○	○	○	○	○	○
Rollatorhållare ⑦			○	○	○		○
Kryck/käpphållare ⑧	○	○	○	○	○	●	○
Telefonhållare ⑨			○	○	○	○	○
Dryckeshållare ⑩			○	○	○	○	○
Höftbälte ⑪		○	○	○	○	○	○
Extra Stötfångare fram ⑫			○	○	○	○	○
Extra Stötfångare bak ⑬			○	○	○	○	○
Vindskärm ⑭		○	○	○	○	○	○
Fjädermodul ⑮		○			○	○	○
Kapell ⑯		○	○	○	○	○	○
● Standard ○ Tillval							

Upplev friheten
med en scooter från Invacare



INVACARE
Yes, you can.



Yes, you can.

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden
Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2025 Invacare International GmbH. Alla rättigheter förbehållna. All citerad information tros vara korrekt vid tryckningen. Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan tidigare samråd. SE - 03/25