


Comfortabel, ondersteunend en goed in proportie



Belangrijkste kenmerken

- 220kg draagvermogen
- Grote wielen en krachtige motor
- Heldere lampen incl. richtingaanwijzers en remlicht
- Automatische snelheidsreductie in bochten
- 4 wielen met verstelbare Heavy Duty vering
- Geïntegreerde, verstelbare lendensteun voor extra comfort

Kleuren



Model	Max. snelheid	Max. actieradius	Max. gebruikersgewicht	Gewicht scooter	Lengte	Accu's	Kleuropties
Colibri (4 wiel)	8km/u	16km	136kg	44kg (incl. accu) Zwaarste onderdeel: 15,6kg	101cm	2 x 12Ah of 2 x 18Ah	Sapphire Blue, Jasper Red, Jade Green, Diamond Silver, Marble White
Colibri (3 wiel)	8km/u	36km	136kg	42kg (incl. accu)	120cm 122cm	2 x 36Ah	Moonstone Silver, Onyx Blue, Ruby Red
Leo (3 wiel)	10 & 12km/u	42km	136kg	78kg (incl. accu)	127cm	2 x 50Ah	Moonstone Silver
Leo (4 wiel)	10 & 12km/u	42km	136kg	83kg (incl. accu)	129cm	2 x 50Ah	Onyx Blue
Orion (3 wiel)	12 & 15km/u	55km	160kg	103kg (incl. accu)	145cm	2 x 75Ah	Moonstone Silver & Onyx Blue
Orion (4 wiel)	12 & 15km/u	55km	160kg	110kg (incl. accu)	147,5cm	2 x 75Ah	Moonstone Silver & Onyx Blue
Comet (3 wiel)	10km/u	50km	220kg	133kg (incl. accu)	147,5cm	2 x 75Ah	Slate Grey
Comet (4 wiel)	10km/u	50km	220kg	136kg (incl. accu)	147,5cm	2 x 75Ah	Slate Grey
Comet HD	10km/u	50km	220kg	148kg (incl. accu)	147,5cm	2 x 75Ah	Slate Grey

Geniet van de vrijheid en het vertrouwen om comfortabel en veilig op pad te zijn, welk model u ook kiest.



Invacare | Scooters



Veilig en eenvoudig in gebruik

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
België
Tel.: +32 (0)50 83 10 10
Fax: +32 (0)50 83 10 11
E-mail: belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2016 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.
Scooter Range - BE-NL - 09/2016



Trusted Solutions,
Passionate People



Moeiteloos, kleurrijk en lichtgewicht

Veilig, solide en zeker

Stabiel, betrouwbaar en duurzaam

Stoer, robuust en betrouwbaar



reddot award 2014
winner



Belangrijkste kenmerken

- LiteLock™ voor eenvoudige en snelle (de-)montage
- Snel uit elkaar, in minder dan een minuut
- Keuze uit 5 levendige kleuren
- Grote wielen en 18Ah accu beschikbaar
- Geïntegreerde oplader
- Past in de kofferruimte van de meeste auto's

Kleuren



Belangrijkste kenmerken

- Compact en wendbaar
- Ergonomische besturing met verstelling
- Voor- en achterverlichting, inclusief remlicht
- Demonteerbaar in 5 delen
- 2-staps ontkoppeling om onbedoelde vrijloop te voorkomen
- Geïntegreerde spatbescherming om de motorelektronica te beschermen

Kleuren



Belangrijkste kenmerken

- Grote capaciteit van de batterij voor langere afstanden
- Heldere lampen incl. richtingaanwijzers en remlicht
- Automatische snelheidsreductie in bochten
- Instelbare vering
- Comfortabele, verstelbare zitplaats
- Ergonomisch intuïtieve besturing incl. handrem

Kleuren



Belangrijkste kenmerken

- Vlot en handelbaar
- Grote wielen en krachtige motor
- Heldere lampen incl. richtingaanwijzers en remlicht
- Automatische snelheidsreductie in bochten
- 4 wielen met instelbare vering
- Ergonomisch intuïtieve besturing incl. handrem

Kleuren

