

Ny rammeavtale for sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper

Prisforhandlet sortiment

FLERE
NYHETER



Yes, you can.®

Vi kan puter

Invacare har lang erfaring med å tilby rullestolbrukere sitteputer av høy kvalitet - som alltid er tilpasset brukerens individuelle behov. I denne katalogen får du en samlet oversikt over sitteputene Invacare har med i gjeldende Rammeavtale* for Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper. Her vil du også finne komplette størrelsestabeller, samt HMS- og artikkelnumre til alle putene.

Spørsmål? Kontakt vår kundeservice på tlf 22 57 95 00 eller norway@invacare.com. Ønsker du å komme i kontakt med en av våre lokale selgere, klikk på [vår ansattoversikt](#) her eller gå inn på invacare.no

Innholdsfortegnelse



Vicair Adjuster O2

Hvorfor Vicair?.....	s. 4
Adjuster 6 og 10.....	s. 5
Adjuster 12.....	s. 6
Størrelsestabeller med HMS- og artikkelnumre.....	s. 7
Teknisk data.....	s. 9

1. plass delkontrakt 7 (10 cm)
2. plass i delkontrakt 5 (10 cm)
4. plass i delkontrakt 4 (6 cm)
4. plass i delkontrakt 7 (12 cm)



Vicair Vector O2

Vector 6 og 10 cm	s. 11
Junior Vector O2.....	s. 12
Størrelsestabeller med HMS- og artikkelnumre.....	s. 13
Teknisk data.....	s. 15

1. plass i delkontrakt 4 (6 cm)
1. plass i delkontrakt 5 (10 cm)
2. plass i delkontrakt 7 (10 cm)
5. plass i delkontrakt 7 (junior)



Matrix Contour Visco NG

Matrix Contour Visco NG.....	s. 16
Teknisk data.....	s. 17
Størrelsestabell med HMS- og artikkelnumre.....	s. 17

2. plass i delkontrakt 3



Matrix Libra

Matrix Libra.....	s. 18
Teknisk data.....	s. 21
Størrelsestabell med HMS- og artikkelnumre.....	s. 21

3 plass i delkontrakt 7

VICAIR[®]

Adjuster O2

Den optimale puten for rullestolbrukere
med kroppsasymmetri



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Yes, you can.[®]

Hvorfor Vicair?

Vicair sitteputer gir den optimale kombinasjonen av trykkavlastning, høy kvalitet og stabil posisjonering for brukere med middels og høy risiko for å utvikle trykksår.

Sitteputene, som er klinisk testet, kan tilpasses individuelt og krever svært lite vedlikehold. De trenger ingen daglig kontroll, og er derfor enkle å benytte både av brukere og pleiere. Vekten på putene er lav med et gjennomsnitt på mindre enn 750 gram.

Putene fra Vicair gir maksimal hudbeskyttelse, optimal postural støtte og er i tillegg svært brukervennlige. Kort oppsummert **#thepackage!**

Unikt design

I Vicair sitteputer og ryggputer brukes Vicair Technology™, en unik og innovativ metode som gir en dynamisk overflate og støtte. Putene inneholder flere hundre små pyramideformede luftfylte celler, SmartCells, med lav friksjon og avrundede hjørner. Cellene glir lett mot hverandre, og former seg etter kroppsformen. Resultatet gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet. Putene er delt inn i flere seksjoner med ulik fyllingsrate for å minimere trykk og forskyvning.

Optimal posisjonering og trykkavlastning

Vicair sitteputer og ryggputer er klinisk testet med meget gode resultater. Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.

Mange muligheter

Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene skal være trykkavlastende samtidig som det ofte er behov for posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes i standard og som inkontinenstrekk. Til Vector O2, Adjuster O2 og Active O2 finnes et ekstra pustende trekk.

> SmartCells

Tynt og følsomt materiale i en ny farge med avrundede hjørner for økt komfort. Cellene kan vaskes i vaskemaskinen på 60°.



Vicair Adjuster O2

På anbud
med NAV

Vicair Adjuster O2 (6 og 10 cm) består av 5 individuelle kamre, og er designet for å tilpasse seg kroppens konturer under belastning; derav navnet Adjuster. Hvert kammer er utformet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet. Vicair Adjuster O2 oppnår med det en unik balanse mellom å beskytte huden og underliggende vev rundt sitteknutene, halebeinet og trochanter, i tillegg til at puten gir optimal posisjonering og støtte av bekken og lårbein. For individuell tilpasning og ved spesielle behov kan fyllingen av hvert kammer enkelt justeres. Puten gir med andre ord muligheten til å endre tettheten i hvert kammer, noe som kan være hensiktsmessig for brukere som (1) trenger justering av en mild til alvorlig fast bekkenskjevhet eller korrigerende av en fleksibel bekkenskjevhet; (2) drar nytte av ekstra støtte av lårene, for eksempel brukere med amputasjon over kneet.

1. plass i delkontrakt 7 (10 cm)
2. plass i delkontrakt 5 (10 cm)
4. plass i delkontrakt 4 (6 cm)

- ✓ Tilpasser seg automatisk skjevheter (opp til 4 cm)
- ✓ Minimerer glidning og shear
- ✓ Følger kroppens konturer for jevn og optimal trykkfordeling

› Det avlange kammeret foran sitteknutene **hindrer fremoverglidning** | Konverterer shear til normalkrefter

› **Følger kroppens konturer** for lik trykkfordeling | Gir støtte for og rundt halebeinet | håndterer bekkenasymmetri



› Gir god støtte til lårene


› Medium høy glidelåslukking for enkel justering når brukeren sitter | **Puten holder på fasongen** og gir brukeren bedre hudbeskyttelse



Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår



100 % pustende



Solid og holdbar fasong

Vicair Adjuster O2 12

På anbud med NAV

Vicair Adjuster O2 12 består av 6 individuelle kamre, og er designet for å forme seg etter kroppen under belastning. Puten tilpasser seg skjevheter automatisk og kan også tilpasses den enkelte bruker ved mer ekstrem asymmetri. Tykkelsen gir ekstra gode forutsetninger for posisjonering uten at brukeren kommer i kontakt med underlaget.

4. plass i delkontrakt 7

- ✓ Tilpasser seg automatisk skjevheter (opp til 4 cm)
- ✓ Minimerer glidning og shear
- ✓ Følger kroppens konturer for jevn og optimal trykkfordeling

› **Følger kroppens konturer** for lik trykkfordeling | Gir støtte for og rundt halebeinet | håndterer bekkenasymmetri

› Det avlange kammeret foran sitteknutene **hindrer fremoverglidning** | Konverterer shear til normalkrefter

› Medium høy glidelåslukking for enkel justering når brukeren sitter | **Puten holder på fasongen** og gir brukeren bedre hudbeskyttelse

› Gir god støtte til lårene



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut av esken!

Størrelsesoversikt

Vicair Adjuster O2 6

		Bredde i cm							
		35	38	40	43	45	48	50	53
Dybde i cm	35	245326 OAD6/ TP/3535	245331 OAD6/ TP/3835	245337 OAD6/ TP/4035	245345 OAD6/ TP/4335	245353 OAD6/ TP/4535			
	38	245327 OAD6/ TP/3538	245332 OAD6/ TP/3838	245338 OAD6/ TP/4038	245346 OAD6/ TP/4338	245354 OAD6/ TP/4538	245354 OAD6/ TP/4538		
	40	245328 OAD6/ TP/3540	245333 OAD6/ TP/3840	245339 OAD6/ TP/4040	245347 OAD6/ TP/4340	245355 OAD6/ TP/4540	245362 OAD6/ TP/4840	245368 OAD6/ TP/5040	245374 OAD6/ TP/5340
	43	245329 OAD6/ TP/3543	245334 OAD6/ TP/3843	245340 OAD6/ TP/4043	245348 OAD6/ TP/4343	245356 OAD6/ TP/4543	245363 OAD6/ TP/4843	245369 OAD6/ TP/5043	245375 OAD6/ TP/5343
	45	245330 OAD6/ TP/3545	245335 OAD6/ TP/3845	245341 OAD6/ TP/4045	245349 OAD6/ TP/4345	245357 OAD6/ TP/4545	245364 OAD6/ TP/4845	245370 OAD6/ TP/5045	245376 OAD6/ TP/5345
	48		245336 OAD6/ TP/3848	245342 OAD6/ TP/4048	245350 OAD6/ TP/4348	245358 OAD6/ TP/4548	245365 OAD6/ TP/4848	245371 OAD6/ TP/5048	245377 OAD6/ TP/5348
	50			245343 OAD6/ TP/4050	245351 OAD6/ TP/4350	245359 OAD6/ TP/4550	245366 OAD6/ TP/4850	245372 OAD6/ TP/5050	245378 OAD6/ TP/5350
	53			245344 OAD6/ TP/4053	245352 OAD6/ TP/4353	245360 OAD6/ TP/4553	245367 OAD6/ TP/4853	245373 OAD6/ TP/5053	245379 OAD6/ TP/5353

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Vicair Adjuster O2 10

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
Dybde i cm	35	245525 OAD10/ TP/3535	245530 OAD10/ TP/3835	245536 OAD10/ TP/4035	245544 OAD10/ TP/4335	245554 OAD10/ TP/4535						
	38	245526 OAD10/ TP/3538	245531 OAD10/ TP/3838	245537 OAD10/ TP/4038	245545 OAD10/ TP/4338	245555 OAD10/ TP/4538	245555 OAD10/ TP/4538					
	40	245527 OAD10/ TP/3540	245532 OAD10/ TP/3840	245538 OAD10/ TP/4040	245546 OAD10/ TP/4340	245556 OAD10/ TP/4540	245566 OAD10/ TP/4840	245575 OAD10/ TP/5040	245584 OAD10/ TP/5340			
	43	245528 OAD10/ TP/3543	245533 OAD10/ TP/3843	245539 OAD10/ TP/4043	245547 OAD10/ TP/4343	245557 OAD10/ TP/4543	245567 OAD10/ TP/4843	245576 OAD10/ TP/5043	245585 OAD10/ TP/5343	245593 OAD10/ TP/5543	245601 OAD10/ TP/5843	
	45	245529 OAD10/ TP/3545	245534 OAD10/ TP/3845	245540 OAD10/ TP/4045	245548 OAD10/ TP/4345	245558 OAD10/ TP/4545	245568 OAD10/ TP/4845	245577 OAD10/ TP/5045	245586 OAD10/ TP/5345	245594 OAD10/ TP/5545	245602 OAD10/ TP/5845	245609 OAD10/ TP/6045
	48		245535 OAD10/ TP/3848	245541 OAD10/ TP/4048	245549 OAD10/ TP/4348	245559 OAD10/ TP/4548	245569 OAD10/ TP/4848	245578 OAD10/ TP/5048	245587 OAD10/ TP/5348	245595 OAD10/ TP/5548	245603 OAD10/ TP/5848	245610 OAD10/ TP/6048
	50			245542 OAD10/ TP/4050	245550 OAD10/ TP/4350	245560 OAD10/ TP/4550	245570 OAD10/ TP/4850	245579 OAD10/ TP/5050	245588 OAD10/ TP/5350	245596 OAD10/ TP/5550	245604 OAD10/ TP/5850	245611 OAD10/ TP/6050
	53			245543 OAD10/ TP/4053	245551 OAD10/ TP/4353	245561 OAD10/ TP/4553	245571 OAD10/ TP/4853	245580 OAD10/ TP/5053	245589 OAD10/ TP/5353	245597 OAD10/ TP/5553	245605 OAD10/ TP/5853	245612 OAD10/ TP/6053
	55				245552 OAD10/ TP/4355	245562 OAD10/ TP/4555	245572 OAD10/ TP/4855	245581 OAD10/ TP/5055	245590 OAD10/ TP/5355	245598 OAD10/ TP/5555	245606 OAD10/ TP/5855	245613 OAD10/ TP/6055
	58				245553 OAD10/ TP/4358	245563 OAD10/ TP/4558	245573 OAD10/ TP/4858	245582 OAD10/ TP/5058	245591 OAD10/ TP/5358	245599 OAD10/ TP/5558	245607 OAD10/ TP/5858	245614 OAD10/ TP/6058
60					245564 OAD10/ TP/4560	245574 OAD10/ TP/4860	245583 OAD10/ TP/5060	245592 OAD10/ TP/5360	245600 OAD10/ TP/5560	245608 OAD10/ TP/5860	245615 OAD10/ TP/6060	

Vicair Adjuster O2 12

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
Dybde i cm	35	300640	300645	300651	300659	300669						
		OAD12/TP/3535	OAD12/TP/3835	OAD12/TP/4035	OAD12/TP/4335	OAD12/TP/4535						
	38	300641	300646	300652	300660	300670	300680					
		OAD12/TP/3538	OAD12/TP/3838	OAD12/TP/4038	OAD12/TP/4338	OAD12/TP/4538	OAD12/TP/4838					
	40	300642	300647	300653	300661	300671	300681	300690	300699			
		OAD12/TP/3540	OAD12/TP/3840	OAD12/TP/4040	OAD12/TP/4340	OAD12/TP/4540	OAD12/TP/4840	OAD12/TP/5040	OAD12/TP/5340			
	43	300643	300648	300654	300662	300672	300682	300691	300700	300708	300716	
		OAD12/TP/3543	OAD12/TP/3843	OAD12/TP/4043	OAD12/TP/4343	OAD12/TP/4543	OAD12/TP/4843	OAD12/TP/5043	OAD12/TP/5343	OAD12/TP/5543	OAD12/TP/5843	
	45	300644	300649	300655	300663	300673	300683	300692	300701	300709	300717	300724
		OAD12/TP/3545	OAD12/TP/3845	OAD12/TP/4045	OAD12/TP/4345	OAD12/TP/4545	OAD12/TP/4845	OAD12/TP/5045	OAD12/TP/5345	OAD12/TP/5545	OAD12/TP/5845	OAD12/TP/6045
	48		300650	300656	300664	300674	300684	300693	300702	300710	300718	300725
			OAD12/TP/3848	OAD12/TP/4048	OAD12/TP/4348	OAD12/TP/4548	OAD12/TP/4848	OAD12/TP/5048	OAD12/TP/5348	OAD12/TP/5548	OAD12/TP/5848	OAD12/TP/6048
50			300657	300665	300675	300685	300694	300703	300711	300719	300726	
			OAD12/TP/4050	OAD12/TP/4350	OAD12/TP/4550	OAD12/TP/4850	OAD12/TP/5050	OAD12/TP/5350	OAD12/TP/5550	OAD12/TP/5850	OAD12/TP/6050	
53			300658	300666	300676	300686	300695	300704	300712	300720	300727	
			OAD12/TP/4053	OAD12/TP/4353	OAD12/TP/4553	OAD12/TP/4853	OAD12/TP/5053	OAD12/TP/5353	OAD12/TP/5553	OAD12/TP/5853	OAD12/TP/6053	
55			300667	300677	300687	300696	300705	300713	300721	300728		
			OAD12/TP/4355	OAD12/TP/4555	OAD12/TP/4855	OAD12/TP/5055	OAD12/TP/5355	OAD12/TP/5555	OAD12/TP/5855	OAD12/TP/6055		
58			300668	300678	300688	300697	300706	300714	300722	300729		
			OAD12/TP/4358	OAD12/TP/4558	OAD12/TP/4858	OAD12/TP/5058	OAD12/TP/5358	OAD12/TP/5558	OAD12/TP/5858	OAD12/TP/6058		
60				300679	300689	300698	300707	300715	300723	300730		
				OAD12/TP/4560	OAD12/TP/4860	OAD12/TP/5060	OAD12/TP/5360	OAD12/TP/5560	OAD12/TP/5860	OAD12/TP/6060		

Hold oversikten på SmartCellene

Ved individuell tilpasning av puten kan det være greit å holde oversikten over fyllingsgraden, altså hvor mange SmartCeller som er flyttet og plassert i de ulike kamrene. På nettsiden vår finner du derfor et **visuelt og enkelt skjema** som gir deg muligheten til nettopp dette.

Merk: Den opprinnelige fyllingsgraden vil du til en hver tid finne på merkelappen på puten.



Se vår produktvideo



Scann QR-koden med telefonen din, og se vår produktpresentasjon.



Putestørrelser Adjuster O2

Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)

På forespørsel

Inch	bredde											
	CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
15	38	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
16	40	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
17	43	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
18	45	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
19	48	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
20	50	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
21	53	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
22	55	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
23	58	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
24	60	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Putestørrelser Adjuster O2 12

Standard

På forespørsel

Tilpasset størrelse

Inch	bredde											
	CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
15	38	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
16	40	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
17	43	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
18	45	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
19	48	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
20	50	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
21	53	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
22	55	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
23	58	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
24	60	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Tekniske data ▼



Størrelse ▼

Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm. Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder



Høyde ▼

6, 10 og 12 cm



Maks brukervekt ▼

250 kg



Vekt ▼

534-900 g (avhengig av putens høyde og størrelse)



Maskinvask ▼

Maks 60°C



Trekke ▼

Vicair O2 topptrekk (standard), komforttrekk, inkontinestrekke og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®



Vector O2

Vår mest stabile pute for rullestolbrukere



Tilpasser seg kroppens konturer

For optimal posisjonering og trykkavlastning



Yes, you can.®

Vicair Vector O2

På anbud
med NAV

Vicair Vector O2 er en forhåndsformet pute bestående av 9 individuelle kamre. Hvert kammer er designet for å støtte og påvirke ulike områder av bekkenet, og puten gir med det en unik balanse mellom å bevare huden rundt sitteknutene og halebeinet, omfordele trykket, stabilisere bekkenet og oppnå en hensiktsmessig plassering av lårbeina.

For individuell tilpasning og ved spesifikke behov kan fyllingen av de ni kamrene enkelt justeres. Dette kan være en fordel for brukere som: (1) trenger korrigerende eller tilpasning av bekkenskjevhet, (2) Ønsker (delvis) avlastning av sitteknuter og halebeinsområdet eller (3) Trenger korrigerende eller tilpasning for bedre posisjonering av lårene (f.eks. abduksjon eller ved ensidig fotfremdrift).

- 1. plass i delkontrakt 4 (6 cm)
- 1. plass i delkontrakt 5 (10 cm)
- 2. plass i delkontrakt 7 (10 cm)

- ✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet
- ✓ Forbedrer brukerens rekkevidde
- ✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

> **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter

> **God støtte til trochanter**
Faster tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkensbrønn



> **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov

> **Medium høy glidelåslukking** for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse



Kan inngå i behandlingsplan ved trykksår



100 % pustende



Solid og holdbar fasong

Vicair Junior Vector O2

På anbud
med NAV

Vicair Junior Vector O2 er velegnet for barn, og gir god komfort samtidig som den reduserer risikoen for trykksår. Sitteputen er delt opp i 9 individuelle kamre med hundrevis av luftfylte SmartCells for god individuell tilpasning. Puten gir gode justeringsmuligheter ved komplekse posisjoneringsbehov og ønske om optimal trykkavlastning.

5. plass i delkontrakt 7 (Junior Vector O2)

- ✓ Ni justerbare kamre for optimal stabilitet
- ✓ Forbedrer brukerens rekkevidde
- ✓ Gir ekstra støtte og posisjonering av lårene

> God støtte til trochanter

Fastere tetthet for bedre sidestabilitet | Omfordeler trykket og bidrar til å skape en bekkenbrønn

> **Bekkenbrønn** - To kamre for eksepsjonell trykkavlastning i området rundt halebeinet samt ekstra posisjoneringsmuligheter



> Medium høy glidelåslukking

for enkel justering når brukeren sitter | Puten holder på fasongen og bidrar til forbedret hudbeskyttelse

> **Frontkamrene** gir god støtte og stabilitet for beina | Lett å justere for individuelle posisjoneringsbehov



Kan maskinvaskes



Klar til bruk - rett ut
av esken!

Størrelsesoversikt

Vicair Vector O2 6

		Bredde i cm							
		35	38	40	43	45	48	50	53
35		245277	245277	245283	245291	245299			
		OVR6/ TP/3535	OVR6/ TP/3835	OVR6/ TP/4035	OVR6/ TP/4335	OVR6/ TP/4535			
38		245278	245278	245284	245292	245300	245300		
		OVR6/ TP/3538	OVR6/ TP/3838	OVR6/ TP/4038	OVR6/ TP/4338	OVR6/ TP/4538	OVR6/ TP/4538		
40		245279	245279	245285	245293	245301	245308	245314	245320
		OVR6/ TP/3840	OVR6/ TP/3840	OVR6/ TP/4040	OVR6/ TP/4340	OVR6/ TP/4540	OVR6/ TP/4840	OVR6/ TP/5040	OVR6/ TP/5340
43		245280	245280	245286	245294	245302	245309	245315	245321
		OVR6/ TP/3543	OVR6/ TP/3843	OVR6/ TP/4043	OVR6/ TP/4343	OVR6/ TP/4543	OVR6/ TP/4843	OVR6/ TP/5043	OVR6/ TP/5343
45		245281	245281	245287	245295	245303	245310	245316	245322
		OVR6/ TP/3545	OVR6/ TP/3845	OVR6/ TP/4045	OVR6/ TP/4345	OVR6/ TP/4545	OVR6/ TP/4845	OVR6/ TP/5045	OVR6/ TP/5345
48			245282	245288	245296	245304	245311	245317	245323
			OVR6/ TP/3848	OVR6/ TP/4048	OVR6/ TP/4348	OVR6/ TP/4548	OVR6/ TP/4848	OVR6/ TP/5048	OVR6/ TP/5348
50				245289	245297	245305	245312	245318	245324
				OVR6/ TP/4050	OVR6/ TP/4350	OVR6/ TP/4550	OVR6/ TP/4850	OVR6/ TP/5050	OVR6/ TP/5350
53				245290	245298	245306	245313	245319	245325
				OVR6/ TP/4053	OVR6/ TP/4353	OVR6/ TP/4553	OVR6/ TP/4853	OVR6/ TP/5053	OVR6/ TP/5353
55									300604
									OVR6/ TP/5355

HMS-nummer

Artikkelnummer Invacare

Vicair Junior Vector O2

		Bredde i cm		
		25	30	35
25		146030		
		OJVR/ CC/2525		
30			146031	
			OJVR/ CC/3030	
35				146032
				OJVR/ CC/3535



Vicair Vector O2 10

		Bredde i cm										
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
Dybde i cm	35	245439	245439	245445	245453	245463						
		OVR10/TP/3535	OVR10/TP/3835	OVR10/TP/4035	OVR10/TP/4335	OVR10/TP/4535						
	38	245440	245440	245446	245454	245464	245464					
		OVR10/TP/3538	OVR10/TP/3838	OVR10/TP/4038	OVR10/TP/4338	OVR10/TP/4538	OVR10/TP/4538					
	40	245441	245441	245447	245455	245465	245475	245484	245493			
		OVR10/TP/3540	OVR10/TP/3840	OVR10/TP/4040	OVR10/TP/4340	OVR10/TP/4540	OVR10/TP/4840	OVR10/TP/5040	OVR10/TP/5340			
	43	245442	245442	245448	245456	245466	245476	245485	245494	245502	245510	
		OVR10/TP/3543	OVR10/TP/3843	OVR10/TP/4043	OVR10/TP/4343	OVR10/TP/4543	OVR10/TP/4843	OVR10/TP/5043	OVR10/TP/5343	OVR10/TP/5543	OVR10/TP/5843	
	45	245443	245443	245449	245457	245467	245477	245486	245495	245503	245511	245518
		OVR10/TP/3545	OVR10/TP/3845	OVR10/TP/4045	OVR10/TP/4345	OVR10/TP/4545	OVR10/TP/4845	OVR10/TP/5045	OVR10/TP/5345	OVR10/TP/5545	OVR10/TP/5845	OVR10/TP/6045
	48		245444	245450	245458	245468	245478	245487	245496	245504	245512	245519
			OVR10/TP/3848	OVR10/TP/4048	OVR10/TP/4348	OVR10/TP/4548	OVR10/TP/4848	OVR10/TP/5048	OVR10/TP/5348	OVR10/TP/5548	OVR10/TP/5848	OVR10/TP/6048
	50			245451	245459	245469	245479	245488	245497	245505	245513	245520
				OVR10/TP/4050	OVR10/TP/4350	OVR10/TP/4550	OVR10/TP/4850	OVR10/TP/5050	OVR10/TP/5350	OVR10/TP/5550	OVR10/TP/5850	OVR10/TP/6050
	53			245452	245460	245470	245480	245489	245498	245506	245514	245521
				OVR10/TP/4053	OVR10/TP/4353	OVR10/TP/4553	OVR10/TP/4853	OVR10/TP/5053	OVR10/TP/5353	OVR10/TP/5553	OVR10/TP/5853	OVR10/TP/6053
	55				245461	245471	245481	245490	245499	245507	245515	245522
					OVR10/TP/4355	OVR10/TP/4555	OVR10/TP/4855	OVR10/TP/5055	OVR10/TP/5355	OVR10/TP/5555	OVR10/TP/5855	OVR10/TP/6055
	58				245462	245472	245482	245491	245500	245508	245516	245523
					OVR10/TP/4358	OVR10/TP/4558	OVR10/TP/4858	OVR10/TP/5058	OVR10/TP/5358	OVR10/TP/5558	OVR10/TP/5858	OVR10/TP/6058
	60					245473	245483	245492	245501	245509	245517	245524
						OVR10/TP/4560	OVR10/TP/4860	OVR10/TP/5060	OVR10/TP/5360	OVR10/TP/5560	OVR10/TP/5860	OVR10/TP/6060

Hold oversikten på SmartCellene

Ved individuell tilpasning av puten kan det være greit å holde oversikten over fyllingsgraden, altså hvor mange SmartCeller som er flyttet og plassert i de ulike kamrene. På nettsiden vår finner du derfor et visuelt og enkelt skjema som gir deg muligheten til nettopp dette.

Merk: Den opprinnelige fyllingsgraden vil du til en hver tid finne på merkelappen på puten.



Se vår produktvideo



Scann QR-koden med telefonen din, og se vår produktpresentasjon.



Putestørrelser Vector O2

Standard (Strl >53 cm, kun tykkelse 10 cm)

På forespørsel

Inch	bredde											
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
14	35											
15	38											
16	40											
17	43											
18	45											
19	48											
20	50											
21	53											
22	55											
23	58											
24	60											

Tekniske data ▼



Størrelse ▼

Bredde og dybde mellom 35 og 60 cm. Se oversikt over kombinasjoner for ulike putehøyder



Høyde ▼

6 og 10 cm



Maks brukervekt ▼

250 kg



Vekt ▼

725 g (vil variere noe ut i fra putens høyde og størrelse)



Maskinvask ▼

Maks 60°C



Trekk ▼

Vicair O2 topptrekk (standard), komforttrekk, inkontinens trekk og vendbart trekk

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Øststensjøveien 19
0661 Oslo

matrix[®]
SEATING SERIES

Contour Visco^{NG}



Former seg etter brukerens kropp




Yes, you can.[®]

Invacare **Matrx Contour Visco^{NG}** er en anatomisk utformet skumpute i 100 % viskoelastisk materiale. Puten har utmerkede trykkfordelingsegenskaper for økt komfort og stabilisering av bekkenet. Putens utforming og profil gir lav høyde - noe som er praktisk når brukeren skal bruke føttene til å sparke seg frem eller når rullestolen kjøres intil et bord.

Putens bakre utforming

- Gir ekstra støtte bak bekkenet for optimal bekkenposisjonering. Putens bakre utforming passer perfekt under ryggstøtten på stolen og fyller gapet som normalt sett oppstår ved bruk av vanlige sitteputer med rektangulær passform i bakkant. Putens utforming maksimerer brukerens kontakt med overflaten og bidrar til forbedret trykkfordeling og økt hudbeskyttelse.



Skrå profil i front

- Putens profilering i forkant gir mindre konflikt mellom pute og legg, samtidig som kneleddet får et større arbeidsområde. Dette gir flere muligheter for posisjonering av føttene og bedre forutsetninger for å sparke seg frem ved hjelp av bena.

På anbud med NAV

2. plass i delkontrakt 3

- **Matrx Contour Visco^{NG}** er produsert i viskoelastisk skum, noe som gir brukeren mulighet til å synke ned i skumaterialet. På denne måten tilpasser puten seg til brukerens kroppsform, kontaktflaten blir større og trykkfordelingen blir bedre.

Matrx Contour Visco^{NG} leveres i flere bredde-/dybdekombinasjoner med ulik vektkapasitet. Dette for å best mulig imøtekomme den enkelte brukers behov. Puten kommer med elastiske inkontinestrekk (Black Wipedown) som puster, og som enkelt kan tas av for vedlikehold og rengjøring. Den sklisikre undersiden av trekket sørger for at puten forblir på plass, samtidig som det praktiske bærehåndtaket gjør det enkelt å flytte puten mellom ulike stoler.

Tekniske data ▼

	Bredde ▼	Dybde ▼	Høyde ▼	Høyde ▼	Produktets totalvekt ▼	Maksimal brukervekt ▼	Maksimal vasketemperatur ▼	
Matrx Contour Visco^{NG}	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	A=100mm B=100mm	100mm	1.3kg	140Kg*	90° Black Wipedown-trekk (standard)	

Puten er produsert i henhold til EN1021-1 Cig og EN1021-2 Match

- * Puter med setebredde 380 og 405 mm - minimum brukervekt: 40 kg
- Puter med setebredde 430 mm og over - minimum brukervekt: 60 kg

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

		Bredde i cm							
		35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	55,5
Dybde i cm	40,5		300582 1632351	300585 1632354	300588 1632357	300591 1632360	300594 1632363	300597 1632366	
	43		300583 1632352	300586 1632355	300589 1632358	300592 1632361	300595 1632364	300598 1632367	
	45,5		300584 1632353	300587 1632356	300590 1632359	300593 1632362	300596 1632365	300599 1632368	
53		300600 1632369	300601 1632370	300602 1632371				300603 1631222	

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.™

matrix[®]
SEATING SERIES

Libra[®]



For god trykkavlastning,
posisjonering og komfort



Yes, you can.[®]

- ▶ Libra er en formpresset, konturformet skumpute som gir svært god trykkavlastning og sittestabilitet
- ▶ Anatomisk utformet skumbase med oval utformet bakkant og fordypning som gir god plass til sitteknuter, haleben og hofter. Dette bidrar igjen til god balanse og stabilitet for bekkenet og kroppen.
- ▶ Libra understøtter funksjonelle behov for trykkavlastning og bidrar samtidig til et mer aktivt liv ved at puten har lav vekt og er tilnærmet vedlikeholdsfri.
- ▶ Libra leveres som standard med strekkbart inkontinenstrekk og beskyttelsesfilm som hindrer inntrenging av fukt i skumbasen.



Mange funksjonelle fordeler

- ▶ Mykt formet brønn som gir optimal støtte av tuber og forhindrer fremoverglidning og shear
- ▶ Anatomisk formet støtte til trochanter fremmer lateral stabilitet av bekkenet
- ▶ Formen på bakre del av puten motvirker at bekkenet vipper bakover
- ▶ Den fremre skrå kanten sikrer full understøttelse og gir plass når stolen sparkes fremover eller ved korte og stramme hamstrings.
- ▶ Lett abduksjonskile foran på puten bidrar til bedre posisjonering av lår og ben

Brukervennlig og pålitelig

- ▶ Dobbelt silikonlag i oppdelte rom sikrer maksimal avlastning av bekkenet, inkludert tuber og trochanter
- ▶ Silikonet krever ingen form for ettersyn, noe som er tidsbesparende og gjør puten vedlikeholdsfri
- ▶ Svært lav vekt gjør at puten er enkel å ta med seg overalt
- ▶ Lett abduksjonskile foran på puten bidrar til bedre posisjonering av lår og ben

Anatomisk design

- ▶ Skumbasen er spesialutformet for å gi god bekkenstøtte og trykkavlastning av tuber og trochanter
- ▶ Fremstilt i god skumkvalitet med høy tetthet og med Ultra-Fresh™ antimikrobiell behandling mot støvmidd, bakterier og tilhørende lukt.



På tilbud med NAV

3. plass i delkontrakt 7

Egenskaper og tilbehør



Sitteflate

Stor konturformet overflate sikrer optimal trykkfordeling



Trykkfordeling

Libras unike utforming sikrer at vekten fra kroppen og bekkenet fordeles til hele sitteflaten.



Trykkavlastning


Knokkelutspring som tuber og trochanter får en komfortabel trykkavlastning ved hjelp av to separate silikonlag.



Redusert shear

Putens unike utforming hindrer fremoverglidning og reduserer shear. Shear oppstår når vevet mellom knokler og underlag beveges og strekkes, uten at disse beveger seg tilsvarende.

Egenskaper og tilbehør



Skrå kant i front

Sikrer full understøttelse og gir plass ved forflytninger, når stolen brukes som sparkestol eller ved korte og stramme hamstrings.

Putens bakre utforming

Libra har økt dybde i bakkant for å fylle ut avstanden mellom stolsetet og rygglenet.

Avlastning av halebeinet

Libra er mykt utformet for å gi plass til sitteknuter og haleben, og samtidig gi god støtte til hoftene, for å sikre god trykkavlastning og stabilitet.



Frontkile

Kan anvendes som ekstra tilpasning for å hindre fremoverglidning og shear.

Tilpasset frontkile

Velegnet ved for eksempel nedsatt bevegelighet i den ene hoften eller når stolen sparkes fremover med ett bein.



Konisk hjørnekile

Ved behov for lett forøket støtte lateralt foran

Konisk hjørnekile

Hjørnekilen kan også plasseres ved bakerste hjørne, for eksempel ved bekkenskjevhet.



Sidekile

Sikrer lateral stabilitet og støtte. Når kilen plasseres på begge sider (som på bildet) økes posisjonen i midtlinjen.

Ekstra silikoninnlegg

Et halvt silikoninnlegg kan legges til på én eller begge sider. Velegnet ved behov for økt trykkavlastning eller ved bekkenskjevhet.

Abduksjonskile

Brukes ved behov for økt komfortabel anatomisk korrekt støtte og posisjonering av lår og ben.

Sidelomme i trekket

Puten kommer som standard med en liten lomme i trekket, perfekt for småting som for eksempel nøkler.



		Bredde i cm								
		36	38	41	43	46	48	51	53	56
31	300605									
	1634338									
36	300606									
	1634339									
41	300607	300608	300612	300616	300620	300624	300628			
	1634340	1634341	1634345	1634349	1634353	1634357	1634361			
43	300609	300613	300617	300621	300625	300629	300632	300636		
	1634342	1634346	1634350	1634354	1634358	1634362	1634365	1634369		
46	300610	300614	300618	300622	300626	300630	300633	300637		
	1634343	1634347	1634351	1634355	1634359	1634363	1634366	1634370		
51	300611	300615	300619	300623	300627	300631	300634	300638		
	1634344	1634348	1634352	1634356	1634360	1634364	1634367	1634371		
56							300635	300639		
							1634368	1634372		

HMS-nummer
Artikkelnummer Invacare

Antall størrelser

Bredde (mm)	x	Dybde (mm)	Bredde (mm)	x	Dybde (mm)
355	x	305	455	x	455
355	x	355	455	x	505
355	x	405	480	x	405
380	x	405	480	x	455
380	x	455	480	x	505
380	x	505	505	x	405
405	x	405	505	x	455
405	x	455	505	x	505
405	x	505	530	x	455
430	x	405	530	x	505
430	x	430	530	x	560
430	x	455	560	x	455
430	x	505	560	x	505
455	x	405	560	x	560

Tekniske data

Vekt	Maksimal brukervekt	Rengjøring av inkontinestrekk	Innvendig trekk
			
Matrx Libra	1.6 kg	Std 136 kg HD 227kg	Yttertrekk: 80°
			Tørk av med desinfiserende væske



Trekk

Black smooth (standard)	Spacer	Black wipedown
		
Vannavstøtende Pustende	Pustende	Vannavstøtende Pustende

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Merk at fargen kan variere noe ut i fra fargen som er vist på bildene

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo