

Aides au déplacement et au transfert

SystemRoMedic™



**Sécurité, Ergonomie et confort au
service de la prévention des T.M.S.**

Réduit les frottements pour des transferts en douceur et sans effort



Une marque de confiance depuis 1984

EasySlide est le dispositif de transfert original de Sys temRoMedic – utilisé dans les hôpitaux et les maisons de retraite du monde entier depuis plus de 40 ans.

Son matériau unique à ultra-faible friction (ULF) sur la surface intérieure permet aux soignants de transférer les utilisateurs sur pratiquement n'importe quelle surface avec un minimum d'effort et sans avoir à les soulever. Disponible en plusieurs modèles, matériaux et tailles, EasySlide convient

à une grande variété de situations de transfert. Les modèles classiques sont fabriqués en microfibre avec un rembourrage en polyester et une doublure ULF. La plupart des tailles peuvent être équipées d'une housse de protection remplaçable ou jetable pour une meilleure hygiène.

EasySlide

Conçu pour les transferts en position couchée sur le dos depuis et vers les lits, les tables de radiographie, les tables d'opération, les chariots de douche et les brancards – et tout aussi efficace pour les changements de position et les repositionnements dans le lit.

> **Matériau de transfert ULF**

La couche intérieure à très faible friction réduit la résistance sur toutes les surfaces.

> **Housse de protection disponible**

Revêtement en polyester remplaçable avec fibres de carbone réduisant l'électricité statique.

> **Ceinture de sécurité incluse**

Contribue à stabiliser l'utilisateur en toute sécurité pendant le transfert.

> **Surface rembourrée douce**

Doux pour la peau – confortable pour les utilisateurs comme pour les soignants.

> **Housses jetables disponibles**

Housses en plastique à usage unique pour une hygiène maximale et moins de lessive.



Friction ultra faible

Le matériau ULF unique réduit la friction sur toutes les surfaces, permettant des transferts en douceur avec un minimum d'effort et sans soulèvement.



Plusieurs modèles et tailles

Disponible en version microfibre et jetable pour s'adapter à toutes les situations de transfert et exigences d'hygiène.

EasySlide – Usage Unique

EasySlide jetable est une housse de transfert fine, souple et polyvalente présentée en rouleau – jusqu'à 60 housses individuelles par paquet. Convient pour les retournements, les repositionnements, les transferts en position couchée et assise, le levage des jambes, l'aide à l'habillage et la pose d'une sangle. Chaque rouleau est présenté dans un distributeur mural hygiénique pour un accès facile.

> **Jusqu'à 60 housses par rouleau**

Toujours neuves, propres et prêtes à l'emploi, conditionnées en paquets pratiques de deux.

> **Perforée tous les 50 cm**

Il suffit de dérouler et de déchirer la longueur nécessaire.

> **Tubulaire ou ouvert**

À utiliser en tube ou à séparer en une feuille plate.

> **Matériau écologique**

Résistant, durable et non soluble dans l'eau – idéal pour une utilisation sous la douche.

> **Instructions sur chaque tapis**

Guide d'utilisation imprimé directement sur chaque feuille.

> **Distributeur mural disponible**

Rangement hygiénique à portée de main – également disponible sous forme de distributeur de table en acier.



Housse jetable EasySlide

Les housses en plastique jetables pour EasySlide réduisent le volume de lessive et améliorent la prévention des infections. Fabriquées en polyéthylène biodégradable.



> **Polyéthylène biodégradable**
Hygiénique, écologique et nécessitant peu d'entretien.

OneWaySlide

Le coussin OneWaySlide apporte plusieurs fonctions. La principale est l'amélioration de la position assise pour un patient au fauteuil. Ces supports retardent le glissement vers l'avant avec le tissu interne anti-dérapant et facilitent la tâche du personnel pour remettre le patient dans une position confortable.

Le modèle OneWaySlide maxi est un modèle plus complet avec attaches pour le fauteuil et des sangles poignées. Il suffit de prendre les sangles les plus accessibles sur les 6 et de tirer dessus.

Dans le sens de glisse, grâce au tissu ULF® il n'y a que peu d'effort à fournir.



> **Ultra Low Friction**
OneWaySlide is made of polyester, polyethylene and ULF (Ultra Low Friction), Handicare's own unique sliding material.

Housse jetable EasySlide

Les housses jetables en plastique pour EasySlide réduisent la charge de linge et améliorent la prévention des infections. Fabriquées en polyéthylène biodégradable.



> **Polyéthylène biodégradable :**
hygiénique, respectueux de l'environnement et nécessitant peu d'entretien.

ReadySlide

Les draps de glisse ReadySlide sont réalisés dans un tissu à ultra faible coefficient de friction ULF®, pour aider la réalisation de la quasi totalité des besoins en transferts hospitaliers ou dans les établissements comme les centres ou les EHPAD. ils sont idéals lors des transferts en position allongée, du repositionnement au fauteuil ou lors de la mise en place de sangles de levage en position assise.



> **Le système ReadySlide à très faible frottement**
est fabriqué en ULF (Ultra Low Friction), un matériau de glissement exclusif et breveté

ReadySheet

Les draps de glisse ReadySheet sont réalisés dans un tissu à ultra faible coefficient de friction ULF®, pour aider la réalisation de la quasi totalité des besoins en transferts hospitaliers ou dans les établissements comme les centres ou les EHPAD. ils sont idéals lors des transferts en position allongée, du repositionnement

au fauteuil ou lors de la mise en place de sangles de levage en position assise. ReadySheet est disponible en deux modèles : un modèle ouvert et un modèle tubulaire, ainsi qu'en plusieurs tailles. Toutes les variantes sont équipées de poignées facilitant le positionnement.



> **Le système ReadySheet à très faible frottement** est fabriqué en ULF (Ultra Low Friction), un matériau de glissement exclusif et breveté



FlexiMove

L'utilisation des matelas FlexiMove est de remonter les patients au lit, de les y retourner et d'effectuer des transferts latéraux. Pour effectuer ces mouvements, il est plus facile de tirer que de soulever.

Le dessous du FlexiMove est adapté pour glisser sans effort sur le lit. Les FlexiMove permettent aussi de ramasser un patient au sol. Ils sont très pratiques, car ils couvrent la majeure partie du corps et se mettent en place facilement.. les poignées sont larges et permettent un bon maintien et une bonne répartition du poids.



> **Trois tailles disponibles**
FlexiMove est disponible en trois tailles, avec quatre ou six poignées, toutes destinées à des utilisateurs pesant jusqu'à 150 kg.



RollerSlide

La planche de transfert RollerSlide est utilisé pour les transferts en position couchée d'utilisateurs sans mouvement entre un lit et une table de radiologie ou d'opération, un chariot de douche, une civière d'ambulance ou tout autre équipement similaire. RollerSlide comble les espaces et suit les mouvements de l'utilisateur pendant le transfert jusqu'à 10 cm.



> **Housse de glissement remplaçable**
La housse de glissement remplaçable se nettoie facilement et les housses jetables, disponibles en accessoires, garantissent une hygiène encore meilleure et réduisent la quantité de linge à laver.

Caractéristiques techniques ▼



	Description ▼	Longueur ▼	Largeur ▼
EasySlide 190 x 60	190 x 60	1900 mm	600 mm
	190 x 60, avec housse de protection	1900 mm	600 mm
OneWaySlide	50 x 40, tube	500 mm	400 mm
	50 x 45, tube	500 mm	450 mm
	110 x 30	1100 mm	300 mm
	130 x 40	1300 mm	400 mm
	130 x 45	1300 mm	450 mm
	130 x 55	1300 mm	550 mm
ReadySlide	195 x 70 cm, polyamid	1950 mm	700 mm
	195 x 70 cm, polyamid, avec poignées	1950 mm	700 mm
	110 x 70 cm, polyamid	1100 mm	700 mm
	110 x 90 cm, polyamid, grande largeur	1100 mm	900 mm
	110 x 100 cm	1100 mm	1000 mm
	50 x 60 cm	500 mm	600 mm
	130 x 90 cm	1300 mm	900 mm
ReadySheet	70 x 70 cm, polyamid	700 mm	700 mm
	180 x 110, polyamid	1800 mm	1100 mm
	195 x 75, polyamid	1950 mm	750 mm
FlexiMove	102 x 43 cm	1020 mm	430 mm
	112 x 53 cm	1120 mm	530 mm
	152 x 53 cm	1520 mm	530 mm
RollerSlide	demi-corps, Plastic	850 mm	500 mm
	demi-corps, Plastic, flexible	1750 mm	500 mm
	Plywood, flexible	1750 mm	500 mm
	flexi, Plastic, flexible	1750 mm	500 mm

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France

