

Soft Tilt[®] 3

Automatisk repositionering.
Skabt til komfort og omsorg.




Automatiseret repositioneringssystem
Til plejesenge



Optimeret pleje af borgere

Soft Tilt 3 er udviklet til at styrke plejen af borgere gennem avanceret, automatisk repositionering, der i samspil med moderne plejesenge sikrer optimal komfort for både borgere og plejepersonale.

Denne intuitive sengfunktion har til formål at støtte trykaflastning, sansemæssig stimulering samt plejepersonale, som arbejder alene.



Vinger

kan hæves op til 40° automatisk og op til 73° manuelt.



30° til omslutning.

08



01

Effektiv trykaflastning

Vender borgeren automatisk fra side til side for at mindske tryk.



02

Pleje med kun én personale

Understøtter manuelle håndteringsaktiviteter og hjælper med at reducere fysisk belastning.



03

Sansemæssig stimulering

Begge vinger hæves for at omslutte borgeren og skabe en beroligende og komfortabel effekt.



04



Kvalitetssøvn og hvile

Mindre interaktion fra plejepersonalet muliggør uforstyrret søvn.

05



Nem at installere

Monteres enkelt på plejesengen og følger sengens bevægelser.

07

Kontrolboks

Kan programmeres til automatisk at vende borgere.



06

Håndbetjening

Intuitiv håndbetjening til manuel brug.



Tekniske specifikationer



Maksimal
vinkel i manuel
tilstand

73°



Maksimal vinkel
ved automatisk
anvendelse

40°



Tidsværdier
ved automatisk
anvendelse

0 – 180 minutter



Maksimal
brugervægt

165 kg



Tungeste
del

12 kg



Maksimal
rengørings temperatur

80° (betræk)

Farve



Hvid

Bemærk: Soft Tilt 3 passer til Invacare-senge, NordBed Optimo og Ultra (90 cm bred) samt SB 755 (85 / 90 cm bred).

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark