

Soft Tilt[®] 3

Automatisk reposisjonering.
Skapt for komfort og omsorg.



Automatisert reposisjoneringssystem
til pleiesenger.



Forbedret pasientomsorg



01



Effektiv trykkavlastning
Snur pasienten automatisk fra side til side for å redusere trykk.

02



Pleie med kun én pleier
Understøtter manuelle håndteringsaktiviteter hos bruker og hjelper med å redusere fysisk belastning.


03



Sansemessig stimulering
Begge vinger heves for å omslutte pasienten, og skaper en beroligende og komfortabel effekt.

Soft Tilt 3 er designet for å forbedre omsorgen for pasienter med avansert, automatisert reposisjonering. Systemet fungerer sømløst sammen med moderne pleiesenger og sikrer optimal komfort og støtte – både for pasienten og pleiepersonalet.

Resultatet? Økt velvære, redusert belastning og mer tid til omsorg. Denne intuitive sengefunksjonen har som mål å støtte god trykkavlastning, sansemessig stimulering og pleiepersonale som jobber alene.



Vingene
heves automatisk opptil 40°. Maksimalt 73° manuelt.



30° for omsluttelse.

08



Kontrollboks
Kan programmeres til å automatisk vende pasienter.

07



04



God hvile og søvn
Mindre kontakt fra pleiepersonalet gir bedre muligheter for uavbrutt søvn.

05



Enkel å installere
Monteres enkelt på pleiesengen og følger sengens bevegelser.

06



Håndkontroll
Intuitiv håndkontroll til manuell bruk.

*Soft Tilt 3 passer til Invacare-sengene NordBed Optimo og Ultra (90 cm bred) og SB 755 (85 / 90 cm bred)

Tekniske spesifikasjoner



Maksimal
vinkel i manuell
tilstand

73°



Maksimal vinkel
i automatisert
tilstand

40°



Tidsverdier i
automatisert
modus

0 – 180 minutter



Maks
brukervekt

165 kg



Tyngste
del

12 kg



Maksimal
rengjøringstemperatur

80° (trekk)

Farge



Hvit

Merk: Soft Tilt 3 passer til Invacare - senger, NordBed Optimo og Ultra (90cm bredde), samt SB 755 (85/90 cm bredde).

Tlf: 22579500
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
PB. 6230 Etterstad
0603 Oslo