



Yes, you can.®

STORM® 4 MAX AA2



Fauteuil bariatrique

Poids max. utilisateur
220 kg

Largeur d'assise
jusqu'à **610 mm**

Profondeur d'assise
jusqu'à **595 mm**

Dossier électrique de série
Bascule d'assise électrique
16° en option



Prix Public TTC

14 973,00€


UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

LINX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout à partir de 630 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 480 mm
Code client :	Moteurs 350W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 10"
	Franchissement 60 mm
	Poids max utilisateur 220 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
 	
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	


<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix			
Invacare® Storm®4 Max AA2						Euros			
						Prix Public		LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC					
AWC0016	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4 Max AA2 - Code LPPR 9125996		14 192,42	14 973,00	3 938,01		+ 7,42 € HT d'éco-participation		
ASSISE ET DOSSIER MAX									
AWC1145	<input type="checkbox"/> Assise & Dossier Max		◆	◆					
<i>Barre de poussée réglable en hauteur en standard.</i>									
Type de dossier									
AWC1106	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (hauteur de 630 mm pour largeur d'assise entre 550 et 610 mm / hauteur 490 mm pour largeur d'assise de 490 mm) -inclus coussin de dossier revêtement PU bi-extensible noir		◆	◆					
Largeur d'assise									
AWC0378	<input type="checkbox"/> 550 mm - (+ 100 mm de réglages entre accoudoirs)		◆	◆					
AWC1459	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise 550 x 635 mm		◆	◆					
AWC0380	<input type="checkbox"/> 610 mm - (+ 100 mm de réglages entre accoudoirs)	NC : 0503	○	○					
AWC1460	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise 610 x 635 mm		○	○					
Profondeur d'assise									
AWC0396	<input type="checkbox"/> 560 mm		○	○					
AWC0397	<input type="checkbox"/> 595 mm		○	○					
AWC0399	<input type="checkbox"/> Réduction de la profondeur d'assise jusqu'à 130 mm (obligatoire pour combinaison [1457+ (0397 ou 0398)])		85,31	90,00					
AWC0278	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir des coussins d'assise et de dossier		◆	◆					
Accoudoirs, la paire (support réglable en profondeur renforcé inclus)									
AWC0635	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur de 250 à 340 mm, amovibles		○	○					
Manchettes pour accoudoirs réglables en hauteur de 250 mm à 380 mm et en largeur (+ 100 mm)									
AWC0647	<input type="checkbox"/> Manchettes courtes 325 mm (la paire)		◆	◆					
AWC0649	<input type="checkbox"/> Manchettes longues 375 mm (la paire)		91,00	96,00					
Accessoires de l'assise									
AWC1432	<input type="checkbox"/> Appui-tête réglable en profondeur et en hauteur		◆	◆					
AWC1427	<input type="checkbox"/> Appui-tête réglable en profondeur et en hauteur avec oreillettes réglables en angle		361,14	381,00					
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER									
Hauteur d'assise (mesurée sans coussin d'assise)									
AWC1025	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe 480 mm		◆	◆					
AWC1006	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe 510 mm		○	○					
Inclinaison d'assise									
AWC1002	<input type="checkbox"/> Inclinaison manuelle par vis de 1,5 à 11°		◆	◆					
AWC1014	<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique de 0° à 16°		787,68	831,00					
Inclinaison de dossier									
AWC0947	<input type="checkbox"/> Inclinaison électrique avec compensation de 0° à 25°		◆	◆					
REPOSE-JAMBES									
Potences repose-jambes									
AWC0564	<input type="checkbox"/> Potences fixes renforcées; inclus appui-mollets XL réglables individuellement en angle et en profondeur 0583 avec palette monobloc renforcée 0599 réglable en angle et relevable vers l'arrière, non-escamotable (jusqu'à 220 kg)		◆	◆					
AWC0503	<input type="checkbox"/> Repose-jambes standards réglables 90°- 65°, escamotables int/ext inclus appui-mollets XL réglables individuellement en angle et en profondeur 0583, avec palette monobloc 0522 réglable en angle et escamotable, largeur : 335 mm (jusqu'à 200 kg)		○	○					



1106











0635




1432

1427

Invacare® Storm®4 Max AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX						
Commande principale pour électronique LiNX						
AWC2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins		○	○	 2203
AWC2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage		○	○	 2204
Fixation de la commande principale						
AWC1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
AWC1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
AWC1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
AWC1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
AWC2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220	33,85	35,71	35,71
AWC2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220	33,85	35,71	35,71
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
AWC2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
AWC2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
AWC2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 354,05	1 428,52	714,26
AWC1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact LiNX		◆	◆	
AWC1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact LiNX		○	○	
AWC1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2227	◆	◆	
AWC1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2228	○	○	
Options complémentaires LiNX						
AWC2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
AWC2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415	○	○	
AWC2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	○	○	
AWC2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2219, 2220	○	○	
AWC2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2219, 2220	○	○	
AWC2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement)						
AWC1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
AWC1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
AWC1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
AWC1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement)						
AWC1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
AWC1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
AWC1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
AWC1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
AWC1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
AWC1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
AWC2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		100,00	105,50	 2721
AWC2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		100,00	105,50	 2722
AWC2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2723
AWC2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724

Invacare® Storm®4 Max AA2		Euros			
		Prix Public		LPPR*	
		HT	TTC		
BASE MOTRICE OPTIONS					
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)					
AWC0202	<input type="checkbox"/>	Gris et Bleu transparent	○	○	
AWC0228	<input type="checkbox"/>	Gris et Noir Shiny	○	○	
AWC0220	<input type="checkbox"/>	Gris et Tendance Champagne	○	○	
AWC0204	<input type="checkbox"/>	Gris et Rouge cerise transparent	217,06	229,00	
AWZ0299	<input type="checkbox"/>	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL : (RAL : gris +indice de couleur)	764,93	807,00	
Roues avant					
AWC0840	<input type="checkbox"/>	3.00 x 4 - 10" Pneumatique gris	◆	◆	
AWC0858	<input type="checkbox"/>	3.00 x 4 - 10" Pneu anti-crevaisson gris	130,81	138,00	
AWC0842	<input type="checkbox"/>	3.00 x 4 - 10" Bandage plein gris	150,71	159,00	
Roues arrière					
AWC0771	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons	◆	◆	
AWC0773	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaisson gris à crampons	○	○	
AWC0750	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons	71,09	75,00	
PERFORMANCES					
Moteurs					
AWC1277	<input type="checkbox"/>	6 km/h	◆	◆	
Batteries & Chargeur					
AWC1364	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah	◆	◆	
AWC1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10 A	◆	◆	
AWC1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10 A UK (IP44)	○	○	
SUSPENSIONS ARRIERE					
AWC1203	<input type="checkbox"/>	Suspensions Heavy Duty	◆	◆	
Gyroscope					
AWC1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)	1 090,05	1 150,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.					
OPTIONS					
Eclairage					
AWC1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning	492,89	520,00	
AWC1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage	◆	◆	
Accroche-taxi					
AWC1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes	◆	◆	
Ceinture de maintien adaptée					
AWC1455	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle XL type automobile rallongée (1003 à 1503 mm)	◆	◆	
Rétroviseur (non compatible pochette d'accoudoir du même côté)					
AWC1415	<input type="checkbox"/>	Droit	70,14	74,00	
AWC1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	70,14	74,00	
Porte-canne					
AWC1312	<input type="checkbox"/>	Droit	68,25	72,00	
AWC1363	<input type="checkbox"/>	Gauche	68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)					
AWC1417	<input type="checkbox"/>	Sur roues arrière	◆	◆	
Trousse à outils					
AWC1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils	33,18	35,00	
Rampes en accessoires					
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	



Prix en baisse



1437



1455



1417

Nouveau
De série



1654128



1654129


1654130



Mono rampe pliante en aluminium
Dimensions repliée : 1824 x 714 mm
13,9 kg - capacité maximum : 300 kg

426,54

450,00



1654130