



Molto più di un XL!

Storm⁴ Max è stata concepita per rispondere in modo puntuale alle necessità degli utenti che pesano fino a 220 kg. Il suo telaio più lungo permette di supportare e di ripartire al meglio il peso corporeo dell'utente in modo tale da migliorare comfort e performance di guida. Dotata di braccioli e poggipiedi rinforzati, inoltre, **Storm⁴ Max** consente maggiore agio all'utente.

Basculamento della seduta

Storm⁴ Max può essere dotata di basculamento della seduta, da 0° a 16° e da 0° a 25°, al fine di spostare i punti d'appoggio della seduta verso lo schienale. Questo permette di ridurre i punti di pressione, offrendo così maggiore comfort.

Caratteristiche e optional



Braccioli rinforzati

I braccioli rinforzati possono assumere varie posizioni e sono regolabili in altezza fino a 100 mm.



Poggipiedi unico

Poggipiedi unico e poggiapolpaccio multiregolabile.



Poggiapolpaccio multiregolabile

Larghi e separati, i poggiapolpaccio sono regolabili individualmente sia in altezza, sia in profondità, offrendo così un supporto ottimale per le persone in sovrappeso.



Schienale anatomico reversibile

La particolarità di questo schienale è la possibilità di scegliere, capovolgendolo, tra due diverse curvature in grado di dare sostegno mirato a seconda delle diverse corporature.

Dati tecnici



Storm⁴ Max 490 - 590 mm / 550 - 650 mm / 610 - 710 mm



560, 595, 630 mm¹



480, 510 mm



570 mm^{2,3}, 630 mm³



360 - 480 mm



0° - 16°⁴, 0° - 9°⁵



0 - 25°



1390 mm



Storm⁴ Max 2080 mm



60 mm



6° (10,5 %)



630 mm



350W



31 km⁶



6 km/h



220 kg

1/ Adattatore per ridurre la profondità di seduta di 130 mm.

2/ Solo per base piccola (490 mm).

3/ + 50 mm

4/ Con basculamento elettrico.

5/ Con regolazione meccanica.

6/ Conforme alla normativa

Colori standard



Blu
(RAL 5026)



Champagne
(0314)



Rosso trasparente
(0200)



Bianco
(RAL 9016)



Verde oliva
(RAL 6003)



Nero
(RAL 9005)

