

Invacare® Storm®4 Modulite™
Crashtest
ISO 7176-19

150 KG



42 km



6 / 10 km/u

Elektrische buiten/binnen rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

Gebruikersgewicht:

♦ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
ATA0000	♦	Storm4 Basismodel 6 km/u (vast metalen frame)	9123,00
ATA2100	♦	Zitunit Modulite	
ATA1277	♦	Motoruitvoering 6 km/u	
ATA1392	♦	Zonder accu's	
ATA2111	♦	Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)	
ATA2122	♦	Zitbreedte 430 mm (+50 mm armsteunen)	
ATA2134	♦	Zitdiepte 460 mm	
ATA1023	♦	Zithoogte 450 mm, vast	
ATA0975	♦	Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen), 0° tot 30°	
ATA2108	♦	Zonder duwhandvatten	
ATA1002	♦	Zithoekverstelling mechanisch instelbaar	
ATA2201	♦	REM110: Drive only - zonder verstellingen	
ATA1207	♦	Bedieningskastbeugel, vast rechts	
ATA1436	♦	Vorbereid voor elektrische verstellingen	
ATA0536	♦	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	
ATA0546	♦	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	
ATA0590	♦	Beensteunhanger positie zitkussen tot 70 mm dik	
ATA0505	♦	Vaste voetplaat, links	
ATA0502	♦	Vaste voetplaat, rechts	
ATA2191	♦	Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
ATA2195	♦	Standaard armlegger (325 mm)	
ATA2142	♦	Zitkussen Matrix Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg) / Contour (100mm tot 191 kg)	
ATA2162	♦	Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
ATA2173	♦	Flex 3 rugplaat breedte instelbaar met Laguna rugkussen	
ATA2151	♦	Bekleding zwart	
ATA0851	♦	Voorwielen grijs, lucht, 3.00 - 6"	
ATA0771	♦	Achterwielen grijs, lucht, 3.00 - 8"	
ATA1241	♦	Vering 70-100 kg	
ATA0228	♦	Framekleur black	
ATA1205	♦	Anti-tip systeem	
ATA1494	♦	4-punts taxifixatie crashtest ISO 7176-19:2001 (adequate hoofdsteun is verplicht)	
ATA1432	♦	Hoofdsteun zijwaarts instelbaar	
ATA1254	♦	Zonder verlichting	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	9123,00
ZIT-UNIT SYSTEEM			
ATA2100	♦	Zitunit Modulite	
ZITTING			
ATA2111	♦	Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.










ZITBREEDTE			
ATA2122	◆	Zitbreedte 430 mm (+50 mm armsteunen)	GM
ATA2121		Zitbreedte 380 mm (+50 mm armsteunen)	GM
ATA2123		Zitbreedte 480 mm (+50 mm armsteunen)	GM
ATA2124		Zitbreedte 530 mm (+50 mm armsteunen)	GM
ZITDIEPTE			
ATA2134	◆	Zitdiepte 460 mm	GM
ATA2132		Zitdiepte 410 mm	GM
ATA2136		Zitdiepte 510 mm	GM
ZITTINGEN EN ZITKUSSENS			
ATA2142	◆	Zitkussen Matrx Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg) / Contour (100mm tot 191 kg)	
ATA2143		Zitkussen Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (maximaal gebruikersgewicht van 125 kg)	72,00
ATA2147		Zitkussen Matrx Libra	676,00
ATA2140		Zonder zitkussen	GM
RUGFRAME, RUG EN RUGKUSSEN			
RUGFRAME			
ATA2162	◆	Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
ATA2163		Laag rugframe (480 mm), breedte instelbaar (niet i.c.m. Flex 3 rugplaat)	GM
DUWHANDVATTEN			
ATA2108	◆	Zonder duwhandvatten (alleen i.c.m. Flex 3 rug)	
ATA2107		Met duwhandvatten	GM
RUGSYSTEMEN			
ATA2173	◆	Flex 3 rugplaat breedte instelbaar met Laguna rugkussen (niet i.c.m. laag rugframe)	
ATA2170		Zonder rugsysteem - voor gepolsterde rugsystemen	GM
ATA2174		Rugsysteem Matrx Posture, hoogte 400 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1118,00
ATA2175		Rugsysteem Matrx Posture, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1118,00
ATA2176		Rugsysteem Matrx Elite E2, hoogte 500mm (Mesh) (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1118,00
ATA2177		Rugsysteem Matrx Elite Tilt Recline, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1118,00
ATA2178		Rugsysteem Matrx Elite E2 Deep, hoogte 500mm (Mesh) (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)	1118,00
BEKLEDING			
ATA2151	◆	Bekleding zwart	
ATA2152		Bekleding zwart wipe-down (TR26)	146,00
ATA2155		Black Spacer stof	304,00
GEPOLSTERDE ZITSYSTEMEN			
GEPOLSTERDE ZITTINGEN			
I514094		Standaard zitting gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Skin Pro Incon Pro Velours	345,00
I514091		Gesingeld, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	448,00
I514097		Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	477,00
I514085		Visco Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon Pro Velours	525,00
I514088		Plankzitting, met in diepte instelbare achterdrempel	437,00
GEPOLSTERDE RUGGEN			
		ALTIJD AANGEVEN: ZITBREEDTE 380, 430, 480 of 530 MM X RUGHOOGTE 500 OF 570 MM	
		Standaard, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Skin / Pro Incon	
I512625		standaard	273,00
I512626		gesingeld	529,00
I512627		spanbanden	608,00
		Actief, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon / Pro Velours	
I513849		standaard	552,00
I513850		gesingeld	665,00

I5I3976		spanbanden	741,00
		Passief, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon/ Pro Velours	
I5I4082		standaard	552,00
I5I4083		gesingeld	665,00
I5I4084		spanbanden	741,00
HOOFDSTEUN			
I5I4087		Hoofdsteen ProSeating incl. bevestiging	457,00
ARMSTEUNEN PER PAAR			
ATA2I9I	◆	Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
ATA2I8I		Verhoogde armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (340-410 mm)	GM
ATA2I90		Zonder armsteun (niet i.c.m. HandyZip tas)	GM
ATA2I98		Gepolsterde armsteun met kledingbeschermers	381,00
ATA2I93		Opklapbare armsteun	476,00
ATA2I92		Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van 230 mm - 300 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)	662,00
ATA2I94		Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van 300 mm - 360 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)	662,00
ARMLEGGERS PER PAAR			
ATA2I95	◆	Standaard armlegger (325 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 410 mm)	
ATA2I96		Verlengde armlegger (375 mm)	128,00
ATA2I97		Verlengde ergonomische armlegger (397 mm)	255,00
ATA2I99		Zachte armlegger (niet i.c.m. opklapbare armsteun en meebewegende armsteun)	255,00
HEUPONDERSTEUNING			
ATA2I84		Heupondersteuning links, pad 140 x 100 mm	492,00
ATA2I86		Heupondersteuning links, pad 230 x 100 mm	492,00
ATA2I88		Heupondersteuning links, pad 330 x 100 mm	492,00
ATA2I85		Heupondersteuning rechts, pad 140 x 100 mm	492,00
ATA2I87		Heupondersteuning rechts, pad 230 x 100 mm	492,00
ATA2I89		Heupondersteuning rechts, pad 330 x 100 mm	492,00
BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR HEUPONDERSTEUNING			
ATA2I64		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (6,1" / 155 mm hoog)	99,00
ATA2I65		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (8,1" / 206 mm hoog)	99,00
HOOFDSTEUNEN			
ATAI432	◆	Hoofdsteen zijwaarts instelbaar	
ATAI495		Geen Invacare hoofdsteen, dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteen, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19:2001.	GM
ATAI496		Hoofdsteenmontageset voor Flex 3 voor niet Invacare hoofdsteenen	GM
ATAI427		Hoofdsteen met wangondersteuning, zijwaarts instelbaar	GM
ATAI350		Neksteun in diepte instelbaar	GM
ATA2324		Hoofdsteen Elan standaard Pad 260 mm met ELAN hardware	492,00
ATA2325		Hoofdsteen Elan Occipitale Pad 230 mm	525,00
ZIJPELOTTEN			
ATAI445		Verlengde zijpelotten (alleen i.c.m. Flex3)	505,00
ZITHOOGTE EN ZITLIFT			
ATAI023	◆	Zithoogte 450 mm, vast	
ATAI025		Zithoogte vast 480 mm	205,00
ATAI030		Elektrische zitlift, 400-650 mm	3259,00
ATAI040		Elektrische zitlift, 440-690 mm, inclusief adapter	3259,00
KANTELVERSTELLING			
ATAI002	◆	Zithoekverstelling mechanisch instelbaar	
ATAI014		Elektrische zithoekverstelling 0°-25°	2055,00
RUGVERSTELLING			
ATA0975	◆	Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 3,75°), 0° tot 30°	
ATA0977		Elektrische rughoekverstelling	1239,00

VOORBEREID VOOR ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN		
ATAI436	◆	Voorbereid voor elektrische verstellingen
BEENSTEUNEN EN HANGERS (alle wegzwenkbaar en uitneembaar)		
ATA0536	◆	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links
ATA0546	◆	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts
ATA0590	◆	Beensteunhanger positie zitkussen tot 70 mm dik
ATA0591		Beensteunhanger positie zitkussen vanaf 70 mm dik
ATA0539		Comfortbeensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, lengtecompenserend, links (niet i.c.m. vaste voetplaten)
ATA0549		Comfortbeensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, lengtecompenserend, rechts (niet i.c.m. vaste voetplaten)
ATA0535		Zonder beensteun, links
ATA0545		Zonder beensteun, rechts
VOETPLATEN		
ATA0505	◆	Vaste voetplaat, links
ATA0502	◆	Vaste voetplaat, rechts
ATA0509		Hoekinstelbare voetplaat, links
ATA0506		Hoekinstelbare voetplaat, rechts
ATA0511		Hoek en diepte instelbare voetplaat, links
ATA0508		Hoek en diepte instelbare voetplaat, rechts
LINX BESTURINGSSYSTEEM		
DRAADLOOS PROGRAMMEREN MET JE TELEFOON, PLUG & PLAY, SERVICE-APP, REAL-LIFE GEBRUIKERSDATA & NOG VEEL MEER!		
NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTMANAGER VOOR INFORMATIE OVER SPECIALE BESTURINGEN - VEEL IS MOGELIJK!		
BEDIENINGSKAST VOOR ZELFBESTURING (gebaseerd op de configuratie van de elektrische rolstoel)		
ATA2201	◆	REM110: Drive only - zonder verstellingen
ATA2203		REM211: Drive en verstellingen
ATA2204		REM216: Drive, verstellingen en verlichting
ATA2205		REM400: Touchscreen bediening - joystick met programmeermogelijkheden
ATA2206		REM500: touchscreen bediening - zonder joystick met programmeermogelijkheden
TOGGLE SWITCHES T.B.V. REM400		
ATA2270		Toggle Switches for REM400 (DLX-SW400TGL)
BEUGELS T.B.V. BEDIENINGSKAST		
ATAI207	◆	Bedieningskastbeugel vast, rechts
ATAI208		Bedieningskastbeugel vast, links
ATAI708		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar links
ATAI707		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar rechts
ATA2227		Bedieningskastbeugel rechts gemonteerd voor begeleider
ATA2228		Bedieningskastbeugel links gemonteerd voor begeleider
ATZ2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag
BEUGELS T.B.V. REM500		
ATA2209		Wegzwenkbare bevestiging rechts, REM500 (alleen i.c.m. REM500)
ATA2210		Wegzwenkbare bevestiging links, REM500 (alleen i.c.m. REM500)
ATA2213		Montage midden, wegzwenkbaar naar rechts (Nucleus)
ATA2214		Montage midden, wegzwenkbaar naar links (Nucleus)
ATZ2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag
BEDIENINGSKAST VOOR BEGELEIDER		
ATA2220		REM050: LinX begeleiderbesturing - alleen rijden (niet i.c.m. REM400 of REM500)
ATA2219		Compact Dual Control LinX (DLX-ACU200)
ATA2245		Invacare IDC Alber begeleiderbesturing
ATAI207		Standaard bevestiging rechts
ATAI208		Standaard bevestiging links
ATAI221		Afneembare bevestiging begeleidersbesturing, rechts
ATAI222		Afneembare bevestiging begeleidersbesturing, links

SPECIALE BEDIENINGEN			
ATA2231		Proportionele Compact Bediening DLX-CR400	1629,00
ATA2232		Proportionele Compact bediening Low Force DLX-CR-400LF	2279,00
ATA2207		Bevestiging rechts	GM
ATA2208		Bevestiging links	GM
ATA2213		Montage midden, wegzwenkbaar naar rechts (Nucleus)	P.O.A.
ATA2214		Montage midden, wegzwenkbaar naar links (Nucleus)	P.O.A.
ATZ2215		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag	P.O.A.
BEDIENINGSKAST VOOR VERSTELLINGEN - 10-way switch			
ATA2251		10-way switch - directe bediening verstellingen - inclusief kabels	547,00
ATA2217		Beugel rechts - gemonteerd voor gebruiker	GM
ATA2218		Beugel links - gemonteerd voor gebruiker	GM
ATA2227		Beugel rechts - gemonteerd voor begeleider	319,00
ATA2228		Beugel links - gemonteerd voor begeleider	319,00
ATA2225		Zonder montage	GM
ATA2252		Kabel voor aansluiting piko en buddy buttons	116,00
USB LADER			
ATA2253		USB lader	646,00
ATA2207		Montage rechts	GM
ATA2208		Montage links	GM
BUDDY BUTTONS			
ATAI685		Buddy button rood	255,00
ATAI686		Buddy button geel	255,00
ATAI687		Buddy button groen	255,00
ATAI690		Buddy button blauw	255,00
EGG-SWITCH			
ATA2254		Egg schakelaar, zwart	448,00
PIKO BUTTONS			
ATAI711		Piko button rood	263,00
ATAI712		Piko button geel	263,00
ATAI713		Piko button groen	263,00
ATAI714		Piko button oranje	263,00
ATAI715		Piko button blauw	263,00
ATAI716		Piko button zwart	263,00
BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN			
ATA2721		3" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PCI01A	244,00
ATA2722		4" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PCI02A	244,00
ATA2723		Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PCI07A	244,00
ATA2724		Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PCI10A	244,00
LINX ACCESS KEY			
SPI602886		LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma)	223,00
FRAMEKLEUR			
ATA0228	◆	Framekleur black	
ATA0202		Framekleur blue	GM
ATA0204		Framekleur transparent cherry red	GM
ATA0216		Framekleur olive green	GM
VOORWIELEN			
ATA0851	◆	Voorwielen grijs, lucht, 3.00 - 6"	
ATA0853		Voorwielen grijs, anti-lek, 3.00 - 6"	234,00
ACHTERWIELEN			
ATA0771	◆	Achterwielen grijs, lucht, 3.00 - 8"	
ATA0773		Achterwielen grijs, anti-lek, 3.00 - 8"	253,00
MOTORUITVOERING (begrensbbaar tot lagere waarden)			
ATAI277	◆	Motoruitvoering 6 km/u	
ATAI285		Motoruitvoering 10 km/u	796,00

ATAI224		Motoruitvoering 12 km/u - DuraWatt motoren	1637,00
ACCU EN ACCULADER			
ATAI392	◆	Zonder accu's	
ATAI364		Accu's 70Ah Gel (onderhoudsvrij)	823,00
ATAI343		Acculader 8A (200-220V)	348,00
ATAI313		Opticharge lader 10A	386,00
G-TRAC			
ATAI215		G-Trac	1339,00
VERING			
ATAI241	◆	Vering 70-100 kg	
ATAI240		Vering tot 80 kg	GM
ATAI242		Vering 90-150 kg	GM
VERLICHTING			
ATAI254	◆	Zonder verlichting	
ATAI437		LED-verlichting met richtingaanwijzers	779,00
ANTI-TIP			
ATAI205	◆	Anti-tip systeem	
VEILIGHEIDSOPTIES			
ATAI494	◆	4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd)	
ATAI218		Haken ter bevestiging van tassen	182,00
ATAI244		Stoepbeklimmer (niet met vaste voetplaten en eendelige beensteun, niet met voorbereiding Dahl-Docking)	451,00
ATAI450		Vorbereiding t.b.v. Dahl-Docking station, auto / bus (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd)	P.O.A.
ATAI113		Heupgordel met autolock (voor Module)	72,00
ATAI329		Heupgordel met clipsluiting	72,00
ATAI332		H - gordel	320,00
ATAI415		Spiegel, rechts	90,00
ATAI339		Spiegel, links	90,00
ATAI363		Stokhouder links	85,00
ATAI312		Stokhouder rechts	85,00
ATAI416		Spatbord, voorzijde	116,00
ATAI417		Spatbord, achterzijde	171,00
ATAI404		Werkblad opklapbaar naar rechts (niet aan dezelfde zijde als bedieningskast, niet i.c.m. parallel armsteunen)	536,00
ATAI405		Werkblad opklapbaar naar links (niet aan dezelfde zijde als bedieningskast, niet i.c.m. parallel armsteunen)	536,00
ATZ1300		SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren.	P.O.A.
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN			
Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen			


AFBEELDINGEN OPTIES					
ZIT-UNIT SYSTEEM, ZITTINGEN EN ZITKUSSENS					
ARH2100	ARH2111	ARH2142	ARH2143	ARH2147	
					
RUGFRAME, RUG EN RUGKUSSENS					
ARH2173	ARH2177	ARH2174/76/78	ARH2170		
					
GEPOLSTERDE ZITTINGEN					
I514094	I514091		I514097		
					
GEPOLSTERDE RUGGEN					
STANDAARD	ACTIEF	PASSIEF	STANDAARD	GESINGELD	SPANBANDEN
					
ARMSTEUNEN, ARMLEGGERS & PELOTEN					
ARH2181/91	ARH2198	ARH2193	ARH2192/94	ARH2195	
					
ARH2196	ARH2197	ARH2199	ARH1432	ARH1427	
					
ARH1446	ARH1445				
					

ZITLIFT & ZITKANTELING


ARH0977

**BEENSTEUNEN & VOETPLATEN**


ARH0536/46




ARH0505



ARH0509



AHR0511

**LINX BESTURINGSSYSTEEM**

ARH2201



ARH2203



ARH2204



ARH2205



ARH2206



ARH2220



ARH2251



ARH2217/18



ARH1685/86/87/90



ARH1711-16



ARH2231



ARH2245

**JOYSTICK KNOPPEN**

ATA2721



ATA2722



ATA2723




ATA2724

**VEILIGHEIDSOPTIES EN ACCESSOIRES**


ARH1415/1339




ARH1329



ARH2113




ARH1332



ARH1363/12



ARH1404/05



DAHL-DOCKING STATION (ARH1450)

