

INVACARE PORTUGAL II, Lda  
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

**P.R.P.**

Válido a partir de Fevereiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Flo-tech® Solution Xtra** **CE**

**Código ISO 043303 - Almofada de posicionamento para prevenção de úlceras de pressão (risco elevado) constituída por uma base de espuma de elevada resiliência (HR) de 70 kg/m<sup>2</sup> com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), com bolsa de fluido compartimentada, de forma a assegurar a estabilidade da pélvis e a correcta distribuição/alívio de pressão. Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos. Opção de acessórios de posicionamento, sistema modular para personalização da almofada.**



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =            kg.

Código	Descrição						P.R.P. €
<b>Almofada Flo-Tech Solution Xtra peso máximo do utilizador 140 kg.</b>							
CÓDIGO	LARGURA	PROFUND.	CÓDIGO	LARGURA	PROFUND.	P.R.P.	
1528460	360 mm	330 mm	1529438	410 mm	510 mm	567,79 €	
1501056	360 mm	360 mm	1529439	410 mm	530 mm		
1528700	360 mm	380 mm	1494441	430 mm	410 mm		
1528941	380 mm	360 mm	1487146	430 mm	430 mm		
1528942	380 mm	380 mm	1634379	430 mm	460 mm		
1494430	380 mm	410 mm	1634380	430 mm	480 mm		
1494431	380 mm	430 mm	1494444	430 mm	510 mm		
1494432	380 mm	460 mm	1529445	430 mm	530 mm		
1528943	380 mm	480 mm	1487147	460 mm	410 mm		
1528944	380 mm	510 mm	1494447	460 mm	460 mm		
1529276	380 mm	530 mm	1556587	460 mm	480 mm		
1487145	410 mm	410 mm	1494449	460 mm	510 mm		
1494436	410 mm	430 mm	1529944	460 mm	530 mm		
1556601	410 mm	460 mm	1634381	480 mm	480 mm		
1634389	410 mm	480 mm	1529953	480 mm	510 mm		
			1529954	480 mm	530 mm		

Códigos sombreado a azul representam tamanhos disponíveis em stock.

**INVACARE FLO-TECH SISTEMA MODULAR XTRA**

1487270	Inclui: 1 nivelador pélvico, 1 saco de fluido gel, 1 base rígida, 2 suportes de anca, 2 adutores, 1 abdutor standard, 1 abdutor alto, 2 cunhas laterais	513,71 €
---------	---	----------

**ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA SOLUTION Xtra - SISTEMA MODULAR**

1487164	Nivelador pélvico	47,59 €
1487166	Saco de fluido (gel)	50,83 €
1487165	Base rígida	48,67 €
1487161	Suporte de anca (unidade)	38,93 €
1487160	Adutor (unidade)	41,10 €
1487163	Abdutor standard	34,61 €
1487162	Abdutor alto	45,42 €
1487158	Cunhas de canto (par)	75,71 €
1487155	Cunhas laterais (unidade)	37,85 €
1487157	Cunha frontal (unidade)	59,48 €



**Invacare® Flo-tech® Solution**

**Código ISO 043303** - Almofada de prevenção (risco elevado) de baixo perfil de espuma de alta resiliência com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), cavidade pélvica com contorno ligeira, bolsa de fluido em toda a camada superior. Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos e permeável à circulação do ar.

	<b>CÓDIGO</b>	LARGURA	PROFUND.	378,53 €
	1548585	410 mm	410 mm	
	1548608	430 mm	430 mm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.