

# TDX SP2 WB ULM

## Dati Utente

Nome: \_\_\_\_\_  
 Cognome: \_\_\_\_\_  
 Codice assistito: \_\_\_\_\_  
 Luogo di consegna: \_\_\_\_\_

## TDX SP2 WIDE BASE ULM (Ultra Low Max)

Conforme alla normativa MDR 2017/745.

Codici LEA consigliato 12.36.06.018 / 18.09.39.012 / 18.09.39.003 + aggiuntivi.

Repertorio DM: 95419/R



Prezzo al pubblico  
(IVA esclusa)

€ 12.500

ARO0080 **TDX SP2 WIDE BASE ULM**

La configurazione comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

ARX1300 **Barrare in caso di costruzione speciale**

Prezzo su richiesta


Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare  Opzioni senza sovrapprezzo

## MODELLO

ARO0069 **TDX SP2 WB ULM LOW RIDER**

€ 1.000



Customized settings:	Measured from:
A Seat Height	Seat plate to floor
B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH
C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)
D Finished Back Height	Seat plate to top of back
E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube
F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube
G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length

## TIPO DI SEDUTA

ARO2020 **TDX SP2 WB ULM**

○

## OPZIONI SEDUTA

### Basculamento elettrico e lifter

ARO2052 **ULM basculamento 0-50°**

◆

ARO2053 **ULM basculamento 0-45° con elevazione 300 mm**

€ 1.000

### A Altezza seduta

ARO0337 **Altezza seduta 440 mm**

○

ARO0331 **Altezza seduta 460 mm**

○

ARO0339 **Altezza seduta 490 mm**

○

### Pre-basculamento

ARO2057 **ULM centro di gravità standard**

◆

ARO2054 **ULM centro di gravità 5° anteriorizzato**

€ 200

ARO2055 **ULM centro di gravità 10° anteriorizzato**

€ 200

ARO2056 **ULM centro di gravità 10° posteriorizzato**

€ 200

### Tipo di reclinazione

ARO2060 **Elettrico da 90° a 170°, montato std**

◆

ARO2063 **Elettrico pre-impostato a 8° da 82° a 162°**

€ 200

ARO2066 **Elettrico pre-impostato a 30° da 60° a 140°**

€ 200

## DIMENSIONI SEDUTA

### Range larghezza seduta

ARO2021 **da 405 a 505 (incrementi da 25 mm)**

○

ARX2003 **da 480 a 555 (incrementi da 25 mm) attraverso costruzione speciale**

○

ARX2022 **da 505 a 610 (incrementi da 25 mm) attraverso**

○

### Range Profondità seduta

ARO2008 **da 405 a 505 (incrementi da 25 mm)**

○

ARO2024 **da 480 a 580 (incrementi da 25 mm)**

○



2055



2063

<b>B</b> Larghezza seduta		
<input type="checkbox"/>	ARO2025	405 mm / 16" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2026	430 mm / 17" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2027	455 mm / 18" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2028	480 mm / 19" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2029	505 mm / 20" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2030	530 mm / 21" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2031	555 mm / 22" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2032	580 mm / 23" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2033	610 mm / 24" ○
<b>C</b> Profondità seduta		
<input type="checkbox"/>	ARO2035	405 mm / 16" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2036	430 mm / 17" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2037	455 mm / 18" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2038	480 mm / 19" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2039	505 mm / 20" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2040	530 mm / 21" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2041	555 mm / 22" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2042	580 mm / 23" ○
Cuscino seduta		
<input type="checkbox"/>	ARO2144	Matrix Vi ◆
<input type="checkbox"/>	ARO2145	Matrix Flo-Tech Lite ○
<input type="checkbox"/>	ARO2146	Matrix Flo-tech Contour ○
<input type="checkbox"/>	ARO2147	Matrix Libra ○
<input type="checkbox"/>	ARO2140	Senza cuscino ○
HIGH BACKS (16 - 24" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2050	High back alto 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza schienale finita da 560 a 585) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2051	High back alto 455 mm / 18" [Mesh fabric] (altezza schienale finita da 610 a 635) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2320	High back alto 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza schienale finita da 660 a 685) ○
MATRX ELITE E2 BACKS (3" Contour) (16 - 20" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2550	Matrix Elite E2 altezza 355mm / 14" / 16 - 18" wide (altezza finita da 505 a 535) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2551	Matrix Elite E2 altezza 405 mm / 16" (altezza finita da 560) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2552	Matrix Elite E2 altezza 455 mm / 18" (altezza finita da 610 a 635) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2553	Matrix Elite E2 altezza 505 mm / 20" (altezza finita da 660 a 685) ○
MATRX ELITE HD BACKS(3" Contour) 21 - 24" wide		
<input type="checkbox"/>	ARO2554	Matrix Elite HD altezza 405 mm / 16" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2555	Matrix Elite HD altezza 505 mm / 20" ○
MATRX ELITE TR BACKS (3" Contour) (16 - 20" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2556	Matrix Elite Deep E2 altezza 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza finita da 560 a 585) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2557	Matrix Elite Deep E2 altezza 455 mm / 18" [Mesh fabric] (altezza finita da 610 a 635) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2177	Matrix Elite Deep E2 altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza finita da 660 a 685) ○
MATRX ELITE TR HEAVY DUTY BACK (3" Contour) (21 - 24" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2563	Matrix Elite TR HD altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric] ○
MATRX ELITE DEEP E2 BACKS (6" Contour) (16 - 20" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2558	Matrix Elite Deep E2 altezza 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza finita da 560 a 585) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2559	Matrix Elite Deep E2 altezza 455 mm / 18" [Mesh fabric] (altezza finita da 610 a 635) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2178	Matrix Elite Deep E2 altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza finita da 660 a 685) ○
MATRX PB BACKS (5" Contour) (16 - 18" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2174	Matrix PB altezza 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza finita da 560 a 585) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2175	Matrix PB altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza finita da 660 a 685) ○
MATRX PB DEEP BACKS (7" Contour) (16 - 18" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2560	Matrix PB Deep altezza 405mm / 16" (altezza finita da 560 a 585) ○
<input type="checkbox"/>	ARO2561	Matrix PB Deep altezza 505 mm / 20" (altezza finita da 660 a 685) ○
MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (21 - 24" wide)		
<input type="checkbox"/>	ARO2562	Matrix PB Deep altezza 405mm / 16" ○
<b>D</b> Altezza schienale finito		
<input type="checkbox"/>	ARO2506	505 mm / 20" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2501	535 mm / 21" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2070	555 mm / 22" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2071	585 mm / 23" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2072	610 mm / 24" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2073	635 mm / 25" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2074	660 mm / 26" ○
<input type="checkbox"/>	ARO2502	685 mm / 27" ○
Bracciolo per sistema con ESR		
<input type="checkbox"/>	ARO2095	Cantilever ribaltabile, reg. altezza, larghezza e angolazione, 240 - 330 mm (9.5" - 13") ○
<input type="checkbox"/>	ARO2096	Cantilever ribaltabile, reg. altezza, larghezza e angolazione, 340 - 405 mm (13.5-16") ◆
<input type="checkbox"/>	ARO2097	Two post a compensazione, ribaltabile, reg. altezza 230 - 330 mm (9-13") € 200

Matrix®

Libra™

2147  
2142 on Modulite  
2145 on Ultra Low Maxx

High back

2320



Matrix®

Elite back

2177



Matrix®

Elite™ Deep back

2178



Matrix®

Posture back

2174/2175





2097



2095

IMBOTTITURA BRACCIOLO		
<b>Imbottitura sinistra</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2012	Imbottitura desk startex visco [255mm]; 40 mm soessore
<input type="checkbox"/>	ARO2013	Imbottitura lunga startex visco [355mm], 40 mm spessore
<input type="checkbox"/>	ARO2014	Ergonomic arm trough; 30 mm spessore
<input type="checkbox"/>	ARO2015	Senza Imbottitura
<b>Imbottitura destra</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2016	Imbottitura desk startex visco [255mm]; 40 mm soessore
<input type="checkbox"/>	ARO2017	Imbottitura lunga startex visco [355mm], 40 mm spessore
<input type="checkbox"/>	ARO2018	Ergonomic arm trough; 30 mm spessore
<input type="checkbox"/>	ARO2019	Senza Imbottitura
IMBOTTITURA PER ARM THROUGH		
<b>Mano sinistra</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2080	Palmare piatto
<b>Mano destra</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2083	Palmare piatto
MULTI-AXIS UPPER EXTREMITY SUPPORTS		
<input type="checkbox"/>	ARO2082	Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) SX + 43mm in altezza
<input type="checkbox"/>	ARO2085	Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) DX + 43mm in altezza
<b>Imbottitura supporto per il gomito SX</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2347	supporto gomito XS (110 mm wide x 83 mm alto)
<input type="checkbox"/>	ARO2348	supporto gomito S (135 mm wide x 90 mm alto)
<input type="checkbox"/>	ARO2349	supporto gomito M (145 mm wide x 95 mm alto)
<input type="checkbox"/>	ARO2350	supporto gomito L (165 mm wide x 110 mm alto)
<b>Tipo di montaggio per gomito SX</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2361	Vertical 3"/ Horizontal 5"
<input type="checkbox"/>	ARO2362	Vertical 3"/ Horizontal 7"
<input type="checkbox"/>	ARO2363	Vertical 5"/ Horizontal 5"
<input type="checkbox"/>	ARO2364	Vertical 5"/ Horizontal 7"
<b>Imbottitura supporto per il gomito DX</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2351	supporto gomito XS (110 mm wide x 83 mm alto)
<input type="checkbox"/>	ARO2352	supporto gomito S (135 mm wide x 90 mm alto)
<input type="checkbox"/>	ARO2353	supporto gomito M (145 mm wide x 95 mm alto)
<input type="checkbox"/>	ARO2354	supporto gomito L (165 mm wide x 110 mm alto)
<b>Tipo di montaggio per gomito DX</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2371	Vertical 3"/ Horizontal 5"
<input type="checkbox"/>	ARO2372	Vertical 3"/ Horizontal 7"
<input type="checkbox"/>	ARO2373	Vertical 5"/ Horizontal 5"
<input type="checkbox"/>	ARO2374	Vertical 5"/ Horizontal 7"
<b>Supporto per anca SX</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2184	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 140 x 100 mm
<input type="checkbox"/>	ARO2114	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 180 x 150 mm
<input type="checkbox"/>	ARO2186	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 230 x 100 mm
<input type="checkbox"/>	ARO2188	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 330 x 100 mm
<b>Supporto per anca DX</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2185	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 140 x 100 mm
<input type="checkbox"/>	ARO2115	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 180 x 150 mm
<input type="checkbox"/>	ARO2187	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 230 x 100 mm
<input type="checkbox"/>	ARO2189	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 330 x 100 mm
<b>Tipo di montaggio per supporto per anca</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2164	Supporto per anca (6,1" / 155 mm altezza)
<input type="checkbox"/>	ARO2165	Supporto per anca (8,1" / 206 mm altezza)
<b>Poggiatesta</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2092	Onyx Auto Style headrest
<input type="checkbox"/>	ARO2324	Poggiatesta Elan (imbottitura std 255 mm cover std)
<input type="checkbox"/>	ARO2325	Poggiatesta Elan (imbottitura occipitale 230 x 180 mm)



Pelotta SX			
<input type="checkbox"/>	ARO2343	Pelotta Maxx Style sgancio rapido, pad size [110 mm wide x 83 mm high] SX	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARO2345	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [135 mm wide x 90 mm high] SX	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARO2043	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [145 mm wide x 95 mm high] SX	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARO2045	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [165 mm wide x 110 mm high] SX	€ 230
Pelotta DX			
<input type="checkbox"/>	ARO2344	Pelotta Maxx Style sgancio rapido, pad size [110 mm wide x 83 mm high] DX	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARO2346	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [135 mm wide x 90 mm high] DX	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARO2044	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [145 mm wide x 95 mm high] DX	€ 230
<input type="checkbox"/>	ARO2046	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [165 mm wide x 110 mm high] DX	€ 230
PORTAPEDANA / POGGIPIEDI			
Pedana centrale			
<input type="checkbox"/>	ARO0586	Pedana centrale, regolabile in inclinazione: 310 - 410 mm	○
<input type="checkbox"/>	ARO0589	elettrica LNX centrale con compensazione: 340 - 410 mm	◆
<input type="checkbox"/>	ARX0592	elettrica LNX centrale con compensazione e poggipiedi telescopico: 380 - 419 mm	€ 900
Poggipiedi			
<input type="checkbox"/>	ARO2365	Poggipiede multiregolabile S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	○
<input type="checkbox"/>	ARO0559	Poggipiede multiregolabile M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	○
<input type="checkbox"/>	ARO0516	Poggipiede multiregolabile L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)	○
<input type="checkbox"/>	ARO0517	Poggipiede regolabile in inclinazione M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	€ 100
Portapedana SX			
<input type="checkbox"/>	ARO0536	Portapedane Vari F LH	○
<input type="checkbox"/>	ARO0537	Portapedane Vari A LH	○
<input type="checkbox"/>	ARO0539	Portapedane ADE 0° - 80° LH	○
<input type="checkbox"/>	ARO0535	senza	○
Portapedana DX			
<input type="checkbox"/>	ARO0546	Portapedane Vari F RH	○
<input type="checkbox"/>	ARO0547	Portapedane Vari A RH	○
<input type="checkbox"/>	ARO0549	Portapedane ADE 0° - 80° RH	○
<input type="checkbox"/>	ARO0545	senza	○
Poggipiede SX			
<input type="checkbox"/>	ARO0505	Ribaltabile	○
<input type="checkbox"/>	ARO0509	Regolabile in inclinazione	○
<input type="checkbox"/>	ARO0511	Regolabile in inclinazione e profondità	€ 50
Poggipiede DX			
<input type="checkbox"/>	ARO0502	Ribaltabile	○
<input type="checkbox"/>	ARO0506	Regolabile in inclinazione	○
<input type="checkbox"/>	ARO0508	Regolabile in inclinazione e profondità	€ 50
REMOTES			
Comando principale			
<input type="checkbox"/>	ARO2204	Comando REM216 = 3 profili di guida + fino a 6 ATTUATORI + luci e frecce	○
<input type="checkbox"/>	ARO2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth	◆
<input type="checkbox"/>	ARO2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth	€ 400
REM 400 Selettori laterali			
<input type="checkbox"/>	ARO2270	Selettori laterali per REM400	€ 150
Supporto per comando			
<input type="checkbox"/>	ARO1707	Supporto snodabile a DX	○
<input type="checkbox"/>	ARO1708	Supporto snodabile a SX	○
<input type="checkbox"/>	ARO2075	Quad link DX snodabile, regolabile in altezza e larghezza DX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2076	Quad link SX snodabile, regolabile in altezza e larghezza SX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX nucleus	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX nucleus	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2227	Montato dietro per accompagnatore a DX	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO2228	Montato dietro per accompagnatore a SX	€ 100
Supporto comando REM 500			
<input type="checkbox"/>	ARO2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile (solo REM500)	○
<input type="checkbox"/>	ARO2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile (solo REM500)	○
<input type="checkbox"/>	ARO2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX nucleus	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX nucleus	€ 200
Doppio comando			
<input type="checkbox"/>	ARO2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro	€ 400
<input type="checkbox"/>	ARO2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX	€ 900
<input type="checkbox"/>	ARO1207	Per accompagnatore a DX per ACU	○
<input type="checkbox"/>	ARO1208	Per accompagnatore a SX per ACU	○
<input type="checkbox"/>	ARO1221	Supporto montato a DX, sganciabile per IDC	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARO1222	Supporto montato a SX, sganciabile per IDC	€ 50



2325




2343

LNX\*

0589



0589



VARI F

0503



ADM

0532



VARI A

0533



LNX\*

2204

DLX-REM216



LNX\*

2205

DLX-REM400



LNX\*

2206

DLX-REM500



2219

2245



<b>Comando compatto</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2231 Doppio comando compatto CR400	€ 400
<input type="checkbox"/>	ARO2232 Doppio comando compatto Low Force CR400	€ 400
<input type="checkbox"/>	ARO2207 Montato sul bracciolo DX multiregolabile	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO2208 Montato sul bracciolo SX multiregolabile	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO2213 Montato centralmente, ribaltabile a DX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2214 Montato centralmente, ribaltabile a SX	€ 200
<b>COMANDI ALTERNATIVI</b>		
<b>Comando a mento proporzionale (ASL 138)</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2229 Comando a mento proporzionale (ASL 138)	€ 2.900
<input type="checkbox"/>	ARO1289 Supporto apribile lateralmente a DX solo con poggiatesta Elan	○
<input type="checkbox"/>	ARO1288 Supporto apribile lateralmente a SX solo con poggiatesta Elan	○
<input type="checkbox"/>	ARX1287 Supporto elettrico DX	€ 900
<input type="checkbox"/>	ARX1286 Supporto elettrico SX	€ 900
<b>Comando occipitale</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2230 Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard	€ 4.500
<input type="checkbox"/>	ARO2247 Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton	€ 4.500
<b>FOUR-SWITCH PROXIMITY ARRAY</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2257 Tavolino centrale con sensori di prossimità (ASL 106) dim. 360x180	€ 4.500
<input type="checkbox"/>	ARO2275 Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a DX	○
<input type="checkbox"/>	ARO2276 Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a SX	○
<b>Comandi proporzionali TPI</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2233 Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	€ 2.900
<input type="checkbox"/>	ARO2240 Comando HD proporzionale (ASL 133) con pulsante	€ 900
<input type="checkbox"/>	ARO2235 Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	○
<input type="checkbox"/>	ARO2236 Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
<input type="checkbox"/>	ARO2213 Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2214 Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2241 Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 250
<input type="checkbox"/>	ARO2242 Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 250
<b>Comando succhio soffio</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2255 Comando occipitale e comando succhio soffio	€ 5.500
<input type="checkbox"/>	ARO2256 Comando succhio soffio	€ 3.500
<b>Interfaccia</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2271 Input Module DLX-IN500-A	€ 500
<b>COMANDI ALTERNATIVI PER ATTUATORI</b>		
<b>LINX 10-WAY SWITCH</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2251 Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	€ 400
<input type="checkbox"/>	ARO2217 Pulsantiera montata a DX per utente	○
<input type="checkbox"/>	ARO2218 Pulsantiera montata a SX per utente	○
<input type="checkbox"/>	ARO2226 Pulsantiera montata al centro per accompagnatore	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO2225 Senza montaggio	○
<b>Selettori/pulsanti diretti</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2261 Selettore Stereo - controllo diretto basculamento	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO2262 Pulsante stereo - controllo diretto basculamento	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO2263 4-vie selettore - controllo diretto basculamento e reclinazione	€ 400
<input type="checkbox"/>	ARO2264 4-vie pulsante - controllo diretto basculamento e reclinazione	€ 400
<input type="checkbox"/>	ARO2207 Montato a DX	○
<input type="checkbox"/>	ARO2208 Montato a SX	○
<input type="checkbox"/>	ARO2225 senza montaggio	○
<b>LINX ACCESSORIES</b>		
<b>USB</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2253 Presa USB Charger Port DLX-USB02-A	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO2207 Montato a destra	○
<input type="checkbox"/>	ARO2208 Montato a sinistra	○
<b>Telocomando per spegnimento a distanza</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2258 Telocomando per spegnimento a distanza	€ 800
<b>OUTPUT MODULE</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2272 LINX Output Module (DLX-OUT500)	€ 400
<b>Pulsanti rotondi</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2300 Non montati e non programmati	○
<input type="checkbox"/>	ARX2301 Collegati e programmati	su richiesta
<b>Pulsanti rotondi</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1685 Pulsante rotondo rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1686 Pulsante rotondo giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1687 Pulsante rotondo verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1690 Pulsante rotondo blu	€ 100

Linx® DLX-CR-400LF



ASL138




ASL104



ASL104P



ASL106



2223

2241



2271



2255

LINX® DLX-USB02-A

2253



LINX® DLX-OUT500

2272



2258

1685



<b>Pulsante a uovo</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2254 Pulsante a uovo nero	€ 100
<b>Pulsanti PIKO</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1711 Pulsanti PIKO rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1712 Pulsante Piko giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1713 Pulsante Piko verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1714 Pulsante Piko arancione	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1715 Pulsante Piko blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	ARO1716 Pulsante Piko nero	€ 100
<b>Pomelli bodypoint</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2721 Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75
<input type="checkbox"/>	ARO2722 Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75
<input type="checkbox"/>	ARO2723 Pomello a cupola, PC107A	€ 75
<input type="checkbox"/>	ARO2724 Pomello a fungo, PC110A	€ 75
<b>Adattatore</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1681 Adattatore 5:1 9 pin	€ 150
<b>PERSONALIZZAZIONE DRIVE UNIT</b>		
<b>Colore Pannelli</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2601 SpaceStation Silver	○
<input type="checkbox"/>	ARO2602 Island Blue	○
<input type="checkbox"/>	ARO2603 Grape JellyBean	○
<input type="checkbox"/>	ARO2607 Rockstar Red	○
<input type="checkbox"/>	ARO2608 Lights Out Black – Matte	○
<input type="checkbox"/>	ARO2609 Invacare® Blue	○
<input type="checkbox"/>	ARO0228 Wet Black	○
<b>Colori inserto ruote di trazione</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2611 SpaceStation Silver	○
<input type="checkbox"/>	ARO2612 Island Blue	○
<input type="checkbox"/>	ARO2613 Grape JellyBean	○
<input type="checkbox"/>	ARO2617 Rockstar Red	○
<input type="checkbox"/>	ARO2618 Lights Out Black – Matte	○
<input type="checkbox"/>	ARO2619 Invacare® Blue	○
<input type="checkbox"/>	ARO2620 Wet Black	○
<input type="checkbox"/>	ARO2621 Without Rim insert	○
<b>Forcelle</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2631 Singola	◆
<input type="checkbox"/>	ARO2632 Doppia	○
<b>Ruote posteriori</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO0704 14"x3" Ruote Nere, Pneumatiche	◆
<input type="checkbox"/>	ARO0732 14"x3" Ruote Nere, piene, 3.00-8	○
<input type="checkbox"/>	ARO0733 14"x3" Ruote Nere, Inserti in gel	○
<b>Motori ruote posteriori</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1282 Motori a 4 poli 6 km/H	○
<input type="checkbox"/>	ARO1283 Motori a 4 poli 10 km/H	◆
<input type="checkbox"/>	ARO1224 Motori a 4 poli 12 km/H	€ 150
<b>Batterie</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1260 Gel 73,5 Ah Ah	◆
<b>G-TRAC</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1215 G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	€ 900
<b>Caricabatterie</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1343 OptiCharge Charger 8A (IP44)	○
<input type="checkbox"/>	ARO1313 OptiCharge Charger 10A (IP44)	◆
<b>Luci</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1437 Luci al led	◆
<b>Kit di trasporto</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1450 Preparazione Docking Station	€ 450
<input type="checkbox"/>	ARO1493 Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto senza occupante)	◆
<input type="checkbox"/>	ARO1494 4 Ganci ancoraggio trasporto persona. Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	ARO1401 6 Ganci ancoraggio trasporto persona con Lifter Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
<b>Cinture</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2113 Cintura di contenimento con chiusura a scatto , elastica e fissata sulle guide laterali della seduta	€ 50
<b>Cinture Bodypoint</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO2701 Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARO2702 Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARO2703 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARO2704 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARO2705 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	ARO2706 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<b>Specchietto</b>		
<input type="checkbox"/>	ARX1415 Specchietto retrovisore DX	€ 50
<input type="checkbox"/>	ARX1339 Specchietto retrovisore SX	€ 50
<b>ACCESSORI</b>		
<input type="checkbox"/>	ARO1404 Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
<input type="checkbox"/>	ARO1405 Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340



2254

1711

2701  
2702

2703