

Demande de démo assise Ultra Low Maxx

Demande de démo assise Ultra Low Maxx - TDX SP2 & TDX SP2^{NB} & Aviva RX40



Vous souhaitez faire une demande de démonstration d'un fauteuil équipé de l'assise Ultra Low Maxx.

Afin que vous receviez le fauteuil pré-réglé, m

Coordonnées du Pôle démo : Tel : 02 47 61

**TEMPORAIREMENT
INDISPONIBLE**

Veillez contacter votre responsable régional.

Je souhaite la présence d'un représentant

Si oui, merci de cocher la case ☐

Choix de la base motrice

☐ DHCare® TDX®SP2

☐ DHCare® Aviva® R

Assise ULTRA LOW MAXX

Largeur d'assise

ARP2025	☐ 405 mm	ARP2028	☐ 480 mm	ARP2032	☐ 580 mm (TDX uniquement)
ARP2026	☐ 430 mm	ARP2029	☐ 505 mm		
ARP2027	☐ 455 mm	ARP2030	☐ 530 mm		

Profondeur d'assise

ARP2035	☐ 405 mm	ARP2038	☐ 480 mm	ARP2041	☐ 555 mm
ARP2036	☐ 430 mm	ARP2039	☐ 500 mm	ARP2042	☐ 580 mm
ARP2037	☐ 455 mm	ARP2040	☐ 530 mm		

Type de dossier

ARP2050	☐ High Back - Hauteur 405 mm	ARP2051	☐ High Back - Hauteur 455 mm
ARP2177	☐ Matrx Elite TR - Hauteur 505 mm	ARP2178	☐ Matrx Elite Deep - Hauteur 505 mm

Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)

		ARP2072	☐ 610 mm	ARP2502	☐ 685 mm
ARP2070	☐ 555 mm	ARP2073	☐ 635 mm		
ARP2071	☐ 585 mm	ARP2074	☐ 660 mm		

Accoudoirs

ARP2095	☐ Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)
ARP2096	☐ Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)
ARP2097	☐ Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)
ARP2098	☐ Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (330 à 405 mm)

Réglage des accoudoirs

Accoudoir gauche	240 mm	☐	250 mm	☐	260 mm	☐	270 mm	☐	280 mm	☐	290 mm	☐
	300 mm	☐	310 mm	☐	320 mm	☐	330 mm	☐	340 mm	☐	350 mm	☐
	360 mm	☐	370 mm	☐	380 mm	☐	390 mm	☐	405 mm	☐		
Accoudoir droit	240 mm	☐	250 mm	☐	260 mm	☐	270 mm	☐	280 mm	☐	290 mm	☐
	300 mm	☐	310 mm	☐	320 mm	☐	330 mm	☐	340 mm	☐	350 mm	☐
	360 mm	☐	370 mm	☐	380 mm	☐	390 mm	☐	405 mm	☐		

Manchettes

ARP2012	☐ Manchette standard gauche - longueur 255 mm	ARP2016	☐ Manchette standard droite - longueur 255 mm
ARP2013	☐ Manchette longue gauche - longueur 355 mm	ARP2017	☐ Manchette longue droite - longueur 355 mm
ARP2014	☐ Gouttière gauche (longueur 300 mm)	ARP2018	☐ Gouttière droite (longueur 300 mm)

Accessoires pour gouttière

ARP2080	Appui palmaire plat, 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)	ARP2080	☐ Gauche	ARP2083	☐ Droite
---------	--	---------	---------------------------------	---------	---------------------------------

Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)

ARJ2082	Support multiréglable	ARJ2082	☐ Gauche	ARJ2085	☐ Droite
---------	-----------------------	---------	---------------------------------	---------	---------------------------------

Cale-coudes

☐	Cale-coude XS - taille 110 x 83 mm	ARP2347	☐ Gauche	ARP2351	☐ Droite
☐	Cale-coude S - taille 135 x 90 mm	ARP2348	☐ Gauche	ARP2352	☐ Droite
☐	Cale-coude M - taille 145 x 95 mm	ARP2349	☐ Gauche	ARP2353	☐ Droite
☐	Cale-coude L - taille 165 x 110 mm	ARP2350	☐ Gauche	ARP2354	☐ Droite
☐	Amplitude de réglage des cale-coudes : 5" verticalement / 5" horizontalement				

Cale-cuisses amovibles

☐	Cale cuisse - taille 140 x 100 mm	ARP2184	☐ Gauche	ARP2185	☐ Droite
☐	Cale cuisse - taille 180 x 150 mm	ARP2114	☐ Gauche	ARP2115	☐ Droite
☐	Cale cuisse - taille 230 x 100mm	ARP2186	☐ Gauche	ARP2187	☐ Droite
☐	Cale cuisse - taille 330 x 100mm	ARP2188	☐ Gauche	ARP2189	☐ Droite

Appui-têtes																
ARP2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10", housse respirante														
ARP2326	☐	Appui-tête Elan Occipital 12", housse respirante														
ARP2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11", housse respirante														
Cale-troncs escamotables (largeur x hauteur)																
ARP2043	☐	Cale-tronc Maxx Style gauche taille 145 x 95 mm				ARP2044	☐	Cale-tronc Maxx Style droite - taille 145 x 95 mm								
ARP2045	☐	Cale-tronc Maxx Style gauche taille 165 x 110 mm				ARP2046	☐	Cale-tronc Maxx Style droite - taille 165 x 110 mm								
ARP2049	☐	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire														
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER pour assise Ultra Low Maxx																
Inclinaison d'assise																
ARP2053	◆	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)														
Options d'inclinaison d'assise																
ARP2054	☐	Proclive d'assise de 5°														
ARP2055	☐	Proclive d'assise de 10°														
ARP2056	☐	Declive d'assise de 5°														
ARP2057	◆	Sans proclive ni declive														
Inclinaison de dossier																
ARP2060	◆	Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°														
Options d'inclinaison de dossier																
ARP2063	☐	Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 172°)														
ARP2066	☐	Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)														
REPOSE-JAMBES pour assise Ultra Low Maxx																
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet																
ARP0589	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°														
Réglage du repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet																
310 mm	☐	325 mm	☐	335 mm	☐	345 mm	☐	355 mm	☐							
364 mm	☐	375 mm	☐	385 mm	☐	405 mm	☐	410 mm	☐							
Palettes																
ARP0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 240 mm)														
ARP0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 290 mm)														
ARP0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle (profondeur 240 mm, largeur 305 mm)														
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche																
ARP0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche														
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite																
ARP0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite														
Réglage des repose-jambes latéraux ergonomiques électriques																
Gauche	270 mm	☐	280 mm	☐	290 mm	☐	300 mm	☐	310 mm	☐	320 mm	☐	330 mm	☐	340 mm	☐
	350 mm	☐	360 mm	☐	380 mm	☐	390 mm	☐	400 mm	☐	410 mm	☐	420 mm	☐	430 mm	☐
Droite	270 mm	☐	280 mm	☐	290 mm	☐	300 mm	☐	310 mm	☐	320 mm	☐	330 mm	☐	340 mm	☐
	350 mm	☐	360 mm	☐	380 mm	☐	390 mm	☐	400 mm	☐	410 mm	☐	420 mm	☐	430 mm	☐
Réglage des repose-jambes latéraux renforcés Pivot Plus électriques																
Gauche	402 mm	☐	414 mm	☐	426 mm	☐	438 mm	☐	450 mm	☐	462 mm	☐	474 mm	☐		
Droite	402 mm	☐	414 mm	☐	426 mm	☐	438 mm	☐	450 mm	☐	462 mm	☐	474 mm	☐		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX																
Commande principale																
ARP2205	◆	Manipulateur REM400 , avec écran couleur tactile de 3,5" et Bluetooth														
ARP2075	☐	Support Quad Link escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur														
ARP2076	☐	Support Quad Link escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur														
Doubles commandes - Double commande intuitive tierce-personne (ARP1645) NC avec porte-ventilateurs																
ARP2219	☐	Commande tierce-personne Compact LiNX				ARP1207	☐	Gauche		ARP1208	☐	Droite				
Double commande Intuitive LINX																
ARP2245	☐	Commande tierce-personne Intuitive LiNX				ARP1221	☐	Gauche		ARP1222	☐	Droite				
Commande au menton mo-Vis																
1590772	☐	Support de commande menton électrique mo-Vis® et multijoystick														
Accessoires prises de charge USB																
ARP2253	☐	Prises de charge USB - 2 prises USB														

Commande spéciale			
Si commande spéciale, merci de l'indiquer ici :		☐	
OPTIONS			
Porte-ventilateur (NC lift. Si un porte-ventilateur est choisi, le lift ne sera pas installé) (NC avec l'Aviva)			
ARX2312	☐	Porte-ventilateur, universel	
ARX2314	☐	Porte-ventilateur, trilogie	
ARX2315	☐	Porte-ventilateur, LTV Easy Fit	
ARX2313	☐	Porte-bouteille O2	