



Yes, you can.®

TDX® SP2 Modulite AA1



NOUVEAU 2 OPTIONS OFFERTES :

Manipulateur REM 400

Equipement route

+

Modulite Modulaire de série

Accoudoirs relevables de série

Couleurs et jantes *AVIVA*

Pantographe *Maxx Resolve*
escamotable int/ext

NOUVEAU


Prix Public TTC
2 x LPPR
6 975,90 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BIP Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING












LiNX®



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 650 mm 
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 400 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 180kg et 160kg avec lift
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	









<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
ARH0015	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Code LPPR 9125967		6 612,23	6 975,90	3 487,95			
			+ 7,42 € HT d'éco-participation					
ARH0071	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - <u>Accoudoirs non réglables en largeur</u> - Code LPPR 9125967 (Délai livraison: 20 jours)	NC : 1091, 1092, 1093, 1095, 1145, 2110, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2229, 2134+0589, 2121	9 918,34	10 463,85	3 487,95			
			+ 7,42 € HT d'éco-participation					
ARH0072	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Code LPPR 9125967	NC : 1091, 1092, 1093, 1095, 1145, 1260, 2110, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2134+0589, 2121	9 918,34	10 463,85	3 487,95			
			+ 7,42 € HT d'éco-participation					
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS :								
ARH0135	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBF2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARH0140	<input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ASSISE MODULITE MODULABLE								
Type d'assise								
ARH2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
<div style="text-align: right;">  <p>2111</p> </div>								
ARH2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<div style="text-align: right;">  <p>2112</p> </div>								
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)								
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142, 2147, 2144					
ARH2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2143, 0071, 0072, 2138+2142, 2147, 2144, 2701, 2703, 2705	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARH2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2138, 2701, 2703, 2705	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
ARH2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2138+2142, 2147, 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARH2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise								
ARH2129	<input type="checkbox"/> Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
ARH2130	<input type="checkbox"/> Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
ARH2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARH2134	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
ARH2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARH2138	<input type="checkbox"/> 560 mm	NC : 2143	384,83	406,00				


Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
ARH2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARH2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARH2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ARH2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		◆	◆	
ARH2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 1307, 1332, 2052, 2053, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
Poignées à pousser						
ARH2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARH2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser		○	○	
Type de dossier						
ARH2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2052, 2053, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARH2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARH2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	188,63	199,00	
ARH2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		798,10	842,00	
ARH2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARH2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARH2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARH2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARH2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARH2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARH2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		100,47	106,00	
Accoudoirs						
ARH2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ARH2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ARH2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ARH2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARH2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		◆	◆	
ARH2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARH2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ARH2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARH2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARH2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	133,65	141,00	



Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Gouttières hémiplégiques						
<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis			Gouttière hémiplégique  Gouttière concave hémiplégique 
<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis			
Cale-cuisses						
ARH2184	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARH2186	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARH2188	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARH2185	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARH2187	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
ARH2189	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00		
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARH2164	<input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
ARH2165	<input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○		
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARH1307	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)	NC : 2161	51,18	54,00		
ARH1432	<input type="checkbox"/> Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	273,93	289,00	 1432	
ARH1427	<input type="checkbox"/> Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	361,14	381,00	 1427	
ARH2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2324	
ARH2325	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2325	
ARH2327	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	 2327	
ARH1445	<input type="checkbox"/> Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00	 1445	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARH1091	<input type="checkbox"/> Manuelle de 0° à 8,5°	NC : 2054	◆	◆		
ARH1092	<input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054, 2201	473,93	500,00		
ARH1095	<input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054, 2201	473,93	500,00		
ARH1093	<input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 2201	906,16	956,00		
ARH2052	<input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171	906,16	956,00	 DOSSIER RABATTABL 	
ARH1094	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max.160 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°.	NC : 2201	2 573,46	2 715,00		
ARH2053	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	2 573,46	2 715,00		
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARH0354	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
ARH0364	<input type="checkbox"/> 475 mm		○	○		
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARH2054	<input type="checkbox"/> Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00		

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Inclinaison de dossier							
ARH0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆		 0975
ARH0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	815,17	860,00		 0977
ASSISE MAX							
ARH1145	<input type="checkbox"/>	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00		
Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)							
ARH0378	<input type="checkbox"/>	550 mm		◆	◆		
ARH0380	<input type="checkbox"/>	610 mm		○	○		
Profondeur d'assise							
ARH0396	<input type="checkbox"/>	560 mm		○	○		
ARH0397	<input type="checkbox"/>	595 mm		◆	◆		
ARH0398	<input type="checkbox"/>	630 mm		○	○		
Accoudoirs							
ARH0635	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		○	○		
Manchettes							
ARH0647	<input type="checkbox"/>	Manchettes courtes, 325 mm		○	○		
ARH0649	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆		
Accessoires d'assise							
ARH1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		273,93	289,00		
ARH1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00		
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX							
Inclinaison d'assise							
ARH1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 8,5°		◆	◆		
ARH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2201	473,93	500,00		
ARH1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)	NC : 2201	473,93	500,00		
Hauteur sol-plaque d'assise							
ARH1024	<input type="checkbox"/>	470 mm		◆	◆		
ARH1046	<input type="checkbox"/>	495 mm		○	○		
Inclinaison de dossier							
ARH0958	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 25°		◆	◆		
ARH0947	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 2201	815,17	860,00		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet (NC : 2110)							
ARH0556	<input type="checkbox"/>	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517	563,03	594,00		
ARH0589	<input type="checkbox"/>	Électrique LNX , avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 2201	1 848,34	1 950,00		
Palettes							
ARH2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
ARH0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
ARH0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00		
ARH0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00		

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Repose-jambes et repose-pieds latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire						
ARH0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504	◆	◆	
ARH0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables intérieur/extérieur		○	○	
ARH0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		311,85	329,00	
ARH0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 2201	1 507,11	1 590,00	
Palettes réglables (la paire)						
ARH0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
ARH0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		○	○	
ARH0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
ARH2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM110 : Conduite	NC : 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2245	◆	◆	 REM110
ARH2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	○	 REM211
ARH2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	○	 REM216
ARH2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	 REM400 Bluetooth®
ARH2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	 REM500 Bluetooth®
Option REM400						
ARH2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	 2270
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARH1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARH1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARH1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	 NOUVEAU
ARH1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	 1709, 1710
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 1228, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARH2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARH2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARH2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ARH2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARH2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ARH1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		◆	◆	
ARH1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARH2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00	
ARH2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARH2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARH2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARH2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	
ARH2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARH2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2209
2210



REM050



2219



2245



2231
2232








2230














2247






2257

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARH2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	 2233
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARH2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	 2240
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		787,68	831,00	
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARH2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ARH2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARH2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○	
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○	
ARH2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ARH2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARH2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110, Bodypoint	472,99	499,00	 2253
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ARH2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARW2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARH1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARH1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARH1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARH1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ARH2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARH1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARH1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARH1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARH1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARH1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARH1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARH2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		831,28	877,00	 2258
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARH2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	 2721
ARH2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	 2722
ARH2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2723
ARH2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724
COLORIS DE CHÂSSIS						
Coloris des carénages						
ARH2640	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ARH2641	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2641
ARH2642	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2642
ARH2643	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2643
ARH2644	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2644
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARH2650	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ARH2651	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2651
ARH2652	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2652
ARH2653	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2653
ARH2654	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2654
PERFORMANCES						
Fourches						
ARH2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARH2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARH0704	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARH0705	<input type="checkbox"/>	14"x3" Bandage noir à crampons		71,09	75,00	
ARH0706	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
Moteurs						
ARH1282	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARH1285	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○	
ARH1223	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries						
ARH1260	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARH1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ARH1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARH1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	

Invacare® TDX® SP2 AA1		Euros			
		Prix Public		LPPR*	
		HT	TTC		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.					
OPTIONS					
Eclairage					
ARH1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	492,89	520,00	Prix en baisse
ARH1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage	◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk					
ARH1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.	738,39	779,00	 
Accroche-taxi					
ARH1493	<input type="checkbox"/>	4 Fixations avant et arrière	◆	◆	
ARH1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	○	○	
Ceintures de maintien					
ARH1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	◆	◆	 1329
ARH2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	57,82	61,00	
ARH1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H	311,85	329,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)					
ARH2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	156,40	165,00	
ARH2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	156,40	165,00	2701, 2702
ARH2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	133,65	141,00	
ARH2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	133,65	141,00	2703, 2704
ARH2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	116,59	123,00	
ARH2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	116,59	123,00	2705, 2706
Rétroviseur					
ARH1415	<input type="checkbox"/>	Droit	70,14	74,00	
ARH1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)					
ARH2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	150,71	159,00	
Porte-canne					
ARH1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	68,25	72,00	
ARH1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	68,25	72,00	2128

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Tablette escamotable						
ARH1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	
ARH1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	
Rampes en accessoires						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130

Invacare® TDX® SP2 AA1	Type d'assise	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
		Assise Standard AR*2110	Assise modulable rigide AR*2111	Assise modulable souple AR*2112
Type d'inclinaison				
AR*1091 : Manuelle 0 à 8,5°		450	450	480
AR*1092 / AR*1095 : Electrique de 0 à 20°		NC	450 / 475	480 / 505
AR*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		NC	475	505
AR*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		NC	403 ou 420 avec version Low Rider / 475	433 ou 450 avec version Low Rider / 505

Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm) ARH0015		Low Rider à 420 mm	Low Rider à 403 mm
		450 mm ARH0354	475 mm ARH0364	420 mm ARH0071	403 mm ARH0072
ARH2057 : Sans proclive ni déclive		450	475	420	403
ARH2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)		NC	+50 mm	+50 mm	+50 mm

Valable avec une profondeur de 450 mm