



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® TDX® SP2 AA1

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Moteurs 4 pôles 2 x 340 w de série
- Electronique LINX en standard
- Poids : 154 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg, 160 kg avec lift
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMI :

- **Repose-jambes** ergonomiques électriques (ARH0531)
- **Repose-jambe central** électrique LINX (ARH0589)
- Manipulateur **REM216** ou **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (ARH220/ARH2205) et **équipement route de sécurité LED** (ARH2204/ARH2205 et ARH1437)
- **Elevation d'assise (lift)** (ARH1094)

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

			Euros			2,5x LPPR
			Prix Public	LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ARH0015	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Code LPPR 9125967		8 265,29	8 719,88	3 487,95	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ARH0071	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125967 (Délai livraison: 20 jours)	NC : 1091, 1092, 1093, 1095, 1145, 2110, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2229, 2134+0589, 2121	10 930,81	11 532,00	3 487,95	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ARH0072	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Code LPPR 9125967	NC : 1091, 1092, 1093, 1095, 1145, 1260, 2110, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2134+0589, 2121	10 930,81	11 532,00	3 487,95	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMI :						
ARH0100	<input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ARH0531	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH0110	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique LINX (0589)	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH0120	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 et Equipelement route de sécurité - ARH2205 et ARH1437	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH0125	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM216 et Equipelement route de sécurité - ARH2204 et ARH1437	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH0130	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise à translation et élévation d'assise (lift) - ARJ1094 (bascule 30°) ou ARJ2053 (bascule 45°)	NC : 2110, 2201, 1924,(1922/1923/1924 / 1350/1432/1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASSISE MODULITE STANDARD							
ARH2110	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite Standard - Largeur d'assise 430 mm, accoudoirs réglables de 44 à 48 cm	NC : 0556,0589, 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2108, 2113,2192, 2193, 2194, cale-cuisses, 2128, Bodypoint	◆	◆		 2110
Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU							
ARH2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197,2198	○	○		
ARH2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
ARH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143	○	○		
Coussin d'assise							
ARH2141	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155, Bodypoint	◆	◆		
ARH2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (hauteur 75 mm, poids max 127 kg)		○	○		2143
ARH2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
ARH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		2147
ARH2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		2144
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE							
ARH2161	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils	NC : 1307	◆	◆		
ARH2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2155, 1445, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆		
ARH2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		798,10	842,00		
ARH2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		798,10	842,00		
ARH2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm		717,54	757,00		
ARH2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,54	757,00		
ARH2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		717,54	757,00		
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>							
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
ARH2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		107,11	113,00		 2111
ARH2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		120,38	127,00		 2112

Invacare® TDX® SP2 AA1			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142, 2147, 2144			
ARH2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 0071, 0072, 2138+2142, 2147, 2144, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARH2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2138, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARH2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2138+2142, 2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARH2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise						
ARH2129	<input type="checkbox"/>	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARH2130	<input type="checkbox"/>	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARH2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	○	○	
ARH2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARH2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ARH2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARH2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARH2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ARH2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		◆	◆	
ARH2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 1307, 1332, 2052, 2053, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
Poignées à pousser						
ARH2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARH2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser		○	○	


















2143















2147

2144

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier						
ARH2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2052, 2053, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	 2171
ARH2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00	 2173
ARH2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	164,93	174,00	
ARH2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		798,10	842,00	
ARH2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARH2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
ARH2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
ARH2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARH2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARH2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARH2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ARH2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ARH2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	 2198
ARH2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
ARH2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ARH2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		○	○	
ARH2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
ARH2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
Manchettes						
ARH2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARH2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	 Gouttière hémiplegique
ARH2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	113,74	120,00	 Gouttière concave hémiplegique
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		


Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisses						
ARH2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARH2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARH2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARH1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)	NC : 2161	43,60	46,00	
ARH1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	237,91	251,00	 1432
ARH1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	314,69	332,00	 1427
ARH2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	 2324
ARH2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2325
ARH2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	 2327
ARH1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	336,49	355,00	 1445
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARH1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 8,5°	NC : 2054	◆	◆	
ARH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054, 2201	412,32	435,00	 DOSSIER RABATTABLE
ARH1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054, 2201	412,32	435,00	
ARH1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 2201	787,68	831,00	
ARH2052	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171	787,68	831,00	 NOUVEAU
ARH1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max.160 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°.	NC : 2201	1 895,73	2 000,00	
ARH2053	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	1 895,73	2 000,00	 NOUVEAU

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARH0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	
ARH0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARH2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		424,64	448,00	
Inclinaison de dossier						
ARH0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	 0975
ARH0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	709,00	748,00	 0977
ASSISE MAX						
ARH1145	<input type="checkbox"/>	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00	
Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)						
ARH0378	<input type="checkbox"/>	550 mm		◆	◆	
ARH0380	<input type="checkbox"/>	610 mm		○	○	
Profondeur d'assise						
ARH0396	<input type="checkbox"/>	560 mm		○	○	
ARH0397	<input type="checkbox"/>	595 mm		◆	◆	
ARH0398	<input type="checkbox"/>	630 mm		○	○	
Accoudoirs						
ARH0635	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		○	○	
Manchettes						
ARH0647	<input type="checkbox"/>	Manchettes courtes, 325 mm		○	○	
ARH0649	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆	
Accessoires d'assise						
ARH1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		237,91	251,00	
ARH1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX						
Inclinaison d'assise						
ARH1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 8,5°		◆	◆	
ARH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2201	412,32	435,00	
ARH1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)	NC : 2201	412,32	435,00	
Hauteur sol-plaque d'assise						
ARH1024	<input type="checkbox"/>	470 mm		◆	◆	
ARH1046	<input type="checkbox"/>	495 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
ARH0958	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 25°		◆	◆	
ARH0947	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 2201	708,06	747,00	

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet (NC : 2110)							
ARH0556	<input type="checkbox"/>	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517	○	○		
ARH0589	<input type="checkbox"/>	Électrique LINX , avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 2201	1 713,74	1 808,00		
Palettes							
ARH2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
ARH0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
ARH0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00		
ARH0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00		
Repose-jambes et repose-pieds latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire							
ARH0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504	○	○	 0533	
ARH0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables intérieur/extérieur		◆	◆		
ARH0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		271,09	286,00	 0531	
ARH0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 2201	1 507,11	1 590,00		
Palettes réglables (la paire)							
ARH0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ARH0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour Electronique LiNX							
ARH2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM110 : Conduite	NC : 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2245	○	○	 REM110	
ARH2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	◆	◆	 REM211	
ARH2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	○	 REM216	
ARH2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	984,83	1 039,00	 REM400 	
ARH2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2220, 2270	576,30	608,00	 REM500 	
Option REM400							
ARH2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	 2270	

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARH1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARH1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARH1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARH1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	685,31	723,00	
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 1228, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARH2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARH2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	652,13	688,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	652,13	688,00	
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARH2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ARH2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ARH2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ARH1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		◆	◆	
ARH1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						

NOUVEAU





2209
2210


























REM050









2219
2245

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARH2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	 2231 2232
ARH2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARH2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2230
ARH2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2247
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARH2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	6 129,86	6 467,00	 2257
ARH2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARH2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARH2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	 2233
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARH2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		2 709,95	2 859,00	 2240
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Commandes alternatives de vérins						 2251	
ARH2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00		
ARH2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00		
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX							
Accessoires LINX						 2253	
ARH2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110, Bodypoint	236,02	249,00		
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Autres accessoires et contacteurs							
ARH2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARW2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)							
ARH1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00		
ARH1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00		
ARH1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00		
ARH1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00		
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)							
ARH2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00		
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)							
ARH1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00		
ARH1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00		
ARH1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00		
ARH1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00		
ARH1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00		
ARH1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00		
Commande d'arrêt à distance							
ARH2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		831,28	877,00	 2258	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
ARH2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	 2721  2722  2723  2724	
ARH2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50		
ARH2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50		
ARH2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50		
COLORIS DE CHÂSSIS							
Coloris des carénages							
ARH2640	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien	NOUVEAU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2640  2641  2642  2643  2644	
ARH2641	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2642	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2643	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2644	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Coloris des jantes							
ARH2650	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien	NOUVEAU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	 2650  2651  2652  2653  2654	
ARH2651	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2652	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2653	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARH2654	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		



Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARH2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARH2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARH0704	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARH0705	<input type="checkbox"/>	14"x3" Bandage noir à crampons		○	○	
ARH0706	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
Moteurs						
ARH1282	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARH1285	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○	
ARH1223	<input type="checkbox"/>	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries						
ARH1260	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARH1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ARH1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARH1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
OPTIONS						
Eclairage						
ARH1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)		627,49	662,00	
ARH1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)		650,24	686,00	
ARH1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARH1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy , Citroen Berlingo , Peugeot Partner . Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	
Accroche-taxi						
ARH1493	<input type="checkbox"/>	4 Fixations avant et arrière		◆	◆	 1493
ARH1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Ceintures de maintien						
ARH1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329
ARH2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		○	○	
ARH1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		271,09	286,00	

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARH2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	156,40	165,00		 2701, 2702  2703, 2704  2705, 2706
ARH2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	156,40	165,00		
ARH2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	133,65	141,00		
ARH2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	133,65	141,00		
ARH2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	116,59	123,00		
ARH2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	116,59	123,00		
Rétroviseur						
ARH1415	<input type="checkbox"/>	Droit	70,14	74,00		 2128
ARH1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	70,14	74,00		
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARH2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	150,71	159,00		
Porte-canne						
ARH1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	68,25	72,00		 1404
ARH1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	68,25	72,00		
Tablette escamotable						
ARH1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	503,32	531,00		 1404
ARH1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	503,32	531,00		

Invacare® TDX® SP2 AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
Type d'inclinaison	Type d'assise	Assise Standard AR*2110	Assise modulable rigide AR*2111	Assise modulable souple AR*2112
AR*1091 : Manuelle 0 à 8,5°		450	450	480
AR*1092 / AR*1095 : Electrique de 0 à 20°		NC	450 / 475	480 / 505
AR*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		NC	475	505
AR*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		NC	403 ou 420 avec version Low Rider / 475	433 ou 450 avec version Low Rider / 505

Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Low Rider à 420 mm	Low Rider à 403 mm
	450 mm ARH0354	475 mm ARH0364	420 mm ARH0071	403 mm ARH0072
ARH2057 : Sans proclive ni déclive	450	475	420	403
ARH2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	NC	+50 mm	+50 mm	+50 mm

Valable avec une profondeur de 450 mm

Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00		 1654130