

TDX® SP2 Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES AU CHOIX ENTRE :

- Manipulateur REM 400
- Équipement route
- Repose-jambes électrique
- Lift + bascule d'assise 45°

NOUVEAU

- Accoudoirs **relevables** de série
- Couleurs et jantes **AVIVA**
- Pantographe **Maxx Resolve** escamotable int/ext

NOUVEAU

Prix Public TTC

2 x LPPR



7 876,02 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.

 **Bodypoint**

matrx
SCIENCE OF SEATING

LINX

| Informations client | Caractéristiques produit |
|---|--|
| Date : | Largeur hors tout 650 mm   |
| Référence d'achat : | Hauteur d'assise à partir de 400 mm |
| Code client : | Moteurs 340W 4 pôles |
| Cachet du distributeur : | Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h |
| | Batteries 73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie) |
| | Electronique LINX |
| | Roues motrices 14" |
| | Franchissement 75 mm |
| | Poids max utilisateur 180kg et 160kg avec lift |
| | Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure |
| Commandes | |
| Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com | |

| <input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases | | | <input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard | | | <input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | | Euros | | | | |
| | | | | Prix Public | | LPPR* | | |
| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT | TTC | | | | |
| ARJ0016 | <input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 | | 7 465,42 | 7 876,02 | 3 938,01 | | | |
| + 7,42 € HT d'éco-participation | | | | | | | | |
| ARJ0073 | <input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996 | NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121 | 11 198,13 | 11 814,03 | 3 938,01 | | | |
| + 7,42 € HT d'éco-participation | | | | | | | | |
| ARJ0074 | <input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996 | NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121 | 11 198,13 | 11 814,03 | 3 938,01 | | | |
| + 7,00 € HT d'éco-participation | | | | | | | | |
| DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMi : | | | | | | | | |
| ARJ0100 | <input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ARJ0531 | NC 1198, 0564, 0526, 0503, 0533, 0501 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ARJ0135 | <input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - RJ2205 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ARJ0140 | <input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning | NC : 2201, 2203 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ARJ0145 | <input type="checkbox"/> Bascule d'assise à translation et élévation d'assise (lift) - ARJ1094 (bascule 30°) ou ARJ2053 (bascule 45°) | NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432 /1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ASSISE MODULITE MODULABLE | | | | | | | | |
| Type d'assise | | | | | | | | |
| ARJ2111 | <input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |  2111 | | | |
| ARJ2112 | <input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  2112 | | | |
| Largeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | | | |
| | 330 mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183) | NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142/2147/2144 | | | | | | |
| ARJ2121 | <input type="checkbox"/> 380 mm | NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 0073, 0074, 2138+2142/2147/2144 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ARJ2122 | <input type="checkbox"/> 430 mm | NC : 2138, 2701, 2703, 2705 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | |
| ARJ2123 | <input type="checkbox"/> 480 mm | NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ARJ2124 | <input type="checkbox"/> 530 mm | NC : dossiers Matrix, 2143, 2702, 2704, 2706 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise | | | | | | | | |
| ARJ2129 | <input type="checkbox"/> Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm | NC :2138 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | |
| ARJ2130 | <input type="checkbox"/> Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm | NC : 2132, 2134 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| Profondeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | | | |
| ARJ2132 | <input type="checkbox"/> 410 mm | NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ARJ2134 | <input type="checkbox"/> 460 mm | NC : 0556+cale-cuisses | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | |
| ARJ2136 | <input type="checkbox"/> 510 mm | NC : 2143, 0556+cale-cuisses | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| ARJ2138 | <input type="checkbox"/> 560 mm (uniquement avec largeur 530 mm et revêtement nylon) | NC : 2143 | 384,83 | 406,00 | | | | |

NOUVEAU
2 x LPPR



NOUVEAU
3 x LPPR



NOUVEAU
3 x LPPR

NOUVEAU



2111













2112

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|--|-------------|--------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| ASSISE MODULITE MODULABLE | | | | | | |
| Coussin d'assise | | | | | | |
| ARJ2142 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg) | | ◆ | ◆ | |
| ARJ2143 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg) | NC : 2155 | 76,78 | 81,00 | 81,00 |
| ARJ2147 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg) | NC : 2155 | 293,84 | 310,00 | |
| ARJ2144 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) | NC : 2155 | 293,84 | 310,00 | |
| Cannes de dossier | | | | | | |
| ARJ2162 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 540 mm | | ○ | ○ | |
| ARJ2163 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 480 mm | NC : 2052, 2053, 2173 | ○ | ○ | |
| Poignées à pousser | | | | | | |
| ARJ2107 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser | | ◆ | ◆ | |
| ARJ2108 | <input type="checkbox"/> | Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3 | NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228 | ○ | ○ | |
| Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE | | | | | | |
| ARJ2171 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur | NC : 1445, 2052, 2053 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan | ◆ | ◆ | |
| ARJ2179 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir | NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan | 226,54 | 239,00 | |
| ARJ2173 | <input type="checkbox"/> | Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna | NC : 2128 | ○ | ○ | |
| ARJ2174 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur | | 798,10 | 842,00 | |
| ARJ2175 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 798,10 | 842,00 | |
| ARJ2176 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 798,10 | 842,00 | |
| ARJ2177 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 798,10 | 842,00 | |
| ARJ2178 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 798,10 | 842,00 | |
| Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration) | | | | | | |
| ARJ2151 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir | | ◆ | ◆ | |
| ARJ2152 | <input type="checkbox"/> | Revêtement PU bi-extensible noir | | 71,09 | 75,00 | |
| ARJ2155 | <input type="checkbox"/> | Mesh noir | | 100,47 | 106,00 | |
| Accoudoirs | | | | | | |
| ARJ2191 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire | | ○ | ○ | |
| ARJ2181 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire | | 71,09 | 75,00 | |
| ARJ2198 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire | NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses | 284,36 | 300,00 | |
| ARJ2183 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) | NC : cale-cuisses | 137,44 | 145,00 | |
| ARJ2193 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm | | ◆ | ◆ | |
| ARJ2192 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm | NC : 1445 | 372,51 | 393,00 | |
| ARJ2194 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm | NC : 1445 | 372,51 | 393,00 | |
| Manchettes | | | | | | |
| ARJ2195 | <input type="checkbox"/> | Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire | | ◆ | ◆ | |
| ARJ2196 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire | | 91,00 | 96,00 | |
| ARJ2197 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire | NC : 2230, 2247 | 133,65 | 141,00 | |



Nouveau de série

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | | Euros | | Gouttière hémiplegique  | |
|---|---|---|-----------|-------------|-----|---|-------|
| | | | | Prix Public | | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | | |
| Gouttières hémiplegiques | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale | | Sur devis | | | Gouttière concave hémiplegique  | |
| <input type="checkbox"/> | Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18° | | Sur devis | | | | |
| Cale-cuisses | | | | | | | |
| ARJ2184 | <input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | |
| ARJ2186 | <input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | |
| ARJ2188 | <input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | |
| ARJ2185 | <input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | |
| ARJ2187 | <input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | |
| ARJ2189 | <input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | | | |
| Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné | | | | | | | |
| ARJ2164 | <input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 155 mm | | ◆ | ◆ | | | |
| ARJ2165 | <input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 206 mm | | ○ | ○ | | | |
| Appuis-têtes et autres accessoires | | | | | | | |
| ARJ1350 | <input type="checkbox"/> Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur | NC : 2230, 2247 | ◆ | ◆ | | | |
| ARJ1432 | <input type="checkbox"/> Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur | NC : 2230, 2247 | ○ | ○ | |  1432 | |
| ARJ1427 | <input type="checkbox"/> Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir | NC : 2230, 2247 | 361,14 | 381,00 | |  1427 | |
| ARJ2324 | <input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante | NC : 2230, 2247 | 427,49 | 451,00 | |  2324 | |
| ARJ2325 | <input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante | NC : 2230, 2247 | 427,49 | 451,00 | |  2325 | |
| ARJ2327 | <input type="checkbox"/> Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante | NC : 2230, 2247 | 559,24 | 590,00 | |  2327 | |
| ARJ1307 | <input type="checkbox"/> Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques) | | 51,18 | 54,00 | | | |
| ARJ1445 | <input type="checkbox"/> Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire) | NC : dossiers Matrix | 385,78 | 407,00 | |  1445 | |
| AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE | | | | | | | |
| Inclinaison d'assise | | | | | | | |
| ARJ1092 | <input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg) | NC : 2054 | ○ | ○ | |  Dossier rabattable | |
| ARJ1095 | <input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg) | NC : 2054 | ○ | ○ | | | |
| ARJ1093 | <input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130 kg si 1450 ou 1494) | NC : 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496 + 1450/1494) | ○ | ○ | | | |
| ARJ2052 | <input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494) | NC : 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494),2161, 2163, 2171 | ◆ | ◆ | | NOUVEAU | |
| ARJ1094 | <input type="checkbox"/> Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max.160 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30° | NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924 + 1350/1432/1427 + 1450/1494) | 1 667,30 | 1 759,00 | | Prix en baisse | |
| ARJ2053 | <input type="checkbox"/> Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45° | NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012 | 1 667,30 | 1 759,00 | | NOUVEAU | |
| Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20° | | | | | | | |
| ARJ0354 | <input type="checkbox"/> 450 mm | | ◆ | ◆ | | | |
| ARJ0364 | <input type="checkbox"/> 475 mm | | ○ | ○ | | | |
| Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné) | | | | | | | |
| ARJ2054 | <input type="checkbox"/> Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°) | | 488,15 | 515,00 | | | |
| Inclinaison de dossier | | | | | | | |
| ARJ0977 | <input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 30° | | ◆ | ◆ | |  0977 | |













| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | HT | TTC | |
| ASSISE MAX - POIDS MAX UTILISATEUR : 180 KG | | | | | |
| ARJ1145 | <input type="checkbox"/> | Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée | NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2220, 2206, 2205, 2229, 2128, 2258, Bodypoint | 1 483,41 | 1 565,00 |
| Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir) | | | | | |
| ARJ0378 | <input type="checkbox"/> | 550 mm | | ◆ | ◆ |
| ARJ0380 | <input type="checkbox"/> | 610 mm | | ○ | ○ |
| Profondeur d'assise | | | | | |
| ARJ0396 | <input type="checkbox"/> | 560 mm | | ○ | ○ |
| ARJ0397 | <input type="checkbox"/> | 595 mm | | ◆ | ◆ |
| ARJ0398 | <input type="checkbox"/> | 630 mm | | ○ | ○ |
| Accoudoirs | | | | | |
| ARJ0635 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm | | ○ | ○ |
| Manchettes | | | | | |
| ARJ0647 | <input type="checkbox"/> | Manchettes courtes, 325 mm | | ○ | ○ |
| ARJ0649 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues, 375 mm | | ◆ | ◆ |
| Accessoires d'assise | | | | | |
| ARJ1432 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir | | ◆ | ◆ |
| ARJ1427 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement revêtement PU bi-extensible noir | | 361,14 | 381,00 |
| AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX | | | | | |
| Inclinaison d'assise | | | | | |
| ARJ1092 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg) | | ○ | ○ |
| ARJ1095 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg) | | ◆ | ◆ |
| Hauteur sol-plaque d'assise | | | | | |
| ARJ1024 | <input type="checkbox"/> | 470 mm | | ◆ | ◆ |
| ARJ1046 | <input type="checkbox"/> | 495 mm | | ○ | ○ |
| Inclinaison de dossier | | | | | |
| ARJ0947 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 20° | | ◆ | ◆ |
| REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS | | | | | |
| Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle | | | | | |
| ARJ0556 | <input type="checkbox"/> | Manuel (réglable de 1,5° à 63°) | | ○ | ○ |
| ARJ0589 | <input type="checkbox"/> | Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7° | | 1 536,49 | 1 621,00 |
| Palettes | | | | | |
| ARJ2365 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm) | | ○ | ○ |
| ARJ0559 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm) | | ◆ | ◆ |
| ARJ0516 | <input type="checkbox"/> | Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm) | | 143,13 | 151,00 |
| ARJ0517 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm) | | 143,13 | 151,00 |
| Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire | | | | | |
| ARJ0533 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes manuels de 0° à 80° | | ◆ | ◆ |
| ARJ0531 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° | | 879,62 | 928,00 |
| Palettes réglables (la paire) | | | | | |
| ARJ0504 | <input type="checkbox"/> | Réglables en inclinaison | | ◆ | ◆ |
| ARJ0513 | <input type="checkbox"/> | Réglables en inclinaison et en profondeur | | 122,27 | 129,00 |
| ARJ0522 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc | | 122,27 | 129,00 |





















Prix en baisse
















0531

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------|---|
| | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | HT | TTC | | |
| COMMANDES ELECTRONIQUES LINX | | | | | | |
| Commande principale pour Electronique LINX | | | | | | |
| ARJ2203 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins | NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245 | ◆ | ◆ |   REM216  REM400 Bluetooth  REM500 Bluetooth |
| ARJ2204 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245 | ○ | ○ | |
| ARJ2205 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | NC : 2220 | 1 208,53 | 1 275,00 | |
| ARJ2206 | <input type="checkbox"/> | Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE | NC : 2220, 2270 | 1 777,25 | 1 875,00 | |
| Option REM400 | | | | | | |
| ARJ2270 | <input type="checkbox"/> | Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | | 340,28 | 359,00 |  2270 |
| Fixation de la commande principale (REM211/216/400) | | | | | | |
| ARJ1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite réversible, non escamotable | NC : 1404 | ○ | ○ |   2209, 2210 |
| ARJ1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche réversible, non escamotable | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ARJ1707 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ARJ1708 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ARJ1709 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite | NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275) | ○ | ○ | |
| ARJ1710 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche | NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276) | ○ | ○ | |
| ARJ2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 685,31 | 723,00 | |
| ARJ2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 685,31 | 723,00 | |
| ARJ2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 1228 | 33,85 | 35,71 35,71 | |
| ARJ2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 2220, 2108, 1286 | 33,85 | 35,71 35,71 | |
| ARW2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Montage de l'écran de contrôle LINX REM500 | | | | | | |
| ARJ2209 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1404, 1415 | ◆ | ◆ |  2209 2210 |
| ARJ2210 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1405, 1339 | ○ | ○ | |
| PW-4005 | <input type="checkbox"/> | Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm | | Fabrication spéciale Sur Devis | | |
| ARJ2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | |
| ARJ2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | |
| ARW2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne) | | | | | | |
| ARJ2220 | <input type="checkbox"/> | Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h) | NC : 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, 1221, 1222 | 677,02 | 714,26 714,26 |  REM050 |
| ARJ2219 | <input type="checkbox"/> | Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins | NC : 1221, 1222, 2108, 2227, 2228 | 1 354,05 | 1 428,52 714,26 |  2219 |
| ARJ2245 | <input type="checkbox"/> | Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié | NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228 | 1 354,05 | 1 428,52 714,26 |  2245 |
| ARJ1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite - uniquement avec REM50 et Compact | | ◆ | ◆ |  |
| ARJ1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche - uniquement avec REM50 et Compact | | ○ | ○ | |
| ARJ1221 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX | | ◆ | ◆ | |
| ARJ1222 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX | | ○ | ○ | |

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|---|-----------|----------|---|
| | | | Prix Public | LPPR* | | |
| | | | HT | TTC | | |
| Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215 | | | | | | |
| Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure | | |  | | | |
| Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500 | | | | | | |
| ARJ2231 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g) | | 1 371,56 | 1 447,00 |  2231 2232 |
| ARJ2232 | <input type="checkbox"/> | Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g) | | 1 509,00 | 1 592,00 | |
| ARJ2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ARJ2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ARJ2213 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 787,68 | 831,00 | |
| ARJ2214 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 787,68 | 831,00 | |
| ARW2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM | | | | | | |
| ARJ2230 | <input type="checkbox"/> | ATOM ASL104 + contacteur egg | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 |  2230 |
| ARJ2247 | <input type="checkbox"/> | PROTON ASL104P + contacteur egg | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 |  2247 |
| Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM | | | | | | |
| ARJ2257 | <input type="checkbox"/> | 4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106 | NC : 2233, 2240 | 7 048,34 | 7 436,00 |  2257 |
| ARJ2275 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à droite | | ○ | ○ | |
| ARJ2276 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à gauche | | ○ | ○ | |
| ARW2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande Mini Joystick proportionnel | | | | | | |
| ARJ2233 | <input type="checkbox"/> | Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé) | NC : 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 |  2233 |
| ARJ2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | | ○ | ○ | |
| ARJ2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | | ○ | ○ | |
| ARJ2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | ○ | ○ | |
| ARJ2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | ○ | ○ | |
| ARJ2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | 787,68 | 831,00 | |
| ARJ2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | | 787,68 | 831,00 | |
| ARW2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commande Joystick renforcé proportionnel | | | | | | |
| ARJ2240 | <input type="checkbox"/> | Commande joystick renforcé proportionnel ASL133 | | 3 317,54 | 3 500,00 |  2240 |
| ARJ2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | | ○ | ○ | |
| ARJ2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | | ○ | ○ | |
| ARJ2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | | ○ | ○ | |
| ARJ2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | | ○ | ○ | |
| ARJ2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | | 787,68 | 831,00 | |
| ARJ2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | | 787,68 | 831,00 | |
| ARW2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Commandes alternatives de vérins | | | | | | |
| ARJ2251 | <input type="checkbox"/> | Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252 | | 530,81 | 560,00 |  2251 |
| ARJ2217 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | NC : 2209, 2213, 1415 | ○ | ○ | |
| ARJ2218 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | NC : 2210, 2214 | ○ | ○ | |
| ARJ2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à droite | NC : 1287 | ○ | ○ | |
| ARJ2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à gauche | NC : 1286 | ○ | ○ | |
| ARJ2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | ○ | ○ | |
| ARJ2252 | <input type="checkbox"/> | Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins | | 87,20 | 92,00 | |

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|--------|--|-------|
| | | | | Prix Public | | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | | |
| OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX | | | | | | | |
| Accessoires LINX | | | | | | | |
| ARJ2253 | <input type="checkbox"/> | Prises de charge USB | NC : Bodypoint | 472,99 | 499,00 |  2253 | |
| ARJ2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1404 | ○ | ○ | | |
| ARJ2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1405 | ○ | ○ | | |
| Autres accessoires et contacteurs | | | | | | | |
| ARJ2300 | <input type="checkbox"/> | A inclure avec le fauteuil | | ○ | ○ |  | |
| ARW2301 | <input type="checkbox"/> | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur devis | | | |
| Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | | |
| ARJ1685 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Rouge | | 149,76 | 158,00 |  | |
| ARJ1686 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Jaune | | 149,76 | 158,00 | | |
| ARJ1687 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Vert | | 149,76 | 158,00 | | |
| ARJ1690 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Bleu | | 149,76 | 158,00 | | |
| Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400) | | | | | | | |
| ARJ2254 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Egg, noir | | 118,48 | 125,00 | | |
| Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | | |
| ARJ1711 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Rouge | | 149,76 | 158,00 |  2258 | |
| ARJ1712 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Jaune | | 149,76 | 158,00 | | |
| ARJ1713 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Vert | | 149,76 | 158,00 | | |
| ARJ1714 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Orange | | 149,76 | 158,00 | | |
| ARJ1715 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Bleu | | 149,76 | 158,00 | | |
| ARJ1716 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Noir | | 149,76 | 158,00 | | |
| Commande d'arrêt à distance | | | | | | | |
| ARJ2258 | <input type="checkbox"/> | Commande d'arrêt à distance (ASL504) | NC : Bodypoint | 831,28 | 877,00 | | |
| Joysticks Bodypoint - livrés non montés | | | | | | | |
| ARJ2721 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3") | | 100,00 | 105,50 |  2721 2722 2723 2724 | |
| ARJ2722 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4") | | 100,00 | 105,50 | | |
| ARJ2723 | <input type="checkbox"/> | Embout dome en caoutchouc - diamètre 60 mm | | 100,00 | 105,50 | | |
| ARJ2724 | <input type="checkbox"/> | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 100,00 | 105,50 | | |
| COLORIS DE CHÂSSIS | | | | | | | |
| Coloris des carénages | | | | | | | |
| ARJ2640 | <input type="checkbox"/> | Noir Obsidien |  NOUVEAU | ○ | ○ |  2640 2641 2642 2643 2644 | |
| ARJ2641 | <input type="checkbox"/> | Rouge Rubis | | ○ | ○ | | |
| ARJ2642 | <input type="checkbox"/> | Violet Pourpre | | ○ | ○ | | |
| ARJ2643 | <input type="checkbox"/> | Bleu Jacinthe | | ○ | ○ | | |
| ARJ2644 | <input type="checkbox"/> | Bleu Artic | | ○ | ○ | | |
| Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA) | | | | | | | |
| ARJ2650 | <input type="checkbox"/> | Noir Obsidien |  NOUVEAU | ○ | ○ |  2650 2651 2652 2653 2654 | |
| ARJ2651 | <input type="checkbox"/> | Rouge Rubis | | ○ | ○ | | |
| ARJ2652 | <input type="checkbox"/> | Violet Pourpre | | ○ | ○ | | |
| ARJ2653 | <input type="checkbox"/> | Bleu Jacinthe | | ○ | ○ | | |
| ARJ2654 | <input type="checkbox"/> | Bleu Artic | | ○ | ○ | | |
| PERFORMANCES | | | | | | | |
| Fourches | | | | | | | |
| ARJ2631 | <input type="checkbox"/> | Fourches monobras | | 399,05 | 421,00 |  | |
| ARJ2632 | <input type="checkbox"/> | Fourches double bras | | ◆ | ◆ | | |
| Roues Centrales motrices | | | | | | | |
| ARJ0704 | <input type="checkbox"/> | 14"x3" Pneumatique noir à crampons | | ◆ | ◆ | | |
| ARJ0705 | <input type="checkbox"/> | 14"x3" Bandage noir à crampons | | 71,09 | 75,00 | | |
| ARJ0706 | <input type="checkbox"/> | 14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons | | ○ | ○ | | |
| Moteurs | | | | | | | |
| ARJ1282 | <input type="checkbox"/> | Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles | | ◆ | ◆ | | |
| ARJ1283 | <input type="checkbox"/> | Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles | | ○ | ○ | | |
| ARJ1223 | <input type="checkbox"/> | Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h | | ○ | ○ | | |
| Batteries | | | | | | | |
| ARJ1260 | <input type="checkbox"/> | Batteries 73,5 Ah | | ◆ | ◆ | | |
| Chargeur | | | | | | | |
| ARJ1313 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A | | ◆ | ◆ | | |
| ARH1314 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44) | | ○ | ○ | | |

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|---|--|-------------|----------|--|-------|
| | | | | Prix Public | | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | | |
| GYROSCOPE | | | | | | | |
| G-Trac | | | | | | | |
| ARJ1215 | <input type="checkbox"/> | Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | | 1 090,05 | 1 150,00 |  | |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | | |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. | | | | | |  | |
| OPTIONS | | | | | | | |
| Eclairage | | | | | | | |
| ARJ1437 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning | | 492,89 | 520,00 | | |
| ARJ1254 | <input type="checkbox"/> | Sans éclairage | | ◆ | ◆ | | |
| Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk | | | | | | | |
| ARJ1450 | <input type="checkbox"/> | Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise. | | 738,39 | 779,00 |  | |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. | | | | | |  | |
| Accroche-taxi | | | | | | | |
| ARJ1494 | <input type="checkbox"/> | Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire | | ◆ | ◆ | | |
| Ceintures de maintien | | | | | | | |
| ARJ1329 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile | | ◆ | ◆ |  1329 | |
| ARJ2113 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | | 57,82 | 61,00 | | |
| ARJ1332 | <input type="checkbox"/> | Harnais de maintien en H | | 311,85 | 329,00 | | |
| Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) | | | | | | | |
| ARJ2701 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | | 156,40 | 165,00 |  2701, 2702 | |
| ARJ2702 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | | 156,40 | 165,00 | | |
| ARJ2703 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | | 133,65 | 141,00 |  2703, 2704 | |
| ARJ2704 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | | 133,65 | 141,00 | | |
| ARJ2705 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | | 116,59 | 123,00 |  2705, 2706 | |
| ARJ2706 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | | 116,59 | 123,00 | | |
| Rétroviseur | | | | | | | |
| ARJ1415 | <input type="checkbox"/> | Droit | | 70,14 | 74,00 | | |
| ARJ1339 | <input type="checkbox"/> | Gauche | | 70,14 | 74,00 | | |
| Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg) | | | | | | | |
| ARJ2128 | <input type="checkbox"/> | Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable) | | 150,71 | 159,00 |  2128 | |
| Porte-canne | | | | | | | |
| ARJ1312 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 68,25 | 72,00 | | |
| ARJ1363 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 68,25 | 72,00 | | |

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|--|-------------|--------|-------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | | HT | TTC | | |
| Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max) | | | | | | |  1404 1405 |
| ARJ1404 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 503,32 | 531,00 | | |
| ARJ1405 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 503,32 | 531,00 | | |
| Rampes en accessoires | | | | | | | |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | | 402,84 | 425,00 | |  1654128 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | | 805,69 | 850,00 | |  1654129 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 | |  1654130 |

| Options d'inclinaison | Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise | | Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm) ARJ0016 | | Low Rider à 420 mm | Low Rider à 403 mm |
|--|--------------------------------------|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| | 450 mm ARJ0354 | 475 mm ARJ0364 | 420 mm ARJ0073 | 403 mm ARJ0074 | | |
| ARJ2057 : Sans proclive ni déclive | 450 | 475 | 420 | 403 | | |
| ARJ2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°) | 500 | 525 | 470 | 453 | | |

Valable avec une profondeur de 450 mm

| Invacare® TDX® SP2 AA2 | | Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm) | |
|------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Type d'inclinaison | Type d'assise | Assise Modulable rigide | Assise Modulable souple |
| | | Electrique de 0° à 20° | |
| Electrique de 0° à 30° | | 475 | 505 |
| Lift + Electrique de 0 à 30° | | 475 / 403 ou 420 avec le Low Rider | 505 / 433 ou 450 avec le Low Rider |