

TDX® SP2 Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES AU CHOIX ENTRE :

Manipulateur REM 400
Équipement route
Repose-jambes électrique
Lift + bascule d'assise 45°

NOUVEAU

Accoudoirs **relevables** de série
Couleurs et jantes **AVIVA**
Pantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

NOUVEAU

Prix Public TTC

2 x LPPR

7 876,02 €

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING

LINX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 650 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 400 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 180kg et 160kg avec lift
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard	☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ARJ0016	☐	Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite - Code LPPR 9125996		7 465,42	7 876,02	3 938,01
				+ 7,42 € HT d'éco-participation		
ARJ0073	☐	Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - <u>Accoudoirs non réglables en largeur</u> - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	11 198,13	11 814,03	3 938,01
				+ 7,42 € HT d'éco-participation		
ARJ0074	☐	Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise et lift inclus (1094 ou 2053) - <u>Accoudoirs non réglables en largeur</u> - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	11 198,13	11 814,03	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMi :						
ARJ0100	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ARJ0531	NC 1198, 0564, 0526, 0503, 0533, 0501	☐	☐	
ARJ0135	☐	Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - RJ2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	☐	☐	
ARJ0140	☐	Equipelement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning	NC : 2201, 2203	☐	☐	
ARJ0145	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432 /1427+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	☐	☐	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
ARJ2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	
ARJ2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		☐	☐	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330 mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142/2147/2144			
ARJ2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 0073, 0074, 2138+2142/2147/2144	☐	☐	
ARJ2122	☐	430 mm	NC : 2138, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARJ2123	☐	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	☐	☐	
ARJ2124	☐	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	☐	☐	
Choix du rail pour le réglage de la pronfondeur d'assise						
ARJ2129	☐	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC :2138	◆	◆	
ARJ2130	☐	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	☐	☐	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARJ2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	☐	☐	
ARJ2134	☐	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARJ2136	☐	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	☐	☐	
ARJ2138	☐	560 mm (uniquement avec largeur 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	384,83	406,00	

NOUVEAU
2 x LPPR

NOUVEAU
3 x LPPR

NOUVEAU
3 x LPPR

NOUVEAU

2111

2112

NOUVEAU
2 x LPPR



NOUVEAU
3 x LPPR



NOUVEAU
3 x LPPR

NOUVEAU



2111



2112

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Coussin d'assise						
ARJ2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARJ2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARJ2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARJ2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ARJ2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
ARJ2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARJ2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ARJ2108	☐	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARJ2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 2052, 2053 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARJ2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARJ2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ARJ2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARJ2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARJ2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARJ2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARJ2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARJ2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ARJ2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARJ2155	☐	Mesh noir		100,47	106,00	
Accoudoirs						
ARJ2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ARJ2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		71,09	75,00	
ARJ2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ARJ2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARJ2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		◆	◆	
ARJ2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARJ2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ARJ2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARJ2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARJ2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	133,65	141,00	


2143


2147


2144


2171


2173


2191


2198

Nouveau de série

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Gouttières hémiplegiques					
	☐	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis	
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis	
Cale-cuisses					
ARJ2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00
ARJ2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00
ARJ2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00
ARJ2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00
ARJ2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00
ARJ2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné					
ARJ2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆
ARJ2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○
Appuis-têtes et autres accessoires					
ARJ1350	☐	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	◆	◆
ARJ1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	○	○
ARJ1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	361,14	381,00
ARJ2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00
ARJ2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00
ARJ2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00
ARJ1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00
ARJ1445	☐	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE					
Inclinaison d'assise					
ARJ1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054	○	○
ARJ1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054	○	○
ARJ1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130 kg si 1450 ou 1494)	NC : 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496 + 1450/1494)	○	○
ARJ2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC : 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494),2161, 2163, 2171	◆	◆
ARJ1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max.160 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924 + 1350/1432/1427 + 1450/1494)	1 667,30	1 759,00
ARJ2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494), 2161 ,2163 ,2171 ,0012	1 667,30	1 759,00
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°					
ARJ0354	☐	450 mm		◆	◆
ARJ0364	☐	475 mm		○	○
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)					
ARJ2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00
Inclinaison de dossier					
ARJ0977	☐	Electrique de 0° à 30°		◆	◆



NOUVEAU

Prix en baisse

NOUVEAU



Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ASSISE MAX - POIDS MAX UTILISATEUR : 180 KG						
ARJ1145	☐	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2220, 2206, 2205, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00	
Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)						
ARJ0378	☐	550 mm		◆	◆	
ARJ0380	☐	610 mm		○	○	
Profondeur d'assise						
ARJ0396	☐	560 mm		○	○	
ARJ0397	☐	595 mm		◆	◆	
ARJ0398	☐	630 mm		○	○	
Accoudoirs						
ARJ0635	☐	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		○	○	
Manchettes						
ARJ0647	☐	Manchettes courtes, 325 mm		○	○	
ARJ0649	☐	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆	
Accessoires d'assise						
ARJ1432	☐	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		◆	◆	
ARJ1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		361,14	381,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX						
Inclinaison d'assise						
ARJ1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)		○	○	
ARJ1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)		◆	◆	
Hauteur sol-plaque d'assise						
ARJ1024	☐	470 mm		◆	◆	
ARJ1046	☐	495 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
ARJ0947	☐	Electrique de 0° à 20°		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
ARJ0556	☐	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)		○	○	
ARJ0589	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		1 536,49	1 621,00	
Palettes						
ARJ2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARJ0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARJ0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
ARJ0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00	
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire						
ARJ0533	☐	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		◆	◆	
ARJ0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
Palettes réglables (la paire)						
ARJ0504	☐	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ARJ0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00	



Prix en baisse



0531



Prix en baisse



0531

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARJ2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARJ2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARJ2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	
ARJ2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	
Option REM400						
ARJ2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARJ1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARJ1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARJ1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARJ1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARJ1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARJ1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	685,31	723,00	
ARJ2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 1228	33,85	35,71	35,71
ARJ2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286	33,85	35,71	35,71
ARW2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :	Sur devis			
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ARJ2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARJ2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARW2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :	Sur devis			
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARJ2220	☐	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ARJ2219	☐	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2108, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARJ2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARJ1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM50 et Compact		◆	◆	
ARJ1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM50 et Compact		○	○	
ARJ1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		◆	◆	
ARJ1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		○	○	





REM216



REM400
Bluetooth



REM500
Bluetooth



2270

NOUVEAU



2209, 2210



2209
2210



REM050



2219



2245

Prix en baisse

LINX®



REM216



REM400

Bluetooth®



REM500

Bluetooth®



2270

NOUVEAU



2209, 2210

2209
2210

REM050



2219



2245

Prix en baisse

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARJ2231	☐	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00	 2231 2232
ARJ2232	☐	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ARJ2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARJ2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARJ2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARJ2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARJ2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2230
ARJ2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2247
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARJ2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	 2257
ARJ2275	☐	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à droite		○	○	
ARJ2276	☐	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à gauche		○	○	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARJ2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	 2233
ARJ2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARJ2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARJ2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ARJ2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARJ2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	 2240
ARJ2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARJ2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARJ2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		787,68	831,00	
ARJ2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARJ2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ARJ2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARJ2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARJ2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○	
ARJ2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○	
ARJ2225	☐	Sans montage		○	○	
ARJ2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	



2231
2232



2230



2247



2257






2233



2240



2251

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX							
Accessoires LiNX							
ARJ2253	☐	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	472,99	499,00	 2253	
ARJ2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	○	○		
ARJ2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
Autres accessoires et contacteurs							
ARJ2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○		
ARW2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)							
ARJ1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARJ1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARJ1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00		
ARJ1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00		
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)							
ARJ2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	 2258	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)							
ARJ1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	 2640 2641 2642 2643 2644	
ARJ1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARJ1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00		
ARJ1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00		
ARJ1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00		
ARJ1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00		
Commande d'arrêt à distance							
ARJ2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : Bodypoint	831,28	877,00	 2650 2651 2652 2653 2654	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
ARJ2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50		
ARJ2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50		
ARJ2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 60 mm		100,00	105,50		
ARJ2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50		
COLORIS DE CHÂSSIS							
Coloris des carénages							
ARJ2640	☐	Noir Obsidien	 NOUVEAU	○	○	 2650 2651 2652 2653 2654	
ARJ2641	☐	Rouge Rubis		○	○		
ARJ2642	☐	Violet Pourpre		○	○		
ARJ2643	☐	Bleu Jacinthe		○	○		
ARJ2644	☐	Bleu Artic		○	○		
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)							
ARJ2650	☐	Noir Obsidien	 NOUVEAU	○	○		
ARJ2651	☐	Rouge Rubis		○	○		
ARJ2652	☐	Violet Pourpre		○	○		
ARJ2653	☐	Bleu Jacinthe		○	○		
ARJ2654	☐	Bleu Artic		○	○		
PERFORMANCES							
Fourches							
ARJ2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00		
ARJ2632	☐	Fourches double bras		◆	◆		
Roues Centrales motrices							
ARJ0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
ARJ0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		71,09	75,00		
ARJ0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○		
Moteurs							
ARJ1282	☐	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆		
ARJ1283	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○		
ARJ1223	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○		
Batteries							
ARJ1260	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆		
Chargeur							
ARJ1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
ARH1314	☐	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○		

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ARJ1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Eclairage							
ARJ1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00	 	
ARJ2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00		
ARJ1254	☐	Sans éclairage		◆	◆		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ARJ1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Accroche-taxi							
ARJ1494	☐	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		◆	◆	 1329	
Ceintures de maintien							
ARJ1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆		
ARJ2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		57,82	61,00		
ARJ1332	☐	Harnais de maintien en H		311,85	329,00		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
ARJ2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	 2701, 2702  2703, 2704  2705, 2706	
ARJ2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00		
ARJ2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00		
ARJ2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00		
ARJ2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00		
ARJ2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00		
Rétroviseur							
ARJ1415	☐	Droit		70,14	74,00		
ARJ1339	☐	Gauche		70,14	74,00		
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							
ARJ2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	 2128	
Porte-canne							
ARJ1312	☐	Côté droit		68,25	72,00		
ARJ1363	☐	Côté gauche		68,25	72,00		

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARJ1404	☐	Côté droit		503,32	531,00	
ARJ1405	☐	Côté gauche		503,32	531,00	
Rampes en accessoires						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



1404
1405



1654128



1654129



1654130



1404
1405



1654128



1654129



1654130

Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Low Rider à 420 mm	Low Rider à 403 mm
	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm) ARJ0016			
	450 mm ARJ0354	475 mm ARJ0364	420 mm ARJ0073	403 mm ARJ0074
ARJ2057 : Sans proclive ni déclive	450	475	420	403
ARJ2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	500	525	470	453
Valable avec une profondeur de 450 mm				

Invacare® TDX® SP2 AA2		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
Type d'inclinaison	Type d'assise	Assise Modulable rigide	Assise Modulable souple
Electrique de 0° à 20°		450/475	480 / 505
Electrique de 0° à 30°		475	505
Lift + Electrique de 0 à 30°		475 / 403 ou 420 avec le Low Rider	505 / 433 ou 450 avec le Low Rider