



Yes, you can.®

TDX® SP2

Ultra low Maxx AA2



NOUVEAU DE SERIE !

Lift 30 cm + Bascule d'assise 45°

Repose-jambes électrique
central **LNX**Manipulateur **REM400**

Equipement route

NOUVEAU

Pantographe **Maxx Resolve**
escamable int/extJantes et coloris AVIVA
Prix d'options en baisse

NOUVEAU

Prix Public TTC

3 x LPPR

11 814,03€


UNIQUE
Designed by you. Built by us.


Informations client	Caractéristiques produit
Date :	CE
Référence d'achat :	Largeur hors tout 650 mm
Code client :	Hauteur d'assise 420 mm
Cachet du distributeur :	Moteurs 340W 4 pôles
	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)
	Electronique LINX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases
 ☒ Configuration standard
 ☐ Options sans supplément de prix

Invacare®

TDX®

SP2 AA2 Ultra Low Maxx

Euros

Prix Public

LPPR*

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ARO0080	☐ Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx - Code LPPR 9125996		11 198,13	11 814,03	3 938,01
+ 7,42 € HT d'éco-participation					
ARO0069	☐ Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx Version Low Rider - incluant batteries 73,5Ah - Hauteur d'assise réduite à 420 mm - Lift inclus - Code LPPR 9125996	NC : 0592, 2052, 0337, 0331, 0339, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2114, 2115,	13 263,55	13 993,04	3 938,01
+ 7,42 € HT d'éco-participation					
Module de puissance : 90 A - Moteurs : 340W, 4 pôles - Autonomie : +/- 26 km (50Ah)					

*	Mesure personnalisée :	Mesuré de ... à ...
A	Hauteur d'assise	De l'assise au sol
B	Largeur d'assise	Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite
C	Profondeur d'assise	De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier
D	Dossier	De la plaque d'assise au haut du dossier
E	Hauteur accoudoir gauche	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir
F	Hauteur accoudoir droite	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir
G	Hauteur repose-jambes central	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes
H	Repose-jambe latéral Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe
K	Repose-jambe latéral Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe
H	Repose-jambe Pivot Plus Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe
K	Repose-jambe Pivot Plus Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe

* : Ces mesures sont à compléter ci-dessous dans la fiche de mesure.

ASSISE ULTRA LOW MAXX

Type d'assise			
ARO2020 ☐ Assise <i>Ultra Low Maxx</i>		☐	☐

INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Inclinaison d'assise			
ARO2052 ☐ Electrique à compensation <i>Ultra Low Maxx CG Tilt</i> de 0° à 50°		☐	☐
ARO2053 ☐ Electrique à compensation <i>Ultra Low Maxx CG Tilt</i> de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC : 2263, 2264	☒	☒

A - Hauteur sol-plaque d'assise

ARO0337 ☐ 440 mm	☒	☒
ARO0331 ☐ 460 mm	☐	☐
ARO0339 ☐ 490 mm	☐	☐

Options d'inclinaison d'assise

ARO2057 ☐ Sans proclive ni déclive	☒	☒
ARO2054 ☐ Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +45° ou +40° avec lift)	488,15	515,00
ARO2055 ☐ Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +40° ou +35° avec lift)	530,81	560,00
ARO2056 ☐ Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +55° ou +50° avec lift)	488,15	515,00

NOUVEAU

3 x LPPR

Prix en baisse

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
 Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
 © 2025 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
 2/12

Tarif Juillet 2025

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Inclinaison de dossier						
ARO2060	☐	Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°		◆	◆	
Options d'inclinaison de dossier						
ARO2063	☐	Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)		○	○	
ARO2066	☐	Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)		530,81	560,00	
ASSISE ULTRA LOW MAXX						
Largeur d'assise : amplitude de réglage						
ARO2021	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆	
ARX2003	☐	480 à 555 mm - pas de 25 mm		○	○	
ARX2022	☐	505 à 610 mm - pas de 25 mm	NC : 2174, 2175	○	○	
Profondeur d'assise réglable en continu						
ARO2008	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆	
ARO2024	☐	480 à 580 mm - pas de 25 mm		○	○	
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARO2025	☐	405 mm	NC : 2022, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARO2026	☐	430 mm	NC : 2022, 2041, 2142, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARO2027	☐	455 mm	NC : 2022, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARO2028	☐	480 mm	NC : 2022, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARO2029	☐	505 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ARO2030	☐	530 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARO2031	☐	555 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARO2032	☐	580 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○	
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARO2035	☐	405 mm	NC : 2024, ceinture Bodypoint	○	○	
ARO2036	☐	430 mm	NC : 2024	○	○	
ARO2037	☐	455 mm	NC : 2024	○	○	
ARO2038	☐	480 mm		○	○	
ARO2039	☐	505 mm	NC : 2023	○	○	
ARO2040	☐	530 mm	NC : 2023	○	○	
ARO2041	☐	555 mm	NC : 2023, 2145	○	○	
ARO2042	☐	580 mm	NC : 2023, 2145, 2146	○	○	
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, , 2702, 2704, 2706	○	○	
Coussin d'assise						
ARO2145	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg)	NC : 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033	◆	◆	
ARO2146	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg)	NC : 2042	○	○	
ARO2147	☐	Coussin d'assise Matrix Libra (hauteur 90mm, poids max 136 kg), HD jusqu'à 227 kg	NC : 2032, 2033, 2034	293,84	310,00	
ARO2144	☐	Coussin d'assise Matrix Vi (Housse micro aérée)		293,84	310,00	



21472144



2147

2144

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
ARO2050	☐	High Back , hauteur 405 mm		◆	◆	
ARO2051	☐	High Back , hauteur 455 mm		○	○	
ARO2320	☐	High Back , hauteur 505 mm		○	○	
ARO2550	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 355 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2551	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2552	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2553	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2554	☐	Matrx Elite Max , hauteur 405 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	798,10	842,00	
ARO2555	☐	Matrx Elite Max , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	798,10	842,00	
ARO2556	☐	Matrx Elite TR , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARO2557	☐	Matrx Elite TR , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARO2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARO2563	☐	Matrx Elite TR Max , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	798,10	842,00	
ARO2558	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARO2559	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARO2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARO2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARO2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARO2560	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARO2561	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARO2562	☐	Matrx Elite Deep Max , hauteur 505 mm		798,10	842,00	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)						
ARO2506	☐	505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2501	☐	535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2070	☐	555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2071	☐	585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2072	☐	610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARO2073	☐	635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARO2074	☐	660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
ARO2502	☐	685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
Accoudoirs						
ARO2095	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
ARO2096	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
ARO2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		○	○	
Accessoires pour accoudoirs						
ARO2308	☐	Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 25 mm par côté		159,24	168,00	
ARO2309	☐	Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 12.5 mm par côté		159,24	168,00	

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Manchette gauche						
ARO2012	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARO2013	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARO2014	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	163,98	173,00	
Manchette droite						
ARO2016	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARO2017	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARO2018	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	163,98	173,00	
Accessoires pour gouttière						
ARO2080	☐	Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		159,24	168,00	
ARO2083	☐	Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		159,24	168,00	
ARO2081	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock gauche		159,24	168,00	
ARO2084	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock droite		159,24	168,00	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)						
ARO2082	☐	Support multiréglable gauche		309,95	327,00	
ARO2085	☐	Support multiréglable droite		309,95	327,00	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)						
ARO2347	☐	Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARO2348	☐	Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARO2349	☐	Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARO2350	☐	Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude gauche						
ARO2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARO2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)						
ARO2351	☐	Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARO2352	☐	Cale-coude droit S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARO2353	☐	Cale-coude droit M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARO2354	☐	Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude droit						
ARO2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARO2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)						
ARO2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARO2114	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARO2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARO2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARO2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARO2115	☐	Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARO2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARO2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ARO2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARO2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-tête						
ARO2092	☐	Appui-tête Onyx type auto		◆	◆	
ARO2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		○	○	
ARO2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		○	○	
ARO1495	☐	Appui-tête inclus avec la commande spéciale	NC : 2229	○	○	
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)						
ARO2343	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARO2345	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 135 x 90 mm		290,05	306,00	
ARO2043	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 145 x 95 mm		290,05	306,00	
ARO2045	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 165 x 110 mm		290,05	306,00	
ARO2344	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARO2346	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 135 x 90 mm		290,05	306,00	
ARO2044	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 145 x 95 mm		290,05	306,00	
ARO2046	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 165 x 110 mm		290,05	306,00	
ARO2049	☐	Supports cale-troncs rallongés 25 mm, la paire		107,11	113,00	
REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets						
ARO0586	☐	Manuel (réglable de 310 à 410 mm)	NC : 0517, 2034, 2035, 2366	○	○	
ARO0589	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7° (longueur réglable de 340 à 410 mm)	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	◆	◆	
ARX0592	☐	Electrique LNX avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G	NC : 2263, 2264	1 848,34	1 950,00	
Palettes (nc : 0592)						
ARO2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARO0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARO0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
ARO2366	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)		143,13	151,00	
ARO0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00	
G - Réglage du repose-jambes central (options 0586 & 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 375 mm				◆	◆	
☐ 310 mm ☐ 325 mm ☐ 335 mm ☐ 345 mm				○	○	
☐ 355 mm ☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm				○	○	
G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 380 mm ☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm				○	○	



Prix en baisse

Nouveau
De série

Prix en baisse

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche						
ARO0537	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, gauche		○	○	
ARO0538	☐	Repose-jambe ergonomique manuel de 0° à 80°, gauche		○	○	
ARO0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite						
ARO0547	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, droite		○	○	
ARO0548	☐	Repose-jambe ergonomique manuel de 0° à 80°, droite		○	○	
ARO0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○	
Palette réglable, gauche						
ARO0509	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0511	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
Palette réglable, droite						
ARO0506	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0508	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
H - Réglage du repose-jambe latéral gauche (options 0537, 0538 & 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
K - Réglage du repose-jambe latéral droite (options 0547, 0548 & 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARO2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARO2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARO2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆	
ARO2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270	473,93	600,00	
Option REM400						
ARO2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	

Prix en baisse

Prix en baisse

Prix en baisse

Prix en baisse

Prix en baisse



 REM211

 RFM216

 REM400
Bluetooth®

 REM500
Bluetooth®

 2270

Prix en baisse

Prix en baisse

Prix en baisse

Prix en baisse

LINX



REM211



RFM216



REM400
Bluetooth®



REM500
Bluetooth®



2270

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)						
ARO2107	☐	Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARO2108	☐	Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARO1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARO1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405=	○	○	
ARO1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARO1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2075	☐	Support Quad Link, escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 1415	191,47	246,00	
ARO2076	☐	Support Quad Link, escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 1339	191,47	246,00	
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	831,00	
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	563,98	831,00	
ARO2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2245	131,75	35,71	35,71
ARO2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2245	131,75	35,71	35,71
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARO2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ARO2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	831,00	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	563,98	831,00	
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX						
ARO2219	☐	Double commande tierce-personne LiNX Compact - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	900,47	714,00	714,26
ARO2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228, 2069	1 354,05	1 428,52	714,26
ARO1207	☐	Fixation à droite - uniquement Compact	NC : 2245	◆	◆	
ARO1208	☐	Fixation à gauche - uniquement Compact	NC : 2245	○	○	
ARO1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2219	○	○	
ARO1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2219	○	○	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joystick Compact LiNX						
ARO2231	☐	Joystick LiNX Compact Proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	1 447,00	
ARO2232	☐	Joystick LiNX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 592,00	
ARO2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARO2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	831,00	
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	563,98	831,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARO2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	4 445,50	5 959,00	
ARO2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	4 445,50	5 959,00	

NOUVEAU



2209, 2210



2209
2210

Prix en baisse



2219



2245



2231
2232



2230



2247

NOUVEAU



2209, 2210



2209
2210

Prix en baisse



2219



2245



2231
2232

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARO2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	
ARO2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARO2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARO2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i>	NC : 2240	2 649,29	5 959,00	 2233
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	831,00	
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	831,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARO2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		2 132,70	3 500,00	 2240
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		563,98	831,00	
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	831,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
ARO2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée		2 383,89	3 570,00	 2243
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		563,98	831,00	
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	831,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
ARO2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP		5 298,58	7 102,00	
Commande au souffle						
ARO2256	☐	Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP		5 298,58	7 102,00	2255 / 2256
Interface LINX						
ARO2271	☐	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)		398,10	535,00	



2233




2240



2243



2255 / 2256

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
ARO2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack		417,06	560,00	 2251
ARO2217	☐	Fixation utilisateur à droite		○	○	
ARO2218	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○	
ARO2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier		○	○	
ARO2225	☐	Sans montage		○	○	
Claviers & Interrupteurs						
ARO2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite - 4 directions		322,27	433,00	 2263
ARO2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier		322,27	433,00	
ARO2207	☐	Fixation utilisateur à droite		○	○	
ARO2208	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○	
ARO2225	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Port de charge USB						
ARO2253	☐	Prises de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	184,83	499,00	 2253
ARO2207	☐	Fixation à droite		○	○	
ARO2208	☐	Fixation à gauche		○	○	
Commande d'arrêt à distance						
ARO2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		654,03	877,00	 2258
Module de sortie						
ARO2272	☐	Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)		591,47	624,00	 2272
Autres accessoires LiNX : montage des contacteurs						
ARO2300	☐	Livré avec le fauteuil, sans montage		○	○	
ARX2301	☐	Livré avec le fauteuil, avec montage (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)						
ARO1685	☐	Contacteur Rouge		102,37	158,00	
ARO1686	☐	Contacteur Jaune		102,37	158,00	
ARO1687	☐	Contacteur Vert		102,37	158,00	
ARO1690	☐	Contacteur Bleu		102,37	158,00	
Contacteurs Egg						
ARO2254	☐	Contacteur Egg, noir		81,52	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre : 30 mm)						
ARO1711	☐	Mini contacteur Rouge		102,37	158,00	
ARO1712	☐	Mini contacteur Jaune		102,37	158,00	
ARO1713	☐	Mini contacteur Vert		102,37	158,00	
ARO1714	☐	Mini contacteur Orange		102,37	158,00	
ARO1715	☐	Mini contacteur Bleu		102,37	158,00	
ARO1716	☐	Mini contacteur Noir		102,37	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARO2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		100,00	105,50	 2721
ARO2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		100,00	105,50	2722
ARO2723	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2723
ARO2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724
COLORIS DU FAUTEUIL						
Coloris des carénages						
ARO2040	☐	Noir Obsidien		○	○	 2040 2041 2042
ARO2041	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARO2042	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARO2043	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARO2044	☐	Bleu Artic		○	○	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARO2650	☐	Noir Obsidien		○	○	 2650 2651 2652
ARO2651	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARO2652	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARO2653	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARO2654	☐	Bleu Artic		○	○	

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARO2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARO2632	☐	Fourches doubles		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARO0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARO0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		○	○	
ARO0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
Moteurs						
ARO1282	☐	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARO1283	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○	
ARO1223	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries						
ARO1260	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARO1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARO1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ARO1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning NC: 2203		◆	◆	NOUVEAU de série
ARO2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning NC: 2203		170,62	180,00	
ARO1254	☐	Sans éclairage		○	○	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARO1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en selectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	 
Accroche-taxi						
ARO1494	☐	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆	
ARO1401	☐	Accroche-taxi 6 points conforme à la norme ISA 7176-19:2001 pour le transport des personnes - uniquement si Lift		○	○	

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceinture de maintien						
ARO2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARO2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ARO2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARO2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ARO2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARO2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ARO2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
ARX1415	☐	Droit		70,14	74,00	
ARX1339	☐	Gauche		70,14	74,00	
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible						
ARO1404	☐	Tablette escamotable côté droit		503,32	531,00	
ARO1405	☐	Tablette escamotable côté gauche		503,32	531,00	
Rampes en accessoires						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	
Options				Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)		
				440 mm ARPO337	460 mm ARPO331	480 mm ARP0339
ARO2057 : Sans proclive ni déclive				440	460	480
ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)				490	510	530
ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)				540	560	580
ARO2056 : 5° Déclive				490	510	530
Valable avec une profondeur de 450 mm						



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1654128



1654129



1654130



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1654128



1654129



1654130