

TDX® SP2 Modulite FREP classe B



Configuration disponible

Appui-tête / Dossier électrique 30° /
Bascule d'assise électrique 50° / Repose-
jambes manuelles / Equipement route 30
Lux / Batterie 75 Ah / REM400 /
programmable à 12 km/h...

NOUVEAU - option Low Rider - **SANS
SUPPLÉMENT DE PRIX !**

Adjonctions disponibles

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)

Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

Ccommande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)

Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

Bariatrique (TDX SP2 MAX)
(LPPR/PLV 700,00€)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

11 680,50 €

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BPP Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING

LiNX

mo-vis
moving forward together

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 650 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 400 mm (Low-Rider)
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)
	Module de puissance 120 A
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 180 kg et 160 kg avec lift
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix			
Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros					
				Prix Public		LPPR/PLV			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
ARQ0000	☐	Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B - Code LPPR 9541105		11 071,56	11 680,50	11 680,50			
				+ 9,42 € HT d'éco-participation					
PACK POSITIONNEMENT PAP - NC AVEC ASSISE MAX									
ARQ0155	☐	Pack PAP 2: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Cale-cuisse (la paire)	NC : 0160, 1484, 2142, 2143, 2148, 2144, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	568,72	600,00	600,00 (5)			
ARQ0160	☐	Pack PAP 3: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Dossier Matrx MAC ou MAC Hug	NC : 1484, 2142, 2143, 2148, 2144, 1106, 2171, 2179, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2324, 2325, 2327, 1445, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)			
ASSISE MODULITE MODULABLE									
Type d'assise									
ARQ2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté)		◆	◆			 2111	
		Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU							
ARQ2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm		○	○			 2112	
		Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU							
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €									
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €									

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
	☐	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142, 2147, 2144	○	○	
ARQ2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARQ2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARQ2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ARQ2124	☐	530 mm	NC : 2143, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2702, 2704, 2706	○	○	
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise						
ARQ2129	☐	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARQ2130	☐	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARQ2132	☐	410 mm	NC : 2198, 2196, 2197, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARQ2134	☐	460 mm		◆	◆	
ARQ2136	☐	510 mm	NC : 2143	○	○	
ARQ2138	☐	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ARQ2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 180 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	◆	◆	
ARQ2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	76,78	81,00	81,00
ARQ2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	331,75	350,00	600,00 (5)
ARQ2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983	331,75	350,00	600,00 (5)
 Coussins Vicair - voir fiches de mesures					600,00 (5)	
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARQ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARQ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARQ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARQ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARQ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARQ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARQ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARQ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi						
ARQ1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne Matrx Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Cannes de dossier						
ARQ2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆	
ARQ2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173, 2052, 2053	○	○	



2143



2147 2144

(5) code LPPR : 9977848 - VPH. adjonction. PAP. forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600.00€



(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Poignées à pousser						
ARQ2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ARQ2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 2227, 2228, 2219, 2220, 2245, 2227, 2228, 1332	○	○	
Type de dossier						
ARQ2171	☐	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445, 2052, 2053, 2230, 2247	◆	◆	
ARQ2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2193, 2192, 2194, 2230, 2247, 2128	180,09	190,00	600,00 (4)
ARQ2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2128	○	○	
ARQ2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARQ2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARQ2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARQ2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARQ2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARQ2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	Sur devis (9)
ARQ2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	
Hauteur du dossier Matrx MAC						
ARQ2380	☐	405 mm (16")		○	○	
ARQ2381	☐	455 mm (18")		◆	◆	
ARQ2382	☐	505 mm (20")		○	○	
ARQ2383	☐	560 mm (22")		○	○	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC						
ARQ2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARQ2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARQ2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	



2171



2173

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



2171



2173

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
ARQ2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARQ2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARQ2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
ARQ2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm		○	○	
ARQ2394	☐	Standard = Largeur d'assise		◆	◆	
ARQ2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm		○	○	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARQ2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ARQ2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARQ2155	☐	Mesh noir		○	○	
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Accoudoirs						
ARQ2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire	NC : 0647, 0649	◆	◆	
ARQ2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 0647, 0649, 2195, 2196, 2197, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○	
ARQ2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire	NC : 0647, 0649	○	○	
ARQ2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 0647, 0649, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○	
ARQ2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 0647, 0649, 1445	○	○	
ARQ2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 0647, 0649, 1445	○	○	
ARQ2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 0647, 0649, 1445	○	○	
Manchettes						
ARQ2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARQ2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		○	○	
ARQ2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	○	○	
Gouttières hémiplégiques						
Fab spé	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
Fab spé	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis	Sur devis	600,00 (4)
Tendeur de dossier						
JBF1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)		○	○	
Cale-cuisses						
ARQ2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARQ2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARQ2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARQ2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARQ2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARQ2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)



2191



2198



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



Gouttière hémipoplégique




Gouttière concave hémipoplégique

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARQ2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARQ2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes						
ARQ1350	☐	Appui-nuque, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	○	○	
ARQ1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	○	○	
ARQ1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	○	○	
ARQ2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	○	○	
ARQ2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	○	○	
ARQ2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	○	○	
ARQ1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
ARQ1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)		236,97	250,00	600,00 (4)
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARQ1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 0350, 0352, 0354, 0364, 2054	◆	◆	
ARQ1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 0350, 0352, 2054	○	○	
ARQ1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 0350, 0352, 2054	○	○	
ARQ1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg)	NC : 0350, 0352, 0354, 0364, 1024, 1046	○	○	
ARQ1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max. 160 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 0354, 1024, 1046	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
ARQ2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 0350, 0352, 0354, 0364, 1024, 1046	○	○	
ARQ2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max. 136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 0354, 1024, 1046	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
Hauteur sol-plaque d'assise Low-Rider - Option Lift OBLIGATOIRE						
ARQ0350	☐	Low-Rider 403 mm (adjonction Lift obligatoire et batteries de 60 Ah)	NC : 1260	○	○	
ARQ0352	☐	Low-Rider 420 mm (adjonction Lift obligatoire et batteries de 73,5 Ah)	NC : 1259	○	○	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARQ0354	☐	450 mm	NC : 1259	◆	◆	
ARQ0364	☐	475 mm	NC : 1259	○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 sélectionné)						
ARQ2054	☐	Proclive d'assise de 5° (-5° à +25°)		○	○	
Inclinaison de dossier						
ARQ0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
ASSISE MAX							
ARQ1145	☐	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2128, Bodypoint	663,51	700,00	700,00 (8)	
Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)							
ARQ0378	☐	550 mm		◆	◆		
ARQ0380	☐	610 mm		○	○		
Profondeur d'assise							
ARQ0396	☐	560 mm		○	○		
ARQ0397	☐	595 mm		◆	◆		
ARQ0398	☐	630 mm		○	○		
Accoudoirs							
ARQ0635	☐	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm	NC : 2195, 2196, 2197	◆	◆		
Manchettes							
ARQ0647	☐	Manchettes courtes, 325 mm		○	○		
ARQ0649	☐	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆		
Accessoires d'assise							
ARQ1432	☐	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	○	○		
ARQ1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	○	○		
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX							
Inclinaison d'assise							
ARQ1091	☐	Manuelle de 0° à 8,5°	NC : 0350, 0352, 0354, 0364, 2054	○	○		
ARQ1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)	NC : 0350, 0352, 2054	○	○		
Hauteur sol-plaque d'assise							
ARQ1024	☐	470 mm	NC : 1259	◆	◆		
ARQ1046	☐	495 mm	NC : 1259	○	○		
Inclinaison de dossier							
ARQ0947	☐	Electrique de 0° à 20°		◆	◆		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet							
ARQ0556	☐	Manuel - UL 280 à 385 mm (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517	○	○		
ARQ0589	☐	Électrique LNX , avec compensation, positionné à 90° - UL 340 à 410 mm réglable à +7°/-7°		1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)	
Palettes							
ARQ2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
ARQ0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
ARQ0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○		
ARQ0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○		
Repose-jambes et repose-pieds latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire							
ARQ0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur (UL 330 à 460 mm)	NC : 0504	◆	◆		
ARQ0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65° escamotables (UL 290 à 470 mm)		○	○		
ARQ0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4 (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512	○	○		
ARQ0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)	

0526

0503

0531

(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€

(8) code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€

(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€

(8) code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Palettes réglables (la paire)						
ARQ0512	☐	Fixes		◆	◆	
ARQ0504	☐	Réglables en inclinaison		○	○	
ARQ0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARQ2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2837	◆	◆	
ARQ2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	○	○	
ARQ2205	☐	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)	NC : 2220	○	○	
ARQ2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2220, 2270	○	○	
Option REM400						
ARQ2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○	
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
ARQ1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241	○	○	
ARQ1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242	○	○	
ARQ1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241	◆	◆	
ARQ1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242	○	○	
ARQ1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241, 1415	○	○	
ARQ1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242, 1339	○	○	
ARQ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241, 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARQ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242, 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARQ2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2128	○	○	
ARQ2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2128	○	○	
ARW2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						





REM211



REM216



Bluetooth®
REM400



REM500
Bluetooth®



2270



1709, 1710

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARQ2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241, 2217, 1415, 1404	◆	◆	
ARQ2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242, 2218, 1339, 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
ARQ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241, 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARQ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242, 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARW2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARQ2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARQ2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARQ2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARQ1207	☐	Fixation à droite - pour REM050 et Compact	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241	○	○	
ARQ1208	☐	Fixation à gauche - pour REM050 et Compact	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242	○	○	
ARQ1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2227	○	○	
ARQ1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2228	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARQ2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de délexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARQ2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARQ2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404, 2217	◆	◆	
ARQ2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405, 2218	○	○	
ARQ2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241, 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARQ2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242, 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARQ2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARQ2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2257, 2233, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)



2209
2210




REM050



2219
2245



2231
2232



2230



2257

(6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARQ2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)
ARQ2275	☐	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
ARQ2276	☐	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARQ2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i>	NC : 2128, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARQ2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	NC : 2217, 1415, 1404	○	○	
ARQ2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	NC : 2218, 1339, 1405	○	○	
ARQ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241, 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
ARQ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242, 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
ARQ2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARQ2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARQ2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 317,54	3 500,00	Sur devis (9)
ARQ2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	NC : 2217, 1415, 1404	○	○	
ARQ2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	NC : 2218, 1339, 1405	○	○	
ARQ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2213, 2235, 2241, 2217, 1415, 1404, 1405	○	○	
ARQ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2214, 2236, 2242, 2218, 1339, 1404, 1405	○	○	
ARQ2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARQ2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARQ2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	Sur devis (9)
ARQ2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 1404	○	○	
ARQ2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 1405	○	○	
ARQ2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2219, 2220, 2128	○	○	
ARQ2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2219, 2220, 2128	○	○	
ARQ2225	☐	Sans montage		○	○	
ARQ2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	Sur devis (9)
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARQ2253	☐	Prises de charge USB	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARQ2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404, 2217	○	○	
ARQ2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405, 2218	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Autres accessoires et contacteurs						
ARQ2300	☐	A inclure avec le fauteuil		☐	☐	
ARW2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARQ1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ARQ1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARQ1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARQ1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ARQ2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis (9)
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARQ1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ARQ1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARQ1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARQ1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARQ1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARQ1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARQ2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		☐	☐	 2721 2722
ARQ2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		☐	☐	
ARQ2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		☐	☐	
ARQ2724	☐	Embout champignon rainuré (hauteur ajustable) - diamètre 42 mm		☐	☐	
COLORIS DE CHÂSSIS						
Coloris des carénages						
ARQ2640	☐	Noir Obsidien		☐	☐	 2640 2641 2642 2643 2644
ARQ2641	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARQ2642	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARQ2643	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARQ2644	☐	Bleu Artic		☐	☐	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARQ2650	☐	Noir Obsidien		☐	☐	 2650 2651 2652 2653 2654
ARQ2651	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARQ2652	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARQ2653	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARQ2654	☐	Bleu Artic		☐	☐	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARQ2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)
ARQ2632	☐	Fourches double bras		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARQ0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARQ0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		☐	☐	
ARQ0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		☐	☐	
Moteurs						
ARQ1282	☐	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		☐	☐	
ARQ1283	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARQ1223	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		☐	☐	
Batteries						
ARQ1259	☐	Batteries 60 Ah		☐	☐	
ARQ1260	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARQ1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A (IP44)		◆	◆	
ARQ1314	☐	Chargeur OptiCharge 10 A prise UK (IP44)		☐	☐	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARQ1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adionction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ARQ1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)		○	○	
ARQ1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARQ1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy , Citroen Berlingo , Peugeot Partner . Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00	Sur devis (9)
Accroche-taxi						
ARQ1493	☐	4 Fixations avant et arrière		◆	◆	
ARQ1494	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Ceintures de maintien						
ARQ1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARQ2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARQ1332	☐	Harnais de maintien en H		236,97	250,00	600,00 (4)
Ceintures et harnais de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARQ2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARQ2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ARQ2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARQ2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ARQ2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARQ2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
Rétroviseur						
ARQ1415	☐	Droit		○	○	
ARQ1339	☐	Gauche		○	○	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARQ2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		○	○	



1493



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

DAHL
ENGINEERING



1493



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706




2128

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® TDX® SP2 FREP Classe B				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
Porte-canne					
ARQ1312	☐	Côté droit		☐	☐
ARQ1363	☐	Côté gauche		☐	☐
Tablette escamotable					
ARQ1404	☐	Côté droit		125,12	132,00 132,00 (3)
ARQ1405	☐	Côté gauche		125,12	132,00 132,00 (3)



1404
1405

Invacare® TDX® SP2		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
Type d'inclinaison	Type d'assise	Assise Standard AR*2110	Assise modulable rigide AR*2111	Assise modulable souple AR*2112
AR*1091 : Manuelle 0 à 8,5°		450	450	480
AR*1092 / AR*1095 : Electrique de 0 à 20°		NC	450 / 475	480 / 505
AR*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		NC	475	505
AR*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		NC	403 ou 420 avec version Low Rider / 475	433 ou 450 avec version Low Rider / 505

Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Low Rider à 420 mm	Low Rider à 403 mm
	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm) ARH0015			
	450 mm ARH0354	475 mm ARH0364	420 mm ARH0071	403 mm ARH0072
ARH2057 : Sans proclive ni déclive	450	475	420	403
ARH2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	NC	+50 mm	+50 mm	+50 mm
Valable avec une profondeur de 450 mm				

- (2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€
- (3) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction tablette complète - 132,00 €
- (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €
- (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €
- (6) code LPPR : 9982884 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00 €
- (7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 €
- (8) code LPPR : 9942590 - VPH, adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00 €
- (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis