



Yes, you can.®

TDX® SP2 NB Modulite AA1



NOUVEAU

2 OPTIONS OFFERTES :

Manipulateur REM 400

Equipement route

+

Modulite Modulaire de série

Accoudoirs **relevables** de série

Couleurs et jantes **AVIVA**

Pantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

Prix Public TTC

2 x LPPR
6 975,90 €

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BTP Bodypoint

matrx
SCIENCE OF HEATING

LiNX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 610 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 450 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 50 Ah (jusqu'à 26 km d'autonomie)
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				◆ Configuration standard		○ Options sans supplément de prix			
Invacare® <i>TDX® SP2NB AA1</i>				Euros					
				Prix Public		LPPR*			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
ARL0015	☐	Invacare® <i>TDX® SP2NB AA1</i> - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 120A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26km (50Ah)		6 612,23	6 975,90	3 487,95	2 x LPPR		
				+ 7,42 € HT d'éco-participation					
DEUX OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMi :									
ARL0110	☐	Manipulateur <i>REM400</i> avec écran couleur et fonction Bluetooth - ARL2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	○	○		NOUVEAU		
ARL0120	☐	<i>Equipement route</i> de sécurité - ARL1437	NC : 2201, 2203	○	○				
ASSISE MODULITE MODULABLE									
Type d'assise									
ARL2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté)		◆	◆		Nouveau De série		
		Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU							
ARL2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm		○	○		Prix en baisse		
		Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU							
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)									
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144						
ARL2121	☐	380 mm	NC :2143, 2138 + 2142 / 2147 / 2144, 2701, 2703, 2705	○	○				
ARL2122	☐	430 mm	NC : 2138+2142/2147, 2701, 2703, 2705	◆	◆				
ARL2123	☐	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○				
ARL2124	☐	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○		Prix en baisse		
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise									
ARL2129	☐	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆				
ARL2130	☐	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○				
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)									
ARL2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Ceinture Bodypoint	○	○				
ARL2134	☐	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆				
ARL2136	☐	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○				
ARL2138	☐	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	384,83	406,00				

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
ARL2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARL2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco^{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARL2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARL2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ARL2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
ARL2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARL2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ARL2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	233,18	246,00	
Type de dossier						
ARL2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2052, 2053, 2152, 2155, 1445, 2230, 2247, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARL2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2230, 2247, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARL2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	188,63	199,00	
ARL2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		798,10	842,00	
ARL2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARL2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARL2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARL2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARL2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ARL2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARL2155	☐	Mesh noir		100,47	106,00	
Accoudoirs						
ARL2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ARL2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ARL2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ARL2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARL2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		◆	◆	
ARL2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARL2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ARL2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARL2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARL2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	133,65	141,00	



2143



2147 2144



2171




2173



2191



2198



Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Gouttières hémiplégiques					
☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses					
ARL2184	☐ Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARL2186	☐ Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARL2188	☐ Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARL2185	☐ Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARL2187	☐ Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARL2189	☐ Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné					
ARL2164	☐ Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARL2165	☐ Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires					
ARL1307	☐ Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)	NC : 2161	51,18	54,00	
ARL1432	☐ Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	273,93	289,00	
ARL1427	☐ Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	361,14	381,00	
ARL2324	☐ Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARL2325	☐ Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARL2327	☐ Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
ARL1445	☐ Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	385,78	407,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE					
Inclinaison d'assise					
ARL1091	☐ Manuelle de 0° à 8,5°	NC : 2054	◆	◆	
ARL1092	☐ Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054, 2201	473,93	500,00	
ARL1095	☐ Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150 kg)	NC : 2054, 2201	473,93	500,00	
ARL1093	☐ Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)	NC 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494)	906,16	956,00	
ARL2052	☐ Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 130 kg si option 1450 ou 1494)	NC : 0012, 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494), 2161 2163 2171	906,16	956,00	
ARL1094	☐ Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 470 à 770 mm (Poids max 150 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494)	2 573,46	2 715,00	
ARL2053	☐ Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202, (1922+1350/1432/1427/1496+1450/1494) 2161 2163 2171	2 573,46	2 715,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°					
ARL0354	☐ 450 mm		◆	◆	
ARL0364	☐ 475 mm		○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)					
ARL2054	☐ Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00	

Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427



2324



2325




2327



1445



DOSSIER RABATTABL



NOUVEAU

NOUVEAU

Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427



2324



2325



2327



1445



DOSSIER RABATTEBL

NOUVEAU

NOUVEAU

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Inclinaison de dossier						
ARL0975	☐	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75 ° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	 0975
ARL0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	815,17	860,00	 0977
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
ARL0556	☐	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 1094+2054, 0517	563,03	594,00	
ARL0589	☐	Electrique LINX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 1094+2054, 2201	1 848,34	1 950,00	
Palettes						
ARL2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARL0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARL0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
ARL0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00	
Repose-jambes et repose-pieds latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire						
ARL0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504	◆	◆	
ARL0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables intérieur/extérieur		○	○	 0533
ARL0533	☐	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	NC : 0512	311,85	329,00	
ARL0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	 0531
Palettes réglables (la paire)						
ARL0512	☐	Fixes		◆	◆	
ARL0504	☐	Réglables en inclinaison		○	○	
ARL0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARL2201	☐	Manipulateur LINX REM110 : Conduite	NC : 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2245	◆	◆	 REM110
ARL2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	○	 REM211
ARL2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	○	 REM216
ARL2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	 REM400 Prix en baisse 
ARL2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	 REM500 Prix en baisse 
Option REM400						
ARL2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	 Prix en baisse 2270

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
ARL1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARL1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARL1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARL1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARL1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARL1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	
ARL2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARL2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARL2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 1228, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARL2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARL2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARL2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARL2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARL2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARL2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ARL2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARL2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARL1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ARL1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARL1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
ARL1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



2245

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ARL2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00	 2231 2232	
ARL2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00		
ARL2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
ARL2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
ARL2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
ARL2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
ARL2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	714,26	 2230 2247
ARL2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	714,26	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM							
ARL2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00		 2257
ARL2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○		
ARL2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○		
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande Mini Joystick proportionnel							
ARL2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i>	NC : 2128, 2240	5 648,34	5 959,00		 2233
ARL2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
ARL2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
ARL2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARL2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARL2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00		
ARL2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00		
Commande Joystick renforcé proportionnel							
ARL2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 317,54	3 500,00		 2240
ARL2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
ARL2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
ARL2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○		
ARL2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○		
ARL2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		787,68	831,00		
ARL2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00		
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commandes alternatives de vérins							
ARL2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00		Prix en baisse  2251
ARL2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○		
ARL2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○		
ARL2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○		
ARL2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○		
ARL2225	☐	Sans montage		○	○		
ARL2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00		
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			



2231
2232



2230
2247



2257



2233




2240

Prix en baisse



2251

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires <i>LINX</i>						 2253
ARL2253	☐	Prises de charge USB	NC : 2110, ceinture Bodypoint	472,99	499,00	
ARL2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	☐	☐	
ARL2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	☐	☐	
Autres accessoires et contacteurs						 2258
ARL2300	☐	A inclure avec le fauteuil		☐	☐	
ARV2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						 2721  2722  2723  2724
ARL1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARL1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARL1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARL1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						 2640  2641  2642  2643  2644
ARL2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						 2650  2651  2652  2653  2654
ARL1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARL1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARL1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARL1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARL1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARL1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Commande d'arrêt à distance						 2640  2641  2642  2643  2644
ARL2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		831,28	877,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						 2640  2641  2642  2643  2644
ARL2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		100,00	105,50	
ARL2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		100,00	105,50	
ARL2723	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
ARL2724	☐	Embout champignon rainuré (couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
COLORIS						 2640  2641  2642  2643  2644  2650  2651  2652  2653  2654
Coloris des carénages						
ARL2640	☐	Noir Obsidien	 NOUVEAU	☐	☐	
ARL2641	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARL2642	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARL2643	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARL2644	☐	Bleu Artic		☐	☐	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARL2650	☐	Noir Obsidien	 NOUVEAU	☐	☐	
ARL2651	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARL2652	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARL2653	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARL2654	☐	Bleu Artic		☐	☐	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARL2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARL2632	☐	Fourches double bras		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARL0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARL0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		71,09	75,00	
ARL0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		☐	☐	
Moteurs						
ARL1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARL1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		☐	☐	
Batteries						
ARL1257	☐	Batteries 50 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARL1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros			
				Prix Public	LPPR*		
				HT	TTC		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ARL1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Eclairage							
ARL1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00	Prix en baisse	
ARL2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00		
ARL1254	☐	Sans éclairage		◆	◆		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] - Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ARL1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00	 	
Accroche-taxi							
ARL1493	☐	4 Fixations avant et arrière		◆	◆		
ARL1494	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○		
Ceinture de maintien							
ARL1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆	 1329	
ARL2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2110, ceinture Bodypoint	57,82	61,00		
ARL1332	☐	Harnais de maintien en H	NC : 2110	311,85	329,00		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
ARL2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	 2701, 2702	
ARL2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00		
ARL2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00		
ARL2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	 2703, 2704	
ARL2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00		
ARL2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00		
Rétroviseur							
ARL1415	☐	Droit		70,14	74,00		
ARL1339	☐	Gauche		70,14	74,00		
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							
ARL2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	 2128	
Porte-canne							
ARL1312	☐	Côté droit		68,25	72,00		
ARL1363	☐	Côté gauche		68,25	72,00		
Tablette escamotable							
ARL1404	☐	Côté droit		503,32	531,00	 1404 1405	
ARL1405	☐	Côté gauche		503,32	531,00		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Rampes en accessoires						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130