



Yes, you can.®

TDX® SP2 NB Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES AU CHOIX ENTRE :

Repose-jambes électriques
Lift + Bascule d'assise 45°
Manipulateur REM 400

Equipement route

NOUVEAU

Bascule d'assise 50° de série
Accoudoirs **relevables** de série
Pantographe *Maxx Resolve*
escamotable int/ext

Prix Public TTC

2x LPPR

7876,02€

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



BP Bodypoint



matrx
SOUND OF BEATING


LINX

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 610 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 450 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 50 Ah (jusqu'à 26 km d'autonomie)
	Electronique LINX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® TDX® SP2^{NB} AA2				Euros			<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">2 x LPPR</div>	
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
ARM0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2^{NB} AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 <input type="checkbox"/> Module de puissance : 120 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)		7 465,42	7 876,02	3 938,01	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">+ 7,42€ HT d'éco-participation</div>		
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMIS :								
ARM0100	<input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - JBG0531	NC : 0501, 0503, 0526, 0533	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">NOUVEAU</div>		
ARM0110	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - ARL2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARM0120	<input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité - ARL1437	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARM0145	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 0012; 1922; 2110; 2163; 2171; 1091; 1092; 1095; 1093; 1094; 2052	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ASSISE MODULITE MODULABLE								
Type d'assise								
ARM2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 2111		
ARM2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Prix en baisse</div>  2112		
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)								
	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144						
ARM2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARM2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2138+2142/2147, 2701, 2703, 2705	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
ARM2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARM2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Prix en baisse</div>		
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise								
ARM2129	<input type="checkbox"/> Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
ARM2130	<input type="checkbox"/> Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Prix en baisse</div>		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
ARM2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, ceinture Bodypoint	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARM2134	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
ARM2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ARM2138	<input type="checkbox"/> 560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	384,83	406,00				

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
ARM2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARM2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARM2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARM2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
Cannes de dossier						
ARM2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ARM2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARM2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARM2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARM2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1288, 1289, 1445, 2052, 2053, 2152, 2155, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARM2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151,2155,2192 2193,2194,1445,2229, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARM2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ARM2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARM2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARM2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARM2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		100,47	106,00	
Accoudoirs						
ARM2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	 2191
ARM2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ARM2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	 2198
ARM2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARM2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm (nc : 1445)		◆	◆	
ARM2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARM2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	



Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Manchettes						
ARM2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARM2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARM2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	133,65	141,00	
Gouttières hémiplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
ARM2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARM2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARM2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARM1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ARM1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	○	○	
ARM1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	361,14	381,00	
ARM2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARM2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARM2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
ARM1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00	
ARM1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	385,78	407,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARM1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054	○	○	
ARM1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150kg)	NC : 2054	○	○	
ARM1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)	NC 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494)	○	○	
ARM2052	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 130 kg si option 1450 ou 1494)	NC 0012, 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171	◆	◆	NOUVEAU
ARM1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 470 à 770 mm (Poids max 150 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494)	1 667,30	1 759,00	Prix en baisse
ARM2053	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202, (1922+1350/1432/1427/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	1 667,30	1 759,00	NOUVEAU



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427



2323 2324
2322



2325 2326



232



1445

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARM0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
ARM0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARM2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00	
Inclinaison de dossier						
ARM0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
ARM0556	<input type="checkbox"/>	Manuel	NC : 1094+2054, 0517	○	○	
ARM0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LINX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 1094+2054	1 536,49	1 621,00	
Palettes						
ARM2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARM0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARM0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
ARM0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00	
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire						
ARM0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		◆	◆	
ARM0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
Palettes réglables (la paire)						
ARM0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ARM0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARM2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARM2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARM2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	
ARM2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	
Option REM400						
ARM2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	



0977

Prix en baisse


0533

Prix en baisse


0531



REM211



REM216

Prix en baisse
REM400
Bluetooth
Prix en baisse
REM500
Bluetooth

2270

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARM1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARM1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARM1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARM1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARM2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARM2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARM2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ARM2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARM2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
ARM1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						



NOUVEAU

1709, 1710



2209
2210



REM050



















2219







Prix en baisse

2245

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARM2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00	 2231 2232
ARM2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	825,59	871,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	825,59	871,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARM2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	714,26
ARM2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	714,26
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARM2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	 2257
ARM2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARM2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARM2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	 2250
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARM2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (<i>Le contacteur peut être désactivé</i>)	NC : 2128, 2240	5 648,34	5 959,00	 2233
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARM2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 317,54	3 500,00	 2240
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		787,68	831,00	
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commandes alternatives de vérins						
ARM2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252	NC : 2209, 2213	530,81	560,00	 2251
ARM2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARM2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○	
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
ARM2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ARM2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARM2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110, ceinture Bodypoint	472,99	499,00	 2253
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ARM2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARV2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARM1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
ARM2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	 2258
ARM1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARM1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARM1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARM2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		955,45	1 008,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARM2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	 2721 2722
ARM2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	
ARM2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2723
ARM2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724
COLORIS						
Coloris des carénages du châssis						
ARM2640	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien		○	○	 2640 2641 2642 2643 2644
ARM2641	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		○	○	
ARM2642	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		○	○	
ARM2643	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		○	○	
ARM2644	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		○	○	
Coloris des carénages des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARM2650	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien		○	○	 2650 2651 2652 2653 2654
ARM2651	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		○	○	
ARM2652	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		○	○	
ARM2653	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		○	○	
ARM2654	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		○	○	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
PERFORMANCES							
Fourches							
ARM2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		399,05	421,00		
ARM2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆		
Roues Centrales motrices							
ARM0704	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
ARM0705	<input type="checkbox"/>	14"x3" Bandage noir à crampons		71,09	75,00		
ARM0706	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons		○	○		
Moteurs							
ARM1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆		
ARM1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○		
Batteries							
ARM1257	<input type="checkbox"/>	Batteries 50 Ah		◆	◆		
Chargeur							
ARM1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ARM1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Eclairage							
ARM1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		492,89	520,00	Prix en baisse	
ARM1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆		
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ARM1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/ Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00		
Accroche-taxi							
ARM1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆		
Ceinture de maintien							
ARM1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆		
ARM2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	57,82	61,00		
ARM1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		311,85	329,00		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARM2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ARM2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	2701, 2702
ARM2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ARM2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	2703, 2704
ARM2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ARM2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	2705, 2706
Rétroviseur						
ARM1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00	
ARM1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARM2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2179	150,71	159,00	2128
Porte-canne						
ARM1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00	
ARM1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARM1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	1404
ARM1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	1405
Rampes en accessoires						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130