



Yes, you can.®

TDX® SP2 NB Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES

AU CHOIX ENTRE :

Repose-jambes électriques

Lift + Bascule d'assise 45°

Manipulateur REM 400

Équipement route

NOUVEAU

Bascule d'assise 50° de série

Accoudoirs **relevables** de sériePantographe **Maxx Resolve**
escamotable int/ext

Prix Public TTC

2x LPPR

7876,02€

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF MOVEMENT

LiNX®

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 610 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 450 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 50 Ah (jusqu'à 26 km d'autonomie)
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ARM0016	☐	Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Module de puissance : 120 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)		7 465,42	7 876,02	3 938,01	2 x LPPR
				+ 7,42€ HT d'éco-participation			
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMI :							
ARM0100	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - JBG0531	NC : 0501, 0503, 0526, 0533	☐	☐		NOUVEAU
ARM0110	☐	Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - ARL2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	☐	☐		
ARM0120	☐	Equipement route de sécurité - ARL1437	NC : 2201, 2203	☐	☐		
ARM0145	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 0012; 1922; 2110; 2163; 2171; 1091; 1092; 1095; 1093; 1094; 2052	☐	☐		
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
ARM2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☒	☒		2111
ARM2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☐	☐		
Prix en baisse							
2112							
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144				Prix en baisse
ARM2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	☐	☐		
ARM2122	☐	430 mm	NC : 2138+2142/2147, 2701, 2703, 2705	☒	☒		
ARM2123	☐	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	☐	☐		
ARM2124	☐	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	☐	☐		
Prix en baisse							
Choix du rail pour le réglage de la pronfondeur d'assise							
ARM2129	☐	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	☒	☒		Prix en baisse
ARM2130	☐	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	☐	☐		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARM2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, ceinture Bodypoint	☐	☐		
ARM2134	☐	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	☒	☒		
ARM2136	☐	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	☐	☐		
ARM2138	☐	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	384,83	406,00		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
ARM2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARM2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco^{NG} 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARM2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARM2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
Cannes de dossier						
ARM2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
ARM2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARM2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ARM2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARM2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1288, 1289, 1445, 2052, 2053, 2152, 2155, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARM2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151,2155,2192 2193,2194,1445,2229, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARM2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ARM2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARM2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ARM2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARM2155	☐	Mesh noir		100,47	106,00	
Accoudoirs						
ARM2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ARM2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ARM2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ARM2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARM2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm (nc : 1445)		◆	◆	
ARM2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARM2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	



2143



2147 2144



2171



2173



2191



2198



2143



2147

2144



2171



2173



2191



2198

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Manchettes						
ARM2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARM2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARM2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	133,65	141,00	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
ARM2184	☐	Cale-cuisse, gauche , taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2186	☐	Cale-cuisse, gauche , taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2188	☐	Cale-cuisse, gauche , taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2185	☐	Cale-cuisse, droite , taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2187	☐	Cale-cuisse, droite , taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARM2189	☐	Cale-cuisse, droite , taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARM2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARM2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARM1350	☐	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ARM1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	○	○	
ARM1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	361,14	381,00	
ARM2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARM2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARM2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
ARM1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00	
ARM1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	385,78	407,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARM1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054	○	○	
ARM1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150kg)	NC : 2054	○	○	
ARM1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)	NC 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494)	○	○	
ARM2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 130 kg si option 1450 ou 1494)	NC 0012, 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171	◆	◆	
ARM1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 470 à 770 mm (Poids max 150 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494)	1 667,30	1 759,00	
ARM2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202, (1922+1350/1432/1427/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	1 667,30	1 759,00	



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427




2323 2324 2322



2325 2326



2327



1445

NOUVEAU

Prix en baisse

NOUVEAU



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427



2323 2324
2322



2325 2326



2327



1445

NOUVEAU

Prix en baisse

NOUVEAU

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°					
ARM0354	☐	450 mm	☐	☐	
ARM0364	☐	475 mm	☐	☐	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)					
ARM2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	488,15	515,00	
Inclinaison de dossier					
ARM0977	☐	Electrique de 0° à 30°	◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS					
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle					
ARM0556	☐	Manuel NC : 1094+2054, 0517	☐	☐	
ARM0589	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7° NC : 1094+2054	1 536,49	1 621,00	
Palettes					
ARM2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)	☐	☐	
ARM0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)	◆	◆	
ARM0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)	143,13	151,00	
ARM0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	143,13	151,00	
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire					
ARM0533	☐	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	◆	◆	
ARM0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	879,62	928,00	
Palettes réglables (la paire)					
ARM0504	☐	Réglables en inclinaison	◆	◆	
ARM0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur	122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX					
Commande principale pour Electronique LiNX					
ARM2203	☐	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARM2204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	☐	☐	
ARM2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 - Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris NC : 2220	1 208,53	1 275,00	
ARM2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240) NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	
Option REM400					
ARM2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	340,28	359,00	



0977

Prix en baisse



0533

Prix en baisse



0531





REM211



REM216

Prix en baisse



REM400
Bluetooth

Prix en baisse



REM500
Bluetooth

Prix en baisse



2270



0977

Prix en baisse



0533

Prix en baisse



0531

LINX®



REM211



REM216

Prix en baisse


REM400
Bluetooth®

Prix en baisse


REM500
Bluetooth®

Prix en baisse



2270

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARM1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARM1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARM1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARM1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARM1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARM1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARM2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71
ARM2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARM2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARM2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARM2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ARM2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARM2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
ARM1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ARM1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
ARM1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						



NOUVEAU

1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



Prix en baisse
2245



NOUVEAU

1709, 1710



2209
2210



REM050



2219



Prix en baisse

2245

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARM2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionel (force de délexion : 160 g)		1 371,56	1 447,00	
ARM2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ARM2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARM2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARM2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	825,59	871,00	
ARM2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	825,59	871,00	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARM2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	714,26
ARM2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	714,26
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARM2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	
ARM2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARM2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARM2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARM2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2128, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARM2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARM2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	787,68	831,00	
ARM2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARM2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 317,54	3 500,00	
ARM2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARM2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		787,68	831,00	
ARM2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2231
2232



2230



2247



2257



2250



2233



2240



2231
2232



2230



2247



2257



2250




2233



2240

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commandes alternatives de vérins						
ARM2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252	NC : 2209, 2213	530,81	560,00	 2251
ARM2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	☐	☐	
ARM2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	☐	☐	
ARM2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	☐	☐	
ARM2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	☐	☐	
ARM2225	☐	Sans montage		☐	☐	
ARM2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARM2253	☐	Prises de charge USB	NC : 2110, ceinture Bodypoint	472,99	499,00	 2253
ARM2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	☐	☐	
ARM2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	☐	☐	
Autres accessoires et contacteurs						
ARM2300	☐	A inclure avec le fauteuil		☐	☐	
ARV2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARM1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
ARM2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	 2258
ARM1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARM1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARM1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARM2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		955,45	1 008,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARM2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	 2721  2722
ARM2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	
ARM2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2723
ARM2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724
COLORIS						
Coloris des carénages du châssis						
ARM2640	☐	Noir Obsidien		☐	☐	 2640  2641  2642
ARM2641	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARM2642	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARM2643	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARM2644	☐	Bleu Artic		☐	☐	
Coloris des carénages des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARM2650	☐	Noir Obsidien		☐	☐	 2650  2651  2652
ARM2651	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARM2652	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARM2653	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARM2654	☐	Bleu Artic		☐	☐	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARM2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARM2632	☐	Fourches double bras		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARM0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARM0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		71,09	75,00	
ARM0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
Moteurs						
ARM1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARM1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○	
Batteries						
ARM1257	☐	Batteries 50 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARM1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARM1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ARM1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	492,89	520,00	Prix en baisse
ARM2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	663,51	700,00	
ARM1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARM1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/ Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00	
Accroche-taxi						
ARM1494	☐	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆	
Ceinture de maintien						
ARM1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆	 1329
ARM2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	57,82	61,00	
ARM1332	☐	Harnais de maintien en H		311,85	329,00	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARM2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	 2701, 2702
ARM2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARM2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	 2703, 2704
ARM2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARM2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	 2705, 2706
ARM2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroiseur						
ARM1415	☐	Droit		70,14	74,00	 2128
ARM1339	☐	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARM2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2179	150,71	159,00	
Porte-canne						
ARM1312	☐	Côté droit		68,25	72,00	 1404 1405
ARM1363	☐	Côté gauche		68,25	72,00	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARM1404	☐	Côté droit		503,32	531,00	 1654128
ARM1405	☐	Côté gauche		503,32	531,00	
Rampes en accessoires						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654129
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654130
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	