



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® TDX® SP2^{NB}* AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur

Invacare® **Modulite**
Individual fit and adaptability



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Poids : à partir de 125 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- *NB : Narrow Base = Version étroite. Largeur hors-tout de la base motrice 610 mm.
- (1) Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.

NOUVEAU

UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARI :

- Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (ARM0531)
- Manipulateur **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (ARM2205)
- Equipement route de sécurité LED (ARM1437)

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7 876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix



CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			2x LPPR
			HT	TTC	LPPR*	
ARM0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Modulite - Code LPPR 9125996 Module de puissance : 120 A Moteurs : 340W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km (50Ah)		7 465,42	7 876,02	3 938,01	
<small>+ 7,00 € HT d'éco-participation</small>						

UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARI :

ARM0100	<input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - ARM0531	NC : 0501, 0503, 0526, 0533	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM0110	<input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - ARM2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU
ARM0120	<input type="checkbox"/> Equipement route de sécurité - ARM1437	NC : 2201, 2203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

ARM2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		 2111
ARM2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		138,39	146,00		 2112









Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144			
ARM2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARM2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2138+2142/2147, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARM2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARM2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	138,39	146,00	
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise						
ARM2129	<input type="checkbox"/>	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARM2130	<input type="checkbox"/>	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	246,45	260,00	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARM2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, ceinture Bodypoint	○	○	
ARM2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARM2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARM2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	138,39	146,00	
Coussin d'assise						
ARM2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARM2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARM2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARM2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
Cannes de dossier						
ARM2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ARM2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARM2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARM2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	233,18	246,00	






















2143

2147

2144


Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARM2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1288, 1289, 1445, 2052, 2053, 2152, 2155, Appuis-tête Elan	◆	◆	 2171  2173
ARM2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151,2155,2192 2193,2194,1445,2229, Appuis-tête Elan	226,54	239,00	
ARM2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ARM2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		798,10	842,00	
ARM2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
ARM2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
ARM2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,54	757,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARM2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	 2191  2198
ARM2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		71,09	75,00	
ARM2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		100,47	106,00	
Accoudoirs						
ARM2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191  2198
ARM2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
ARM2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
ARM2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
ARM2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm (nc : 1445)		149,76	158,00	
ARM2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
ARM2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	372,51	393,00	
Manchettes						
ARM2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	 Gouttière hémiplegique  Gouttière concave hémiplegique
ARM2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		91,00	96,00	
ARM2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	129,86	137,00	
Gouttières hémiplegiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisses						
ARM2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
ARM2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	332,70	351,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARM2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARM2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARM1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2229, 2230, 2247	◆	◆	 1432
ARM1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	○	○	 1427
ARM1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	361,14	381,00	 2323 2324 2322
ARM2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	 2325 2326
ARM2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2327
ARM2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	 1445
ARM1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		51,18	54,00	
ARM1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	385,78	407,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARM1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054	○	○	
ARM1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150kg)	NC : 2054	○	○	
ARM1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)	NC 0012, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924/1496+1450/1494)	◆	◆	
ARM2052	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 130 kg si option 1450 ou 1494)	NC 0012, 2110, 0354, 0364, 2201, 1922/1496+1450/1494),2161, 2163, 2171	○	○	
ARM1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 470 à 770 mm (Poids max 150 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC 2110, 2201, 1924, (1922/1923/1924+1350/1432/1427+1450/1494)	1 895,73	2 000,00	
ARM2053	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202, (1922+1350/1432/1427/1496+1450/1494), 2161, 2163, 2171, 0012	1 895,73	2 000,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARM0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
ARM0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARM2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		488,15	515,00	
Inclinaison de dossier						
ARM0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	 0977

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS							
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle							
ARM0556	<input type="checkbox"/>	Manuel	NC : 1094+2054, 0517	563,03	594,00		
ARM0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LINX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 1094+2054	1 969,67	2 078,00		
Palettes							
ARM2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○		
ARM0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆		
ARM0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00		
ARM0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		143,13	151,00		
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire							
ARM0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆	 0533	
ARM0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		1 010,43	1 066,00	 0531	
Palettes réglables (la paire)							
ARM0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆		
ARM0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00		
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX							
Commande principale pour Electronique LINX							
ARM2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	 REM211	
ARM2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	 REM216	
ARM2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 309,00	1 381,00	 REM400 	
ARM2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NECESSITE UNE COMMANDE SPECIALE (2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	1 969,67	2 078,00	 REM500 	
Option REM400							
ARM2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		390,52	412,00	 2270	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARM1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARM1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARM1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARM1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	145,97	154,00	35,71
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	145,97	154,00	35,71
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARM2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARM2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	749,76	791,00	
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	749,76	791,00	
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARM2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ARM2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 255,92	1 325,00	714,26
ARM2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARM1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		◆	◆	
ARM1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆	
ARM1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○	

NOUVEAU











2209
2210

















REM050










2245

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ARM2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 309,00	1 381,00	 2231 2232	
ARM2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00		
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	825,59	871,00		
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	825,59	871,00		
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
ARM2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	6 494,79	6 852,00	714,26	 2230
ARM2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	6 494,79	6 852,00	714,26	 2247
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM							
ARM2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	7 048,34	7 436,00		
ARM2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○		 2257
ARM2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○		
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Accessoire sans fil pour technologie ATOM							
ARM2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 730,81	1 826,00		 2250
Commande Mini Joystick proportionnel							
ARM2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2128, 2240	3 872,04	4 085,00		 2233
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	825,59	871,00		
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		825,59	871,00		
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande Joystick renforcé proportionnel							
ARM2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 115,64	3 287,00		 2240
ARM2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
ARM2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
ARM2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○		
ARM2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○		
ARM2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		825,59	871,00		
ARM2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		825,59	871,00		
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Commandes alternatives de vérins						 2251	
ARM2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252	NC : 2209, 2213	610,43	644,00		
ARM2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		99,53	105,00		
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX							
Accessoires LiNX						 2253	
ARM2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110, ceinture Bodypoint	271,09	286,00		
ARM2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Autres accessoires et contacteurs							
ARM2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARV2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)							
ARM1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARM1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARM1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00		
ARM1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00		
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)							
ARM2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		149,76	158,00		
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						 2258	
ARM1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00		
ARM1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00		
ARM1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00		
ARM1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00		
ARM1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00		
ARM1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00		
Commande d'arrêt à distance							
ARM2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		955,45	1 008,00		
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						 2721 2722  2723  2724	
ARM2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50		
ARM2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50		
ARM2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50		
ARM2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50		
COLORIS							
Coloris des carénages du châssis							
ARM2640	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2641	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2642	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2643	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ARM2644	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Coloris des carénages des jantes					
ARM2650	<input type="checkbox"/>	Noir Obsidien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ARM2651	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ARM2652	<input type="checkbox"/>	Violet Pourpre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ARM2653	<input type="checkbox"/>	Bleu Jacinthe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ARM2654	<input type="checkbox"/>	Bleu Artic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NOUVEAU					
					
PERFORMANCES					
Fourches					
ARM2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		456,87	482,00
ARM2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras	◆	◆	
Roues Centrales motrices					
ARM0704	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique noir à crampons	◆	◆	
ARM0705	<input type="checkbox"/>	14"x3" Bandage noir à crampons	71,09	75,00	
ARM0706	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Moteurs					
ARM1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles	◆	◆	
ARM1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Batteries					
ARM1257	<input type="checkbox"/>	Batteries 50 Ah	◆	◆	
Chargeur					
ARM1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A	◆	◆	
GYROSCOPE					
G-Trac					
ARM1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 188,63	1 254,00
					
OPTIONS DE POSITIONNEMENT					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 					
OPTIONS					
Eclairage					
ARM1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		721,33	761,00
ARM1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		785,78	829,00
ARM1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage	◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk					
ARM1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/ Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00
					
Accroche-taxi					
ARM1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes	◆	◆	
Ceinture de maintien					
ARM1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆
ARM2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	57,82	61,00
ARM1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		311,85	329,00
			 1329		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARM2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	 2701, 2702
ARM2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARM2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	 2703, 2704
ARM2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARM2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		125,12	132,00	 2705, 2706
ARM2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
Rétroviseur						
ARM1415	<input type="checkbox"/>	Droit		79,62	84,00	
ARM1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		79,62	84,00	 2128
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARM2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2179	172,51	182,00	
Porte-canne						
ARM1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		77,73	82,00	
ARM1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		77,73	82,00	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARM1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		579,15	611,00	 1404 1405
ARM1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		579,15	611,00	
Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130