

TDX® SP2 NB

Ultra Low Maxx AA2



NOUVEAU DE SERIE !

Lift 30 cm + Bascule d'assise 45°

Repose-jambes électrique
central **LNX**

Manipulateur **REM400**

Equipement route

NOUVEAU

Pantographe **Maxx Resolve**
escamoble int/ext

Jantes et coloris **AVIVA**
Prix d'options en baisse

Prix Public TTC

3 x LPPR
11 814,03€



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	CE 
Référence d'achat :	Largeur hors tout 610 mm
Code client :	Hauteur d'assise à partir de 440 mm
Cachet du distributeur :	Moteurs 340W 4 pôles
	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 50 Ah (jusqu'à 26 km d'autonomie)
	Electronique LINX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases		☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
Invacare® TDX® SP2^{NB} AA2 Ultra Low Maxx		Euros Prix Public HT LPPR* TTC			
ARP0080	☐ Invacare® TDX® SP2^{NB} AA2 Ultra Low Maxx - Code LPPR 9125996 ☐ Module de puissance : 90 A - Moteurs : 340W, 4 pôles - Autonomie : +/- 26 km (50Ah)	11 198,13	11 814,03	3 938,01	
		+ 7,42 € HT d'éco-participation			
*	Mesure personnalisée :	Mesuré de ... à ...			
A	Hauteur d'assise	De l'assise au sol			
B	Largeur d'assise	Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite			
C	Profondeur d'assise	De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier			
D	Dossier	De la plaque d'assise au haut du dossier			
E	Hauteur accoudoir gauche	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir			
F	Hauteur accoudoir droite	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir			
G	Hauteur repose-jambes central	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes			
H	Repose-jambe latéral Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe			
K	Repose-jambe latéral Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe			
H	Repose-jambe Pivot Plus Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe			
K	Repose-jambe Pivot Plus Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe			
* : Ces mesures sont à compléter ci-dessous dans la fiche de mesure.					
ASSISE ULTRA LOW MAXX					
Type d'assise					
ARP2020	☐ Assise Ultra Low Maxx	☐	☐		
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER					
Inclinaison d'assise					
ARP2052	☐ Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 50°	☐	☐		
ARP2053	☐ Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC : 2263, 2264	☒	☒	
A - Hauteur sol-plaque d'assise					
ARP0337	☐ 440 mm	☒	☒		
ARP0331	☐ 460 mm	☐	☐		
ARP0339	☐ 490 mm	☐	☐		
Options d'inclinaison d'assise					
ARP2057	☐ Sans procline ni décline	☒	☒		
ARP2054	☐ Procline d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +45° ou +40° avec lift)	488,15	515,00		
ARP2055	☐ Procline d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +40° ou +35° avec lift)	530,81	560,00		
ARP2056	☐ Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +55° ou +50° avec lift)	488,15	515,00		
Inclinaison de dossier					
ARP2060	☐ Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°	☒	☒		
Options d'inclinaison de dossier					
ARP2063	☐ Procline de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)	☐	☐		
ARP2066	☐ Procline de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)	530,81	560,00		

3 x LPPR

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Largeur d'assise : amplitude de réglage							
ARP2021	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆		
ARU2003	☐	480 à 555 mm - pas de 25 mm		○	○		
ARU2022	☐	505 à 610 mm - pas de 25 mm	NC : 2174, 2175	○	○		
Profondeur d'assise réglable en continu							
ARP2008	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆		
ARP2024	☐	480 à 580 mm - pas de 25 mm		○	○		
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARP2025	☐	405 mm	NC : 2022, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARP2026	☐	430 mm	NC : 2022, 2041, 2142, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARP2027	☐	455 mm	NC : 2022, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARP2028	☐	480 mm	NC : 2022, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2029	☐	505 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2030	☐	530 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2031	☐	555 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2032	☐	580 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2033	☐	610 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2702, 2704, 2706	○	○		
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARP2035	☐	405 mm	NC : 2024, 0586, 0589, Ceinture Bodypoint	○	○		
ARP2036	☐	430 mm	NC : 2024	○	○		
ARP2037	☐	455 mm	NC : 2024	○	○		
ARP2038	☐	480 mm		○	○		
ARP2039	☐	505 mm	NC : 2023	○	○		
ARP2040	☐	530 mm	NC : 2023	○	○		
ARP2041	☐	555 mm	NC : 2023	○	○		
ARP2042	☐	580 mm	NC : 2023	○	○		
Coussin d'assise							
ARP2145	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg)	NC : 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033	◆	◆		
ARP2146	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg)	NC : 2042	○	○		
ARP2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136 kg), HD jusqu'à 227 kg		293,84	310,00	 2147 2144	
ARP2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)		293,84	310,00		



2147

2144

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)					
ARP2050	☐ High Back , hauteur 405 mm		◆	◆	
ARP2051	☐ High Back , hauteur 455 mm		○	○	
ARP2320	☐ High Back , hauteur 505 mm		○	○	
ARP2550	☐ Matrx Elite E2 , hauteur 355 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2551	☐ Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2552	☐ Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2553	☐ Matrx Elite E2 , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2554	☐ Matrx Elite Max , hauteur 405 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	798,10	842,00	
ARP2555	☐ Matrx Elite Max , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	798,10	842,00	
ARP2556	☐ Matrx Elite TR , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARP2557	☐ Matrx Elite TR , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARP2177	☐ Matrx Elite TR , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	798,10	842,00	
ARP2563	☐ Matrx Elite TR Max , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	798,10	842,00	
ARP2558	☐ Matrx Elite E2 Deep , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARP2559	☐ Matrx Elite E2 Deep , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARP2178	☐ Matrx Elite E2 Deep , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	798,10	842,00	
ARP2174	☐ Matrx Posture Back , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARP2175	☐ Matrx Posture Back , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARP2560	☐ Matrx Posture Back Deep , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARP2561	☐ Matrx Posture Back Deep , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		798,10	842,00	
ARP2562	☐ Matrx Elite Deep Max , hauteur 505 mm		798,10	842,00	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)					
ARP2506	☐ 505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARP2501	☐ 535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARP2070	☐ 555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARP2071	☐ 585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARP2072	☐ 610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARP2073	☐ 635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARP2074	☐ 660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
ARP2502	☐ 685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
Accoudoirs					
ARP2095	☐ Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
ARP2096	☐ Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
ARP2097	☐ Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		○	○	
Accessoires pour accoudoirs					
ARP2308	☐ Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 25 mm par côté		159,24	168,00	
ARP2309	☐ Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 12,5 mm par côté		159,24	168,00	

Prix en baisse

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Manchette gauche					
ARP2012	☐ Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARP2013	☐ Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARP2014	☐ Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	163,98	173,00	
Manchette droite					
ARP2016	☐ Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARP2017	☐ Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARP2018	☐ Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	163,98	173,00	
Accessoires pour gouttière					
ARP2080	☐ Appui palmar plat gauche, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		159,24	168,00	
ARP2083	☐ Appui palmar plat droite, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		159,24	168,00	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)					
ARP2082	☐ Support multiréglable gauche		309,95	327,00	
ARP2085	☐ Support multiréglable droite		309,95	327,00	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
Réglage personnalisé :					
☐ 290 mm			◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm			○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm			○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm			○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm			○	○	
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
Réglage personnalisé :					
☐ 290 mm			◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm			○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm			○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm			○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm			○	○	
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)					
ARP2347	☐ Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARP2348	☐ Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARP2349	☐ Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARP2350	☐ Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude gauche					
ARP2361	☐ 3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2362	☐ 3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARP2363	☐ 5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2364	☐ 5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)					
ARP2351	☐ Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARP2352	☐ Cale-coude droit S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARP2353	☐ Cale-coude droit M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARP2354	☐ Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude droit					
ARP2371	☐ 3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2372	☐ 3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARP2373	☐ 5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2374	☐ 5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)						
ARP2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2114	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2115	☐	Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ARP2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARP2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-tête						
ARP2092	☐	Appui-tête Onyx type auto		◆	◆	
ARP2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		○	○	
ARP2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		○	○	
ARP1495	☐	Appui-tête inclus avec la commande spéciale	NC : 2229	○	○	
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)						
ARP2343	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARP2345	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 135 x 90 mm		290,05	306,00	
ARP2043	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 145 x 95 mm		290,05	306,00	
ARP2045	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 165 x 110 mm		290,05	306,00	
ARP2344	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARP2346	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 135 x 90 mm		290,05	306,00	
ARP2044	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 145 x 95 mm		290,05	306,00	
ARP2046	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 165 x 110 mm		290,05	306,00	
ARP2049	☐	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire		107,11	113,00	
REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets						
ARP0586	☐	Manuel (réglable de 275 à 364 mm)	NC : 0517	○	○	
ARP0589	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7° (longueur réglable de 340 à 410 mm)	NC : 2263, 2264	◆	◆	
ARU0592	☐	Electrique LNX avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G	NC : 2263, 2264, 2265	1 848,34	1 950,00	
Palettes (nc : 0592)						
ARP2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARP0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARP0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
ARP0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00	
G - Réglage du repose-jambes central (options 0586 & 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐	375 mm			◆	◆	
☐	310 mm	☐ 325 mm ☐ 335 mm ☐ 345 mm		○	○	
☐	355 mm	☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm		○	○	
G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐	380 mm	☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm		○	○	



Prix en baisse

Nouveau
De série

Prix en baisse

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche						
ARP0537	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, gauche		○	○	
ARP0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche		343,13	362,00	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite						
ARP0547	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, droite		○	○	
ARP0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite		343,13	362,00	
H - Réglage du repose-jambe latéral gauche (options 0537, 0538 & 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐	370 mm			◆	◆	
☐	270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm			○	○	
☐	310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm			○	○	
☐	350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm			○	○	
☐	400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm			○	○	
K - Réglage du repose-jambe latéral droite (options 0547, 0548 & 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐	370 mm			◆	◆	
☐	270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm			○	○	
☐	310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm			○	○	
☐	350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm			○	○	
☐	400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm			○	○	
Palette réglable, gauche						
ARP0509	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
Palette réglable, droite						
ARP0506	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
ARP2203	☐	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARP2204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARP2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆	
ARP2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270	568,72	600,00	
Option REM400						
ARP2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)						
ARP2107	☐	Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARP2108	☐	Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARP1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARP1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARP1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404	○	○	
ARP1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405	○	○	
ARP2075	☐	Support Quad Link , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 1415	233,18	246,00	
ARP2076	☐	Support Quad Link , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 1339	233,18	246,00	
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	
ARP2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1221, 2219, 2245	33,85	35,71	35,71
ARP2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1222, 2219, 2245	33,85	35,71	35,71
ARU2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



 REM211

 REM216

 REM400 Bluetooth®

 REM500 Bluetooth®

 2270

 2209, 2210

NOUVEAU de série

Prix en baisse

NOUVEAU

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ARP2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ARP2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	
ARU2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LINX						
ARP2219	☐	Double commande tierce-personne LINX Compact - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	676,78	714,00	714,26
ARP2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228, 2069	1 354,05	1 428,52	714,26
ARP1207	☐	Fixation à droite		◆	◆	
ARP1208	☐	Fixation à gauche		○	○	
ARP1221	☐	Fixation à droite, amovible		○	○	
ARP1222	☐	Fixation à gauche, amovible		○	○	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
Joystick Compact LINX						
ARP2231	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel		1 371,56	1 447,00	
ARP2232	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 509,00	1 592,00	
ARP2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARP2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARP2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARP2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARP2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	
ARP2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARP2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARP2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARP2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	○	○	
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	○	○	
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		787,68	831,00	
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2209
2210



2219
2245



2231
2232



2230



2247



2257



2250



2233



2209
2210



2219
2245



2231
2232



2230



2247



2257



2250



2233

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARP2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	3 317,54	3 500,00	 2240	
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	○	○		
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	○	○		
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite	○	○		
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	○	○		
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	787,68	831,00		
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	787,68	831,00		
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :	Sur devis			
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
ARP2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée	3 383,89	3 570,00	 2243	
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	○	○		
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	○	○		
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite	○	○		
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	○	○		
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	787,68	831,00		
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	787,68	831,00		
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :	Sur devis			
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
ARP2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	6 731,75	7 102,00	 2255	
Commande au souffle (Sip'n puff head control)						
ARP2256	☐	Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	6 731,75	7 102,00		
Interface LiNX						
ARP2271	☐	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)	507,11	535,00		
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
ARP2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack	530,81	560,00	 2251	
ARP2217	☐	Fixation utilisateur à droite	○	○		
ARP2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	○	○		
ARP2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier	○	○		
ARP2225	☐	Sans montage	○	○		
Claviers & Interrupteurs						
ARP2261	☐	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise	290,05	306,00	 2263	
ARP2262	☐	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise	290,05	306,00		
ARP2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite	410,43	433,00		
ARP2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier	410,43	433,00		
ARP2207	☐	Fixation utilisateur à droite	○	○		
ARP2208	☐	Fixation utilisateur à gauche	○	○		
ARP2225	☐	Sans interface de montage	○	○		
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LiNX						
Port de charge USB						
ARP2253	☐	Port de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	472,99	499,00	 2253
ARP2207	☐	Fixation à droite		○	○	
ARP2208	☐	Fixation à gauche		○	○	
Commande d'arrêt à distance						
ARP2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	831,28	877,00	 2258	
Module de sortie						
ARP2272	☐	Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)	591,47	624,00		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Autres accessoires LINX : montage des contacteurs						
ARP2300	☐	Livré avec fauteuil, sans montage		○	○	
ARU2301	☐	Livré avec le fauteuil, connecté et programmé (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)						
ARP1685	☐	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARP1686	☐	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARP1687	☐	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ARP1690	☐	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteurs Egg						
ARP2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre : 30 mm)						
ARP1711	☐	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARP1712	☐	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARP1713	☐	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ARP1714	☐	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ARP1715	☐	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ARP1716	☐	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARP2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		100,00	105,50	
ARP2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		100,00	105,50	
ARP2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
ARP2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
COLORIS DU FAUTEUIL						
Coloris des carénages						
ARP2640	☐	Noir Obsidien		○	○	
ARP2641	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARP2642	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARP2643	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARP2644	☐	Bleu Artic		○	○	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARP2650	☐	Noir Obsidien		○	○	
ARP2651	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARP2652	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARP2653	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARP2654	☐	Bleu Artic		○	○	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARP2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARP2632	☐	Fourches doubles		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARP0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARP0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		○	○	
ARP0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
Moteurs						
ARP1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARP1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○	
Batteries						
ARP1257	☐	Batteries 50 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARP1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARP1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ARP1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	◆	◆	NOUVEAU de série
ARP2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	170,62	180,00	
ARP1254	☐	Sans éclairage		○	○	



Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk					
ARP1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.	○	○	
Accroche-taxi					
ARP1494	☐	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes	◆	◆	
ARP1401	☐	Accroche-taxi 6 points conforme à la norme ISA 7176-19:2001 pour le transport des personnes - uniquement si Lift	○	○	
Ceinture de maintien					
ARP2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	◆	◆	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)					
ARP2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	156,40	165,00	
ARP2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	156,40	165,00	
ARP2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	133,65	141,00	
ARP2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	133,65	141,00	
ARP2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	116,59	123,00	
ARP2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	116,59	123,00	
Rétroviseur					
ARU1415	☐	Droit	70,14	74,00	
ARU1339	☐	Gauche	70,14	74,00	
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible					
ARP1404	☐	Tablette escamotable côté droit	503,32	531,00	
ARP1405	☐	Tablette escamotable côté gauche	503,32	531,00	
Rampes en accessoires					
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	



2701, 2702



2703,



2705, 2706



1654128



1654129



1654130

Options	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)		
	440 mm ARP0337	460 mm ARP0331	480 mm ARP0339
ARP2057 : Sans proclive ni déclive	440	460	480
ARP2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	490	510	530
ARP2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	540	560	580
ARP2056 : 5° Déclive	490	510	530
Valable avec une profondeur de 450 mm			