

TDX® SP2 NB

Modulite

FREP classe B



Configuration disponible

Appui-tête / Dossier électrique 30° /
Bascule d'assise électrique 50° / Repose-
jambes manuels / Equipement route 30
Lux / Batterie 50 Ah / REM400 /
programmable à 12 km/h...

Adjonctions disponibles

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)
Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)
PAP membres inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
Ccommande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)
Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

11 680,50 €

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING

LiNX

mo-vis
making forward together

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 610 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 450 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 50 Ah (jusqu'à 26 km d'autonomie)
	Module de puissance 120 A
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				◆ Configuration standard		○ Options sans supplément de prix				
ARM = TDX® SP2NB Modulite ARZ = TDX® SP2NB Modulite Teen										
Invacare® TDX® SP2NB FREP Classe B						Euros				
						Prix Public		LPPR/PLV		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC					
ARM0000	☐	Invacare® TDX® SP2^{NB} Modulite FREP Classe B - Code LPPR 9541105		11 071,56	11 680,50	11 680,50				
				+ 9,42 € HT d'éco-participation						
ARZ0000	☐	Invacare® TDX® SP2^{NB} Modulite Teen - FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9981399 Délai de fabrication : + 10 jours	Fabrication spéciale indisponible sur Invacare Pro	11 640,28	12 280,50	12 280,50				
				+ 9,42 € HT d'éco-participation						
PACK POSITIONNEMENT PAP - NC AVEC ASSISE MODULITE TEEN										
ARM0155	☐	Pack PAP 2: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Cale-cuisse (la paire)	NC : 0160, 2125, 2142, 2143, 2148, 2144, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	568,72	600,00	600,00 (5)				
ARM0160	☐	Pack PAP 3: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Dossier Matrx MAC ou MAC Hug	NC : 2125, 2142, 2143, 2148, 2144, 2171, 2179, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2324, 2325, 2327, 1445, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)				
ASSISE MODULITE MODULABLE										
Type d'assise										
ARZ2111	☐	Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 305 à 355 mm Profondeur : 305 à 410 mm	Fabrication spéciale	○	○		 2111			
ARM2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆					
ARM2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○		 2112			
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€										

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Largeur d'assise Assise Modulite Teen (Pré-réglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur						
Fab Spé	☐	305 mm		○	○	
Fab Spé	☐	330 mm		○	○	
Fab Spé	☐	355 mm		◆	◆	
Largeur d'assise Modulite (Préréglage d'usine)						
	☐	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144	○	○	
ARM2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARM2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARM2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ARM2124	☐	530 mm	NC : 2143, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARM2125	☐	550 mm	NC : 2129, 2132, 2134, 2142, 2143, 2147, 2144, 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2179, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2168, 2169, 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2152, 2155, 2183, 2197, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 0556, 0589, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 1404, 1405	○	○	
Profondeur d'assise Assise Modulite Teen (Préréglage d'usine)						
Fab Spé	☐	305 mm		○	○	
Fab Spé	☐	355 mm		◆	◆	
ARZ2132	☐	410 mm		○	○	
Choix du rail pour le réglage de la pronfondeur d'assise						
ARM2129	☐	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARM2130	☐	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
Profondeur d'assise Modulite (Préréglage d'usine)						
ARM2132	☐	410 mm	NC : 2198, 2196, 2197, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARM2134	☐	460 mm		◆	◆	
ARM2136	☐	510 mm	NC : 2143	○	○	
ARM2138	☐	560 mm	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise Modulite Teen						
Fab spé	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> ou <i>Matrx Kidabra-Vi</i> - selon dimensions d'assises choisies + Cales de positionnement sans supplément de prix.		◆	◆	600,00 (5)
Coussin d'assise Modulite						
ARM2142	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	◆	◆	
ARM2148	☐	Coussin d'assise (hauteur 90 mm) pour largeur d'assise 550 mm	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	○	○	
ARM2143	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	76,78	81,00	81,00
ARM2147	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	331,75	350,00	600,00 (5)
ARM2144	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (housse micro-aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse	NC : 1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983	331,75	350,00	600,00 (5)
 Coussins Vicair - voir fiche de mesures						



2143



2147 2144

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil TDX® SP2NB Modulite Teen



2143



2147

2144

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil TDX® SP2NB Modulite Teen

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros																																									
				Prix Public		LPPR/PLV																																							
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra																																													
ARM1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
ARM1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
ARM1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
ARM1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra																																													
ARM1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
ARM1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
ARM1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
ARM1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi																																													
ARM1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne MatrX Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 ⁽⁵⁾																																							
Cannes de dossier																																													
ARM2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆																																								
ARM2163 ARZ2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○																																								
Poignées à pousser																																													
ARM2107 ARZ2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆																																								
ARM2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228, 1332	○	○																																								
Type de dossier Modulite Teen																																													
ARZ2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière (largeur entre cannes de dossier : 340 mm)		◆	◆																																								
Fab Spé	☐	Dossier Matrx Mini Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous		284,36	600,00	600,00 ⁽⁴⁾																																							
 Dossier <i>Matrx Mini</i> (fixations <u>incluses</u>) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg <table><tr><th rowspan="2">Largeur du dossier^{(1)/(3)}</th><th rowspan="2">Adaptable sur fauteuil largeur d'assise⁽²⁾</th><th rowspan="2">Largeur du buste indicative</th><th colspan="4">Hauteur du dossier</th></tr><tr><th>180 mm</th><th>260 mm</th><th>310 mm</th><th>360 mm</th></tr><tr><td>280 mm</td><td>280mm - 300mm</td><td>200 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>310 mm</td><td>300mm - 320mm</td><td>215 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>330 mm</td><td>330mm - 360mm</td><td>240 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>360 mm</td><td>360mm - 380mm</td><td>290 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>							Largeur du dossier ^{(1)/(3)}	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	280 mm	280mm - 300mm	200 mm	☐	☐	☐		310 mm	300mm - 320mm	215 mm	☐	☐	☐	☐	330 mm	330mm - 360mm	240 mm	☐	☐	☐	☐	360 mm	360mm - 380mm	290 mm	☐	☐	☐	☐
Largeur du dossier ^{(1)/(3)}	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier																																										
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm																																							
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	☐	☐	☐																																								
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	☐	☐	☐	☐																																							
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	☐	☐	☐	☐																																							
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	☐	☐	☐	☐																																							
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€																																													

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Type de dossier Modulite						
ARM2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2152, 2155, 1445, 2052, 2053, 2230, 2247	◆	◆	
ARM2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2151, 2155, 2193, 2192, 2194, 1445, 2230, 2247, 2128	180,09	190,00	600,00 (4)
ARM2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 2128	○	○	
ARM2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 2380, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2395, 1445	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	Sur devis (9)
ARM2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir	NC : 1445	995,26	1 050,00	
Hauteur du dossier Matrx MAC						
ARM2380	☐	405 mm (16")	NC : 1445	○	○	
ARM2381	☐	455 mm (18")	NC : 1445	◆	◆	
ARM2382	☐	505 mm (20")	NC : 1445	○	○	
ARM2383	☐	560 mm (22")	NC : 1445	○	○	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC						
ARM2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ARM2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ARM2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
ARM2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ARM2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	
ARM2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.	NC : 1445	○	○	


21 / 1


2173

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
ARM2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm	NC : 1445	○	○	
ARM2394	☐	Standard = Largeur d'assise	NC : 1445	◆	◆	
ARM2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm	NC : 1445	○	○	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARM2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ARM2152 ARZ2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARM2155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ARM2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ARM2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○	
ARM2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ARM2183 ARZ2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189	○	○	
ARM2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	○	○	
ARM2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	○	○	
ARM2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	○	○	
Manchettes Modulite Teen						
ARM2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
Fab spé	☐	Manchette hémiplégique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
Fab spé	☐	Manchette hémiplégique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		Sur devis	Sur devis	
Manchettes Modulite						
ARM2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARM2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		○	○	
ARM2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	○	○	
Gouttières hémiplégiques						
Fab spé	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		Sur devis (9)
Fab spé	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		600,00 (4)
Cale-cuisses						
ARM2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,57	200,00	600,00 (5)
Hauteur des						
ARM2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARM2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€						
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



2191



2198




Gouttière
hémiplégique
raccourcie



Gouttière concave
hémiplégique

 2191

 2198

 Gouttière hémiplegique raccourcie

 Gouttière concave hémiplegique

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Appuis-têtes							
Fab spé	☐	Appui-tête multi-réglable <i>Action 3 Junior</i> pour assise TEEN		☐	☐		Appui-tête Action 3 Junior   1432  1427  2324  2325  2327
ARM1350	☐	Appui-nuque, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	☐	☐		
ARM1432	☐	Appui-tête <i>Rea</i> revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	☐	☐		
ARM1427	☐	Appui-tête Kontour <i>Rea</i> multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	☐	☐		
ARM2324	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	☐	☐		
ARM2325	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	☐	☐		
ARM2327	☐	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	☐	☐		
ARM1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		☐	☐		
Tendeur de dossier							
JBF1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)		☐	☐		 1445
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)							
ARM1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)		236,97	250,00	600,00 (4)	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE							
Inclinaison d'assise							 DOSSIER RABATTABLE
ARM1091 ARZ1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 2054	☐	☐		
ARM1092 ARZ1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054	☐	☐		
ARM1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150 kg)	NC : 2054	☐	☐		
ARM1093 ARZ1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)		☐	☐		
ARM1094 ARZ1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°		1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)	
ARM2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 130 kg si option 1450 ou 1494)		☐	☐		
ARM2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°		1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°							 0977
ARM0354	☐	450 mm		◆	◆		
ARM0364	☐	475 mm		☐	☐		
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)							
ARM2054 ARZ2054	☐	<i>Procline</i> d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		☐	☐		
Inclinaison de dossier							
ARM0977 ARZ0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆		
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€							
(7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€							

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
ARM0556	☐	Manuel - UL 280 à 385 mm (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517	○	○	
ARM0589	☐	Electrique <i>LINX</i> avec compensation, positionné à 90° - UL 340 à 410 mm réglable à +7°/-7°		1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes						
ARM2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARM0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARM0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○	
ARM0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○	
Repose-jambes et repose-pieds latéraux, la paire						
ARM0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur (UL 330 à 460 mm)	NC : 0504	◆	◆	
ARM0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65° escamotables (UL 290 à 470 mm)		○	○	
ARM0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i> (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512	○	○	
ARM0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Repose-jambes et repose-pieds latéraux, la paire pour assise TEEN						
ARZ0526	☐	Potences repose-pieds fixes courts 80°, escamotables intérieur/extérieur (UL 200 à 260 mm)	NC : 0504	○	○	
ARZ0533	☐	Repose-jambes manuels courts réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i> (UL 190 à 360 mm)		○	○	
ARZ0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques courts réglables en angle de 0° à 80° (UL 190 à 370 mm)	NC : 0512	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes réglables (la paire)						
ARM0512	☐	Fixes		◆	◆	
ARM0504	☐	Réglables en inclinaison		○	○	
ARM0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		○	○	
ARZ0513	☐			○	○	
OPTIONS COMMUNES TDX® SP2NB Modulite & TDX® SP2NB Modulite Teen						
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARM2203	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2837	◆	◆	
ARM2204	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	○	○	
ARM2205	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)	NC : 2220	○	○	
ARM2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	○	○	

0526

0503

0531

LINX

REM211

LINX

REM216

LINX

REM400

Bluetooth

LINX

REM500

Bluetooth

(2) code LPPR : 9934282 - VHP. adionction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250.00€

0526

0503

0531

LINX®

REM211

REM216

REM400

Bluetooth®

REM500

Bluetooth®

(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
Option REM400							
ARM2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		☐	☐		
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)							
ARM1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 1404	☐	☐		
ARM1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 1405	☐	☐		
ARM1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 1404	◆	◆		
ARM1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 1405	☐	☐		
ARM1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 1415, 1404	☐	☐		
ARM1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 1339, 1405	☐	☐		
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 2218, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00		
ARM2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2220, 2219, 1221, 1339, 2128	☐	☐		
ARM2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2220, 2219, 1222, 2128	☐	☐		
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)	
Montage de l'écran de contrôle <i>L/INX</i> REM500							
ARM2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 2217, 1415, 1404	◆	◆		
ARM2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 2218, 1339, 1405	☐	☐		
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00		
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 2218, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00		
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis		
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique. supplément sur devis - Sur devis							



2270

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



2270

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® TDX® SP2NB FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
ARM2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 REM050
ARM2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 2219
ARM2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 2245
ARM1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 1404	○	○		
ARM1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 1405	○	○		
ARM1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 2227	○	○		
ARM1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 2228	○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures						Sur devis (9)	
							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
ARM2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	 2231 2232
ARM2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
ARM2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404, 2217	◆	◆		 2230
ARM2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405, 2218	○	○		
ARM2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)	
ARM2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 2218, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00		
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
ARM2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2240, 2257	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)	 2247
ARM2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2240, 2257	5 648,34	5 959,00		
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM							
ARM2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)	 2257
ARM2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415, 2217	○	○		
ARM2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche	NC : 1339, 1404, 1405, 2218	○	○		
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)	
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARM2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i>	NC : 2128, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARM2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	NC : 1404, 1415, 2217	○	○	
ARM2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	NC : 2218, 1339, 1405	○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 2217, 1404, 1405	○	○	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 2218, 1415, 1404, 1405	○	○	
ARM2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARM2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARM2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 317,54	3 500,00	Sur devis (9)
ARM2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite	NC : 2217, 1415, 1404	○	○	
ARM2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche	NC : 2218, 1339, 1405	○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 2235, 2213, 2241, 2217, 1404, 1405	○	○	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 2236, 2214, 2242, 2218, 1415, 1404, 1405	○	○	
ARM2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 2217, 1415, 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARM2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 2218, 1339, 1404, 1405	787,68	831,00	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARM2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	Sur devis (9)
ARM2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404, 1415	○	○	
ARM2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 1405	○	○	
ARM2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2220, 2219, 1221, 1339, 2128	○	○	
ARM2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2220, 2219, 1222, 2128	○	○	
ARM2225	☐	Sans montage		○	○	
ARM2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	Sur devis (9)
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires <i>LINX</i>						
ARM2253	☐	Prises de charge USB	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARM2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404, 2217	○	○	
ARM2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405, 2218	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ARM2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARV2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ARM1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	



2233



2240



2251



2253



(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ARM2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis (9)
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ARM1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARM1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARM1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARM2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		☐	☐	 2721  2722  2723  2724
ARM2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		☐	☐	
ARM2723	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		☐	☐	
ARM2724	☐	Embout champignon rainuré (couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		☐	☐	
COLORIS						
Coloris des carénages						
ARM2640	☐	Noir Obsidien		☐	☐	 2640  2641  2642  2643  2644
ARM2641	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARM2642	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARM2643	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARM2644	☐	Bleu Artic		☐	☐	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARM2650	☐	Noir Obsidien		☐	☐	 2650  2651  2652  2653  2654
ARM2651	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARM2652	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARM2653	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARM2654	☐	Bleu Artic		☐	☐	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARM2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)
ARM2632	☐	Fourches double bras		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARM0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARM0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		☐	☐	
ARM0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		☐	☐	
Moteurs						
ARM1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		☐	☐	
ARM1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		◆	◆	
Batteries						
ARM1257	☐	Batteries 50 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARM1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ARM1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge prise UK (IP44)		☐	☐	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARM1215	☐	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9) 
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ARM1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	☐	☐	
ARM1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] - Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARM1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00	Sur devis (9)
Accroche-taxi						
ARM1493	☐	4 Fixations avant et arrière		◆	◆	
ARM1494	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Ceinture de maintien						
ARM1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARM2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARM1332	☐	Harnais de maintien en H		236,97	250,00	600,00 (4)
Ceintures et harnais de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARM2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
Rétroviseur						
ARM1415	☐	Droit		○	○	
ARM1339	☐	Gauche		○	○	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARM2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		○	○	
Porte-canne						
ARM1312	☐	Côté droit		○	○	
ARM1363	☐	Côté gauche		○	○	
Tablette escamotable						
ARM1404	☐	Côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)
ARM1405	☐	Côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)





1329



2701, 2702




2703, 2704



2705, 2706



2128



1404

(3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1329



2701, 2702




2703, 2704



2705, 2706



2128



1404

(3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Rampes en accessoires							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	1654128 
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	1654129 
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	1654130 
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ (3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€ (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ (8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							