



TDX® SP2 NB

Ultra Low Maxx

FREP Classe B

**TEMPORAIREMENT
INDISPONIBLE**



Configuration disponible

Dossier et coussin Matrix / Appui-tête Elan
Accessoires de positionnement / Dossier
électrique à compensation 170° / Repose-
jambes électriques / Equipement route 30
Lux / Batterie 50 Ah / REM400 /
programmable à 12 km/h...

Adjonctions incluses

Lift/Basculé d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)

Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

Adjonctions disponibles

Commande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)

Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

PAP membres inférieurs
(LPPR/PLV 600,00€)

PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV 600,00€)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

14 430,50 €

Forfait MAD 1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	 
Référence d'achat :	Largeur hors tout 610 mm
Code client :	Hauteur d'assise à partir de 440 mm
Cachet du distributeur :	Moteurs 340W 4 pôles
	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 50 Ah (jusqu'à 26 km d'autonomie)
	Electronique LINX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace DHCare Pro sur www.dhcare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard			☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
ARP0080	☒ Invacare® TDX® SP2NB Ultra Low Maxx FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9934282 + 9928838 ☐ Module de puissance : 90 A - Moteurs : 340W, 4 pôles - Autonomie : +/- 26 km (50Ah)	TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE	13 678,20	14 430,50	14 430,50			
			+ 0,42 € HT d'éco-participation					
*	Mesure personnalisée :	Mesuré de ... à ...						
A	Hauteur d'assise	De l'assise au sol						
B	Largeur d'assise	Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite						
C	Profondeur d'assise	De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier						
D	Dossier	De la plaque d'assise au haut du dossier						
E	Hauteur accoudoir gauche	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
F	Hauteur accoudoir droite	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
G	Hauteur repose-jambes central	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
H	Repose-jambe latéral Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
K	Repose-jambe latéral Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
H	Repose-jambe Pivot Plus Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
K	Repose-jambe Pivot Plus Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
* : Ces mesures sont à compléter ci-dessous dans la fiche de mesure.								
ASSISE ULTRA LOW MAXX								
Type d'assise								
ARP2020	☐ Assise Ultra Low Maxx		☒	☒				
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER								
Inclinaison d'assise								
ARP2053	☐ Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm	NC : 2261, 2262	☒	☒	1500,00 (7)			
A - Hauteur sol-plaque d'assise								
ARP0337	☐ 444 mm		☒	☒				
ARP0331	☐ 464 mm		☐	☐				
ARP0339	☐ 494 mm		☐	☐				
Options d'inclinaison d'assise								
ARP2057	☐ Sans proclive ni déclive		☒	☒				
ARP2054	☐ Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à 40°) hauteur d'assise mesurée à -5°		☐	☐				
ARP2055	☐ Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +35°) hauteur d'assise mesurée à -10°	NC : 2035	☐	☐				
ARP2056	☐ Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +50°) + 60 mm de hauteur d'assise	NC : 0592	☐	☐				
Inclinaison de dossier								
ARP2060	☐ Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☒	☒				
Options d'inclinaison de dossier								
ARP2063	☐ Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☐	☐				
ARP2066	☐ Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☐	☐				
ASSISE ULTRA LOW MAXX								
Largeur d'assise : amplitude de réglage								
ARP2021	☐ 405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	☒	☒				
ARU2003	☐ 480 à 555 mm - pas de 25 mm		☐	☐				
ARU2022	☐ 505 à 610 mm - pas de 25 mm		☐	☐				
(7) Prise en charge à la LPPR - supplément pour élévation électrique (lift) dans la limite de 1500,00€ - code : 9928838 - Inclus dans le prix de base du fauteuil								

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
Profondeur d'assise réglable en continu						
ARP2008	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2040, 2041, 2042	◆	◆	
ARP2024	☐	480 à 580 mm - pas de 25 mm	NC : 2035, 2036, 2037	○	○	
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARP2025	☐	405 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARP2026	☐	430 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARP2027	☐	455 mm	NC : 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARP2028	☐	480 mm	NC : 2550, 2554, 2555, 2563, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARP2029	☐	505 mm	NC : 2550, 2554, 2555, 2563, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARP2030	☐	530 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARP2031	☐	555 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2050, 2051, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARP2032	☐	580 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2050, 2051, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARP2033	☐	610 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2050, 2051, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706, 1404, 1405	○	○	
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARP2035	☐	405 mm	NC : 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	○	
ARP2036	☐	430 mm		◆	◆	
ARP2037	☐	455 mm		○	○	
ARP2038	☐	480 mm		○	○	
ARP2039	☐	505 mm		○	○	
ARP2040	☐	530 mm		○	○	
ARP2041	☐	555 mm	NC : 2145	○	○	
ARP2042	☐	580 mm	NC : 2145, 2146	○	○	
Coussin d'assise						
ARP2145	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	◆	◆	
ARP2146	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg) Livré avec 2 housses	NC : 1985	379,15	400,00	600,00 (5)
ARP2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136 kg), HD jusqu'à 227 kg Livré avec 2 housses	NC : 1985	379,15	400,00	600,00 (5)
		Coussins Vicair - voir fiche de mesures				600,00 (5)
				9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€		



2147



2147

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra et Flo-Tech						
ARP1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARP1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARP1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARP1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra et Flo-Tech						
ARP1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARP1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARP1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARP1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
ARP2050	☐	High Back , hauteur 405 mm	NC : 2072, 2073	◆	◆	
ARP2051	☐	High Back , hauteur 455 mm	NC : 2501, 2506	○	○	
ARP2320	☐	High Back , hauteur 505 mm	NC : 2070, 2071, 2501, 2506	○	○	
ARP2550	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 355 mm	NC : 2070, 2071, 2072, 2073	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2551	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC : 2072, 2073	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2552	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2553	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 505 mm	NC : 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2554	☐	Matrx Elite Max , hauteur 405 mm	NC : 2072, 2073	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2555	☐	Matrx Elite Max , hauteur 505 mm	NC : 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2556	☐	Matrx Elite TR , hauteur 405 mm	NC : 2072, 2073	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2557	☐	Matrx Elite TR , hauteur 455 mm	NC : 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 505 mm	NC : 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2563	☐	Matrx Elite TR Max , hauteur 505 mm	NC : 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2558	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 405 mm	NC : 2072, 2073, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARP2559	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 455 mm	NC : 2501, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARP2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 505 mm	NC : 2070, 2071, 2501, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARP2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2072, 2073	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2070, 2071, 2501, 2506	189,57	200,00	600,00 (4)
ARP2560	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2072, 2073, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARP2561	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2070, 2071, 2501, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARP2562	☐	Matrx Elite Deep Max , hauteur 505 mm	NC : 2070, 2071, 2501, 2506, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARP2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)
ARP2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)
Hauteur du dossier Matrx MAC						
ARP2380	☐	405 mm (16")		○	○	
ARP2381	☐	455 mm (18")		◆	◆	
ARP2382	☐	505 mm (20")		○	○	
ARP2383	☐	560 mm (22")		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€						

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC						
ARP2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARP2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARP2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
ARP2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARP2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARP2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
ARP2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm		○	○	
ARP2394	☐	Standard = Largeur d'assise		◆	◆	
ARP2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm		○	○	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)						
ARP2506	☐	505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARP2501	☐	535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARP2070	☐	555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARP2071	☐	585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARP2072	☐	610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARP2073	☐	635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARP2074	☐	660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
ARP2502	☐	685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
Accoudoirs						
ARP2095	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
ARP2096	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
ARP2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		○	○	
Manchette gauche						
ARP2012	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	◆	◆	
ARP2013	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	○	○	
ARP2014	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
Manchette droite						
ARP2016	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2083	◆	◆	
ARP2017	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARP2018	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€						

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Accessoires pour gouttière						
ARP2080	☐	Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		☐	☐	
ARP2083	☐	Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		☐	☐	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)						
ARP2082	☐	Support multiréglable gauche		☐	☐	
ARP2085	☐	Support multiréglable droite		☐	☐	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				☐	☐	
☐ 230 mm	☐ 240 mm	☐ 250 mm	☐ 260 mm	☐ 270 mm	☐	☐
☐ 280 mm	☐ 300 mm	☐ 310 mm	☐ 320 mm	☐ 330 mm	☐	☐
☐ 340 mm	☐ 350 mm	☐ 360 mm	☐ 370 mm	☐ 380 mm	☐	☐
☐ 390 mm	☐ 405 mm				☐	☐
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				☐	☐	
☐ 230 mm	☐ 240 mm	☐ 250 mm	☐ 260 mm	☐ 270 mm	☐	☐
☐ 280 mm	☐ 300 mm	☐ 310 mm	☐ 320 mm	☐ 330 mm	☐	☐
☐ 340 mm	☐ 350 mm	☐ 360 mm	☐ 370 mm	☐ 380 mm	☐	☐
☐ 390 mm	☐ 405 mm				☐	☐
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)						
ARP2347	☐	Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARP2348	☐	Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARP2349	☐	Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARP2350	☐	Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude gauche						
ARP2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		☐	☐	
ARP2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		☐	☐	
ARP2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		☐	☐	
ARP2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		☐	☐	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)						
ARP2351	☐	Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARP2352	☐	Cale-coude droit S (135 x 90 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARP2353	☐	Cale-coude droit M (145 x 95 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARP2354	☐	Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude droit						
ARP2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		☐	☐	
ARP2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		☐	☐	
ARP2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		☐	☐	
ARP2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		☐	☐	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)						
ARP2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARP2114	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARP2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARP2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARP2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARP2115	☐	Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARP2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARP2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ARP2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		☐	☐	
ARP2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		☐	☐	
Appui-tête						
ARP2324	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 2255	☐	☐	
ARP2325	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 2255	☐	☐	
ARP1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		☐	☐	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€						



Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)					
ARP2343	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 110 x 83 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2345	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 135 x 90 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2043	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 145 x 95 mm	NC : 2255, 2256	94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2045	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , gauche 165 x 110 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2344	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 110 x 83 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2346	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 135 x 90 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2044	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 145 x 95 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2046	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 165 x 110 mm		94,79	100,00 600,00 (4)
ARP2049	☐	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire		94,79	100,00 600,00 (4)
REPOSE-JAMBES					
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets					
ARP0589	☐	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90°- UL 340 à 410 mm réglable à +7°/-7° (longueur réglable de 340 à 410 mm)	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	◆	◆ 1250,00 (2)
ARU0592	☐	Electrique LNX avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G		1 848,34	1 950,00 Sur devis (9)
Palettes (nc : 0592)					
ARP2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○
ARP0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆
ARP0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○
ARP0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○
G - Réglage du repose-jambes central (option 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes					
Réglage personnalisé :					
☐ 375 mm			◆	◆	
☐ 345 mm			○	○	
☐ 355 mm ☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm			○	○	
G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes					
Réglage personnalisé :					
☐ 380 mm ☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm			○	○	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche					
ARP0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite				1250,00 (2)	
ARP0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite	NC : 2262, 2262, 2263, 2264	○	○
Palette réglable, gauche					
ARP0509	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆
ARP0511	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○
Palette réglable, droite					
ARP0506	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆
ARP0508	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○
H - Réglage du repose-jambe latéral gauche (options 0537, 0538 & 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
Réglage personnalisé :					
☐ 370 mm			◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm			○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm			○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm			○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm			○	○	
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ - inclus dans le prix de base du fauteuil					
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€					
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis					

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
K - Réglage du repose-jambe latéral droite (options 0547, 0548 & 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARP2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272, 1437	◆	◆	
ARP2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272	○	○	
ARP2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)		○	○	
ARP2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270	○	○	
Option REM400						
ARP2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)						
ARP1207	☐	Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARP1208	☐	Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARP1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARP1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARP1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 1404	○	○	
ARP1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 1405	○	○	
ARP2075	☐	Support Quad Link , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 1405, 1415	○	○	
ARP2076	☐	Support Quad Link , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 1339	○	○	
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARP2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1221, 2219	○	○	
ARP2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1222, 2219	○	○	
ARU2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ARP2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2217	◆	◆	
ARP2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2218	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		Sur devis (9)
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



REM211



REM216



REM400
Bluetooth



REM500
Bluetooth



2270



1709, 1710



2209
2210



REM211



REM216



REM400
Bluetooth®




REM500
Bluetooth®




2270



1709, 1710



2209
2210

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
Double commande LINX						
ARP2219	☐	Double commande tierce-personne LINX Compact - 3 profils de conduite dédiés		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARP2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARP1207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARP1208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARP1221	☐	Fixation à droite, amovible		○	○	
ARP1222	☐	Fixation à gauche, amovible		○	○	
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures						Sur devis (9)
      						
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
Joystick Compact LINX						
ARP2231	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARP2232	☐	Joystick LINX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARP2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARP2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARP2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARP2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARP2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)
ARP2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARP2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARP2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	Sur devis (9)
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARP2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARP2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	Sur devis (9)
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2219



2231
2232



2230



2247
2257





2250






2233



2240

(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
ARP2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée	NC : 2271	3 383,89	3 570,00	Sur devis (9)
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
ARP2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis (9)
Commande au souffle (Sip'n puff head control)						
ARP2256	☐	Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis (9)
Interface LINX						
ARP2271	☐	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)		507,11	535,00	Sur devis (9)
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
ARP2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack		○	○	
ARP2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404	○	○	
ARP2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1405	○	○	
ARP2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier		○	○	
ARP2225	☐	Sans montage		○	○	
Claviers & Interrupteurs						
ARP2261	☐	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	Sur devis (9)
ARP2262	☐	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	
ARP2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite		410,43	433,00	
ARP2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier		410,43	433,00	
ARP2207	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404	○	○	
ARP2208	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1405	○	○	
ARP2225	☐	Sans interface de montage		○	○	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Port de charge USB						
ARP2253	☐	Port de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	○	○	
ARP2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARP2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Module de sortie						
ARP2272	☐	Module de sortie LINX (DLX-OUT500)		591,47	624,00	Sur devis (9)
Autres accessoires LINX : montage des contacteurs						
ARP2300	☐	Livré avec fauteuil, sans montage		○	○	
ARU2301	☐	Livré avec le fauteuil, connecté et programmé (Spécial)		Sur devis		Sur devis (9)
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)						
ARP1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ARP1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARP1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARP1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteurs Egg						
ARP2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



2243



2255
2256



2251



2263



2253



2272





2243



2255
2256



2251



2263



2253



2272



Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros		LPPR/PLV
				Prix Public		
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre : 30 mm)						
ARP1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	Sur devis (9)
ARP1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARP1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARP1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARP1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARP1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARP2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		○	○	
ARP2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		○	○	
ARP2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		○	○	
ARP2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		○	○	
COLORIS DU FAUTEUIL						
Coloris des carénages						
ARP2640	☐	Noir Obsidien		○	○	
ARP2641	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARP2642	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARP2643	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARP2644	☐	Bleu Artic		○	○	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARP2650	☐	Noir Obsidien		○	○	
ARP2651	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARP2652	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARP2653	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARP2654	☐	Bleu Artic		○	○	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARP2631	☐	Fourche monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)
ARP2632	☐	Fourches doubles		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARP0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARP0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		○	○	
ARP0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
Moteurs						
ARP1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		○	○	
ARP1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		◆	◆	
Batteries						
ARP1257	☐	Batteries 50 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARP1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ARP1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge prise UK (IP44)		○	○	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARP1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ARP1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	○	○	
ARP1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk					
ARP1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl. La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00
					Sur devis (9)
Accroche-taxi					
ARP1401	☐	Accroche-taxi 6 points conforme à la norme ISA 7176-19:2001 pour le transport des personnes - uniquement si Lift		◆	◆
Ceinture de maintien					
ARP2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	○	○
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)					
ARP2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		189,57	200,00
					600,00 (5)
ARP2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		189,57	200,00
					600,00 (5)
ARP2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		189,57	200,00
					600,00 (5)
ARP2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		189,57	200,00
					600,00 (5)
ARP2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		189,57	200,00
					600,00 (5)
ARP2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		189,57	200,00
					600,00 (5)
Rétroviseur					
ARU1415	☐	Droit		○	○
ARU1339	☐	Gauche		○	○
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible					
ARP1404	☐	Tablette escamotable côté droit		125,12	132,00
					132,00 (3)
ARP1405	☐	Tablette escamotable côté gauche		125,12	132,00
					132,00 (3)
Rampes en accessoires					
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00
					Sur devis (9)
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00
					Sur devis (9)
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00
					Sur devis (9)



2701, 2702




2703, 2704



2705, 2706



1654128



1654129



1654130

(3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

