

TDX® SP2

Ultra low Maxx

FREP Classe B



Configuration disponible

Dossier et coussin Matrix / Appui-tête Elan / Accessoires de positionnement / Dossier électrique à compensation 170° / Repose-jambes électriques / Equipement route 30 Lux / Batterie 75 Ah / REM400 / programmable à 12 km/h...

NOUVEAU - option Low Rider - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !

Adjonctions incluses

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)
Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

Adjonctions disponibles

Commande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)
Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)
PAP membres inférieurs
(LPPR/PLV 600,00€)
PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV 600,00€)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

14 430,50€

Forfait MAD 1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit																				
Date :																					
Référence d'achat :																					
Code client :																					
Cachet du distributeur :																					
	CE																				
	<table> <tr> <td>Largeur hors tout</td><td>650 mm</td></tr> <tr> <td>Hauteur d'assise</td><td>420 mm (Low Rider)</td></tr> <tr> <td>Moteurs</td><td>340W 4 pôles</td></tr> <tr> <td>Vitesse</td><td>6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h</td></tr> <tr> <td>Batteries</td><td>73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)</td></tr> <tr> <td>Electronique</td><td>LiNX</td></tr> <tr> <td>Roues motrices</td><td>14"</td></tr> <tr> <td>Franchissement</td><td>75 mm</td></tr> <tr> <td>Poids max utilisateur</td><td>136 kg</td></tr> <tr> <td>Garantie</td><td>2 ans hors batteries et pièces d'usure</td></tr> </table>	Largeur hors tout	650 mm	Hauteur d'assise	420 mm (Low Rider)	Moteurs	340W 4 pôles	Vitesse	6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h	Batteries	73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)	Electronique	LiNX	Roues motrices	14"	Franchissement	75 mm	Poids max utilisateur	136 kg	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure
Largeur hors tout	650 mm																				
Hauteur d'assise	420 mm (Low Rider)																				
Moteurs	340W 4 pôles																				
Vitesse	6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h																				
Batteries	73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)																				
Electronique	LiNX																				
Roues motrices	14"																				
Franchissement	75 mm																				
Poids max utilisateur	136 kg																				
Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure																				
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.																					

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
Invacare® TDX® SP2 Ultra Low Maxx FREP Classe B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
ARO0080	☐ Invacare® TDX® SP2 Ultra Low Maxx FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9934282 + 9928838 Module de puissance : 90 A - Moteurs : 340W, 4 pôles - Autonomie : +/- 26 km (50Ah)		13 678,20	14 430,50	14 430,50		
			+ 9,42 € HT d'éco-participation				
*	Mesure personnalisée :	Mesuré de ... à ...					
A	Hauteur d'assise	De l'assise au sol					
B	Largeur d'assise	Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite					
C	Profondeur d'assise	De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier					
D	Dossier	De la plaque d'assise au haut du dossier					
E	Hauteur accoudoir gauche	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
F	Hauteur accoudoir droite	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
G	Hauteur repose-jambes central	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes					
H	Repose-jambe latéral Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
K	Repose-jambe latéral Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
H	Repose-jambe Pivot Plus Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
K	Repose-jambe Pivot Plus Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
* : Ces mesures sont à compléter ci-dessous dans la fiche de mesure.							
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Type d'assise							
ARO2020	☐ Assise Ultra Low Maxx		☐	☐			
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER							
Inclinaison d'assise							
ARO2053	☐ Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	☒	☒	1500,00 (7)		
A - Hauteur sol-plaque d'assise							
ARO352	☐ Low-Rider 420 mm	NOUVEAU - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !	☐	☐			
ARO337	☐ 440 mm		☒	☒			
ARO331	☐ 460 mm		☐	☐			
ARO339	☐ 490 mm		☐	☐			
Options d'inclinaison d'assise							
ARO2057	☐ Sans proclive ni déclive		☒	☒			
ARO2054	☐ Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +45° ou +40° avec lift)		☐	☐			
ARO2055	☐ Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +40° ou +35° avec lift)	NC : 2035	☐	☐			
ARO2056	☐ Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +55° ou +50° avec lift)	NC : 0592	☐	☐			
Inclinaison de dossier							
ARO2060	☐ Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☒	☒			
Options d'inclinaison de dossier							
ARO2063	☐ Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☐	☐			
ARO2066	☐ Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☐	☐			
(7) Prise en charge à la LPPR - supplément pour élévation électrique (lift) dans la limite de 1500,00€ - code : 9928838 - Inclus dans le prix de base du fauteuil (9) Prise en charge à la LPPR - adjonction spécifique supplément sur devis - code : 4960062							



Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Largeur d'assise : amplitude de réglage							
ARO2021	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	◆	◆		
ARX2003	☐	480 à 555 mm - pas de 25 mm		○	○		
ARX2022	☐	505 à 610 mm - pas de 25 mm		○	○		
Profondeur d'assise réglable en continu							
ARO2008	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2040, 2041, 2042	◆	◆		
ARO2024	☐	480 à 580 mm - pas de 25 mm	NC : 2035, 2036, 2037	○	○		
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARO2025	☐	405 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARO2026	☐	430 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	◆	◆		
ARO2027	☐	455 mm	NC : 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARO2028	☐	480 mm	NC : 2550, 2554, 2555, 2563, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2029	☐	505 mm	NC : 2550, 2554, 2555, 2563, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2030	☐	530 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2031	☐	555 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2032	☐	580 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706, 1404, 1405	○	○		
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARO2035	☐	405 mm	NC : Ceinture Bodypoint	○	○		
ARO2036	☐	430 mm		◆	◆		
ARO2037	☐	455 mm		○	○		
ARO2038	☐	480 mm		○	○		
ARO2039	☐	505 mm		○	○		
ARO2040	☐	530 mm		○	○		
ARO2041	☐	555 mm	NC : 2145	○	○		
ARO2042	☐	580 mm	NC : 2145, 2146	○	○		
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706, 1404, 1405	○	○		
Coussin d'assise							
ARO2145	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) Livré avec 2 housses		◆	◆	600,00 (5)	
ARO2146	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Contour</i> (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg) Livré avec 2 housses		379,15	400,00	600,00 (5)	
ARO2147	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> (hauteur 90mm, poids max 136 kg), HD jusqu'à 227 kg Livré avec 2 housses		379,15	400,00	600,00 (5)	
ARO2144	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse		379,15	400,00	600,00 (5)	
 Coussins Vicair - voir fiche de mesures						600,00 (5)	



21472144

(5) code LPPR : 9977848 - VHP. adionction. PAP. forfait B membre inférieur dans la limite - 600.00 €



2147

2144

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARO1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARO1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi						
ARO1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne Matrx Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
ARO2050	☐	<i>High Back</i> , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	◆	◆	600,00 (4)
ARO2051	☐	<i>High Back</i> , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502	○	○	600,00 (4)
ARO2320	☐	<i>High Back</i> , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	○	○	600,00 (4)
ARO2550	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 355 mm	NC : 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2551	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2552	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2553	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2554	☐	<i>Matrx Elite Max</i> , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2555	☐	<i>Matrx Elite Max</i> , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2556	☐	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2557	☐	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2177	☐	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2563	☐	<i>Matrx Elite TR Max</i> , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2558	☐	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2559	☐	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2178	☐	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2174	☐	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2175	☐	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2560	☐	<i>Matrx Posture Back Deep</i> , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2561	☐	<i>Matrx Posture Back Deep</i> , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2562	☐	<i>Matrx Elite Deep Max</i> , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2168	☐	<i>Matrx MAC</i> , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2169	☐	<i>Matrx MAC HUG</i> , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Hauteur du dossier Matrx MAC						
ARO2380	☐	405 mm (16")		○	○	
ARO2381	☐	455 mm (18")		◆	◆	
ARO2382	☐	505 mm (20")		○	○	
ARO2383	☐	560 mm (22")		○	○	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC						
ARO2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
ARO2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
ARO2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm		○	○	
ARO2394	☐	Standard = Largeur d'assise		◆	◆	
ARO2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm		○	○	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)						
ARO2506	☐	505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2501	☐	535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2070	☐	555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2071	☐	585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2072	☐	610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARO2073	☐	635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARO2074	☐	660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
ARO2502	☐	685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
Accoudoirs						
ARO2095	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
ARO2096	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
ARO2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		○	○	
Manchette gauche						
ARO2012	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	◆	◆	
ARO2013	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	○	○	
ARO2014	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
Manchette droite						
ARO2016	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2083	◆	◆	
ARO2017	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2083	○	○	
ARO2018	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP. adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€						

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Accessoires pour gouttière						
ARO2080	☐	Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement côté opposé au manipulateur)		○	○	
ARO2083	☐	Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement côté opposé au manipulateur)		○	○	
ARO2081	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock gauche		○	○	
ARO2084	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock droite		○	○	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)						
ARO2082	☐	Support multiréglable gauche		○	○	
ARO2085	☐	Support multiréglable droite		○	○	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)						
ARO2347	☐	Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2348	☐	Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2349	☐	Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2350	☐	Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude gauche						
ARO2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARO2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)						
ARO2351	☐	Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2352	☐	Cale-coude droit S (135 x 90 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2353	☐	Cale-coude droit M (145 x 95 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2354	☐	Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)		94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude droit						
ARO2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARO2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)						
ARO2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARO2114	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARO2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARO2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARO2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARO2115	☐	Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARO2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
ARO2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00	600,00 (5)
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ARO2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARO2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-tête						
ARO2324	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 2255	○	○	
ARO2325	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 2255	○	○	
ARO1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €						


2324


2325



2324



2325

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)						
ARO2343	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 110 x 83 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2345	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 135 x 90 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2043	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 145 x 95 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2045	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 165 x 110 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2344	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 110 x 83 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2346	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 135 x 90 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2044	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 145 x 95 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2046	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 165 x 110 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2049	☐	Supports cale-troncs rallongés 25 mm, la paire		○	○	
REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets						
ARO0589	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positioné à 90°- UL 340 à 410 mm réglable à +7°/-7° (longueur réglable de 340 à 410 mm)	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	◆	◆	1250,00 (2)
ARX0592	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G		1 848,34	1 950,00	Sur devis (9)
Palettes (nc : 0592)						
ARO2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARO0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARO0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○	
ARO0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○	
G - Réglage du repose-jambes central (options 0586 & 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 375 mm				◆	◆	
☐ 310 mm ☐ 325 mm ☐ 335 mm ☐ 345 mm				○	○	
☐ 355 mm ☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm				○	○	
G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 380 mm ☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm				○	○	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche						
ARO0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○	1250,00 (2)
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite						
ARO0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○	
Palette réglable, gauche						
ARO0509	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0511	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
Palette réglable, droite						
ARO0506	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0508	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
H - Réglage du repose-jambe latéral gauche (options 0537, 0538 & 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil						
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
K - Réglage du repose-jambe latéral droite (options 0547, 0548 & 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
Réglage personnalisé :					
☐ 370 mm				◆	◆
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○
COMMANDES ELECTRONIQUES <i>LINX</i>					
Commande principale pour Electronique <i>LINX</i>					
ARO2203	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272, 1437	◆	◆
ARO2204	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272	○	○
ARO2205	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)		○	○
ARO2206	☐	Ecran de contrôle <i>LINX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270	○	○
Option REM400					
ARO2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○
Montage de la commande principale (REM211/216/400)					
ARO1207	☐	Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○
ARO1208	☐	Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○
ARO1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆
ARO1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○
ARO1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404	○	○
ARO1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405	○	○
ARO2075	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 1415	○	○
ARO2076	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 1339	○	○
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00
ARO2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1221, 2219	○	○
ARO2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1222, 2219	○	○
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	
				Sur devis (9)	
Montage de l'écran de contrôle <i>LINX</i> REM500					
ARO2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 2217	◆	◆
ARO2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 2218	○	○
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	
				Sur devis (9)	



REM211



REM216



REM400
Bluetooth®



REM500
Bluetooth®



2270



1709, 1710



2209
2210

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adionction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

LINX



REM211



REM216



REM400
Bluetooth®



REM500
Bluetooth®



2270



1709, 1710



2209
2210

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Double commande <i>LINX</i>						
ARO2219	☐	Double commande tierce-personne <i>LINX</i> Compact - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO2245	☐	Double commande intuitive <i>LINX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO1207	☐	Fixation à droite - uniquement Compact	NC : 1404	◆	◆	
ARO1208	☐	Fixation à gauche - uniquement Compact	NC : 1405	○	○	
ARO1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive <i>LINX</i>		○	○	
ARO1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive <i>LINX</i>		○	○	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures						Sur devis (9)
						
Joystick Compact <i>LiNX</i>						
ARO2231	☐	Joystick <i>LINX</i> Compact Proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO2232	☐	Joystick <i>LINX</i> Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARO2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARO2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2240, 2257	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARO2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2240, 2257	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARO2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)
ARO2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARO2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	Sur devis (9)
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARO2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARO2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	Sur devis (9)
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
ARO2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée	NC : 2255, 2256, 2271	3 383,89	3 570,00	Sur devis (9)
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
ARO2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis (9)
Commande au souffle (Sip'n puff head control)						
ARO2256	☐	Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis (9)
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
ARO2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack		○	○	
ARO2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404	○	○	
ARO2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier		○	○	
ARO2225	☐	Sans montage		○	○	
Claviers & Interrupteurs						
ARO2261	☐	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	Sur devis (9)
ARO2262	☐	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	
ARO2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite - 4 directions		563,98	433,00	
ARO2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier		563,98	433,00	
ARO2207	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404	○	○	
ARO2208	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2225	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Port de charge USB						
ARO2253	☐	Prises de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	○	○	
ARO2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARO2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Module de sortie						
ARO2272	☐	Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)		591,47	624,00	Sur devis (9)
Autres accessoires LiNX : montage des contacteurs						
ARO2300	☐	Livré avec le fauteuil, sans montage		○	○	
ARX2301	☐	Livré avec le fauteuil, avec montage (Spécial)		Sur devis		Sur devis (9)
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)						
ARO1685	☐	Contacteur Rouge		102,37	158,00	Sur devis (9)
ARO1686	☐	Contacteur Jaune		102,37	158,00	
ARO1687	☐	Contacteur Vert		102,37	158,00	
ARO1690	☐	Contacteur Bleu		102,37	158,00	
Contacteurs Egg						
ARO2254	☐	Contacteur Egg, noir		81,52	125,00	Sur devis (9)
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre : 30 mm)						
ARO1711	☐	Mini contacteur Rouge		102,37	158,00	Sur devis (9)
ARO1712	☐	Mini contacteur Jaune		102,37	158,00	
ARO1713	☐	Mini contacteur Vert		102,37	158,00	
ARO1714	☐	Mini contacteur Orange		102,37	158,00	
ARO1715	☐	Mini contacteur Bleu		102,37	158,00	
ARO1716	☐	Mini contacteur Noir		102,37	158,00	



2243



2255
2256



2251



2263



2253



2272



(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



2243

2255
2256

2251



2263



2253



2272



(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARO2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		○	○	 2721 2722
ARO2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		○	○	 2723
ARO2723	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		○	○	
ARO2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		○	○	 2724
COLORIS DU FAUTEUIL						
Coloris des carénages						
ARO2640	☐	Noir Obsidien		○	○	
ARO2641	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARO2642	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARO2643	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARO2644	☐	Bleu Artic		○	○	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARO2650	☐	Noir Obsidien		○	○	
ARO2651	☐	Rouge Rubis		○	○	
ARO2652	☐	Violet Pourpre		○	○	
ARO2653	☐	Bleu Jacinthe		○	○	
ARO2654	☐	Bleu Artic		○	○	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARO2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)
ARO2632	☐	Fourches doubles		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARO0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARO0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		○	○	
ARO0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		○	○	
Moteurs						
ARO1282	☐	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		○	○	
ARO1283	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		◆	◆	
ARO1223	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries						
ARO1260	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARO1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARO1215	☐	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9) 
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
OPTIONS						
Eclairage						
ARO1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning		○	○	
ARO1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARO1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00	Sur devis (9) 
Accroche-taxi						
ARO1401	☐	Accroche-taxi 6 points conforme à la norme ISA 7176-19:2001 pour le transport des personnes - uniquement si Lift		◆	◆	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros																									
				Prix Public	LPPR/PLV																								
Ceinture de maintien																													
ARO2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	☐	☐																								
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) et Harnais																													
ARO2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)																							
ARO2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)																							
ARO2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)																							
ARO2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)																							
ARO2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)																							
ARO2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)																							
Rétroiseur																													
ARX1415	☐	Droit		☐	☐																								
ARX1339	☐	Gauche		☐	☐																								
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible																													
ARO1404	☐	Tablette escamotable côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)																							
ARO1405	☐	Tablette escamotable côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)																							
Rampes en accessoires																													
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)																							
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)																							
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)																							
<table><tr><th rowspan="2">Options</th><th colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)</th></tr><tr><th>440 mm ARO0337</th><th>460 mm ARO0331</th><th>480 mm ARO0339</th></tr><tr><td>ARO2057 : Sans proclive ni déclive</td><td>440</td><td>460</td><td>480</td></tr><tr><td>ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td>ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)</td><td>540</td><td>560</td><td>580</td></tr><tr><td>ARO2056 : 5° Déclive</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td></tr></table> Valable avec une profondeur de 450 mm							Options	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)			440 mm ARO0337	460 mm ARO0331	480 mm ARO0339	ARO2057 : Sans proclive ni déclive	440	460	480	ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	490	510	530	ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	540	560	580	ARO2056 : 5° Déclive	490	510	530
Options	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)																												
	440 mm ARO0337	460 mm ARO0331	480 mm ARO0339																										
ARO2057 : Sans proclive ni déclive	440	460	480																										
ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	490	510	530																										
ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	540	560	580																										
ARO2056 : 5° Déclive	490	510	530																										
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil (3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil (8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil bariatrique - 700,00€ - Non disponible (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis																													



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706

1654128



1654129



1654130





2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1654128



1654129



1654130