

TDX® SP2

Ultra low Maxx

FREP Classe B



**TEMPORAIREMENT
INDISPONIBLE**

Configuration disponible

Dossier et coussin Matrix / Appui-tête Elan
Accessoires de positionnement / Dossier
électrique à compensation 170° / Repose-
pieds électriques / Equipement route 30
Lux / Batterie 75 Ah / REM400 /
programmable à 12 km/h...

NOUVEAU - option Low Rider - **SANS
SUPPLÉMENT DE PRIX !**

Adjonctions incluses

Lift/Basculé d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)
Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

Adjonctions disponibles

Commande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)
Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)
PAP membres inférieurs
(LPPR/PLV 600,00€)
PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV 600,00€)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

14 430,50€

Forfait MAD 1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)
Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Equipe pluridisciplinaire constituée d'un médecin spécialiste MPR ou Médecin titulaire d'un DU appareillage et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute.



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	
Référence d'achat :	
Code client :	Largeur hors tout 650 mm
Cachet du distributeur :	Hauteur d'assise 420 mm (Low Rider)
	Moteurs 340W 4 pôles
	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 73,5 Ah (jusqu'à 31 km d'autonomie)
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace DHCare Pro sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ARO0080	Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> - FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9934282 + 9928838 Module de puissance : 90 A - Moteurs : 340W, 4 pôles - Autonomie : +/- 26 km (50Ah)	TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE	13 678,20	14 430,50	14 430,50	
			+ 9,42 € HT d'éco-participation			
*	Mesure personnalisée :	Mesuré de ... à ...				
A	Hauteur d'assise	De l'assise au sol				
B	Largeur d'assise	Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite				
C	Profondeur d'assise	De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier				
D	Dossier	De la plaque d'assise au haut du dossier				
E	Hauteur accoudoir gauche	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir				
F	Hauteur accoudoir droite	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir				
G	Hauteur repose-jambes central	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes				
H	Repose-jambe latéral Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
K	Repose-jambe latéral Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
H	Repose-jambe Pivot Plus Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
K	Repose-jambe Pivot Plus Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
* : Ces mesures sont à compléter ci-dessous dans la fiche de mesure.						
ASSISE ULTRA LOW MAXX						
Type d'assise						
ARO2020	☒ Assise <i>Ultra Low Maxx</i>		☐	☐		
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER						
Inclinaison d'assise						
ARO2053	☒ Electrique à compensation <i>Ultra Low Maxx CG Tilt</i> de 0° à 45° avec lift 300 mm	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	☒	☒	1500,00 (7)	
A - Hauteur sol-plaque d'assise						
ARO0352	☒ <i>Low-Rider</i> 420 mm	NOUVEAU - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !	☐	☐		
ARO0337	☐ 444 mm		☒	☒		
ARO0331	☐ 464 mm		☐	☐		
ARO0339	☐ 494 mm		☐	☐		
Options d'inclinaison d'assise						
ARO2057	☐ Sans proclive ni déclive		☒	☒		
ARO2054	☐ Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à 40°) hauteur d'assise mesurée à -5°		☐	☐		
ARO2055	☐ Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +35°) hauteur d'assise mesurée à -10°	NC : 2035	☐	☐		
ARO2056	☐ Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +50°) + 60 mm de hauteur d'assise	NC : 0592	☐	☐		
Inclinaison de dossier						
ARO2060	☐ Electrique Biomécanique à Forte Compensation (<i>BFC</i>) de 90° à 170°	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☒	☒		
Options d'inclinaison de dossier						
ARO2063	☐ Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☐	☐		
ARO2066	☐ Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)	NC : 2504, 2505, 2261, 2262	☐	☐		
(7) Prise en charge à la LPPR - supplément pour élévation électrique (lift) dans la limite de 1500,00€ - code : 9928838 - Inclus dans le prix de base du fauteuil (9) Prise en charge à la LPPR - adjonction spécifique supplément sur devis - code : 4960062						



Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Largeur d'assise : amplitude de réglage							
ARO2021	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	◆	◆		
ARX2003	☐	480 à 555 mm - pas de 25 mm		○	○		
ARX2022	☐	505 à 610 mm - pas de 25 mm		○	○		
Profondeur d'assise réglable en continu							
ARO2008	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm	NC : 2040, 2041, 2042	◆	◆		
ARO2024	☐	480 à 580 mm - pas de 25 mm	NC : 2035, 2036, 2037	○	○		
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARO2025	☐	405 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARO2026	☐	430 mm	NC : 2041, 2042, 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	◆	◆		
ARO2027	☐	455 mm	NC : 2554, 2555, 2563, 2562, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARO2028	☐	480 mm	NC : 2550, 2554, 2555, 2563, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2029	☐	505 mm	NC : 2550, 2554, 2555, 2563, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2030	☐	530 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2031	☐	555 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2032	☐	580 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706, 1404, 1405	○	○		
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARO2035	☐	405 mm	NC : Ceinture Bodypoint	○	○		
ARO2036	☐	430 mm		◆	◆		
ARO2037	☐	455 mm		○	○		
ARO2038	☐	480 mm		○	○		
ARO2039	☐	505 mm		○	○		
ARO2040	☐	530 mm		○	○		
ARO2041	☐	555 mm	NC : 2145	○	○		
ARO2042	☐	580 mm	NC : 2145, 2146	○	○		
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2035, 2036, 2145, 2147, 2550, 2551, 2552, 2553, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2175, 2560, 2561, 2702, 2704, 2706, 1404, 1405	○	○		
Coussin d'assise							
ARO2145	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) Livré avec 2 housses		◆	◆	600,00 (5)	
ARO2146	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Contour</i> (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg) Livré avec 2 housses		379,15	400,00	600,00 (5)	
ARO2147	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> (hauteur 90mm, poids max 136 kg), HD jusqu'à 227 kg Livré avec 2 housses		379,15	400,00	600,00 (5)	
						600,00 (5)	
Coussins Vicair - voir fiche de mesures							
VICAIR							



2147

9977848 - VHP. adionction. PAP. forfait B membre inférieur dans la limite - 600.00 €



2147

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARO1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARO1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARO1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
ARO2050	☐	High Back , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	◆	◆	600,00 (4)
ARO2051	☐	High Back , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502	○	○	600,00 (4)
ARO2320	☐	High Back , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	○	○	600,00 (4)
ARO2550	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 355 mm	NC : 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2551	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2552	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2553	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2554	☐	Matrx Elite Max , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2555	☐	Matrx Elite Max , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2556	☐	Matrx Elite TR , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2557	☐	Matrx Elite TR , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2563	☐	Matrx Elite TR Max , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2558	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 405 mm	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2559	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 455 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071	189,57	200,00	600,00 (4)
ARO2560	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2072, 2073, 2074, 2502, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2561	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2562	☐	Matrx Elite Deep Max , hauteur 505 mm	NC : 2504, 2505, 2506, 2501, 2070, 2071, 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049	379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)
ARO2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir		379,15	400,00	600,00 (4)

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Hauteur du dossier Matrx MAC						
ARO2380	☐	405 mm (16")		○	○	
ARO2381	☐	455 mm (18")		◆	◆	
ARO2382	☐	505 mm (20")		○	○	
ARO2383	☐	560 mm (22")		○	○	
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC						
ARO2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
ARO2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARO2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
ARO2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm		○	○	
ARO2394	☐	Standard = Largeur d'assise		◆	◆	
ARO2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm		○	○	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)						
ARO2506	☐	505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2501	☐	535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2070	☐	555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2071	☐	585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2072	☐	610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARO2073	☐	635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARO2074	☐	660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
ARO2502	☐	685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
Accoudoirs						
ARO2095	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
ARO2096	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
ARO2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		○	○	
Manchette gauche						
ARO2012	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	◆	◆	
ARO2013	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2080	○	○	
ARO2014	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
Manchette droite						
ARO2016	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2083	◆	◆	
ARO2017	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)	NC : 2083	○	○	
ARO2018	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	94,79	100,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP. adjonction PAP. forfait A membre supérieur dans la limite - 600.00€						

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
Accessoires pour gouttière					
ARO2080	☐	Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement côté opposé au manipulateur)	☐	☐	
ARO2083	☐	Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement côté opposé au manipulateur)	☐	☐	
ARO2081	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock gauche	☐	☐	
ARO2084	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock droite	☐	☐	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)					
ARO2082	☐	Support multiréglable gauche	☐	☐	
ARO2085	☐	Support multiréglable droite	☐	☐	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
Réglage personnalisé :					
☐ 290 mm			☐	☐	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm			☐	☐	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm			☐	☐	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm			☐	☐	
☐ 390 mm ☐ 405 mm			☐	☐	
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir					
Réglage personnalisé :					
☐ 290 mm			☐	☐	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm			☐	☐	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm			☐	☐	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm			☐	☐	
☐ 390 mm ☐ 405 mm			☐	☐	
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)					
ARO2347	☐	Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2348	☐	Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2349	☐	Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2350	☐	Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude gauche					
ARO2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement	☐	☐	
ARO2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement	☐	☐	
ARO2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement	☐	☐	
ARO2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement	☐	☐	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)					
ARO2351	☐	Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2352	☐	Cale-coude droit S (135 x 90 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2353	☐	Cale-coude droit M (145 x 95 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2354	☐	Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)	94,79	100,00	600,00 (4)
Amplitude de réglage cale-coude droit					
ARO2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement	☐	☐	
ARO2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement	☐	☐	
ARO2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement	☐	☐	
ARO2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement	☐	☐	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)					
ARO2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
ARO2114	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
ARO2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
ARO2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
ARO2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
ARO2115	☐	Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
ARO2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
ARO2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	94,79	100,00 600,00 (5)
Hauteur des supports de cale-cuisse					
ARO2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm	☐	☐	
ARO2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm	☐	☐	
Appui-tête					
ARO2324	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 2255	☐	☐
ARO2325	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 2255	☐	☐
ARO1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		☐	☐



2324



2325

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €



2324



2325

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)						
ARO2343	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 110 x 83 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2345	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 135 x 90 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2043	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 145 x 95 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2045	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 165 x 110 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2344	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 110 x 83 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2346	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 135 x 90 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2044	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 145 x 95 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2046	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 165 x 110 mm		94,79	100,00	600,00 (4)
ARO2049	☐	Supports cale-troncs rallongés 25 mm, la paire		○	○	
REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets						
ARO0589	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positioné à 90°- UL 340 à 410 mm réglable à +7°/-7° (longueur réglable de 340 à 410 mm)	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	◆	◆	1250,00 (2)
ARX0592	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G		1 848,34	1 950,00	Sur devis (9)
Palettes (nc : 0592)						
ARO2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARO0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARO0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○	
ARO0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○	
G - Réglage du repose-jambes central (options 0586 & 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 375 mm				◆	◆	
☐ 345 mm				○	○	
☐ 355 mm ☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm				○	○	
G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 380 mm ☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm				○	○	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche						
ARO0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○	1250,00 (2)
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite						
ARO0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	○	○	
Palette réglable, gauche						
ARO0509	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0511	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
Palette réglable, droite						
ARO0506	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0508	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
H - Réglage du repose-jambe latéral gauche (options 0537, 0538 & 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil						
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
K - Réglage du repose-jambe latéral droite (options 0547, 0548 & 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES <i>LINX</i>						
Commande principale pour Electronique <i>LINX</i>						
ARO2203	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272, 1437	◆	◆	
ARO2204	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage (force de poussée 190 g)	NC : 2270, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2243, 2255, 2256, 2271, 2272	○	○	
ARO2205	☐	Manipulateur <i>LINX</i> REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris (force de poussée 190 g)		○	○	
ARO2206	☐	Ecran de contrôle <i>LINX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270	○	○	
Option REM400						
ARO2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)						
ARO1207	☐	Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARO1208	☐	Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARO1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARO1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARO1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARO1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2075	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 1415	○	○	
ARO2076	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 1339	○	○	
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARO2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1221, 2219	○	○	
ARO2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1222, 2219	○	○	
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Montage de l'écran de contrôle <i>LINX</i> REM500						
ARO2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 2217	◆	◆	
ARO2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 2218	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		Sur devis (9)
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adionction spécifique. supplément sur devis - Sur devis						


REM211

REM216

REM400
Bluetooth

REM500
Bluetooth

2270

1709, 1710

2209
2210


LINX®



REM211



REM216



REM400
Bluetooth



REM500
Bluetooth



2270



1709, 1710



2209
2210

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Double commande <i>LiNX</i>						
ARO2219	☐	Double commande tierce-personne <i>LiNX</i> Compact - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO2245	☐	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO1207	☐	Fixation à droite - uniquement Compact	NC : 1404	◆	◆	
ARO1208	☐	Fixation à gauche - uniquement Compact	NC : 1405	○	○	
ARO1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○	
ARO1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
 Commandes spéciales mo-Vis - voir fiche de mesures						Sur devis (9)
       						
Joystick Compact <i>LiNX</i>						
ARO2231	☐	Joystick <i>LiNX</i> Compact Proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO2232	☐	Joystick <i>LiNX</i> Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARO2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARO2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARO2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2240, 2257	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARO2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2240, 2257	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARO2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)
ARO2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARO2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	Sur devis (9)
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARO2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARO2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		3 317,54	3 500,00	Sur devis (9)
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros		LPPR/PLV
				Prix Public		
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
ARO2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée	NC : 2255, 2256, 2271	3 383,89	3 570,00	Sur devis ⁽⁹⁾
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2217	787,68	831,00	Sur devis ⁽⁹⁾
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2218	787,68	831,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
ARO2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis ⁽⁹⁾
Commande au souffle (Sip'n puff head control)						
ARO2256	☐	Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC : 2271	6 731,75	7 102,00	Sur devis ⁽⁹⁾
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
ARO2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack		○	○	
ARO2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404	○	○	
ARO2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier		○	○	
ARO2225	☐	Sans montage		○	○	
Claviers & Interrupteurs						
ARO2261	☐	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	Sur devis ⁽⁹⁾
ARO2262	☐	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	
ARO2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite - 4 directions		563,98	433,00	
ARO2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier		563,98	433,00	
ARO2207	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1404	○	○	
ARO2208	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2225	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Port de charge USB						
ARO2253	☐	Prises de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	○	○	
ARO2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARO2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Module de sortie						
ARO2272	☐	Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)		591,47	624,00	Sur devis ⁽⁹⁾
Autres accessoires LINX : montage des contacteurs						
ARO2300	☐	Livré avec le fauteuil, sans montage		○	○	
ARX2301	☐	Livré avec le fauteuil, avec montage (Spécial)		Sur devis		Sur devis ⁽⁹⁾
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)						
ARO1685	☐	Contacteur Rouge		102,37	158,00	Sur devis ⁽⁹⁾
ARO1686	☐	Contacteur Jaune		102,37	158,00	
ARO1687	☐	Contacteur Vert		102,37	158,00	
ARO1690	☐	Contacteur Bleu		102,37	158,00	
Contacteurs Egg						
ARO2254	☐	Contacteur Egg, noir		81,52	125,00	Sur devis ⁽⁹⁾
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre : 30 mm)						
ARO1711	☐	Mini contacteur Rouge		102,37	158,00	Sur devis ⁽⁹⁾
ARO1712	☐	Mini contacteur Jaune		102,37	158,00	
ARO1713	☐	Mini contacteur Vert		102,37	158,00	
ARO1714	☐	Mini contacteur Orange		102,37	158,00	
ARO1715	☐	Mini contacteur Bleu		102,37	158,00	
ARO1716	☐	Mini contacteur Noir		102,37	158,00	



2243



2255
2256



2251



2263



2253



2272





2243



2255
2256



2251



2263



2253



2272



(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros				
				Prix Public	LPPR/PLV			
Joysticks Bodypoint - livrés non montés								
ARO2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		☐	☐		 2721	
ARO2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		☐	☐		 2722	
ARO2723	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		☐	☐		 2723	
ARO2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		☐	☐		 2724	
COLORIS DU FAUTEUIL								
Coloris des carénages								
ARO2640	☐	Noir Obsidien		☐	☐		 2040	
ARO2641	☐	Rouge Rubis		☐	☐		 2041	
ARO2642	☐	Violet Pourpre		☐	☐		 2042	
ARO2643	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐		 2043	
ARO2644	☐	Bleu Artic		☐	☐		 2044	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)								
ARO2650	☐	Noir Obsidien		☐	☐		 2650	
ARO2651	☐	Rouge Rubis		☐	☐		 2651	
ARO2652	☐	Violet Pourpre		☐	☐		 2652	
ARO2653	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐		 2653	
ARO2654	☐	Bleu Artic		☐	☐		 2654	
PERFORMANCES								
Fourches								
ARO2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)		
ARO2632	☐	Fourches doubles		◆	◆			
Roues Centrales motrices								
ARO0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆			
ARO0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		☐	☐			
ARO0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons		☐	☐			
Moteurs								
ARO1282	☐	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		☐	☐			
ARO1283	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		◆	◆			
ARO1223	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		☐	☐			
Batteries								
ARO1260	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆			
Chargeur								
ARO1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆			
GYROSCOPE								
G-Trac								
ARO1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 								
OPTIONS								
Eclairage								
ARO1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning		☐	☐			
ARO1254	☐	Sans éclairage		◆	◆			
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk								
ARO1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00	Sur devis (9)		 
Accroche-taxi								
ARO1401	☐	Accroche-taxi 6 points conforme à la norme ISA 7176-19:2001 pour le transport des personnes - uniquement si Lift		◆	◆			

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2 Ultra Low Maxx</i> FREP Classe B				Euros																																																		
				Prix Public	LPPR/PLV																																																	
Ceinture de maintien																																																						
ARO2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	☐	☐																																																	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) et Harnais																																																						
ARO2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)																																																
ARO2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)																																																
ARO2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)																																																
ARO2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)																																																
ARO2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		189,57	200,00	600,00 (5)																																																
ARO2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		189,57	200,00	600,00 (5)																																																
Rétroviseur																																																						
ARX1415	☐	Droit		☐	☐																																																	
ARX1339	☐	Gauche		☐	☐																																																	
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible																																																						
ARO1404	☐	Tablette escamotable côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)																																																
ARO1405	☐	Tablette escamotable côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)																																																
Rampes en accessoires																																																						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)																																																
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)																																																
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)																																																
<table><tr><th rowspan="2">Options</th><th colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise</th><th colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)</th></tr><tr><th>440 mm ARO0337</th><th>460 mm ARO0331</th><th>480 mm ARO0339</th><th>440 mm ARO0337</th><th>460 mm ARO0331</th><th>480 mm ARO0339</th></tr><tr><td>ARO2057 : Sans proclive ni déclive</td><td>440</td><td>460</td><td>480</td><td>440</td><td>460</td><td>480</td></tr><tr><td>ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td>ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)</td><td>540</td><td>560</td><td>580</td><td>540</td><td>560</td><td>580</td></tr><tr><td>ARO2056 : 5° Déclive</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td colspan="7">Valable avec une profondeur de 450 mm</td></tr></table>							Options	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise			Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)			440 mm ARO0337	460 mm ARO0331	480 mm ARO0339	440 mm ARO0337	460 mm ARO0331	480 mm ARO0339	ARO2057 : Sans proclive ni déclive	440	460	480	440	460	480	ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	490	510	530	490	510	530	ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	540	560	580	540	560	580	ARO2056 : 5° Déclive	490	510	530	490	510	530	Valable avec une profondeur de 450 mm						
Options	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise			Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)																																																		
	440 mm ARO0337	460 mm ARO0331	480 mm ARO0339	440 mm ARO0337	460 mm ARO0331	480 mm ARO0339																																																
ARO2057 : Sans proclive ni déclive	440	460	480	440	460	480																																																
ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	490	510	530	490	510	530																																																
ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	540	560	580	540	560	580																																																
ARO2056 : 5° Déclive	490	510	530	490	510	530																																																
Valable avec une profondeur de 450 mm																																																						
</																																																						



2701, 2702




2703, 2704



2705, 2706



1654128



1654129



1654130