



# INVACARE® TOP END®

## Fauteuils Roulants de Sport

Tout comme son nom l'indique, **Top End** est synonyme de victoire, en apportant à nos athlètes et utilisateurs qualité, robustesse et puissance pour être les meilleurs à chaque moment. Que ce soit un fauteuil de compétition de haut niveau, de sport ou encore un fauteuil pour la vie quotidienne, il sera toujours conçu, assemblé et soudé sur mesure à la main et en fonction de vos mesures et de vos besoins.

Depuis 1986, **Top End** conçoit et produit des fauteuils de sport et de loisir. D'abord spécialisé dans les fauteuils d'athlétisme, **Top End** s'est ensuite développé et offre désormais des produits adaptés pour la pratique de différents sports, tels que le basketball, le tennis ou encore l'escrime. Pionniers dans le design et le développement de handbikes depuis 1990, **Top End** propose aujourd'hui un large choix, le plus grand disponible sur le marché. De par une collaboration étroite avec les athlètes du Team Invacare, **Top End** développe des produits répondant aux besoins spécifiques des athlètes d'aujourd'hui.

Gagner est notre but ! Qu'elles soient en or, en argent ou en bronze, les médailles gagnées en sont la preuve. N'hésitez pas à vous en rendre compte par vous-même en découvrant les biographies de nos athlètes.

La victoire par le travail d'équipe : ceci est le moteur de **Top End**. Nos athlètes travaillent directement avec nous, dans un effort continu d'amélioration afin qu'ils restent au top. Vous aussi êtes un gagnant ! C'est pourquoi nous intégrons tous ces changements de haut niveau sur tous nos produits. Dans les pages suivantes, vous découvrirez certains de nos athlètes et leurs histoires, mais aussi leurs conseils afin de devenir, à votre tour, le meilleur.

Fidèles à notre philosophie de repousser les limites dans les sports en fauteuil roulant, depuis plus de 20 ans, **Top End** a été l'un des sponsors principal dans le tennis, le basket-ball, et l'athlétisme.

Tous nos fauteuils sont fabriqués exclusivement sur mesure, répondant précisément aux attentes des utilisateurs. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos demandes spécifiques. Dites nous par conséquent quels sont vos besoins et nous développerons spécialement pour vous "une technologie gagnante".



Yes, you can.®



Ade Adepitan - GB

## SOMMAIRE

<i>Invacare® Top End Force™ Série Handbikes</i>	<b>4 - 5</b>
<i>Invacare® Top End Force RX™</i>	<b>6 - 7</b>
<i>Invacare® Top End Force CC™</i>	<b>8 - 9</b>
<i>Invacare® Top End Recreation Série Handbikes</i>	<b>10 - 13</b>
<i>Invacare® Top End Eliminator OSR</i>	<b>14 - 15</b>
<i>Invacare® Top End Pro™ Basket-Ball / Tennis</i>	<b>16 - 17</b>
<i>Invacare® Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB</i>	<b>18 - 19</b>
<i>Invacare® Top End T-5 7000 Elite Série 7000 Tennis</i>	<b>20 - 21</b>
<i>Invacare® Top End Crossfire™ All Terrain</i>	<b>22 - 23</b>
<i>Invacare® Top End Terminator™ Titane</i>	<b>24</b>
<i>Invacare® Top End Accessoires</i>	<b>25 - 26</b>
<i>Invacare® Top End Coloris de châssis et pictogrammes</i>	<b>27</b>

# INVACARE® TOP END® Force™ Serie Handbikes



Invacare Top End Force-2



Yes, you can.®



Si vous voulez faire de la compétition avec le désir de gagner, rien ne peut rivaliser avec l'*Invacare Top End Force Série Handbikes*. Conçu pour le confort et la vitesse, ces handbikes sont aérodynamiques, robustes, stylés et rapides. Etes-vous prêt à forcer le pas ?

L'*Invacare Top End Force-2* est un véritable vélo de qualité à un prix très attractif. Le vélo est livré "prêt à l'emploi" avec ses 27 vitesses, ses roues performance et ses composants shimano. Que vous soyez novice ou prêt à débiter dans la compétition, ce vélo est fait pour vous !

Le design aérodynamique de l'*Invacare Top End Force G* s'adapte selon vos besoins : position droite du dossier pour les paraplégiques bas, amputés... ainsi que pour les athlètes pouvant restituer de la puissance avec leurs abdominaux, bras et épaules.

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS




Angle de dossier réglable vous permettant d'incliner le dossier de 35 à 55 degrés, sur **Top End Force-2**.



Sélecteur de vitesse et frein sur la même poignée (sur **Top End Force Série**).



Barre anti-encastrement.



L'*Invacare Top End Force G* a un dossier réglable en angle de 55 à 90 degrés.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



86"  
(approx. 2184 mm)



Empattement: 60"  
(approx. 1524 mm)



Avant et Arrière:  
26"



Rouge: 15"  
(approx. 381 mm)  
Bleu: 17"  
(approx. 432 mm)



38 lbs  
(approx. 17 kg)




Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)

Ce sont les caractéristiques pour le modèle **Top End Force-2**. Veuillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END®

## Force RX™



Yes, you can.®



Joel Jeannot - France


L'Invacare **Top End Force RX**, avec son dossier réglable en fibre de carbone ou son dossier soudé, est le dernier modèle lancé dans la gamme **Top End Force Série** Handbikes. Dans sa version réglable, le **Top End Force RX** bénéficie d'un dossier en fibre de carbone réglable en angle, design et très léger.

Le châssis en aluminium 7005 est fabriqué de manière à avoir une seule et unique structure soudée, auquel se sont rajoutés certaines améliorations pour obtenir une position couchée plus confortable.


Le **Top End Force RX**, équipé de son dossier complètement soudé, ultra léger et rigide, vous permettra de bénéficier d'un choix en terme de fourches et de composants.

Ce handbike est personnalisable à souhait, sur mesure et conçu pour la compétition.

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



Dossier réglable en fibre de carbone avec appui-tête réglable.



3 différents types de fourches sont disponibles: avec pédalier longueur fixe, réglable en hauteur; pédalier à largeur et hauteur fixe ou pédalier réglable en diagonale et en hauteur.



Système SRAM® X9 30 vitesses, sélecteur et frein monté en standard sur la poignée droite.



Position plus avancée vers la roue avant grâce au nouveau design avant triangulaire du châssis.



Heinz Frei - Suisse

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Empattement:  
60" - 62"  
(approx. 1524 - 1575 mm)



Avant et arrière:  
26" ou 700C



13" - 16"  
(approx. 330 - 406 mm)



25 lbs  
(approx. 11.5 kg)



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)

Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END®

## Force CC™



Yes, you can.®





Le *Invacare Top End Force CC* est un handbike que vous pouvez utiliser sur différents chemins. Il est très robuste, assez léger pour pouvoir franchir des dénivelés importants. Il est équipé de roues VTT 559-26" ainsi que d'un frein parking avant à disque.

Son design est à mi-chemin entre notre célèbre handbike *Invacare Top End Force RX* et le handbike *Invacare Top End Force G*, avec une garde au sol surélevée et un dossier réglable en inclinaison, permettant de franchir sereinement des pentes abruptes ainsi que des terrains rocailleux et irréguliers.

Vous pouvez maintenant aller plus loin en arpentant des chemins tout terrain, ou vous promener en forêt.


## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



Frein à disque avant en standard.



Option frein à disque arrière.



Levier de frein pour option frein à disque arrière.



Fixation de cale-pied soudé.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



15" ou 17"  
(approx. 381 or 432 mm)



Empattement:  
60"  
(approx. 1524 mm)



Avant et arrière:  
26"



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)

Veuillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® Recreation Handbikes



Invacare *Top End XLT*



Yes, you can.®

# INVACARE® TOP END® XLT / XLT PRO



La gamme *Invacare Top End XLT Serie* est une gamme de handbikes idéale pour le loisir y compris pour les enfants.

Equipé d'une assise confortable et de 27 vitesses pour s'adapter aux différentes contraintes environnementales (force du vent, pentes...), l'*Invacare Top End XLT Pro* est le partenaire idéal pour couvrir de longues distances en toute sécurité.

L'*Invacare Top End XLT*, le handbike de loisir par référence, est équipé de 7 vitesses avec rétropédalage, il permettra de couvrir tous type de terrain, que ce soit autour du domicile ou à travers la ville.

Facile à utiliser, les câbles non apparents ne viennent pas interférer avec les couronnes supérieures. Le *Top End XLT Pro* apporte une facilité de transfert, une démultiplication importante et beaucoup de plaisir à l'utilisation.

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



Sélecteur de vitesse à main réactif / douceur au freinage / frein au bout des doigts.



Le dérailleur supérieur est facile à utiliser.



Système Tri Pin pour tétraplégique.



Ceinture à clip (S, M ou L).



*Invacare Top End XLT Pro*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



14" - 19"  
(356 - 483 mm)



72" (approx. 1829 mm)



Avant et Arrière:  
26" Roues High Performance



30 - 35 lbs  
(approx. 13.5 - 16 kg)



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)



Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® Recreation Handbikes



*Invacare Top End Excelerator*



**TOP END®**



**Yes, you can.®**



Confort, sécurité et performance sont les 3 principales caractéristiques de tous nos handbikes. L'Invacare **Top End Exceleator** et l'Invacare **Top End XLT Série** sont des modèles idéales pour le loisir et la balade.

Le **Top End Exceleator** est pour sa part un bon choix pour une simple pratique physique, ou tout simplement pour prendre du plaisir lors d'une promenade. Sa structure relativement haute et large lui apportent une maniabilité exemplaire, et rend son assise facilement accessible pour les personnes rencontrant des difficultés lors du transfert.

La douceur d'utilisation du moyeu Shimano® équipé de ses 7 vitesses avec son frein à tambour inversé permet à l'utilisateur d'optimiser le freinage en toute sécurité en utilisant le rétropédalage même dans les descentes. Le réglage de la position d'assise d'avant en arrière présente sur ce produit est indispensable pour réussir un transfert difficile.


## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



Pédalier en V, idéal pour les utilisateurs ayant une largeur d'épaule importante.



Transmission Mountain Drive, idéale pour les dénivelés importants, disponible en option.



Frein de parking pour sécuriser les transferts.



Gourde et support.



Invacare **Top End Lil' Exceleator**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Rouge: 16" et 20"  
(406 et 508 mm)  
Bleu: 14" et 18" (356 et 457 mm)



65" (approx. 1651 mm)  
56" (approx. 1422 mm)  
pour le Lil'Exceleator



Avant et arrière:  
20" Roues Cruiser



45 - 50 lbs  
(approx. 20 - 23 kg)



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)



Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® Eliminator OSR



Yes, you can.®



Le fauteuil *Invacare Top End Eliminator OSR* est entièrement conçu pour la performance, permettant d'optimiser le potentiel de chaque athlète. Avec son châssis-poutre horizontale, couplé à un nouvel angle du tube de direction pour plus de stabilité et d'aérodynamisme, c'est un fauteuil d'exception.

Le système compensateur de direction réglable associé à la fourche en aluminium vous assurent une trajectoire idéale et une vitesse maximale sur la route ou à chaque tour de piste. Une bonne position dans le fauteuil vous garantira propulsion et aérodynamisme.

Votre désir est de gagner? Le fauteuil *Invacare Top End Eliminator OSR* vous aidera à donner le meilleur de vous-même. Que vous préférerez une cage d'assise ouverte ou fermée, une position classique avec un repose-pied réglable ou une position plus ramassée avec un sac à pied, des roues en carbone ou rayonnées, l'*Eliminator OSR* standard et l'*Eliminator OSR Kneel* répondront à bon nombre de vos attentes.

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



*Top End Eliminator OSR*



Roue Corima en option.



Guidon et correcteur de direction.



Cage en V ouvert.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



64" - 76"  
(approx. 1626 - 1930 mm)



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)

Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® Pro™ Basket-Ball / Tennis



Yes, you can.®





L'*Invacare Top End Pro* est conçu pour des athlètes amateurs en quête de performances et recherchant un fauteuil de qualité offrant des réglages faciles et rapides. Il est disponible en deux versions : basket ou tennis, selon votre préférence, et en deux tailles de châssis : petit ou grand, pour s'adapter à votre morphologie. Vous reste à choisir votre largeur d'assise, votre profondeur d'assise, le diamètre des roues, le coloris de châssis et vous êtes prêt à jouer, à performer ou juste à vous faire plaisir!

L'*Invacare Top End Pro* est conçu sur une base de châssis aluminium entièrement soudé, disposant d'une barre de carrossage fixe, lui apportant ainsi la même rigidité et solidité que notre fauteuil Elite Tennis et nos fauteuils de Basket-Ball. Le *Invacare Top End Pro* propose en standard des roues sport high performance, des pneus haute pression, des axes à démontage rapide et une roulette anti-bascule soudée réglable en hauteur.

La particularité de ce fauteuil réside dans son système de réglage d'assise exclusif. La pente d'assise est très facilement réglable grâce à sa molette indexable et aux nombreux trous de réglages proposés. Vous pourrez également régler la hauteur d'assise avant et arrière. De plus, le repose-pieds monobloc du *Top End Pro* apporte une parfaite position des pieds du fait de son rebord avant et latéral, de ses sangles de maintien et talonnières.

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



Réglage de la hauteur d'assise avant et du centre de gravité.



Levier à démontage rapide pour régler facilement la hauteur d'assise arrière.



Panel de réglages de la hauteur d'assise arrière.



Ceinture à clip disponible en 3 tailles (S, M et L)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



10" - 20"  
(approx. 305 - 508 mm)



12" - 18"  
(approx. 305 - 457 mm)



Avant: 17" - 21"  
(approx. 432 - 457 mm)  
Arrière: 13" - 21"  
(approx. 330 - 533 mm)



9" - 18"  
(approx. 229 - 457 mm)



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)



Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® Paul Schulte Elite Série 7000 BB



Yes, you can.®



Paul Schulte (USA)

Le fauteuil **Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB** en aluminium 7000 est le plus rapide, solide et design léger, le meilleur depuis toujours. Le matériau utilisé, ses têtes de fourches et son système de sécurisation des canons d'axes permettent d'alléger son poids en augmentant ses performances. Qui ne souhaiterait pas en bénéficier ?

### Un fauteuil d'Elite

L'**Invacare Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB** a été conçu pour les joueurs d'élite, qui souhaitent bénéficier d'un fauteuil design et performant intégralement soudé sur mesure. Les athlètes remporteront de nombreuses victoires avec l'**Invacare Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB**.

### Un véritable design

L'**Invacare Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB** est disponible en aluminium 7000, il est construit exclusivement sur mesure pour répondre à vos attentes (dossier fixe, hauteurs d'assise, position de l'axe, barre pour roulette anti-basculer, bord d'attaque, position des têtes de fourches).

Ce fauteuil ergonomique a été conçu avec une grande pureté, sans utiliser de pièces mécaniques superflues afin qu'il soit le plus robuste et le plus léger possible. Il vous permettra d'optimiser vos capacités pour la compétition et la victoire. Si vous recherchez le fauteuil idéal pour atteindre vos objectifs de performance, c'est celui qu'il vous faut!

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



Roulette anti-basculer simple ou double, réglable en hauteur.



Protège-vêtements fixes soudés pour sécuriser l'utilisateur et que son bassin soit parfaitement calé sur l'assise.



Roulette anti-basculer simple fixe, réglable en hauteur d'un diamètre de 58 mm pour un pivot rapide.



Option porte-ballon basket ball.



LUZIR

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



12" - 21"  
(approx. 305 - 533 mm)



12" - 19"  
(approx. 305 - 483 mm)



Avant: 14.5" - 20 7/8"  
(approx. 368 - 530 mm)  
Arrière: 14.5" - 20 7/8"  
(approx. 368 - 530 mm)



Fixe: 8" - 15.5"  
(approx. 203 - 398 mm)  
Réglable: 9" - 18"  
(approx. 229 - 457 mm)



Max. 350 lbs  
(approx. 159 kg)



Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® T-5 Elite Serie 7000 Tennis



Yes, you can.®

# INVACARE® TOP END® T-5 Elite Serie 7000 Tennis



Michael Jeremiaz - France

L'Invacare **Top End T-5 Elite Série 7000 Tennis** est destiné aux joueurs passionnés de tennis. Choisissez le fauteuil de tennis qui vous convient, entièrement soudé, disponible en aluminium 7000: avec le **Top End T-5 Elite Série 7000**, la balle est dans votre camp!

## Le matériau


Comparé au poids des châssis en titane, le nouveau Invacare **Top End T-5 Elite Série 7000 Tennis** en aluminium 7000 est plus solide, léger et rigide comme aucun autre fauteuil. La force de **Top End** réside également sur son processus de traitement des métaux ultra sophistiqué qui est parfaitement mis en application sur l'aluminium 7000.

## Jeu, set et match

Les joueurs professionnels savent que le placement des pieds est déterminant en tennis fauteuil. Grâce au panel de choix de repose-pieds, le **Top End T-5 Elite Série 7000 Tennis** a été spécialement conçu pour des joueurs de haut niveau, leur permettant de se déplacer avec un minimum d'effort. Les athlètes peuvent également choisir certaines options pour optimiser leur performance comme des protège-vêtements, ceintures à clips et ceintures de pieds.

Pour les joueurs professionnels qui ne veulent pas de compromis !

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS




Roulette anti-bascule soudée, réglable en hauteur.



Cintrage des tubes latéraux apportant un côté affûté au fauteuil et plus de rigidité.



Angle de châssis avant personnalisé, largeur des repose-pieds, position de l'essieu et voies avant/arrière.



Centre de gravité réglable par le dossier.



Robin Ammerlaan - Hollande

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



12" - 21"  
(approx. 305 - 533 mm)



12" - 19"  
(approx. 305 - 483 mm)



Avant: 14.5" - 21"  
(approx. 368 - 533 mm)  
Arrière: 14.5" - 21"  
(approx. 368 - 533 mm)



Fixe: 8" - 15.5"  
(approx. 203 - 398 mm)  
Réglable: 9" - 18"  
(approx. 229 - 457 mm)



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)



Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® Crossfire™ All Terrain



Yes, you can.®

# INVACARE® TOP END® Crossfire™ All Terrain



L'Invacare **Top End Crossfire All Terrain** est le gros fauteuil tout terrain qui vous permettra d'aller dans les endroits les plus retirés.

Aimez-vous la randonnée, pêcher, chasser, vous promener en kayak, jardiner ou aller à la plage ? Vous pouvez faire tout cela, et bien plus encore, avec le **Invacare Top End Crossfire All Terrain**. Son important débattement à l'avant ainsi que sa stabilité vous permettront d'aborder n'importe quel terrain.

Le **Invacare Top End Crossfire All Terrain** est construit sur une base très solide et légère en aluminium, il est équipé de grosses roues à l'avant, d'une large voie avant lui apportant une adhérence inégalée. Ce fauteuil tout terrain vous permettra d'aller où vous voulez.

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS




Avant renforcé et voie avant large pour plus de stabilité.



Option frein.



Palette monobloc avec entre-toises.



24" ou 25" x 2.75", roues Knobby.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



14" - 20"  
(approx. 356 - 508 mm)



14" - 20"  
(approx. 356 - 508 mm)



Avant: 19" - 21"  
(approx. 483 - 533 mm)  
Arrière: 15" - 20"  
(approx. 381 - 508 mm)



9" - 20"  
(approx. 229 - 508 mm)



Max. 250 lbs  
(approx. 113 kg)

Veuillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.

# INVACARE® TOP END® Terminator™ Titane



Le fauteuil *Invacare Top End Terminator Everyday* a toujours été en avance sur son temps, offrant un châssis sur mesure tout en conservant des réglages essentiels : empâttement, hauteur du repose-pieds et carrossage. Il est ainsi destiné aux utilisateurs connaissant leur position pour la vie de tous les jours et qui souhaitent évoluer en gagnant à la fois sur la solidité et sur le poids du fauteuil.

Conçus sur une base entièrement soudée, l'*Invacare Top End Terminator Titane* saura vous satisfaire pour avoir un style de vie très dynamique. Haut de gamme, sur mesure, simple et épuré, le fauteuil *Everyday* ne s'encombre pas d'éléments inutiles : on choisit point par point sa configuration lors de la prise de mesure, pour afficher le côté haute technologie ou au contraire, cibler quelque chose de plus classique et discret. Un cap que l'on ne regrettera pas d'avoir franchi !

## CARACTERISTIQUES ET OPTIONS



Protections de châssis avant.



Porte canne.



Option suspensions arrière.



Roues spinnery : légères, rigides et robustes. Plusieurs coloris de rayons disponibles.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



12" - 18"  
(approx. 305 - 457 mm)



14" - 18"  
(approx. 356 - 457 mm)



Avant: 17" - 21"  
(approx. 432 - 533 mm)  
Arrière: 14,5" - 21"  
(approx. 368 - 533 mm)



Réglable: 9" - 20"  
(approx. 229 - 508 mm)  
Fixe: 8" - 16"  
(approx. 203 - 406 mm)



Max. 400 lbs  
(approx. 180 kg)




Veillez vous référer à la fiche de mesure pour toute information technique.




# INVACARE® TOP END®

## Accessoires




Protection de chaîne en carbone, disponible sur **Top End Force RX™**.



Appui-nuque réglable en standard sur **Top End Force RX**.



Fixation de réglage de dossier pour dossier en carbone sur **Top End Force RX**.



Frein et sélecteur de vitesse Shimano® Deore Rapid-Fire sur **Top End Force CC™**.




Patte de fixation de fourche redesignée pour un meilleur aérodynamisme, plus de rigidité et de légèreté sur **Top End Force RX**.



Position du second frein sous le boîtier de pédalier sur **Top End Force RX**.



SRAM RED disponible sur **Top End Force RX**.



Repose-pieds consolidés avec barre de protection.



La largeur de repose pied est 3 ¾ "(environ 95 mm) ou 4 ¾ "(environ 120 mm) sur **Top End Force™** série.



Sélecteur de vitesse SRAM® Trigger.



Poignées de pédalier avec power plate.



Shimano® 7 vitesses style twist.



Support amputé sur **Top End Force™ G.**



Rétroviseur monté sur **Top End Force** Série.



Eclairage arrière monté sur **Top End Force** Série.



Gourde et support monté sur **Top End Force** Série.




Roue arrière 24'' Spinergy LX avec 12 rayons disponible en couleur jaune, noir, blanc, rouge et bleu.



Roue 26'' Carbone **Top End / Spinergy®** pour **Force** Série.



Pneus Kenda® disponible en rouge et jaune.



Drapeau de sécurité disponible sur handbikes **Top End.**



Trousse à outils monté sur handbikes **Top End.**



Contenu de la trousse à outils.



Sac pour les roues arrière **Top End.**



Sac de transport pour handbikes **Top End.**



Repose-pieds fixe sur **Top End Eliminator** Standard.



Correcteur de direction standard en aluminium sur **Top End Eliminator.**




Cage en U avec plaque de genou pour **Top End Eliminator.**




**Invacare Top End** jersey.


## FRAME COLOURS




Midnight Blue




Electric Blue <sup>1</sup>




Grasshopper Green



Tangerine Red



Electric Red <sup>1</sup>




Orange



Safety Yellow




Grape Madness



Wet Black




White Snow



Silver Metallic



Bubblegum Pink



Stealth Black

**1/** Rouge Raspberry et Bleu Royal ont été remplacés par Rouge Electrique et Bleu Electrique sur les fauteuils de sport **Paul Schulte Signature Basket-Ball, Force Série Handbikes** et **Eliminator OSR**.

## PICTOGRAMMES



Largeur d'assise



Largeur d'assise



Profondeur d'assise



Empattement



Longueur hors-tout



Hauteur de dossier



Diamètre des roues



Poids max. utilisateur



Hauteur d'assise



Poids du Handbike

Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit. Toute reproduction, même partielle, sous quelque forme que ce soit (format électronique, mécanique, photocopie, scan...) est interdite sans l'accord écrit de la société Invacare.



Handisport est synonyme de dépassement de soi, performance, autonomie, souvent illustré par nos athlètes, aux Jeux Paralympiques bien sûr mais également dans nos clubs, lors de nos activités jeunes ou de loisirs, pour les passionnés de sports de nature et d'évasion. Tous les terrains, tous les niveaux, toutes les envies permettent d'illustrer le potentiel des personnes handicapées dans le sport. Notre mouvement sportif est une école de vie où chacun apprend quotidiennement sur lui-même, son corps, sa santé, son autonomie, mais également sur autrui, la solidarité, la confiance, l'esprit d'équipe. Ces possibilités de développement personnel pour nos sportifs, n'existeraient pas sans du matériel adapté, de qualité et performant. Notre partenaire Invacare, grâce au talent et à l'écoute attentive de ses techniciens répond depuis de nombreuses années maintenant à ce besoin indispensable pour notre Fédération. Pour exemple, la gamme **Top End** accompagne avec succès nos licenciés dans des disciplines telles que l'athlétisme, le basket fauteuil, le tennis et le cyclisme. Présent également sur nos plus grands événements et fournisseur officiel de nos équipes de France et de nombreux clubs, Invacare partage nos valeurs et illustre parfaitement l'alliance gagnante de la technologie et du sport pour tous.

Jean-François Poitevin  
Spécialiste Top End France  
06.30.10.95.63  
[jfpoitev@invacare.com](mailto:jfpoitev@invacare.com)

Pour toutes informations  
supplémentaires contacter le  
02.47.62.69.16 ou par mail:  
[alberactif@invacare.com](mailto:alberactif@invacare.com)



# TECHNOLOGY THAT WINS

**Invacare Poirier S.A.S.**

Route de Saint Roch - 37230 Fondettes - France - Tel. : +33 2 47 62 64 66 - Fax : +33 2 47 42 12 24  
Email : [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com) - [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

© 2013 Invacare International Sàrl - Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).  
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.  
TopEnd 2013 - FR - 01/2013



**Yes, you can.®**