

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Fevereiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Alber® e-pilot® P15 e Versão Tetra** **CE**

**Assistente elétrico para cadeira de rodas manual**

**Descrição: Código ISO 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 24 03 - Sistema de direção e controlo**

- Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16"
- Velocidade 20 km/h com função de cruise control
- Motores de 250 W (650W em pico de performance)
- Baterias de iões de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria : 15,5 kg
- Garantia de 2 anos (inclui baterias e peças de desgaste)

**Versão Tetra:**

- Suporte para Tetraplégico
- suporte ergonómico para estabilização da mão para auxílio na travagem;
- Suporte de punho para o acelerador (instalado no lado contrário ao suporte travão tetra); acesso a funções através de painel com botões (instalado no mesmo lado do acelerador);



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**            **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE PORTUGAL.</b>		
<b>Alber® e-pilot® P15</b>		
1595709	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, acelerador do lado direito</b>	5426,51 €
1595713	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, acelerador do lado esquerdo</b>	5426,51 €
1595717	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira Supernova, acelerador do lado direito</b>	5544,47 €
1595721	Alber® e-pilot® P15, roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira Supernova, acelerador do lado esquerdo</b>	5544,47 €
<b>Alber® e-pilot® P15 - Versão Tetra</b>		
<b>INSTALAÇÃO DO SUPORTE TETRA PARA AUXÍLIO NA TRAVAGEM (Nota: o suporte tetra para auxílio na travagem deve ser instalado no lado com mais força e controlo por parte do utilizador)</b>		
1595710	Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado direito e suporte para travagem do lado esquerdo</b>	6547,20 €
1595714	Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado esquerdo e suporte para travagem do lado direito</b>	6547,20 €
1595718	Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira Supernova, suporte para acelerar do lado direito e suporte para travagem do lado esquerdo</b>	6547,20 €
1595722	Alber® e-pilot® P15 <b>Versão Tetra</b> , roda 16" perfil off-road, <b>20 km/h, luz dianteira standard, suporte para acelerar do lado esquerdo e suporte para travagem do lado direito</b>	6547,20 €
<b>OPÇÕES OBRIGATÓRIAS</b>		
1592290	Kit de fixação para Alber® E-pilot® P15	(montagem incluída no caso de aquisição em conjunto com cadeira INVACARE) 383,40 €
MONTAGEM	Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado pela INVACARE)	315,00 €
<b>Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:</b>		
No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. Para cadeiras novas, por favor registre medidas e características no final deste formulário.		No caso de cadeiras de outras marcas, pedimos que envie a ficha técnica com características da cadeira (marca, modelo, medidas da estrutura, opções) Por favor registre as características da cadeira no final deste formulário.
<b>Número de série:</b>		
<b>OPÇÕES</b>		
<b>Cores (pode configurar o seu Alber e-pilot em: <a href="https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q">https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q</a>)</b>		
	Branco	◆
1592122	Amarelo torrado	○
1592123	Vermelho	○











Focus Open 2018 Gold




1592122 1592123


Código	Descrição	P.R.P. €
1592189	Verde lima	○
1592190	Azul claro	○
1592191	Laranja	○
1592192	Roxo	○
1592193	Vermelho cereja	○
1592194	Verde esmeralda	○
1592195	Azul escuro	○
1592196	Antracite	○
<b>OPÇÕES / ACESSÓRIOS</b>		
1592560	<b>OPÇÃO PROGRAMAÇÃO 20KM/H + CRUISE MODE ON</b> (Ao escolher esta opção é fornecido um módulo display extra já programado para 20km/h e com o controlo de velocidade automático ativado)	442,38 €
1593079	Kit de tração (Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil extração junto do eixo da roda) Inclui hardware de montagem	330,31 €
1592281	Suporte frontal KLICKfix® (obrigatório escolher para montar acessórios na parte frontal)	176,96 €
1592278	Cesto dianteiro preto deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592277	Cesto dianteiro preto com bolinhas coloridas deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592282	Suporte traseiro KLICKfix® (obrigatório escolher para montar acessórios na parte traseira)	176,96 €
1592276	Mochila pequena com fecho deve escolher em combinação com 1592282	58,99 €
1592284	Suporte de Garrafa deve escolher em combinação com 1592282	53,09 €
1592173	Luzes Supernova (luz dupla e mais potente) Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes Supernova	176,96 €
1592286	Espelho retrovisor esquerdo	53,09 €
1592287	Suporte de punho para acelerador	53,09 €
1592097	Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh)	1.120,70 €
1592333	Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz	390,00 €
1592285	Luz traseira para encosto	53,09 €
1592914	Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta	212,34 €
1593452	Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot e resguardar do pó e outro tipo de sujidade)	247,74 €
1593107	Alavanca central - para conseguir encaixar o e-Pilot apenas com uma mão	171,06 €




Largura da cadeira: ..... cm  
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Altura dianteira da cadeira: ..... cm



Altura traseira da cadeira ..... cm  
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Angulo da estrutura frontal : .....°



Medida do assento ao patim : ..... cm



Tipo de patim: .....



Tipo de travão: .....



Luz standard



Luz Supernova



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.