

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Alber® Via GO**

Código ISO 12 22 12 (a ser prescrito em conjunto com cadeira de rodas) Kit motorizado para auxiliar a empurrar a cadeira, com bateria integrada na unidade de tracção, com roda maciça anti furo, de 123mm de altura por 45mm de largura, para aplicação na parte posterior da cadeira, com pega ergonómica para transporte, comando e respetivo hardware de instalação junto dos punhos do encosto da cadeira.

Fornecido com carregador de bateria.

Velocidade máxima de 5,5 km/h com regulação em 9 modos; Bateria de iões de lítio com 4,5Ah de capacidade, integrada no sistema de propulsão, com autonomia para 16 km.

Peso total do sistema: 5,85 kg

Peso máximo do utilizador: 150 kg

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
1595002	Via GO V24	1.645,00 €
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA		
	Modelo:	
	Nº Serie:	
	Largura de assento:	
	Tamanho da roda:	
	Altura traseira:	
	Cadeira com travões de acompanhante*	○
	Cadeira com rodas anti-volteio*	○
1595020	Kit de fixação standard para Via GO (opção obrigatória)	135,00 €



1595020 - Kit Fixação standard

* o Via GO não está equipado com travão, pelo que é recomendado que a cadeira de rodas esteja equipada com travão de acompanhante e rodas anti-volteio