

Sollevatori e Imbracature

Guida alla scelta











Misure

► Uno dei fattori più importanti per garantire la sicurezza nei trasferimenti è il giusto rapporto tra alcuni parametri di misura, quali la distanza tra le anche/ trocanteri e l'apertura presente sull'imbracatura, a livello dei supporti per le gambe. Se i valori dovessero risultare a cavallo tra due taglie, meglio preferire la più piccola per privilegiare la sicurezza del paziente.


Imbracature Invacare con gambe separate

Famiglia Universali con apertura standard		XS	S	M	L	XL	XXL
Universale Bassa (Universal Low)	A	820	850	920	950	970	
	B	700	800	935	1075	1140	
	C	280	350	375	405	405	
	D	365	410	480	575	730	
Universale Standard (Universal Standard)	A	965	1000	1085	1180	1240	
	B	800	915	1050	1095	1240	
	C	405	510	560	585	590	
	D	365	410	480	555	720	
Universale Alta (Universal High)	A	1040	1080	1425	1555	1600	1650
	B	740	845	1000	1120	1190	1285
	C	615	770	900	1000	1000	1000
	D	310	350	375	450	570	600
Universale Alta Plus (Universal High Plus)	A	1335	1385	1510	1580	1590	
	B	500	570	660	740	850	
	C	705	880	935	970	970	
	D	305	345	455	565	630	
Apertura piccola		XS	S	M	L	XL	
Amputato (Amputee)	A	1060	1100	1160	1360	1510	
	B	815	930	970	1230	1360	
	C	390	490	520	570	600	
	D	285	320	355	410	500	
Facile da Applicare (Easy-Fit)	A	1105	1130	1200	1270	1360	
	B	710	760	800	860	950	
	C	590	630	675	720	760	
	D	150	185	235	245	255	
	E	170	180	190	210	210	
	F	120	150	195	215	225	
Apertura grande		XS	S	M	L	XL	
Toeletta Vestizione Bassa (Dress Toeletting Low)	A	840	870	950	1020	1100	
	B	620	710	800	900	1080	
	C	160	200	230	230	270	
	D	380	430	495	600	760	
Toeletta Vestizione Alta (Dress Toeletting High)	E	400	400	465	465	465	
	Stesse misure di Toeletta Vestizione Bassa più "E"						




Imbracature Invacare con gambe unite per supporto integrale del corpo

Famiglia Comfort		XS	S	M	L	XL	XXL
Comfort Standard & Comfort in Situ	A	870	960	1020	1160	1170	1200
	B	970	1050	1170	1290	1330	1395
	C	505	550	610	675	745	820
	D	940	1000	1050	1110	1275	1340
Comfort Alta (Comfort High)	A	1040	1150	1395	1445	1460	
	B	970	1050	1170	1290	1330	
	C	510	550	610	675	745	
	D	960	1020	1160	1280	1470	




Imbracature Standing e Deambulazione

		XS	S	M	L	XL
Standing di trasferimento (Standing Transfer Vest)	A	150	150	180	180	180
	B	750	850	950	1050	1200
	C	-	850	-	950	-
Cinghia pelvica (Groin Band)	D	-	850	-	350	-




Fasce di supporto/Transfer Support

		S	L
Fascia di supporto (Light Transfer Support)	A	930	1120
	B	120	120



Imbracature Invacare per sollevatori attivi/verticalizzanti

		XS	S	M	L	XL
Stand Assist (Stand Assist)	A	260	260	330	360	360
	B	840	840	895	950	1020
	C	900	950	1170	1270	1810
Stand Assist di Trasferimento (Trasfer Stand Assist)	D	-	965	1060	1160	1260
	Stesse misure di Stand Assist più "D"					



► Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
► Portata utile in sicurezza	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059

www.invacare.it

e-mail: italia@invacare.com

© 2020 Invacare International GmbH

All rights reserved. All information quoted is
believed to be correct at time of print.

Hoist and Sling Selection Guide - IT - 11/2020

