



Tel : 02 47 62 69 16
 Fax : 02 47 62 69 13
 Pour tous renseignements : alberactif@invacare.com

VICAIR®

02



Yes, you can.

Coussins d'assise Hygiène Vicair®

€



Coussins d'assise Hygiène

Les coussins Vicair Hygiène sont constitués de berlingots Smartcells. Ils sont utilisables en institution ou à la maison à chaque fois que l'incontinence, la température de la peau ou l'humidité sont un problème pour l'utilisateur. Coussins respirants, légers et sans entretien. Coussins lavables à 60°, berlingots inclus. Pas de sèche linge.

Les coussins Vicair Liberty TC sont rempli de berlingots d'air entourés d'un fluide silicone. Ils soulagent les pressions et préviennent les escarres pour des utilisateurs présentant des risques faibles ou moyens.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Référence	Type de coussin		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
VHY/4845	Coussin Vicair® Hygiène - hauteur 80 mm - poids max utilisateur : 250 kg Largeur d'assise 48 cm - Profondeur d'assise 45 cm	<input type="checkbox"/>	440,83 €	529,00 €
LTC/1	Coussin Vicair® Liberty TC - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 150 kg Largeur d'assise 43 cm - Profondeur d'assise 43 cm	<input type="checkbox"/>	170,00 €	204,00 €
LTC/2	Coussin Vicair® Liberty TC - hauteur 60 mm - poids max utilisateur : 150 kg Largeur d'assise 50 cm - Profondeur d'assise 45 cm	<input type="checkbox"/>	170,00 €	204,00 €

+ 0,17€ éco-participation par coussin

Vicair® Hygiène

Hauteur 80 mm
 Poids max utilisateur : 250 kg

Taille 1	480 x 450 mm	VHY/4845	<input type="checkbox"/>
----------	--------------	----------	--------------------------



Vicair® Liberty TC

Hauteur 60 mm
 Poids max utilisateur : 150 kg

Taille 1	430 x 430 mm	LTC/1	<input type="checkbox"/>
Taille 2	500 x 450 mm	LTC/2	<input type="checkbox"/>

