



Yes, you can.®

Invacare SA

Invacare® Dossiers MatrX

Dossier de positionnement rigide et amovible

matrx®
SCIENCE OF SEATING



- Garantie : 2 ans

Date :

Référence :


Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

◆ Option standard

☐ Option supplément

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
Etape 1 : Choisissez le type de dossier			
Type de dossier (livré avec une cale lombaire)			
	<input type="checkbox"/>	Dossier carbone MatrX MX2 - sans fixation - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 114 kg	700,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Mini - fixation incl. - profondeur 60 mm - poids max utilisateur : 68 kg	700,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite E2 - avec fixation - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 136 kg	750,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite E2 Deep - avec fixation - profondeur 160 mm - poids max utilisateur : 136 kg	850,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX MAC - coussin mousse - fixation incl. - maintiens latéraux non-inclus - poids max utilisateur : 136kg	550,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX MAC - coussin HUG - fixation incl. - maintiens latéraux non-inclus - poids max utilisateur : 136kg	650,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite HD - sans fixation - profondeur 80 mm	1.300,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Elite Deep HD - sans fixation - profondeur 160 mm	1.350,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Posture Back - sans fixation - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 136 kg	532,53
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Posture Back Deep - sans fixation - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 136 kg	632,53
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Posture Back Max - fixation incl. - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 227 kg	1.300,00
	<input type="checkbox"/>	Dossier MatrX Posture Back Deep Max - fixation incl. - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 227 kg	1.350,00



Etape 2 : Choisissez la taille du dossier

Dossier carbone MatrX MX2 (avec aide lombaire - revêtement douce - sans fixation)

Profondeur du dossier : 80 mm (C) - Poids max utilisateur : 114 kg

Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)					Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :
	150 mm	230 mm	310 mm	410 mm		
360 mm	1629002 <input type="checkbox"/>	1629003 <input type="checkbox"/>	1629004 <input type="checkbox"/>	1629005 <input type="checkbox"/>		360mm - 380mm
380 mm	1629006 <input type="checkbox"/>	1629007 <input type="checkbox"/>	1629008 <input type="checkbox"/>	1629009 <input type="checkbox"/>		380mm - 410mm
410 mm	1629010 <input type="checkbox"/>	1629011 <input type="checkbox"/>	1629012 <input type="checkbox"/>	1629013 <input type="checkbox"/>		410mm - 430mm
430 mm	1629014 <input type="checkbox"/>	1629015 <input type="checkbox"/>	1629016 <input type="checkbox"/>	1629017 <input type="checkbox"/>		430mm - 460mm
460 mm	1629018 <input type="checkbox"/>	1629019 <input type="checkbox"/>	1629020 <input type="checkbox"/>	1629021 <input type="checkbox"/>		460mm - 480mm

(2) Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.



Dossier MatrX Mini: Fixation inclusive

Profondeur du dossier : 60 mm (C) - Poids max utilisateur : 68 kg

Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)				Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :
	180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	
260 mm	1626804 <input type="checkbox"/>	1626805 <input type="checkbox"/>	1626806 <input type="checkbox"/>		250mm - 270mm
280 mm	1626807 <input type="checkbox"/>	1626808 <input type="checkbox"/>	1626809 <input type="checkbox"/>		280mm - 300mm
310 mm	1626810 <input type="checkbox"/>	1626811 <input type="checkbox"/>	1626812 <input type="checkbox"/>	1626813 <input type="checkbox"/>	300mm - 320mm
330 mm	1626814 <input type="checkbox"/>	1626815 <input type="checkbox"/>	1626816 <input type="checkbox"/>	1626817 <input type="checkbox"/>	330mm - 360mm
360 mm	1626818 <input type="checkbox"/>	1626819 <input type="checkbox"/>	1626820 <input type="checkbox"/>	1626821 <input type="checkbox"/>	360mm - 380mm

(2) Largeur réelle avec le coussin de dossier installé




Dossier MatrX Elite E2 (aide lombaire en matière dure - avec fixation)																		
Profondeur du dossier : 80 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg																		
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾⁽³⁾	Hauteur du dossier (D)												Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾					
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm			460 mm		510 mm		
360 mm	1632513	<input type="checkbox"/>	1632514	<input type="checkbox"/>	1632515	<input type="checkbox"/>	1632516	<input type="checkbox"/>	1632517	<input type="checkbox"/>	1632518	<input type="checkbox"/>	1632519	<input type="checkbox"/>	1632520	<input type="checkbox"/>	360mm - 380mm	
380 mm	1632521	<input type="checkbox"/>	1632522	<input type="checkbox"/>	1632523	<input type="checkbox"/>	1632524	<input type="checkbox"/>	1632525	<input type="checkbox"/>	1632526	<input type="checkbox"/>	1632527	<input type="checkbox"/>	1632528	<input type="checkbox"/>	380mm - 410mm	
410 mm	1632529	<input type="checkbox"/>	1632530	<input type="checkbox"/>	1632531	<input type="checkbox"/>	1632532	<input type="checkbox"/>	1632533	<input type="checkbox"/>	1632534	<input type="checkbox"/>	1632535	<input type="checkbox"/>	1632536	<input type="checkbox"/>	410mm - 430mm	
430 mm	1632537	<input type="checkbox"/>	1632538	<input type="checkbox"/>	1632539	<input type="checkbox"/>	1632540	<input type="checkbox"/>	1632541	<input type="checkbox"/>	1632542	<input type="checkbox"/>	1632543	<input type="checkbox"/>	1632544	<input type="checkbox"/>	430mm - 460mm	
460 mm	1632545	<input type="checkbox"/>	1632546	<input type="checkbox"/>	1632547	<input type="checkbox"/>	1632548	<input type="checkbox"/>	1632549	<input type="checkbox"/>	1632550	<input type="checkbox"/>	1632551	<input type="checkbox"/>	1632552	<input type="checkbox"/>	460mm - 480mm	
480 mm	1632553	<input type="checkbox"/>	1632554	<input type="checkbox"/>	1632555	<input type="checkbox"/>	1632556	<input type="checkbox"/>	1632557	<input type="checkbox"/>	1632558	<input type="checkbox"/>	1632559	<input type="checkbox"/>	1632560	<input type="checkbox"/>	480mm - 510mm	
510 mm	1632561	<input type="checkbox"/>	1632562	<input type="checkbox"/>	1632563	<input type="checkbox"/>	1632564	<input type="checkbox"/>	1632565	<input type="checkbox"/>	1632566	<input type="checkbox"/>	1632567	<input type="checkbox"/>	1632568	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm	
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm.																		
(2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.																		
(3)Nous recommandons de prendre un dossier 20 mm plus large dans le cas d'ajout de cale-tronc.																		
Dossier MatrX Elite E2 Deep (support latéral intégré sur le soutien lombaire dur - avec fixation)																		
Profondeur du dossier : 160 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg																		
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)												Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾					
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm			460 mm		510 mm		
360 mm	1632634	<input type="checkbox"/>	1632635	<input type="checkbox"/>	1632636	<input type="checkbox"/>	1632637	<input type="checkbox"/>	1632638	<input type="checkbox"/>	1632639	<input type="checkbox"/>	1632640	<input type="checkbox"/>	1632641	<input type="checkbox"/>	360mm - 380mm	
380 mm	1632642	<input type="checkbox"/>	1632643	<input type="checkbox"/>	1632644	<input type="checkbox"/>	1632645	<input type="checkbox"/>	1632646	<input type="checkbox"/>	1632647	<input type="checkbox"/>	1632648	<input type="checkbox"/>	1632649	<input type="checkbox"/>	380mm - 410mm	
410 mm	1632650	<input type="checkbox"/>	1632651	<input type="checkbox"/>	1632652	<input type="checkbox"/>	1632653	<input type="checkbox"/>	1632654	<input type="checkbox"/>	1632655	<input type="checkbox"/>	1632656	<input type="checkbox"/>	1632657	<input type="checkbox"/>	410mm - 430mm	
430 mm	1632658	<input type="checkbox"/>	1632659	<input type="checkbox"/>	1632660	<input type="checkbox"/>	1632661	<input type="checkbox"/>	1632662	<input type="checkbox"/>	1632663	<input type="checkbox"/>	1632664	<input type="checkbox"/>	1632665	<input type="checkbox"/>	430mm - 460mm	
460 mm	1632666	<input type="checkbox"/>	1632667	<input type="checkbox"/>	1632668	<input type="checkbox"/>	1632669	<input type="checkbox"/>	1632670	<input type="checkbox"/>	1632671	<input type="checkbox"/>	1632672	<input type="checkbox"/>	1632673	<input type="checkbox"/>	460mm - 480mm	
480 mm	1632674	<input type="checkbox"/>	1632675	<input type="checkbox"/>	1632676	<input type="checkbox"/>	1632677	<input type="checkbox"/>	1632678	<input type="checkbox"/>	1632679	<input type="checkbox"/>	1632769	<input type="checkbox"/>	1632770	<input type="checkbox"/>	480mm - 510mm	
510 mm	1632771	<input type="checkbox"/>	1632772	<input type="checkbox"/>	1632773	<input type="checkbox"/>	1632774	<input type="checkbox"/>	1632775	<input type="checkbox"/>	1632776	<input type="checkbox"/>	1632777	<input type="checkbox"/>	1632778	<input type="checkbox"/>	510mm - 530mm	
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm.																		
(2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.																		
Dossier MatrX MAC - coussin double épaisseur de mousse: Fixation inclusive (n'inclus pas les cale-tronc)																		
Poids max utilisateur : 136 kg																		
Largeur du dossier (A)	Hauteur du dossier (D)								Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :									
	410 mm		460 mm		510 mm		560 mm											
410 mm	1634608		<input type="checkbox"/>	1634609		<input type="checkbox"/>	1634610		<input type="checkbox"/>	1634611		<input type="checkbox"/>	385mm - 460mm					
430 mm	1634612		<input type="checkbox"/>	1634613		<input type="checkbox"/>	1634614		<input type="checkbox"/>	1634615		<input type="checkbox"/>	405mm - 480mm					
460 mm	1634616		<input type="checkbox"/>	1634617		<input type="checkbox"/>	1634618		<input type="checkbox"/>	1634619		<input type="checkbox"/>	435mm - 510mm					
480 mm	1634620		<input type="checkbox"/>	1634621		<input type="checkbox"/>	1634622		<input type="checkbox"/>	1634623		<input type="checkbox"/>	455mm - 530mm					
510 mm	1634624		<input type="checkbox"/>	1634625		<input type="checkbox"/>	1634626		<input type="checkbox"/>	1634627		<input type="checkbox"/>	485mm - 560mm					
Dossier MatrX MAC - coussin HUG: Fixation inclusive (n'inclus pas les cale-tronc)																		
Poids max utilisateur : 136 kg																		
Largeur du dossier (A)	Hauteur du dossier (D)								Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :									
	410 mm		460 mm		510 mm		560 mm											
410 mm	1634678		<input type="checkbox"/>	1634679		<input type="checkbox"/>	1634680		<input type="checkbox"/>	1634681		<input type="checkbox"/>	385mm - 460mm					
430 mm	1634682		<input type="checkbox"/>	1634683		<input type="checkbox"/>	1634684		<input type="checkbox"/>	1634685		<input type="checkbox"/>	405mm - 480mm					
460 mm	1634686		<input type="checkbox"/>	1634687		<input type="checkbox"/>	1634688		<input type="checkbox"/>	1634689		<input type="checkbox"/>	435mm - 510mm					
480 mm	1634690		<input type="checkbox"/>	1634691		<input type="checkbox"/>	1634692		<input type="checkbox"/>	1634693		<input type="checkbox"/>	455mm - 530mm					
510 mm	1634694		<input type="checkbox"/>	1634695		<input type="checkbox"/>	1634696		<input type="checkbox"/>	1634697		<input type="checkbox"/>	485mm - 560mm					
Dossier MatrX Elite Max: fixation inclusive																		
Profondeur du dossier : 80 mm (C)																		
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)				Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾													
	410 mm		510 mm															
530 mm	1628240		<input type="checkbox"/>	1628241		<input type="checkbox"/>	530mm - 560mm											
560 mm	1628242		<input type="checkbox"/>	1628243		<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm											
580 mm	1628244		<input type="checkbox"/>	1628245		<input type="checkbox"/>	580mm - 610mm											
610 mm	1628246		<input type="checkbox"/>	1628247		<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm											

NOUVEAU




NOUVEAU



Dossier MatrX Elite Deep Max: fixation inclusive			
Profondeur du dossier : 160 mm (C)			
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)		Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	510 mm		
530 mm	1584177	<input type="checkbox"/>	530mm - 560mm
560 mm	1584179	<input type="checkbox"/>	560mm - 590mm
580 mm	1584181	<input type="checkbox"/>	580mm - 610mm
610 mm	1583933	<input type="checkbox"/>	610mm - 640mm




Dossier MatrX Posture Back (support Thoraco - lombaire en matière dure - sans fixation)					
Profondeur de dossier 130 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg					
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)				Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	510 mm		
360 mm	1544783	<input type="checkbox"/> 1544784	<input type="checkbox"/>		330mm - 380mm
410 mm	1544785	<input type="checkbox"/> 1515727	<input type="checkbox"/> 1515728	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
430 mm	1544786	<input type="checkbox"/> 1515729	<input type="checkbox"/> 1515730	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
460 mm	1544787	<input type="checkbox"/> 1515731	<input type="checkbox"/> 1515732	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
510 mm	1544788	<input type="checkbox"/> 1518131	<input type="checkbox"/> 1518132	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm.					
(2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.					



Dossier MatrX Posture Back Deep(support latéral intégré sur le soutien Thoraco -lombaire dur - sans fixation)					
Profondeur du dossier : 180 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg					
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)				Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	510 mm		
360 mm	1545001	<input type="checkbox"/> 1545002	<input type="checkbox"/>		330mm - 380mm
410 mm	1545003	<input type="checkbox"/> 1545058	<input type="checkbox"/> 1545059	<input type="checkbox"/>	380mm - 430mm
430 mm	1545060	<input type="checkbox"/> 1545061	<input type="checkbox"/> 1545062	<input type="checkbox"/>	410mm - 460mm
460 mm	1545063	<input type="checkbox"/> 1545064	<input type="checkbox"/> 1545065	<input type="checkbox"/>	430mm - 480mm
510 mm	1545066	<input type="checkbox"/> 1545067	<input type="checkbox"/> 1545068	<input type="checkbox"/>	480mm - 530mm
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm.					
(2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.					



Dossier MatrX Posture Back Max: fixation inclusive			
Profondeur du dossier : 130 mm (C) - Poids max utilisateur : 227 kg			
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)		Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	
510 mm	1544538	<input type="checkbox"/> 1544657	<input type="checkbox"/> 510mm - 530mm
560 mm	1544658	<input type="checkbox"/> 1544659	<input type="checkbox"/> 560mm - 590mm
610 mm	1544660	<input type="checkbox"/> 1544661	<input type="checkbox"/> 610mm - 640mm



Dossier MatrX Posture Back Deep Max: fixation inclusive			
Profondeur du dossier : 130 mm (C) - Poids max utilisateur : 227 kg			
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)		Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	310 mm	410 mm	
510 mm	1543486	<input type="checkbox"/> 1543487	<input type="checkbox"/> 510mm - 530mm
560 mm	1543488	<input type="checkbox"/> 1543489	<input type="checkbox"/> 560mm - 590mm
610 mm	1543490	<input type="checkbox"/> 1543491	<input type="checkbox"/> 610mm - 640mm



CODE		DESCRIPTION	QTY	Prix public €, TVA de 6% incluse
Etape 3 : Choisissez la fixation				
Fixations pour dossiers MatrX				
Pour Posture Back (Deep)				
1545275	<input type="checkbox"/>	Fixation standard pour dossier Posture Back, la paire (montage sur canes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)		240,00
1545278	<input type="checkbox"/>	Fixation Split pour dossier Posture Back, la paire (conseillé pour montage sur fauteuil à cadre rigide) (montage sur canes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)		240,00
Pour dossier Max				
1544776	<input type="checkbox"/>	Fixation standard renforcée pour dossier Max, la paire		480,00
Pour MX2				
1629027	<input type="checkbox"/>	Fixation fixe carbone MX2		290,00
1629028	<input type="checkbox"/>	Fixation QR MX2		310,00



Etape 4 : Choisissez les accessoires					
Accessoires pour dossiers MatrX					
Maintiens latéraux pour dossier MatrX MAC					
1634628	<input type="checkbox"/>	Maintiens latéraux 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. Unité		100,00	NOUVEAU
1634629	<input type="checkbox"/>	Maintiens latéraux 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. Unité		100,00	NOUVEAU
1634630	<input type="checkbox"/>	Maintiens latéraux 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. Unité		100,00	NOUVEAU
Cale-tronc (uniquement pour dossier Elite)					
1544800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement position haute ou basse - Taille L		220,00	
1544852	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement position haute ou basse - Taille L		220,00	
1544853	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement position haute ou basse - Taille M		220,00	
1544854	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement position haute ou basse - Taille M		220,00	
1544855	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement position haute ou basse - Taille S		220,00	
1544856	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement position haute ou basse - Taille S		220,00	
1544857	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement position haute ou basse - Taille XS		220,00	
1544858	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement position haute ou basse - Taille XS		220,00	
1545684	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille L		220,00	
1545685	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille L		220,00	
1545686	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille M		220,00	
1545687	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille M		220,00	
1545688	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille S		220,00	
1545689	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille S		220,00	
1545690	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille XS		220,00	
1545691	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille XS		220,00	
1545167	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche fixe - Taille L		120,00	
1545168	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit fixe - Taille L		120,00	
1545172	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche fixe - Taille S		120,00	
1545225	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit fixe - Taille S		120,00	
1545169	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche fixe position haute ou basse- Taille L		120,00	
1545170	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit fixe position haute ou basse - Taille L		120,00	
Appui-tête Elan pour Elite et Posture Back					
Coussins d'appui-têtes					
1603253	<input type="checkbox"/>	Coussin Standard 14" - housse noire respirante		205,00	
1603254	<input type="checkbox"/>	Coussin Standard 10" - housse noire respirante		205,00	
1603255	<input type="checkbox"/>	Coussin Standard 6" - housse noire respirante		205,00	
1603292	<input type="checkbox"/>	Coussin Standard 14" - housse Dartex		205,00	
1603293	<input type="checkbox"/>	Coussin Standard 10" - housse Dartex		205,00	
1603294	<input type="checkbox"/>	Coussin Standard 6" - housse Dartex		205,00	
1603290	<input type="checkbox"/>	Coussin Occipital 12" - housse noire respirante		205,00	
1603291	<input type="checkbox"/>	Coussin Occipital 9" - housse noire respirante		205,00	
1603295	<input type="checkbox"/>	Coussin Occipital 12" - housse Dartex		205,00	
1603296	<input type="checkbox"/>	Coussin Occipital 9" - housse Dartex		205,00	
1626823	<input type="checkbox"/>	Coussin 4 points 11" - housse noire respirante		400,00	
1626824	<input type="checkbox"/>	Coussin 4 points 11" - housse Dartex		400,00	
Supports d'appui-têtes					
1603250	<input type="checkbox"/>	Support d'appui-tête Elan Standard, multi-réglage (380 mm de hauteur)		306,21	
1603251	<input type="checkbox"/>	Support d'appui-tête Elan Mini, multi-réglage (280 mm de hauteur)		306,21	
1603252	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de fixation pour montage sur dossier Invacare Flex 3 rigide		71,45	
Fixations d'appui-têtes pour dossiers MatrX Elite et MatrX Posture Back					
1544187	<input type="checkbox"/>	Fixation d'appui-tête pour dossier largeur 460 à 510 mm		61,24	
1544188	<input type="checkbox"/>	Fixation d'appui-tête pour dossier largeur 330 à 430 mm		61,24	
1544189	<input type="checkbox"/>	Fixation d'appui-tête pour dossier largeur 310 mm		61,24	
Accessoires					
1632756	<input type="checkbox"/>	Fixation d'appui-tete Elite E2		50,00	
SP1581931	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête universel		61,24	
1446010	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Invacare sur dossier MatrX		40,00	
Autres accessoires (compatible sur toute la gamme de dossier MatrX)					
1544237	<input type="checkbox"/>	Kit incluant 4 tiges filetées de fixation rallongée (+50 mm) - Livré avec outils		61,24	
1551799	<input type="checkbox"/>	Bavette - Taille XS (260 x 410 mm)		70,43	
1551800	<input type="checkbox"/>	Bavette - Taille S (330 x 410 mm)		70,43	
1551903	<input type="checkbox"/>	Bavette - Taille M (380 x 410 mm)		70,43	
1551904	<input type="checkbox"/>	Bavette - Taille L (430 x 410 mm)		70,43	
1580358	<input type="checkbox"/>	Kit support harnais dossier MatrX Posture Back		86,76	
1580359	<input type="checkbox"/>	Kit support harnais dossier MatrX Elite		86,76	